

# Aquatec® Ocean / Ocean VIP / Ocean Dual VIP




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

**EN** Variable soft seat  
Assembly instruction

**DE** Variabler Softsitz  
Montageanweisung

**FR** Coussin d'assise variable  
Instruction de montage

**IT** Sedile morbido variabile  
Istruzioni di montaggio

**ES** Asiento blando variable  
Instrucciones de montaje

**NL** Variabele zachte zitting  
Montageaanwijzing

**DA** Variabelt blødt sæde  
Monteringsanvisning

**PL** Miękkie siedzisko ze  
zmiennym ustawieniem  
Instrukcja montażu

**FI** Muunneltava pehmeä istuin  
Kokoamisohjeet

**NO** Varierbart myksete  
Monteringsanvisning

**SV** Justerbar mjuk sits  
Monteringsanvisningar

**PT** Assento flexível variável  
Instruções de montagem

**CS** Variabilní měkké sedátko  
Pokyny k sestavení

**LV** Maināms mīkstais sēdeklis  
Uzstādīšanas norādījumi

**ET** Muudetav pehme iste  
Koostehuhend



This manual must be given to the user of the product.  
Before using the product, read this manual and save it  
for future reference!

**AQUATEC®**

**INVACARE®**

Yes, you can.




Fig. 4




Fig. 5

**Intended use**

The variable soft seat is intended solely for use in conjunction with Aquatec Ocean / Ocean VIP / Ocean Dual VIP for variable usage of the hygiene recess. Any other use is prohibited.

Maximum user weight: 150 kg

**Warranty / Service Life**

See user manual for the Ocean shower and commode chair.

**Scope of delivery (Fig. 1)**

The following items are included in the scope of delivery:

Ⓐ	Soft seat
Ⓑ	Positioning adapters (2x)
Ⓒ	Clips (2x)
Ⓓ	Assembly instruction

The variable soft seat can be used on the Aquatec Ocean from serial number 14403200.

**Safety****WARNING Risk of injury!**

- Do not use if defective.

**CAUTION**

- Check product regularly for damage and to ensure that it is securely assembled.
- Be careful during assembly.

**IMPORTANT**

- If necessary, the toilet pan holder must be fitted before the variable soft seat.
- The variable soft seat attachment increases the seat height by around 70 mm. The seat height, arm rest and footrest settings of the shower and commode chair may need to be adjusted.

**Fitting the variable soft seat**

- Apply brakes.
- Lift the seat plate of the Ocean shower and commode chair up and out.
- Take clips Ⓐ out of positioning adapter Ⓑ (engaged when delivered).

**For Aquatec Ocean (Fig. 2):**

- Place positioning adapter Ⓒ on the outer frame tube Ⓓ between the two saddles Ⓔ.

**For Aquatec Ocean VIP / Ocean Dual VIP (Fig. 3):**

- Place positioning adapter Ⓒ with the holes for the right and left clips next to gas spring holder Ⓕ on frame tube Ⓓ.
- Insert clip Ⓐ from the outside with the curved section at the bottom into positioning adapter Ⓒ.

**IMPORTANT**

- Ensure that the clips fully engage with a clearly audible "click" and that they are seated firmly and correctly.

- Fit the second positioning adapter to the other side, mirror-inverted in the same way.
- Fig. 4
- Insert the variable soft seat Ⓒ with the commode seat aligned as required at a slight angle into the rear retainers Ⓑ of the positioning adapters.
- Press down the front of the variable soft seat Ⓒ so that it engages in the retainers of the positioning adapters. Hold back the lugs Ⓓ of the positioning adapters.

**IMPORTANT**

- Ensure that the variable soft seat is positioned correctly in the positioning adapters and engages at all four recesses.



The commode seat of the variable soft seat can be removed and reinserted so it positioned as shown in Ⓑ, Ⓒ or Ⓓ.

**Removing the variable soft seat (Fig. 5)****IMPORTANT**

- Before removing the variable soft seat, make sure that it is released from the front retainers of the positioning adapters.

- Pull the lugs of the positioning adapters forwards slightly.
- Remove the variable soft seat upwards.

**Cleaning**

Please note the cleaning instructions in the user manual for the Ocean shower and commode chair.

**Bestimmungsgemäße Verwendung**

Der Variable Softsitz ist ausschließlich für die Verwendung mit Aquatec Ocean / Ocean VIP / Ocean Dual VIP zur variablen Verwendung des Toilettenausschnitts bestimmt. Jede weitere Verwendung ist nicht erlaubt.

Max. Benutzergewicht: 150 kg

**Garantie / Produktlebensdauer**

Siehe Gebrauchsanweisung für den Ocean Dusch- und Toilettenstuhl.

**Lieferumfang (Fig. 1)**

Folgende Teile sind im Lieferumfang enthalten:

Ⓐ	Softsitz
Ⓑ	Positionierungsadapter (2x)
Ⓒ	Clips (2x)
Ⓓ	Montageanleitung

Der Variable Softsitz kann auf dem Aquatec Ocean ab der Serien-Nr. 14403200 verwendet werden.

**Sicherheit****WARNING Verletzungsgefahr!**

- Bei Defekten nicht verwenden.

**VORSICHT**

- Das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen und sichere Montage prüfen.
- Produkt vorsichtig zusammenbauen.

**WICHTIG**

- Der Toilettentopfhalter muss bei Bedarf vor der Montage des variablen Softsitzes montiert werden.
- Durch den Aufsatz des Variablen Softsitz erhöht sich die Sitzhöhe um ca. 70 mm. Die Einstellungen der Sitzhöhe, Armlehnen und Fußstützen des Dusch- und Toilettenstuhls müssen ggf. angepasst werden.

**Variablen Softsitz montieren**

- Bremsen feststellen.
- Sitzplatte des Ocean Dusch- und Toilettenstuhls nach oben abnehmen.
- Clips Ⓐ aus den Positionierungsadapters Ⓑ entnehmen (bei der Lieferung eingerastet).

**Für Aquatec Ocean (Fig. 2):**

- Positionierungsadapter Ⓒ auf dem äußeren Rahmenrohr Ⓓ zwischen den beiden Sattelstücken Ⓔ platzieren.

**Für Aquatec Ocean VIP / Ocean Dual VIP (Fig. 3):**

- Positionierungsadapter Ⓒ mit den Löchern für den Clip rechts und links neben der Gasfederaufnahme Ⓕ auf dem Rahmenrohr Ⓓ platzieren.
- Clip Ⓐ von der Außenseite mit dem gebogenen Teil nach unten in den Positionierungsadapter Ⓒ stecken.

**WICHTIG**

- Darauf achten, dass die Clips mit einem deutlich hörbaren "Klick" komplett einrasten und korrekt und sicher sitzen.

- Zweiten Positionierungsadapter auf der anderen Seite, spiegelverkehrt auf die gleiche Weise montieren.

**Fig. 4**

- Variablen Softsitz Ⓒ mit dem Toilettenausschnitt in der gewünschten Ausrichtung leicht schräg in den hinteren Verrasterungen Ⓑ der Positionierungsadapter platzieren.
- Variablen Softsitz Ⓒ vorne nach unten drücken, so dass er in den Verrasterungen der Positionierungsadapter einrastet. Dabei die Nasen Ⓓ der Positionierungsadapter gegenhalten.

**WICHTIG**

- Darauf achten, dass der variable Softsitz korrekt in den Positionierungsadapters sitzt und mit allen vier Aussparungen einrastet.



Der Toilettenausschnitt des variablen Softsitzes kann durch Herausnehmen und Wiedereinsetzen auch in die Richtungen Ⓑ, Ⓒ oder Ⓓ ausgerichtet werden.

## Variablen Softsitz demontieren (Fig. 5)

### WICHTIG

- › Vor dem Herausnehmen des variablen Softsitzes darauf achten, dass dieser aus den vorderen Verrastungen der Positionsadapter gelöst wird.

1. Nasen der Positionierungsadapter leicht nach vorne ziehen.
2. Variablen Softsitz nach oben abnehmen.

### Reinigung

Reinigungshinweise in der Gebrauchsanweisung des Ocean Dusch- und Toilettenstuhles beachten.

### Utilisation conforme du dispositif

Le coussin d'assise variable est conçu uniquement pour être utilisé avec les produits Aquatec Ocean / Ocean VIP / Ocean Dual VIP pour un usage variable de la découpe pour toilette intime.

Ne pas employer pour d'autres usages.

Poids maximal de l'utilisateur: 150 kg

### Garantie / Durée de vie

Consulter le manuel d'utilisation de la chaise de douche Ocean.

### Volume de livraison (Fig. 1)

Les éléments suivants sont fournis à la livraison :

Ⓐ	Coussin d'assise
Ⓑ	Adaptateurs de positionnement (2x)
Ⓒ	Clips (2x)
Ⓓ	Instructions de montage

Le coussin d'assise variable peut s'utiliser sur l'Aquatec Ocean à partir du numéro de série 14403200.

### Sécurité



#### AVERTISSEMENT Risque de blessures!

- › Ne pas utiliser en cas de défaut.



#### ATTENTION

- › Vérifier régulièrement le produit afin de s'assurer de l'absence de détériorations et de son bon assemblage.
- › Procéder avec précaution lors du montage.



#### IMPORTANT

- › Si nécessaire, le support de cuvette de toilette doit être monté avant le coussin d'assise variable.
- › La fixation du coussin d'assise variable augmente la hauteur d'assise d'environ 70 mm. Il peut s'avérer nécessaire d'adapter les réglages de la hauteur d'assise, de l'accoudoir et du repose-pied de la chaise de douche

### Montage du coussin d'assise variable

1. Serrez les freins.
2. Soulevez la plaque d'assise de la chaise de douche Ocean et retirez-la.
3. Enlevez les clips Ⓐ de l'adaptateur de positionnement Ⓑ (enclenché à la livraison).

#### Pour Aquatec Ocean (Fig. 2):

4. Placez l'adaptateur de positionnement Ⓐ sur le tube de châssis extérieur Ⓑ entre les deux glissières Ⓒ.

#### Pour Aquatec Ocean VIP / Ocean Dual VIP (Fig. 3) :

4. Placez l'adaptateur de positionnement Ⓐ avec les trous destinés aux clips droit et gauche à côté du support de ressort pneumatique Ⓓ situés sur le tube de châssis Ⓑ.
5. Insérez le clip Ⓐ de l'extérieur dans l'adaptateur de positionnement Ⓑ, avec la partie courbée en bas.



#### IMPORTANT

- › Veillez à ce que les clips s'enclenchent avec un clic clairement audible et qu'ils soient fixés correctement et solidement.
6. Montez le deuxième adaptateur de positionnement de l'autre côté, en procédant de la même manière dans le sens inverse.
  7. Insérez le coussin d'assise variable Ⓑ dans les fixations arrière Ⓒ des adaptateurs de positionnement avec la chaise percée alignée selon les besoins.
  8. Enfoncez l'avant du coussin d'assise variable Ⓑ pour qu'il s'enclenche dans les fixations des adaptateurs de positionnement. Retenez les ergots Ⓓ des adaptateurs de positionnement.



### IMPORTANT

- › Assurez-vous que le coussin d'assise variable est positionné correctement dans les adaptateurs de positionnement et qui s'enclenche dans les quatre renflements.



Il est possible de retirer et de réinsérer la chaise percée du coussin d'assise variable de manière à la placer comme indiqué sur les figures Ⓒ, Ⓓ ou Ⓔ.

## Démontage du coussin d'assise variable (Fig. 5)



### IMPORTANT

- › Avant de retirer le coussin d'assise variable, veillez à le dégager des fixations avant des adaptateurs de positionnement.

1. Tirez les ergots des adaptateurs de positionnement légèrement vers l'avant.
2. Retirez le coussin d'assise variable par le haut.

### Nettoyage

Veuillez tenir compte des consignes de nettoyage figurant dans le manuel d'utilisation de la chaise de douche Ocean.

### Utilizzo conforme agli scopi previsti

Il sedile morbido variabile è destinato all'uso esclusivamente con Aquatec Ocean / Ocean VIP / Ocean Dual VIP per l'utilizzo variabile dell'incavo igienico. Non usare per nessun altro scopo.

Peso massimo dell'utente: 150 kg

### Garanzia commerciale / Durata

Consultare il manuale d'uso della sedia per doccia Ocean.

### Contenuto della fornitura (Fig. 1)

Fanno parte della fornitura i seguenti elementi:

Ⓐ	Sedile morbido
Ⓑ	Adattatori di posizionamento (2 x)
Ⓒ	Fermi (2 x)
Ⓓ	Istruzioni di montaggio

Il sedile morbido variabile può essere utilizzato su Aquatec Ocean a partire dal numero di serie 14403200.

### Sicurezza



#### ATTENZIONE Pericolo di lesioni!

- › Non utilizzare se difettoso.



#### AVVERTENZA

- › Controllare regolarmente che il prodotto non sia danneggiato e assicurarsi che sia ben assemblato.
- › Prestare attenzione durante il montaggio.



#### IMPORTANTE

- › Se necessario, il supporto per la padella deve essere montato prima del sedile morbido variabile.
- › Il montaggio del sedile morbido variabile aumenta l'altezza sedile di circa 70 mm. Potrebbe essere necessario regolare le impostazioni dell'altezza sedile, dei braccioli e dei poggiapiedi della sedia da doccia e da toilette.

### Montaggio del sedile morbido variabile

1. Inserire i freni.
2. Sollevare ed estrarre la piastra del sedile della sedia da doccia e da toilette Ocean.
3. Estrarre i fermi Ⓐ dall'adattatore di posizionamento Ⓑ (inseriti alla consegna).

#### Per Aquatec Ocean (Fig. 2):

4. Collocare l'adattatore di posizionamento Ⓐ sul tubo esterno del telaio Ⓑ tra i due incavi Ⓒ.

#### Per Aquatec Ocean VIP / Ocean Dual VIP (Fig. 3):

4. Collocare l'adattatore di posizionamento Ⓐ con i fori per i fermi destro e sinistro vicini al supporto della molla a gas Ⓓ sul tubo del telaio Ⓑ.
5. Inserire il fermo Ⓐ dall'esterno, con la parte curva in basso, nell'adattatore di posizionamento Ⓑ.

- ! **IMPORTANTE**

  - › Accertarsi che i fermi siano completamente inseriti quando si sente un "clic" ben distinto e che siano fissati saldamente e correttamente.

6. Montare il secondo adattatore di posizionamento sul lato opposto, in modo speculare adottando la stessa procedura.

► **Fig. 4**

7. Inserire il sedile morbido variabile ⑧ con la tavoletta per la toilette allineata come richiesto e inclinata leggermente verso i fermi posteriori ⑨ degli adattatori di posizionamento.
8. Premere verso il basso la parte anteriore del sedile morbido variabile ⑧ in modo che si innesti nei fermi degli adattatori di posizionamento. Trattenere i manici ⑩ degli adattatori di posizionamento.

! **IMPORTANTE**

- Assicurarsi che il sedile morbido variabile sia posizionato correttamente negli adattatori di posizionamento e si innesti in tutti i quattro incavi.



La tavoletta per toilette del sedile morbido variabile può essere rimossa e reinserita in modo da posizionarla come mostrato nelle immagini ⑪, ⑫ o ⑬.

### Rimozione del sedile morbido variabile (Fig. 5)

! **IMPORTANTE**

- Prima di rimuovere il sedile morbido variabile, assicurarsi che sia libero dai fermi anteriori degli adattatori di posizionamento.

1. Tirare i manici degli adattatori di posizionamento leggermente in avanti.
2. Rimuovere il sedile morbido variabile verso l'alto.

#### Pulizia

Fare riferimento alle istruzioni per la pulizia riportate nel manuale d'uso della sedia per doccia Ocean.

#### Uso adecuado

ES

El asiento blando variable está pensado sólo para ser utilizado junto con Aquatec Ocean / Ocean VIP / Ocean Dual VIP para empleo variable del hueco higiénico. No utilizar para ningún otro fin.

Peso máximo del usuario: 150 kg

#### Garantía / Vida útil

Consulte el manual del usuario de la silla de ducha Ocean.

#### Volumen de entrega (Fig. 1)

Los siguientes elementos se incluyen con la entrega:

Ⓐ	Asiento blando
Ⓑ	Adaptadores de posición (2x)
Ⓒ	Clips (2x)
Ⓓ	Instrucciones de montaje

El asiento blando variable se puede usar en Aquatec Ocean a partir del número de serie 14403200.

#### Seguridad



**ADVERTENCIA** Riesgo de lesiones!

- No usar el producto si está defectuoso.



**PRECAUCIÓN**

- Revise el producto periódicamente para comprobar que no presenta daños y asegurarse de que está montado de forma segura.
- Realice el montaje con cuidado.



**IMPORTANTE**

- Si es necesario, el soporte de la estructura del WC se debe montar antes que el asiento blando variable.
- El accesorio del asiento blando variable incrementa la altura del asiento unos 70 mm. Es posible que los ajustes de altura del asiento, el reposabrazos y el reposapiés de la silla de ducha y WC deban modificarse.

#### Montaje del asiento blando variable

1. Accione los frenos.
2. Levante hacia arriba la placa del asiento de la silla de ducha y WC Ocean.
3. Retire los clips ⑪ del adaptador de posición ⑫ (acoplados en la entrega).

#### Para Aquatec Ocean (Fig. 2):

4. Coloque el adaptador de posición ⑮ sobre el tubo del chasis exterior ⑯ entre los dos soportes ⑰.

Para Aquatec Ocean VIP / Ocean Dual VIP (Fig. 3):

4. Coloque el adaptador de posición ⑮ con los orificios de los clips derecho e izquierdo junto al soporte del pistón de gas ⑯ sobre el tubo del chasis ⑯.
5. Inserte el clip ⑪ desde fuera con la sección curvada hacia abajo en el interior del adaptador de posición ⑮.

! **IMPORTANTE**

- Asegúrese de que los clips queden perfectamente encajados mediante un "clic" audible y que estén bien apretados.

6. Monte el segundo adaptador de posición en el lado opuesto siguiendo las mismas indicaciones.

► **Fig. 4**

7. Inserte el asiento blando variable ⑫ con el asiento de WC alineado según se requiera formando un pequeño ángulo en los fijadores posteriores ⑯ de los adaptadores de posición.
8. Presione la parte delantera del asiento blando variable ⑫ para que encaje en los fijadores de los adaptadores de posición. Sujete los salientes ⑭ de los adaptadores de posición.

! **IMPORTANTE**

- Asegúrese de que el asiento blando variable esté colocado de forma correcta en los adaptadores de posición y quede encajado en los cuatro huecos.



La silla de WC del asiento blando variable se puede quitar y volver a colocar de modo que quede en la posición mostrada en ⑪, ⑫ o ⑬.

### Retirada del asiento blando variable (Fig. 5)

! **IMPORTANTE**

- Antes de retirar el asiento blando variable, asegúrese de que está liberado de los fijadores delanteros de los adaptadores de posición.

1. Tire suavemente hacia delante de los salientes de los adaptadores de posición.

2. Retire hacia arriba el asiento blando variable.

#### Limpieza

Tenga en cuenta las instrucciones de limpieza de la silla de ducha Ocean que se incluyen en el manual del usuario.

#### Reglementair gebruik

De variabele zachte zitting is uitsluitend bedoeld voor gebruik in combinatie met de Aquatec Ocean / Ocean VIP / Ocean Dual VIP, waarbij het gebruik van de hygiëneholte kan worden afgewisseld. Niet gebruiken voor enig ander doel.

Maximaal gebruiksgewicht: 150 kg

#### Garantie / Levensduur

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor de Ocean-douchestoel.

#### Omvang van de levering (Fig. 1)

De volgende onderdelen zijn inbegrepen bij de levering:

Ⓐ	Softzitting
Ⓑ	Plaatsingsadapter (2x)
Ⓒ	Clips (2x)
Ⓓ	Montageaanwijzing

De variabele zachte zitting past op de Aquatec Ocean, vanaf serienummer 14403200.

#### Veiligheid

⚠ **WAARSCHUWING** Risico op lichamelijk letsel!

- Niet gebruiken bij een defect.



**VOORZICHTIG**

- Controleer het product regelmatig op schade en verzekер u ervan dat het stevig is gemonteerd.
- Ga tijdens de montage zorgvuldig te werk.

! **BELANGRIJK**

- Bij gebruik van de toiletstoel moet vóór het plaatsen van de variabele zachte zitting eerst de toiletpothouder worden geplaatst.
- Met de bevestiging voor de variabele zachte zitting kan de zitting met ongeveer 70 mm worden verhoogd. De instellingen voor zithoogte, armsteunen en voetsteun van de douche- en de toiletstoel moeten mogelijk worden aangepast.

NL

## De variabele zachte zitting plaatsen

1. Activeer de remmen.
2. Til de zittingplaats van de Ocean-douchestoel en de toiletstoel omhoog en eruit.
3. Haal de clips © uit de plaatsingsadapter ® (zitten bij levering vastgekoppeld).

Voor Aquatec Ocean (Fig. 2):

4. Plaats de plaatsingsadapter ® op de buitenste framebus ® tussen de twee zittingdelen ®.

Voor Aquatec Ocean VIP / Ocean Dual VIP (Fig. 3):

4. Plaats de plaatsingsadapter ® met de gaten voor de rechter en linker clips naast de gasveerhouder ® op de framebus ®.
5. Steek de clip © vanaf de buitenkant en met het gebogen deel naar beneden in de plaatsingsadapter ®.

### ! BELANGRIJK

- Zorg ervoor dat de clips met een duidelijk hoorbaar klikgeluid volledig vastklikken en dat ze stevig zijn bevestigd.

6. Plaats de tweede plaatsingsadapter aan de andere kant, op dezelfde manier maar dan in spiegelbeeld.

► Fig. 4

7. Plaats de variabele zachte zitting ® met de toiletzitting zoals vereist in een lichte hoek uitgelijnd op de achterste houders ® van de plaatsingsadapters.
8. Druk de voorzijde van de variabele zachte zitting ® naar beneden zodat deze in de houders van de plaatsingsadapters vastklikt. Houd de lippen ® van de plaatsingsadapters gespreid.

### ! BELANGRIJK

- Zorg ervoor dat de variabele zachte zitting op de juiste wijze in de plaatsingsadapters is geplaatst en in alle vier de inkepingen valt.



- De toiletstoel van de variabele zachte zitting kan worden verwijderd en weer worden geplaatst in een positie zoals weergegeven in ©, ® of ®.

## De variabele zachte zitting verwijderen (Fig. 5)

### ! BELANGRIJK

- Voordat u de variabele zachte zitting verwijdert, zorgt u ervoor dat deze is losgelaten uit de voorste houders van de plaatsingsadapters.

1. Trek de lippen van de plaatsingsadapters een beetje naar voren.
2. De variabele zachte zitting omhoog verwijderen.

## Reinigen

Raadpleeg de reinigingsinstructies in de gebruiksaanwijzing voor de Ocean-douchestoel.

DA

## Bestemmelsesmæssig anvendelse

Det variable bløde sæde er udelukkende beregnet til brug sammen med Aquatec Ocean / Ocean VIP / Ocean Dual VIP til variabel brug af intimudskæringen. Må ikke anvendes til andre formål.

Maks. personvægt: 150 kg

## Garanti / Levetid

Se brugsanvisningen for Ocean badestol.

## Indeholdet i leveringen (Fig. 1)

Følgende dele medfølger ved levering:

Ⓐ	Blødt sæde
Ⓑ	Positioneringsadaptere (2x)
Ⓒ	Clips (2x)
Ⓓ	Monteringsanvisning

Det variable bløde sæde kan anvendes på Aquatec Ocean fra serienummer 14403200.

## Sikkerhed



### ADVARSEL Risiko for personskade!

- Må ikke anvendes, hvis den er defekt.



### FORSIGTIG

- Kontrollér regelmæssigt, om produktet er beskadiget og at det generelt er i sikkerhedspraktisk forsvarlig stand.
- Udvil forsigtighed ved montering.

### ! VIGTIGT

- Bækkenholder skal om nødvendigt monteres før det variable bløde sæde.
- Fastgørelsen til det variable bløde sæde øger sædehøjden med ca. 70 mm. Indstillingen af sædehøjden, armlænene og fodstøtten på badestolen skal eventuelt justeres.

## Montering af det variable bløde sæde

1. Aktivér bremserne.
2. Loft sædepladen på Ocean badestolen op og ud.
3. Tag clipsene © ud af positioneringsadapteren ® (i indgreb ved levering).

Til Aquatec Ocean (Fig. 2):

4. Placér positioneringsadapteren ® på det udvendige rammerør ® mellem de to sadelstykker ®.

Til Aquatec Ocean VIP / Ocean Dual VIP (Fig. 3):

4. Placér positioneringsadapteren ® med hullerne til venstre og højre clips ved siden af gasfjederholderen ® på rammerøret ®.
5. Indsæt clipsen © fra ydersiden med den bøjede del nedad ind i positioneringsadapteren ®.

### ! VIGTIGT

- Sørg for, at clipsene går i indgreb med et tydeligt hørbart "klik", og at de sidder fast og rigtigt.

6. Montér den anden positioneringsadapter på den anden side på samme måde, blot spejl vendt.

► Fig. 4

7. Monter det variable bløde sæde ® med badestolssædet korrekt rettet ind i de bageste holdere ® let vinklet på positioneringsadapte.
8. Tryk forenden af det variable bløde sæde ® ned, sådan at det går i indgreb i positioneringsadapternes holdere. Hold positioneringsadapternes holdere ® tilbage.

### ! VIGTIGT

- Sørg for, at det variable bløde sæde placeres rigtigt i positioneringsadapterne, og at det går i indgreb i alle fire udfraesninger.



- Toiletudskæringen på det variable bløde sæde kan tages af og sættes på igen, så den sidder som vist i ©, ® eller ®.

## Afmontering af det variable bløde sæde (Fig. 5)

### ! VIGTIGT

- Inden det variable bløde sæde afmonteres, skal du sørge for, at det ikke er i indgreb i positioneringsadapternes forreste holdere.

1. Træk positioneringsadapternes holdere let fremad.

2. Træk det variable bløde sæde opad.

## Rengøring

Læs rengøringsvejledningen i brugsanvisningen til Ocean-badestolen.

## Asianmukainen käyttö

Muunneltava pehmeä istuin on tarkoitettu käytettäväksi vain Aquatec Ocean- / Ocean VIP- / Ocean Dual VIP -tuotteiden kanssa monenlaisisissa hygienia-aukon käyttötarkoituksissa. Ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Käyttäjän suurin sallittu paino: 150 kg

## Takuu / Käyttöikä

Katso Ocean-suihkutuolin käyttöohje.

## Toimituksen sisältö (Fig. 1)

Toimitukseen sisältyvät seuraavat osat:

Ⓐ	Pehmeä istuin
Ⓑ	Asettelusovittimet (2 kpl)
Ⓒ	Kiinnikkeet (2 kpl)
Ⓓ	Kokoamisohjeet

Muunneltavaa pehmeää istuinta voi käyttää Aquatec Ocean -tuolissa sarjanumerosta 14403200 lähtien.

## Turvallisuus

### VAROITUS Loukkaantumisvaara!

- Viallista tuotetta ei saa käyttää.



## HUOMIO

- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ja varmista, että se on koottu tukivasti.
- Ole varovainen kokoamisen aikana.



## TÄRKEÄÄ

- Jos potta-astia on tarpeen, sen pidike on asetettava ennen muunneltavaa pehmeää istuinta.
- Muunneltavan pehmeän istuimen kiinnittäminen korottaa istuinta noin 70 mm. Istuimen korkeutta sekä WC-tuolin käsinnoja ja jalkatukia on ehkä säädettävä.

### Muunneltavan pehmeän istuimen kiinnittäminen

1. Kytke jarrut.
2. Nosta Ocean-suihku- ja WC-tuolin istuinlevy ylös ja irti tuolista.
3. Irrota kiinnikkeet © asettelusovittimesta ® (kiinnitetty toimitettaessa).

#### Aquatec Ocean (Fig. 2):

4. Aseta asettelusovitin ® ulompaan runkoputkeen ® kahden satulan ® välissä.

#### Aquatec Ocean VIP / Ocean Dual VIP (Fig. 3):

4. Aseta asettelusovitin ® niin, että aukot oikean- ja vasemmanpuoleista kiinnikettä varten ovat kaasujousen pidikkeen ® vieressä runkoputkessa ®.
5. Aseta kiinnike © ulkopuolelta asettelusovittimeen ® niin, että kaareva osa osoittaa alas päin.



## TÄRKEÄÄ

- Varmista, että kiinnikkeet kiinnityvät kunnolla napsahtamalla ja että ne ovat tiukasti ja oikein paikoillaan.

6. Aseta toinen asettelusovitin toiselle puolella samalla tavalla mutta peilikuvana.

#### Fig. 4

7. Aseta muunneltava pehmeä istuin ® ja WC-istuin kohdakkain ja työnnä ne pienessä kulmassa kiinnityssovittimien takapidikkaisiin ®.
8. Paina muunneltavan pehmeän istuimen ® etuosaa niin, että se lukittuu kiinnityssovittimien pidikkeisiin. Pidä kiinni kiinnityssovittimien lukituksista ®.



## TÄRKEÄÄ

- Varmista, että muunneltava pehmeä istuin on asetettu oikein niin, että se lukittuu kiinnityssovittimien neljään aukkoon.



Muunneltavan pehmeän istuimen WC-istuinosaan voi irrottaa ja asettaa uudelleen kuvan ©, ® tai ™ mukaisesti.

### Muunneltavan pehmeän istuimen irrottaminen ja kiinnittäminen (Fig. 5)



## TÄRKEÄÄ

- Ennen kuin irrotat muunneltavan pehmeän istuimen, varmista, että se on irti kiinnityssovittimien etupidikkaisesta.

1. Vedä kiinnityssovittimien lukituksia hieman eteenpäin.

2. Irrota muunneltava pehmeä istuin yläkautta.

### Puhdistaminen

Huomioi käyttööhjeessa oleva Ocean-suihkutuolin puhdistusohje.

### Rett bruk

Det varierbare myksetet er kun beregnet for bruk sammen med Aquatec Ocean, Ocean VIP og Ocean Dual VIP for å variere retningen til hygieneåpningen. Skal ikke brukes til andre formål.

Maks. brukervekt: 150 kg

### Garanti / Livslengde

Se bruksanvisningen for Ocean dusjstol.

### Leveringsomfang (Fig. 1)

Dusjstolen leveres med følgende deler:

Ⓐ	Myksete
Ⓑ	Posisjoneringsadaptere (2x)
Ⓒ	Klips (2x)
Ⓓ	Monteringsanvisning

Det varierbare myksetet kan brukes til Aquatec Ocean fra serienummer 14403200.

**NO**

## Sikkerhet



## ADVARSEL Fare for personskade!

- Bruk ikke produktet hvis det er defekt.



## FORSIKTIG

- Kontroller regelmessig at produktet er uten skader, og at alle deler er festet slik de skal.
- Vær nøyne under monteringen.



## VIKTIG

- Hvis toalettpotte skal brukes, må den monteres før det varierbare myksetet.
- Festet til det varierbare myksetet øker setehøyden med ca. 70 mm. Det kan være nødvendig å justere innstillingene for toilettsættets setehøyde, armlene og fotbrett.

### Montere det varierbare myksetet

1. Koble inn bremsene.
2. Løft seteplaten til Ocean-dusjstolen opp og ut.
3. Ta klipsene © ut av posisjoneringsadapteren ® (i låst stilling ved levering).

#### For Aquatec Ocean (Fig. 2):

4. Plasser posisjoneringsadapteren ® på det ytre rammerøret ® mellom de to salstykkene ®.

#### For Aquatec Ocean VIP / Ocean Dual VIP (Fig. 3):

4. Plasser posisjoneringsadapteren ® med hullene for høyre og venstre klips ved siden av gassfjærholderen ® på rammerøret ®.
5. Sett inn klippen © fra utsiden med den krumme delen nedover inn i posisjoneringsadapteren ®.



## VIKTIG

- Forsikre deg om at klipsene går helt i lås med et tydelig "klikk", og at de sitter godt fast på riktig måte.

6. Monter den andre posisjoneringsadapteren på den andre siden, bare speilvendt.

#### Fig. 4

7. Plasser det regulerbare myke setet ® i ønsket retning i de bakre holderne ® på posisjoneringsadapteren med frontsiden (åpningsiden) vinklet lett oppover.
8. Trykk ned frontsiden på det regulerbare myke setet ® slik at det låses i holderne på posisjoneringsadapteren. Press endestykken ® på posisjoneringsadapteren i mot nedenfra.



## VIKTIG

- Forsikre deg om at det regulerbare myke setet er riktig plassert og gir plass i alle forsenkninger på posisjoneringsadapteren.



Toilettsættet til det varierbare myksetet kan tas av og settes på igjen i posisjonene som vist i ©, ® eller ™.

### Ta av det regulerbare myke setet (Fig. 5)



## VIKTIG

- Før du tar av det regulerbare myke setet, må du sjekke at setet er frigjort fra de fremre holderne på posisjoneringsadapterne.

1. Trekk endestykken på posisjoneringsadapterne litt framover.

2. Ta av det regulerbare myke setet oppover.

### Rengjøring

Følg rengjøringsanvisningene i bruksanvisningen for Ocean-dusjstolen.

### Korrekt användning

Den justerbara mjuka sitsen är endast avsedd att användas tillsammans med Aquatec Ocean/Ocean VIP/Ocean Dual VIP för justerbar användning av hygienöppningen. Använd inte för andra ändamål.

Maximal personvikt: 150 kg

### Garanti / Livslängd

Se bruksanvisningen för Ocean-duschstolen.

### Innehåll vid leverans (Fig. 1)

Följande delar ingår i leveransen:

Ⓐ	Mjuk sits
Ⓑ	Positioneringsadaptrar (2 st.)
Ⓒ	Klämror (2 st.)
Ⓓ	Monteringsanvisningar

**SV**

Den justerbara mjuka sitsen kan användas på Aquatec Ocean från serienummer 14403200.

## Säkerhet



### VARNING Risk för personskador!

- Får inte användas om den är defekt.



### FÖRSIKTIGHET

- Kontrollera produkten regelbundet beträffande skador och för att säkerställa att den är monterad på ett säkert sätt.
- Var försiktig vid montering.



### VIKTIGT

- Om bäcken ska användas, montera den före ditsättning av justerbar mjukstsits.
- Fästna för den justerbara mjuka sitsen ökar sitthöjden med ca 70 mm. Inställningarna för duschk- och kommodstolens sitthöjd, armstöd och fotstöd kan behöva justeras.

## Montera den justerbara mjuka sitsen

1. Aktivera bromsarna.

2. Lyft sittplattan på Ocean-duschstolen uppåt och utåt.

3. Ta ut klämmorna ur positioneringsadaptern (sitter i vid leverans).

### För Aquatec Ocean (Fig. 2):

4. Placera positioneringsadaptern på den yttre ramens rör mellan de två stöden .

### För Aquatec Ocean VIP/Ocean Dual VIP (Fig. 3):

4. Placera positioneringsadaptern med hålen för höger och vänster klämma bredvid gasfjäderhållaren på ramens rör .

5. För in klämmorna från utsidan med den böjda delen nedåt i positioneringsadaptern .



### VIKTIGT

- Se till att klämmorna är helt igenom med ett tydligt "klick" och att de sitter fast ordentligt och korrekt.

6. Montera den andra positioneringsadaptern på den andra sidan, spegelvänt på samma sätt.

### Fig. 4

7. Skjut in den justerbara mjuka sitsen , lätt vinklad, i positioneringsadaptrarnas bakre hållare tillsammans med kommodstolen.

8. Tryck ner den främre delen av den justerbara mjuka sitsen så att den hakar fast i positioneringsadaptrarnas hållare. Håll tillbaka positioneringsadaptrarnas armar .



### VIKTIGT

- Se till att den justerbara mjuka sitsen är korrekt placerad i positioneringsadaptrarna och att den hakar fast i alla fyra försänkningarna.



Den justerbara mjuka sitsen kan tas bort och sättas dit igen så att den är placerad som i , eller på duschkstolen.

## Ta loss den justerbara mjuka sitsen (Fig. 5)



### VIKTIGT

- Se till att den justerbara mjuka sitsen har lossats från positioneringsadaptrarnas främre hållare innan du tar loss sitsen.

1. Dra positioneringsadaptrarnas armar något framåt.

2. Ta loss den justerbara mjuka sitsen genom att lyfta uppåt.

## Rengöring

Observera rengöringsinstruktionerna i bruksanvisningen för Ocean-duschstolen.

PT

## Utilização conforme as disposições

O assento flexível variável destina-se exclusivamente a ser utilizado em conjunto com a Aquatec Ocean/Ocean VIP/Ocean Dual VIP para possibilitar uma utilização ajustável da cavidade sanitária. Não utilize para nenhum outro objectivo.

Peso máximo do utilizador: 150 kg

## Garantia / Tempo de vida estimado

Consulte o manual de utilização da cadeira de banho Ocean.

## Volume de entrega (Fig. 1)

Os seguintes artigos são incluídos na entrega:

	Assento flexível
	Adaptadores de posição (2x)
	Clipes (2x)
	Instruções de montagem

O assento flexível variável pode ser utilizado na Aquatec Ocean a partir do número de série 14403200.

## Segurança



### ADVERTÊNCIA Perigo de lesões!

- Não utilize se apresentarem defeitos.



### PRECAUÇÃO

- Verifique o produto regularmente, procurando sinais de danificação e assegurando que está montado de forma segura.
- Tenha cuidado durante a montagem.



### IMPORTANTE

- Se necessário, o suporte de bacia tem de ser instalado antes do assento flexível variável.
- A instalação do assento flexível variável aumenta a altura do assento em cerca de 70 mm. Pode ser necessário ajustar as definições de altura do assento, do apoio de braços e do apoio de pés da cadeira sanitária e de duche.

## Instalar o assento flexível variável

1. Accione os travões.

2. Levante a placa do assento da cadeira sanitária e de duche Ocean, para cima e para fora.

3. Retire os clipes do adaptador de posição (fornecidos já introduzidos).

### Na Aquatec Ocean (Fig. 2):

4. Coloque o adaptador de posição no tubo de chassis exterior , entre as duas selas .

### Na Aquatec Ocean VIP/Ocean Dual VIP (Fig. 3):

4. Coloque o adaptador de posição com os orifícios para os clipes direito e esquerdo junto ao suporte da mola pneumática no tubo do chassis .

5. Introduza o clipe , a partir do lado de fora e com a secção curva virada para baixo, no adaptador de posição .



### IMPORTANTE

- Certifique-se de que os clipes são totalmente engatados, assinalado por um estalido claro, e que ficam correcta e firmemente instalados.

6. Instale o segundo adaptador de posição no outro lado, de forma simétrica.

### Fig. 4

7. Com o assento sanitário alinhado conforme necessário, insira o assento flexível variável de forma ligeiramente inclinada nos retentores posteriores dos adaptadores de posicionamento.

8. Pressione para baixo a parte da frente do assento flexível variável de forma a ficar encaixado nos retentores dos adaptadores de posição. Mantenha as presilhas dos adaptadores de posição retraiadas.



### IMPORTANTE

- Certifique-se de que o assento flexível variável fica bem posicionado nos adaptadores de posição e que se fixa nas quatro reentrâncias.



O assento sanitário do assento flexível variável pode ser removido e reintroduzido, para que fique posicionado como ilustrado em , ou .

## Remover o assento flexível variável (Fig. 5)



### IMPORTANTE

- Antes de remover o assento flexível variável, certifique-se de que está solto dos retentores frontais dos adaptadores de posição.

1. Puxe as presilhas dos adaptadores de posição ligeiramente para a frente.

2. Remova o assento flexível variável, puxando-o para cima.

## Limpeza

Tenha em atenção as instruções de limpeza no manual de utilização da cadeira de banho Ocean.

## Správné použití

Variabilní měkké sedátka je určeno výhradně k použití společně se systémy Aquatec Ocean / Ocean VIP / Ocean Dual VIP a umožňuje různá využití hygienického otvoru. Nepoužívejte za žádným jiným účelem.

Maximální hmotnost uživatele: 150 kg

## Záruka / Životnost

Přečtěte si návod k použití sprchové židle Ocean.

## Obsah dodávky (Fig. 1)

Součástí dodávky jsou následující položky:

(A)	Měkké sedátko
(B)	Polohovací adaptéry (2x)
(C)	Západky (2x)
(D)	Pokyny k sestavení

Variabilní měkké sedátka lze používat u vozíku Aquatec Ocean od výrobního čísla 14403200.

## Bezpečnost



### VAROVÁNÍ Nebezpečí úrazu!

- Nepoužívejte, pokud je zařízení poškozeno.



### VÝSTRAHA

- Pravidelně výrobek kontrolujte, abyste odhalili případné poškození a ubezpečili se, že je bezpečně sestaven.
- Při sestavování postupujte opatrně.



### DŮLEŽITÉ

- V případě potřeby musí být před montáží variabilního měkkého sedátka nainstalován držák toaletní mýsy.
- Připevněním variabilního měkkého sedátka se zvýší výška sezení o zhruba 70 mm. Výška sezení a nastavení opěrek rukou i podnožky sprchovacího a toaletního vozíku mohou vyžadovat provedení úpravy.

## Montáž variabilního měkkého sedátka

- Aktivujte brzdy.
- Vytáhněte desku sedáku sprchovacího a toaletního vozíku Ocean a vyjměte ji.
- Vysuňte západky (C) z polohovacího adaptéra (B) (při dodání jsou západky v zajišťovací poloze).

### U vozíku Aquatec Ocean (Fig. 2):

- Umístěte polohovací adaptér (A) na vnější trubku rámu (B) mezi oba dosedací díly (D).
- U vozíku Aquatec Ocean VIP / Ocean Dual VIP (Fig. 3):
- Umístěte polohovací adaptér (A) tak, aby se otvory pro levou a pravou západku nacházely vedle držáku (D) plynové pružiny na trubce rámu (B).
- Zasuňte západku (C) zvenčí, se zakřiveným úsekem směřujícím dolů, do polohovacího adaptéra (A).



### DŮLEŽITÉ

- Ujistěte se, že západky při zasunutí zřetelně slyšitelně zazvuknou a že jsou pevně a správně usazené.

- Stejným způsobem namontujte na protější straně druhý polohovací adaptér, pouze v zrcadlově obrácené poloze.

### Fig. 4

- Umístěte variabilní měkké sedátko (B) s vložkou s výrezem pro používání toalety zarovnanou dle požadavků pod mírným úhlem do zadních fixátorů (A) polohovacích adaptérů.
- Zatlačte přední část variabilního měkkého sedátka směrem dolů, (B) aby se připojila k fixátorům polohovacích adaptérů. Západky polohovacích adaptérů držte otevřené (F).



### DŮLEŽITÉ

- Ujistěte se, že je variabilní měkké sedátko správně uloženo mezi polohovacími adaptéry a že je připojeno ve všech čtyřech otvorech.



Vložku s výrezem pro použití toalety, kterou je variabilní měkké sedátko opatřeno, lze vymout a znova vložit tak, aby byla umístěna v poloze znázorněné na obrázcích (C), (D) nebo (E).

## Odmontování variabilního měkkého sedátka (Fig. 5)



### DŮLEŽITÉ

- Před odmontováním variabilního měkkého sedátka se ujistěte, že je uvolněno ze předních fixátorů polohovacích adaptérů.

- Zatlačte západky polohovacích adaptérů mírně dopředu.

- Odmontujte variabilní měkké sedátko směrem nahoru.

## Čištění

Přečtěte si pokyny k čištění v návodu k použití sprchové židle Ocean.

LV

## Paredzētā lietošana

Maināmais mīkstais sēdeklis ir paredzēts lietošanai tikai ar krēslu Aquatec Ocean/Ocean VIP/Ocean Dual VIP, lai izmantotu tualetes atveri. Jebkura cita izmantošana ir aizliegta.

Maksimālais lietotāja svars: 150 kg

## Garantija / Darbmūzs

Skatiet dušas krēsla Ocean lietotāja rokasgrāmatu.

## Komplekta saturs (Fig. 1)

Komplektācijā ietilpst tālāk norādītās detaļas.

(A)	Mīkstais sēdeklis
(B)	Pozīcijas fiksēšanas paļiekārtas (2 gab.)
(C)	Skavas (2 gab.)
(D)	Uzstādīšanas norādījumi

Maināmie mīkstie sēdekļi ir paredzēti Aquatec Ocean krēsiem, sākot no sērijas numura 14403200.

## Drošība

	<b>BRĪDINĀJUMS</b> Pastāv traumu gūšanas risks.
	• Nelietojiet krēslu, ja tas ir bojāts.

## UZMANĪBU

- Regulāri pārbaudiet, vai nav radušies bojājumi un vai detaļu savienojuma vietas ir kārtīgi nostiprinātas.
- Veiciet montāžas darbus uzmanīgi.



### SVARĪGI

- Ja nepieciešams, pirms maināmā mīkstā sēdeklā uzlikšanas ir jāuzstāda tualetes trauka turētājs.
- Uzstādot maināmā mīkstā sēdeklā paļiekārtu, sēdeklā augstums mainās par aptuveni 70 mm. Iespējams, būs jāpielāgo dušas un tualetes krēsla sēdeklā augstums un elkoņu un pēdu balstu novietojums.

## Maināmā mīkstā sēdeklā uzstādīšana

- Aktivizējet bremzes.
- Paceliet un izņemiet Ocean dušas un tualetes krēsla sēdeklā plāksni.
- Izņemiet skavas (C) no pozīcijas fiksēšanas paļiekārtas (B) (piegādājot krēslu, tā ir piestiprināta).

### Ja izmantojat Aquatec Ocean krēslu (Fig. 2):

- Novietojiet pozīcijas fiksēšanas paļiekārtu (A) uz ārējās rāmja caurules (B) starp abām segvēida konstrukcijām (D).

### Ja izmantojat Aquatec Ocean VIP/Ocean Dual VIP krēslu (Fig. 3):

- Novietojiet pozīcijas fiksēšanas paļiekārtu (A) uz rāmja caurules (B) tā, lai abi skavai paredzētie caurumi atrastos blakus gāzes atsperes turētājām (D).
- Virzienā no ārpuses ievietojiet skavu (C) pozīcijas fiksēšanas paļiekārtā (A) ar izlieto daļu uz leju.



### SVARĪGI

- Noteikti ievietojiet skavas pareizi un līdz galam, virzot tās, līdz atskan skaidri dzirdams klikšķis.

- Veicot tās pašas darbības "spoguļattēlā", uzstādīet pozīcijas fiksēšanas adaptéri arī otrā pusē.

### Fig. 4

- Ievietojiet maināmo mīksto sēdeklī (B) kopā ar tualetes sēdeklī, kas atbilstoši pielāgots nedaudz slīpā stāvoklī, izmantojot pozīcijas fiksēšanas paļiekārtu (A) aizmugurējos fiksatorus.

- Spiediet maināmo mīksto sēdeklī (B) uz leju tā, lai tas fiksētos pozīcijas fiksēšanas paļiekārtu fiksatoros. Pieturiet pozīcijas fiksēšanas paļiekārtu izvirzījumus (F).



### SVARĪGI

- Pārliecinieties, vai maināmās mīkstais sēdeklis ir pareizi uzstādīts pozīcijas fiksēšanas paļiekārtās un ir noliksēts ar visiem četriem fiksatoriem.



Maināmo mīksto tualetes sēdekli var izņemt un uzstādīt atkārtoti, izvēloties kādu no pozīcijām, kas parādītas attēlā C, D vai E.

## Maināmā mīkstā sēdekļa noņemšana (Fig. 5)

### ! SVARĪGI

- Pirms maināmā mīkstā sēdekļa noņemšanas pārliecinieties, ka ir atbloķēti pozīcijas fiksēšanas pašgiekārtu priekšējie fiksatori.

1. Pavelciet pozīcijas fiksēšanas pašgiekārtu izvirzījumus nedaudz uz priekšu.

2. Noņemiet maināmo mīksto sēdekli virzienā uz augšu.

### Tīršana

Lūdzu, ievērojet norādījumus par tīršanu, kas sniegti dušas krēsla Ocean lietotāja rokasgrāmatā.

**ET**

### Kasutusotstarve.

Muudetav pehme iste on möeldud kasutamiseks ainult koos Aquatec Oceani / Ocean VIP-i / Ocean Dual VIP-iga mitmesugusel higienilisel kasutuseesmärgil. Ärge kasutage seda ühelgi muul eesmärgil.

Kasutaja maksimaalne kaal: 150 kg

### Garantii. / Kasutusiga.

Vaadake Oceani dušitooli kasutusjuhendit.

### Tarnekomplekt (Fig. 1)

Tarnekomplekt koosneb järgmistest osadest.

(A)	Pehme iste
(B)	Positsioneerimisadapterid (2x)
(C)	Klambrid (2x)
(D)	Koostejuhend

Muudetavat pehmet istet saab kasutada Aquatec Oceaniga, mille seerianumber on 14403200.

### Turvalisus.



#### HOIATUS Vigastuste oht!

- Ärge kasutage kahjustatud toodet.



#### ETTEVAATUST

- Kontrollige korrapäraselt, et toode poleks kahjustatud, ja veenduge, et see on turvaliselt kokku pandud.
- Olge koostel ettevaatlak.

### ! TÄHTIS

- Vajaduse korral tuleb WC-poti hoidik paigaldada enne muudetavat pehmet istet.
- Muudetava pehme istme kinnitus suurendab istme kõrgust umbes 70 mm vörora. Duši- ja tualetitooli istme kõrguse ning käe- ja jalatoe seadeid tuleb vajaduse korral reguleerida.

### Muudetava pehme istme seadistamine

- Rakendage pidurid.
- Töstke Oceani duši- ja tualetitooli istmeplaat üles ja välja.
- Võtke klambrid C positsioneerimisadapterist välja B (tarnimisel kinnitatud).

### Aquatec Oceani puul (Fig. 2):

- Asetage positsioneerimisadapter A vältimise raami torule B kahe sadula vahelle D.
- Aquatec Ocean VIP-i / Ocean Dual VIP-i puul (Fig. 3):
- Asetage paremale ja vasakule klambrile möeldud aukudega positsioneerimisadapter A gaasi vedruhoidiku kõrvale D raami toru peale B.
- Sisestage klamber C väljapoole nii, et selle kaardus osa siseneks positsioneerimisadapterisse A alt.

### ! TÄHTIS

- Veenduge, et klambrid kinnituval selgelt kuulda klõpsatusega täielikult ja et need on paigaldatud tugevasti ja õigesti.

- Paigutage teine positsioneerimisadapter samamoodi teisele poole, aga preegelpildis.

### ! Fig. 4

- Sisestage muudetav pehme iste B nii, et tualetiiste on ühitatud nõuete järgi väkese nurga all positsioneerimisadapterite tagumisse hoidikutesse A.

- Lükake muudetava pehme istme esiosa alla B, nii et see lukustub positsioneerimisadapterite hoidikutesse. Hoidke positsioneerimisadapterite kinnitusi F tagasi.

### ! TÄHTIS

- Veenduge, et muudetav pehme iste on õigesti positsioneerimisadapterites ja kinnitub kõiki nelja soonde.



Muudetava pehme istme tualetiistet saab eemaldada ja uesti sisestada nii, et see on paigutatud joonisel C, D või E näidatud viisil.

## Muudetava pehme istme eemaldamine (Fig. 5)

### ! TÄHTIS

- Enne muudetava pehme istme eemaldamist veenduge, et see on positsioneerimisadapterite eesmistest hoidikutes test vastatud.

- Tõmmake positsioneerimisadapterite kinnitusi kergelt ettepoole.
- Eemaldage muudetav pehme iste ülespoole töstes.

### Puhastamine.

Vaadake Oceani dušitooli kasutusjuhendis oleaid puhastamisjuhiseid.

**PL**

### Przeznaczenie

Miękkie siedzisko ze zmiennym ustawieniem jest przeznaczone wyłącznie do użytku w połączeniu z wózkami Aquatec Ocean/Ocean VIP/Ocean Dual VIP do różnych zastosowań przy czynnościach higieny osobistej. Nie należy go używać do żadnego innego celu.

Maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg

### Gwarancja / Czas przydatności do użycia

Patrz: instrukcja obsługi prysznicowego wózka inwalidzkiego Ocean.

### Zawartość zestawu (Fig. 1)

Zestaw obejmuje następujące elementy:

(A)	Miękkie siedzisko
(B)	Adaptery pozycjonujące (2x)
(C)	Zaciski (2x)
(D)	Instrukcja montażu

Miękkiego siedziska ze zmiennym ustawieniem można używać na wózkach Aquatec Ocean od numeru seryjnego 14403200.

### Bezpieczeństwo



#### OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo urazu!

- Nie używać produktu, jeśli jest wadliwy.



#### UWAGA

- Sprawdzać regularnie, czy produkt nie ma uszkodzeń, oraz dla upewnienia się, że jest poprawnie zmontowany.
- Podczas montażu produktu należy zachować ostrożność.



#### WAŻNE

- Jeśli potrzebny jest uchwyt pojemnika toaletowego, należy go zamocować przed zamocowaniem miękkiego siedziska ze zmiennym ustawieniem.
- Zamontowanie miękkiego siedziska ze zmiennym ustawieniem zwiększa wysokość siedziska o około 70 mm. Konieczne może być dostosowanie ustawień wysokości siedziska, podłokietników i podnóżka prysznicowego wózka inwalidzkiego.

### Mocowanie miękkiego siedziska ze zmiennym ustawieniem

- Zaciągnąć hamulce.
- Podnieść płytę siedziska prysznicowego wózka inwalidzkiego Ocean i wyjąć ją.
- Wyjąć zaciski C z adaptera pozycjonującego B (włożone przy dostawie).

### W przypadku wózków Aquatec Ocean (Fig. 2):

- Umieścić adapter pozycjonujący A na zewnętrznej rurce ramy B między dwoma podpórkami D.

### W przypadku wózków Aquatec Ocean VIP/Ocean Dual VIP (Fig. 3):

- Umieścić adapter pozycjonujący A w taki sposób, aby otwory na prawy i lewy zacisk znajdowały się obok uchwytu sprężyny gazowej D na rurce ramy B.
- Włożyć zacisk C od zewnętrznej strony wygiętą częścią do dołu do adaptera pozycjonującego A.

**! WAŻNE**

- Należy się upewnić, że zaciski całkowicie się zatrzasnęły (słychać było kliknięcie) i są mocno i prawidłowo osadzone.

6. Zamocować drugi adapter pozycjonujący po drugiej stronie wózka w ten sam sposób.

**Fig. 4**

7. Pod niewielkim kątem umieścić miękkie siedzisko ze zmienonym ustawieniem (B) w tylnych elementach podtrzymujących (A) adapterów pozycjonujących siedziska sanitarnego ustawionego w zależności od potrzeb.
8. Docisnąć przednią część miękkiego siedziska ze zmiennym ustawieniem (B), tak aby zatrzasnęło się w elementach podtrzymujących adapterów pozycjonujących. Przytrzymać zatrzaski (F) adapterów pozycjonujących.

**! WAŻNE**

- Należy się upewnić, że miękkie siedzisko ze zmiennym ustawieniem jest prawidłowo umieszczone w adapterach pozycjonujących i zostało zatrzaśnięte we wszystkich czterech wgłębieniach.



Siedzisko sanitarne miękkiego siedziska ze zmiennym ustawieniem można wyjąć i włożyć ponownie tak, aby było ustawione zgodnie z pozycją (C), (D) lub (E).

**Zdejmowanie miękkiego siedziska ze zmiennym ustawieniem (Fig. 5)****! WAŻNE**

- Przed wyjęciem miękkiego siedziska ze zmiennym ustawieniem należy się upewnić, że jest ono odłączone od przednich elementów podtrzymujących adapterów pozycjonujących.

1. Lekko pociągnąć do przodu zatrzaski adapterów pozycjonujących.
2. Zdjąć miękkie siedzisko ze zmiennym ustawieniem, unosząc je do góry.

**Czyszczenie**

Należy stosować się do instrukcji dotyczących czyszczenia zawartych w instrukcji obsługi dołączonej do prysznicowego wózka inwalidzkiego Ocean.

- EN:** Complies with Directive 93/42/EEC concerning medical devices.  
The launch date of this product is stated in the EC declaration of conformity.
- DE:** Konform mit Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.  
Der Markteinführungszeitpunkt für dieses Produkt ist in der EG-Konformitätserklärung angegeben.
- FR:** Conforme à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.  
La date de lancement de ce produit est indiquée dans la déclaration CE de conformité.
- IT:** Conforme alla direttiva 93/42/CEE relativa ai prodotti medicali.  
La data di lancio di questo prodotto è indicata nella dichiarazione di conformità CE.
- ES:** Cumple con la directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios.  
La fecha de lanzamiento de este producto figura en la declaración CE de conformidad.
- NL:** Conform richtlijn 93/42/EEG voor medische hulpmiddelen.  
De datum waarop dit product op de markt wordt gebracht, staat vermeld in de EG-verklaring van overeenstemming.
- DA:** Overholder direktiv 93/42/EØF om medicinske produkter.  
Lanceringsdatoen for dette produkt fremgår af EF-overensstemmelseserklæringen.
- FI:** Tämä tuote on lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin 93/42/ETY mukainen.  
Tämän tuotteen julkaisupäivämäärä on mainittu EY-vatitustenmukaisuusvakuutuksessa.
- NO:** Overholder retningslinjerne i 93/42/EEC om medisinsk utstyr.  
Lanseringsdatoen for dette produktet er oppgitt i EU-samsvarserklæringen.
- SV:** Uppfyller direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter.  
Lanseringsdatum för den här produkten anges i EG-försäkran om överensstämmelse.
- PT:** Em conformidade com a directiva 93/42/CEE do Conselho relativa aos dispositivos médicos.  
A data de lançamento deste produto é indicada na declaração CE de conformidade.
- CS:** Výrobek splňuje požadavky směrnice EU 93/42/EHS o zdravotnických výrobcích.  
Datum uvedení tohoto výrobku na trh je uvedeno v prohlášení CE o shodě.
- LV:** Izstrādājums atbilst ES Direktīvai 93/42/EEK par medicīnās ierīcēm.  
Šī izstrādājuma izlaišanas datums ir norādīts CE atbilstības deklarācijā.
- PL:** Ten produkt spełnia wymagania dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej urządzeń medycznych.  
Data wprowadzenia tego produktu na rynek jest ustalona w deklaracji zgodności WE.
- ET:** Toode vastab meditsiiniseadmete direktiivile 93/42/EMÜ.  
Toote turule toomise kuupäev on kirjas EÜ-vastavusdeklaratsioon.

## Invacare® Distributors

### Belgium & Luxemburg:

Invacare nv, Autobaan 22,  
B-8210 Loppem  
Tel: (32) (0)50 83 10 10  
Fax: (32) (0)50 83 10 11  
belgium@invacare.com / www.invacare.be

### Deutschland:

Invacare GmbH, Alemannenstrasse 10,  
D-88316 Isny  
Tel: (49) (0)75 62 7 00 0  
Fax: (49) (0)75 62 7 00 66  
kontakt@invacare.com / www.invacare.de

### Österreich:

Invacare Austria GmbH, Herzog Odilostrasse 101,  
A-5310 Mondsee  
Tel: (43) 6232 5535 0  
Fax: (43) 6232 5535 4  
info-austria@invacare.com / www.invacare.at

### Schweiz:

Invacare AG, Benkenstrasse 260,  
CH-4108 Witterswil  
Tel: (41) (0)61 487 70 80  
Fax: (41) (0)61 487 70 81  
switzerland@invacare.com / www.invacare.ch

### Italia:

Invacare Mecc San s.r.l., Via dei Pini 62,  
I-36016 Thiene  
Tel: (39) 0445 38 00 59  
Fax: (39) 0445 38 00 34  
italia@invacare.com / www.invacare.it

### Nederland:

Invacare BV, Celsiusstraat 46,  
NL-6716 BZ Ede  
Tel: (31) (0)318 695 757  
Fax: (31) (0)318 695 758  
nederland@invacare.com / www.invacare.nl

### Ireland:

Invacare Ireland Ltd, Unit 5 Seatown Business Campus,  
Seatown Road, Swords, County Dublin - Ireland  
Tel: (353) 1 810 7084  
Fax: (353) 1 810 7085  
ireland@invacare.com / www.invacare.ie

### United Kingdom:

Invacare Limited, Pencoed Technology Park, Pencoed,  
Bridgend CF35 5AQ  
Tel: (44) (0)1656 776200  
Fax: (44) (0)1656 776201  
UK@invacare.com / www.invacare.co.uk

### España:

Invacare SA, c/Areny s/n, Poligón Industrial de Celrà,  
E-17460 Celrà (Girona)  
Tel: (34) (0)972 49 32 00  
Fax: (34) (0)972 49 32 20  
contactsp@invacare.com / www.invacare.es

### France:

Invacare Poirier SAS, Route de St Roch,  
F-37230 Fondettes  
Tel: (33) (0)2 47 62 64 66  
Fax: (33) (0)2 47 42 12 24  
contactfr@invacare.com / www.invacare.fr

### Denmark:

Invacare A/S, Sdr. Ringvej 37,  
DK-2605 Brøndby  
Tel: (45) (0)36 90 00 00  
Fax: (45) (0)36 90 00 01  
denmark@invacare.com / www.invacare.dk

### Norge:

Invacare AS, Grensesvingen 9, Postboks 6230,  
Etterstad, N-0603 Oslo  
Tel: (47) (0)22 57 95 00  
Fax: (47) (0)22 57 95 01  
norway@invacare.com / www.invacare.no  
island@invacare.com

### Sverige:

Invacare AB, Fagerstagatan 9,  
S-163 91 Spånga  
Tel: (46) (0)8 761 70 90  
Fax: (46) (0)8 761 81 08  
sweden@invacare.com / www.invacare.se

### Eastern Europe, Middle East, Russia & CIS:

European Distributor Organisation:  
Invacare, Kleiststraße 49  
D-32457 Porta Westfalica  
Tel: (49) (0)57 31 754 540 / Fax: (49) (0)57 31 754 541  
edo@invacare.com / www.invacare.eu.com

### Suomi:

Algol-Trehab Oy  
Karapellontie 6, 02610 Espoo  
Puhelin 09 50991  
Faksi 09 5099490  
Sähköposti info.algoltrehab.fi@algol.fi  
Internet www.algoltrehab.fi

### Portugal:

Invacare Lda, Rua Estrada Velha, 949,  
P-4465-784 Leça do Balio  
Tel: (351) (0)225 1059 46/47  
Fax: (351) (0)225 1057 39  
portugal@invacare.com / www.invacare.pt

### USA:

CLARKE HEALTH CARE PRODUCTS INC.  
1003 International Dr. USA, Oakdale, PA 150719226  
Tel: 0724 69 52 122  
Fax: 0724 69 52 922  
info@clarkehealthcare.com / www.clarkehealthcare.com

### Canada:

INVACARE® CANADA INC., 570 Matheson Blvd.  
E, Unit 8, CDN Mississauga, On. L4Z4G4  
Tel. 0905 8908300  
Fax. 0905 8905244  
www.invacare.ca



Aquatec Operations GmbH  
Alemannenstraße 10, D-88316 Isny  
Tel: (49) (0)75 62 7 00 0  
Fax: (49) (0)75 62 7 00 66  
kontakt@invacare.com / www.invacare.de



Yes, you can.