

Invacare® Fox™

sv Elrullstol
Bruksanvisning



Den här bruksanvisningen måste ges till användaren.
Innan du använder produkten måste du läsa denna bruksanvisning och
spara den för framtida behov.



Yes, you can.®

© 2020 Invacare Corporation

Med ensamrätt. Innehållet får inte ges ut på nytt, mångfaldigas eller förändras helt eller delvis utan föregående skriftligt tillstånd från Invacare. Varumärken betecknas med [™] och [®]. Samtliga varumärken tillhör eller är licensierade till Invacare Corporation eller dess dotterbolag om ingenting annat anges. Making Life's Experiences Possible är ett registrerat varumärke i USA. BraunAbility är ett registrerat varumärke som tillhör BraunAbility.

Innehållsförteckning

1 Allmänt	6
1.1 Inledning	6
1.2 Symboler som används i manualen	6
1.3 Överensstämmelse	7
1.3.1 Produktspecifika standarder	7
1.4 Användbarhet	7
1.5 Information om garanti	7
1.6 Produktlivslängd	8
1.7 Ansvarsbegränsning	8
2 Säkerhet	9
2.1 Allmän säkerhetsinformation	9
2.2 Säkerhetsinformation om det elektriska systemet	12
2.3 Säkerhetsanvisningar för påverkan av elektromagnetisk tolerans	14
2.4 Säkerhetsinformation om körning och friläge	14
2.5 Säkerhetsinformation om skötsel och underhåll	17
2.6 Säkerhetsinformation om ändringar och modifieringar av erullstolen	18
3 Produktöversikt	21
3.1 Avsedd användning	21
3.2 Indikationer	21
3.3 Typklassificering	21
3.4 Märkning på produkten	21
3.5 Rullstolens huvuddelar	24
3.6 Typer av användarkommandon	24
4 Tillbehör	25
4.1 Höftbälten	25
4.1.1 Olika typer av höftbälten	25
4.1.2 Rätt justering av höftbältet	25
4.2 Använda kapphållaren	26
4.3 Använda KLICKfix-adaptorn	26

5 Inställningar	28
5.1 Allmän information om inställningar	28
5.2 Justeringsmöjligheter för manöverboxen	29
5.2.1 Justera manöverboxen efter brukarens armlängd	30
5.2.2 Justera manöverboxens höjd	30
5.2.3 Justera manöverboxens höjd (endast för svängbara manöverboxfästen)	30
5.2.4 Justera manöverboxens förskjutning	30
5.2.5 Justera manöverboxens position	31
5.2.6 Vrida manöverboxen åt sidan	31
5.3 Justera armstödet	32
5.3.1 Justera armstöds höjden	32
5.3.2 Justera armstödsbredden	32
5.3.3 Justera armstödsdjupet	32
5.4 Justera sittvinkeln	33
5.5 Justera ryggstödet	34
5.5.1 Justera ryggstöds vinkeln	34
5.5.2 Justera ryggstöds stoppet	35
5.5.3 Ta bort/montera ryggstödet	36
5.5.4 Justera klädseln på ryggstöd med justerbar spänning	37
5.5.5 Justera Matrix-ryggstöd	37
5.6 Justera huvudstödet	37
5.6.1 Justering av positionen på huvudstödet eller nackstödet från Rea	38
5.6.2 Justera höjden på huvudstöd eller nackstöd från Rea	38
5.6.3 Justera kindstöden	38
5.6.4 Justera Elan-huvudstödet	39
5.6.5 Justera Elan-huvudstöds materialet	39
5.7 Justera sidostöden	41
5.7.1 Justera bredden	41
5.7.2 Justera höjden	41
5.7.3 Justera djupet	41
5.8 Justera/ta bort brickan	42
5.8.1 Justera brickan i sidled	42

5.8.2	Justera brickans djup/ta bort brickan	42	6.4	Förflytta sig till och från elrullstolen	59
5.8.3	Svänga brickan åt sidan	42	6.4.1	Ta bort Standard-armstöd för sidledes förflyttning	59
5.9	Justera benstödet	43	6.4.2	Information om förflyttning till och från rullstolen	59
5.9.1	Vrida och/eller ta bort benstöden (Standard 80°-benstöd)	43	6.4.3	Fälla upp/ned kantklättraren	60
5.9.2	Justera längden (Standard 80°-benstöd)	43	6.5	Körning över hinder	60
5.9.3	Vrida och/eller ta bort benstöd (manuellt höjdjusterbara)	43	6.5.1	Maximal höjd på hinder	60
5.9.4	Justera benstödsvinkeln (manuellt höjdjusterbart)	44	6.5.2	Säkerhetsinformation vid körning över hinder	61
5.9.5	Justera benstödslängden (manuellt höjdjusterbart)	44	6.5.3	Rätt sätt att köra över hinder	61
5.9.6	Justera vaddynans djup (manuellt höjdjusterbar)	45	6.6	Köra på lutande underlag	62
5.9.7	Justera vaddynans höjd (manuellt höjdjusterbar)	46	6.7	Användning på allmän väg	63
5.10	Anpassningsmöjligheter för Modulete-sittenheten	46	6.8	Rulla elrullstolen i friläge	63
5.10.1	Justera armstöds höjden	46	6.8.1	Frikoppla motorerna	63
5.10.2	Justera armstödsbredden	46	7	Elektroniksystem	64
5.10.3	Justera armstödsdjupet	47	7.1	Skyddssystem för elektroniken	64
5.10.4	Justera armstöds höjden (uppfällbart armstöd)	48	7.2	Batterier	64
5.10.5	Justera armstöds höjden (fällbart armstöd)	48	7.2.1	Allmän information om laddning	64
5.10.6	Ändra motståndet (uppfällbara/fällbara armstöd)	48	7.2.2	Allmänna anvisningar för laddning	64
5.10.7	Justera armdynans vinkel (uppfällbart/fällbart armstöd)	49	7.2.3	Ladda batterierna	65
5.10.8	Justera armstödsdynans position (uppfällbart armstöd)	49	7.2.4	Koppla bort elrullstolen efter laddning	66
5.10.9	Justera sittbredden	50	7.2.5	Förvaring och underhåll	66
5.10.10	Justera sittdjupet	50	7.2.6	Anvisningar för batterianvändning	66
5.10.11	Justera höft-/lårstödet	51	7.2.7	Transportera batterier	67
5.10.12	Justera ryggstöds höjden	54	7.2.8	Allmänna anvisningar för batterihantering	67
5.10.13	Justera ryggstödsbredden	55	7.2.9	Hantera skadade batterier på rätt sätt	67
5.10.14	Justera ryggstöds vinkeln	56	8	Transport	69
5.11	Justera framlyset	57	8.1	Allmän information om transport	69
6	Användande	58	8.2	Förflytta elrullstolen till ett fordon	69
6.1	Köra	58	8.2.1	Låsa/låsa upp styrhjulen	70
6.2	Före första användningen	58	8.3	Använda elrullstolen som bilsäte	71
6.3	Parkering och stillastående	58	8.3.1	Förankra elrullstolen när den används som bilsäte	72
6.3.1	Aktivera/lossa parkeringsbromsarna	58	8.3.2	Spänna fast brukaren i elrullstolen	73
			8.4	Ta isär elrullstolen för transport	74
			8.4.1	Fälla ryggstödet framåt	75
			8.4.2	Koppla ur manöverboxen	76
			8.4.3	Ta bort/montera sitsen	76

8.4.4	Ta bort/montera batterilådorna	77
8.4.5	Fälla ihop/fälla upp ramen	78
8.5	Montera ihop elrullstolen igen	78
9	Underhåll	79
9.1	Introduktion till underhåll	79
9.2	Inspektionskontroller	79
9.2.1	Varje gång elrullstolen ska användas	79
9.2.2	Varje vecka	80
9.2.3	Varje månad	80
9.3	Hjul och däck	81
9.4	Korttidsförvaring	81
9.5	Långtidsförvaring	82
9.6	Rengöring och desinfektion	82
9.6.1	Allmän säkerhetsinformation	82
9.6.2	Rengöringsintervall	83
9.6.3	Rengöring	83
9.6.4	Desinfektion	84
10	Återanvändning	85
10.1	Rekonditionering	85
10.2	Kassering	85
11	Felsökning	86
11.1	Återställa effektbrytaren	86
12	Teknisk Data	87
12.1	Tekniska specifikationer	87
13	Service	93
13.1	Utförda inspektioner	93

1 Allmänt

1.1 Inledning

Den här bruksanvisningen innehåller viktig information om hantering av produkten. Läs igenom bruksanvisningen noga och följ säkerhetsinstruktionerna för att försäkra dig om att du använder produkten på ett säkert sätt.

Observera att det kan finnas avsnitt i den här bruksanvisningen som inte gäller för din produkt eftersom bruksanvisningen avser alla tillgängliga modeller (vid tidpunkten för tryckning). Om inget annat anges hänvisar varje avsnitt i den här bruksanvisningen till alla modeller av produkten.

De modeller och konfigurationer som är tillgängliga i ditt land återfinns i de landsspecifika försäljningsdokumenten.

Invacare förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationerna utan ytterligare meddelande.

Kontrollera att du har den senaste versionen av den här bruksanvisningen innan du läser den. Du hittar den senaste versionen som PDF-fil på webbplatsen för Invacare.

Om du tycker att teckensnittsstorleken i den tryckta versionen av bruksanvisningen är svår att läsa kan du ladda ned PDF-versionen från webbplatsen. Du kan sedan förstora PDF-filen på skärmen till en teckensnittsstorlek som passar dig bättre.

Kontakta en Invacare-representant om du vill ha mer information om produkten, till exempel produktsäkerhetsmeddelanden och produktåterkallelser. Adresser finns i slutet av det här dokumentet.

Om en allvarlig incident inträffar med produkten bör du informera tillverkaren och den behöriga myndigheten i ditt land.

1.2 Symboler som används i manualen

Symboler och signalord som används i denna manual och gäller för faror eller farliga förfaranden som kan leda till personskador eller skador på egendom. Symbolerna definieras nedan.



VARNING

Anger en riskfylld situation som kan leda till allvarlig skada eller dödsfall om den inte undviks.



FÖRSIKTIGT

Anger en riskfylld situation som kan leda till lättare skada om den inte undviks.



VIKTIGT

Anger en riskfylld situation som kan leda till produktskada om den inte undviks.



Råd

Ger användbara råd, rekommendationer och information för en effektiv och problemfri användning.



Verktyg

Identifierar vilka verktyg, komponenter och föremål som behövs för att utföra visst arbete.

1.3 Överensstämmelse

Kvalitet är absolut grundläggande för företagets verksamhet, och vi arbetar i enlighet med standarden i ISO 13485.

Den här produkten är CE-märkt i enlighet med den medicintekniska förordningen 2017/745 klass 1. Lanseringsdatum för produkten anges i CE-försäkran om överensstämmelse.

Vi arbetar ständigt på att se till att företaget påverkar lokal och global miljö så lite som möjligt.

Vi använder endast material och komponenter som följer REACH-direktivet.

Vi följer gällande miljölagstiftning, WEEE- och RoHS-direktivet.

1.3.1 Produktspecifika standarder

Produkten har testats och uppfyller DIN EN 12184 (eldrivna rullstolar, skotrar och deras laddare) och alla förknippade standarder.

Produkten får användas på allmän väg under förutsättning att den är utrustad med lämpligt belysningsssystem.

Kontakta din lokala distributör för Invacare om du vill ha mer information om lokala standarder och bestämmelser. Adresser finns i slutet av det här dokumentet.

1.4 Användbarhet

Använd endast elrullstolen när den är i fullt funktionellt skick. Annars kan du försätta dig själv och andra i risk.

Följande lista innehåller inte alla möjliga situationer. Den beskriver endast vissa situationer som kan påverka elrullstolens användbarhet.

I vissa situationer ska du omedelbart sluta använda elrullstolen. I andra situationer kan du använda elrullstolen för att ta dig till din leverantör.

Du ska omedelbart sluta använda elrullstolen om användbarheten är begränsad på grund av

- oväntat körsätt
- att bromsarna inte fungerar.

Du ska omedelbart kontakta en behörig Invacare-leverantör om elrullstolens användbarhet är begränsad på grund av

- att belysningssystemet (om sådant finns) inte fungerar eller är defekt
- att reflexerna ramlar av
- utnött däckmönster eller otillräckligt däcktryck
- skada på armstöden (t.ex. trasig armstödsstopning)
- skada på benstödshängarna (t.ex. att hälband saknas eller är trasiga)
- skada på höftbältet
- skada på joysticken (joysticken kan inte flyttas till friläget)
- att kablar är skadade, vikta, klämda eller har lossnat från fästet
- att elrullstolen förflyttar sig vid bromsning
- att elrullstolen drar åt ena hållet vid förflyttning
- att ovanliga ljud hörs

eller om du har en känsla av att något är fel med elrullstolen.

1.5 Information om garanti

Vi tillhandahåller en tillverkargaranti för produkten i enlighet med våra allmänna affärsvillkor i respektive land.

Garantianspråk kan endast göras genom den leverantör som tillhandahöll produkten.

1.6 Produktlivslängd

När det gäller den här produkten utgår vårt företag ifrån en livslängd på fem år, under förutsättning att produkten används på ett normalt sätt och att samtliga underhålls- och serviceåtgärder utförts. Den förväntade livslängden kan till och med överskridas, om produkten underhålls, vårdas och används på föreskrivet sätt och inga tekniska hinder sätts när vetenskapen och tekniken vidareutvecklas. Men livslängden kan även reduceras avsevärt genom ett extremt nyttjande och vid felaktig användning. Fastläggandet av livslängden leder inte till någon extra garanti från vårt företag.

1.7 Ansvarsbegränsning

Invacare ansvarar inte för skador som uppkommer till följd av

- att bruksanvisningen inte följs
- felaktig användning
- normalt slitage
- felaktig montering eller inställning som utförs av köparen eller tredje part
- tekniska ändringar
- obehöriga ändringar och/eller användning av olämpliga reservdelar.

2 Säkerhet

2.1 Allmän säkerhetsinformation



FARA!

Risk för dödsfall, allvarliga personskador eller materiella skador

Tända cigaretter som faller på ett stoppat sittsystem kan orsaka brand som leder till dödsfall, allvarliga personskador eller materiella skador. Personer som sitter i elrullstolen är utsatta för en särskild risk för dödsfall eller allvarlig skada från sådana bränder och resulterande rök, eftersom de kanske inte har möjlighet att förflytta sig från elrullstolen.

– Rök INTE vid användning av den här elrullstolen.



VARNING!

Risk för personskador, egendomsskador eller dödsfall

Felaktig montering eller felaktigt underhåll kan orsaka personskador, materiella skador eller dödsfall till följd av intag av delar eller material eller kvävning orsakad av delar eller material.

– Barn, husdjur och personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga måste övervakas noga.



VARNING!

Risk för dödsfall, allvarliga personskador eller materiella skador

Om kablarna dras på olämpligt sätt finns det risk för att någon snubblar, trasslar in sig eller strypps, vilket kan leda till dödsfall, allvarliga personskador eller materiella skador.

- Kontrollera att alla kablar är rätt dragna och ordentligt fastsatta.
- Se till att det inte finns några öglor av överskottskabel som sticker ut från rullstolen.



VARNING!

Risk för allvarliga personskador eller materiella skador

Felaktig användning av den här produkten kan orsaka person- eller saksador.

- Om du inte kan förstå varningarna eller instruktionerna ska du kontakta hälso- eller sjukvårdspersonal eller leverantören innan du använder utrustningen.
- Använd inte produkten eller någon tillvalsutrustning innan du har läst och förstått de här instruktionerna och eventuellt ytterligare instruktionsmaterial som bruksanvisning, servicemanualer eller instruktionsblad som medföljer produkten eller tillvalsutrustningen.



VARNING!

Risk för personskador om du kör elrullstolen när din körförmåga är nedsatt på grund av läkemedel eller alkohol

- Kör aldrig elrullstolen när du har använt läkemedel eller alkohol. Om det är nödvändigt att använda elrullstolen måste den skötas av en ledsagare som är fysiskt och psykiskt kapabel till detta.



VARNING!

Risk för person- eller produktskada om elrullstolen sätts i rörelse av misstag

- Stäng av elrullstolen innan du tar dig i eller ur den eller hanterar otympliga föremål.
- När du frikopplar motorn läggs bromsen inne i motorn ur. Därför bör elrullstolen endast rullas av en ledsagare på plant underlag, aldrig på lutande underlag. Elrullstolen får aldrig ställas på lutande underlag när motorerna är frikopplade. Aktivera alltid motorerna igen omedelbart efter att rullstolen har rullats (se avsnittet Rulla elrullstolen i friläge).



VARNING!

Risk för personskador om strömmen kopplas från medan elrullstolen är i rörelse, till exempel genom att du trycker på på/av-knappen eller kopplar ur en kabel, eftersom rullstolen kan stanna tvärt

- Om du måste bromsa i en nödsituation släpper du bara joysticken och då stannar elrullstolen (mer information finns i bruksanvisningen till manöverboxen).



VARNING!

Risk för personskador om elrullstolen flyttas till ett fordon för transport när användaren sitter i den

- Det är alltid bättre att flytta elrullstolen till ett fordon för transport utan att användaren sitter i den.
- Om elrullstolen måste flyttas över till ett fordon via en ramp medan föraren sitter i den får rampen inte överstiga en viss angiven lutning (se 12 *Teknisk Data, sida 87*).
- Om elrullstolen måste flyttas över till ett fordon via en ramp som överstiger denna lutning (se 12 *Teknisk Data, sida 87*) ska en vinsch användas. En ledsagare bör övervaka och hjälpa till vid förflyttningen.
- Ett annat alternativ är att använda en plattformshiss. Se till att totalvikten för elrullstolen inklusive användaren inte överstiger maximal tillåten vikt för plattformshissen eller vinschen.

**VARNING!****Risk att falla ur elrullstolen**

- Du ska aldrig hasa framåt på sitsen, luta dig ner mellan knäna eller luta dig bakåt över ryggstödet för att nå ett föremål eller liknande.
- Om höftbälte finns ska det justeras korrekt och användas varje gång du använder elrullstolen.
- När du ska flytta dig till en annan sittplats ska elrullstolen placeras så nära sittplatsen som möjligt.

**VARNING!****Risk för allvarliga personskador eller materiella skador**

- Förvaring eller användning av elrullstolen nära öppen eld eller brännbara produkter kan leda till allvarliga personskador eller materiella skador.
- Undvik att förvara eller använda elrullstolen i närheten av öppen eld eller brännbara produkter.

**FÖRSIKTIGT!****Risk för personskador om den största tillåtna belastningen överskrids**

- Den största tillåtna belastningen får inte överskridas (se 12 *Teknisk Data, sida 87*).
- Elrullstolen är endast avsedd att användas av en person vars vikt inte överskrider den största tillåtna belastningen för elrullstolen. Elrullstolen får aldrig användas till att transportera mer än en person.

**FÖRSIKTIGT!****Risk för personskador om du lyfter fel eller tappar tunga delar**

- När du ska utföra underhåll eller service eller lyfta någon del av elrullstolen måste du vara uppmärksam på hur mycket varje enskild del väger, särskilt batterierna. Se alltid till att du använder rätt lyftteknik och be om hjälp vid behov.

**FÖRSIKTIGT!****Risk för personskador på grund av rörliga delar**

- Se till att ingen personskada kan inträffa på grund av elrullstolens rörliga delar, t.ex. hjul eller någon av lyftmodulerna (om sådana finns), i synnerhet om det finns barn i närheten.

**FÖRSIKTIGT!****Risk för personskador på grund av heta ytor**

- Lämna inte elrullstolen i direkt solljus under längre perioder. Delar och ytor av metall, t.ex. sitsen och armstöden, kan bli mycket heta.

**FÖRSIKTIGT!****Risk för eldsvåda eller motorstopp vid anslutning av elektriska anordningar**

- Inga elektriska anordningar får anslutas till elrullstolen om de inte uttryckligen har godkänts av Invacare för detta syfte. Alla elektriska installationer ska utföras av en behörig Invacare-leverantör.

2.2 Säkerhetsinformation om det elektriska systemet



VARNING!

Risk för dödsfall, allvarliga personskador eller materiella skador

Om elrullstolen missbrukas kan den börja ryka, spraka eller brinna. Dödsfall, allvarliga personskador eller materiella skador kan uppstå till följd av brand.

- Använd INTE elrullstolen till något annat än det den är avsedd för.
- Om elrullstolen börjar ryka, spraka eller brinna ska du sluta använda elrullstolen och begära service **OMGÅENDE**.



VARNING!

Risk för brand

Lampor som är tända producerar värme. Om du täcker över lamporna med tyg, t.ex. kläder, finns det risk för att tyget börjar brinna.

- Täck **ALDRIG** över belysningsssystemet med tyg.



VARNING!

Risk för dödsfall, allvarliga personskador eller materiella skador vid transport av syrgassystem

I syreberikad luft kan textilier och andra material som vanligtvis inte brinner antändas lätt och brinna kraftigt.

- Kontrollera syrgasslangarna mellan behållaren och leveransstället dagligen för att upptäcka läckor. Håll slangarna på avstånd från elektriska gnistor och andra antändningskällor.



VARNING!

Risk för personskador eller materiella skador på grund av elektrisk kortslutning

Kontaktstift på kablar som är anslutna till strömenheten kan vara strömförande trots att systemet är avstängt.

- Kablar med strömförande stift ska vara anslutna, spärrade eller täckta (med ej ledande material) så att de inte kan komma i kontakt med människor eller material som kan orsaka kortslutning.
- När kablar med strömförande stift måste kopplas från, till exempel när busskabeln tas bort från manöverboxen av säkerhetsskäl, ska du se till att spärra eller täcka över stiften (med ej ledande material).

**VARNING!****Risk för dödsfall, allvarliga personskador eller materiella skador**

Elektriska komponenter som blivit rostiga på grund av vatten eller annan vätska kan orsaka dödsfall, allvarliga personskador eller materiella skador.

- Undvik så långt det är möjligt att utsätta elektriska komponenter för vatten och/eller annan vätska.
- Elektriska komponenter som har skadats av rost **MÅSTE** bytas ut omedelbart.
- På elrullstolar som ofta utsätts för vatten eller andra vätskor kan de elektriska komponenterna behöva bytas oftare.

**VARNING!****Risk för dödsfall eller allvarliga personskador**

Om dessa varningar inte följs kan det leda till kortslutning vilket kan orsaka dödsfall, allvarlig skada eller skada på det elektriska systemet.

- Den POSITIVA (+) RÖDA batterikabeln **MÅSTE** anslutas till den POSITIVA (+) batteripolen. Den NEGATIVA (-) SVARTA batterikabeln **MÅSTE** anslutas till den NEGATIVA (-) batteripolen.
- Låt **ALDRIG** något verktyg eller en batterikabel komma i kontakt med **BÅDA** batteripolerna samtidigt. Kortslutning kan då uppstå och medföra dödsfall, allvarliga personskador eller materiella skador.
- Installera skyddslock på de positiva och negativa batteripolerna.
- Om isoleringen på en eller flera kablar är skadad måste kabeln/kablarna omedelbart bytas ut.
- Ta **ALDRIG** bort säkring eller monteringsmaterial från den POSITIVA (+) röda batterikabelns monteringskruv.

**VARNING!****Risk för dödsfall eller allvarliga personskador**

En elektrisk stöt kan orsaka dödsfall eller allvarlig skada

- För att undvika elektriska stötar bör du inspektera stickkontakten och sladden för att se att den inte har några hack eller utstickande ledningstrådar. Byt omedelbart ut sladdar med hack eller utstickande ledningstrådar.

**Risk för skador på elrullstolen**

Ett avbrott i det elektriska systemet kan leda till ett ovanligt beteende som att lamporna lyser hela tiden, att de inte lyser alls eller att det hörs ljud från magnetbromsarna.

- Om ett avbrott uppstår ska du stänga av manöverboxen och slå på den igen.
- Om avbrottet kvarstår kopplar du från eller tar bort strömkällan. Beroende på elrullstolens modell kan du antingen ta bort batteripacken eller koppla från batterierna från strömenheten. Om du är osäker på vilken kabel du ska koppla från kontaktar du leverantören.
- Kontakta alltid leverantören vid den här typen av fel.

2.3 Säkerhetsanvisningar för påverkan av elektromagnetisk tolerans

Denna elrullstol har kontrollerats enligt internationella normer med avseende på dess påverkan av elektromagnetisk tolerans. Elektromagnetiska fält, som genereras av radio- och TV-sändare, kommunikationsradioutrustningar och mobiltelefoner kan påverka elrullstolens funktion. Den elektronik som används i våra elrullstol kan också förorsaka svaga elektromagnetiska störningar, men dessa ligger under de lagstadgade gränserna. Följ därför följande anvisningar:

**VARNING!****Risk finns för felaktig funktion på grund av elektromagnetisk strålning**

- Använd inga kommunikationsradioutrustningar eller mobiltelefoner, när elrullstolen är påslaget.
- Undvik att komma i närheten av starka radio- och TV-sändare.
- Stäng av elrullstolen om det oavsiktligt sätts i rörelse eller om bromsarna släpper.
- Om elektriska tillbehör och andra komponenter monteras eller elrullstolen modifieras, kan det bli känsligt för elektromagnetisk strålning. Observera att det inte finns någon enkel metod att fastställa vilken påverkan sådana modifieringar har på den elektriska funktionen.
- Meddela din leverantör alla oavsiktliga rörelser hos elrullstolen eller om elbromsarna släpper.

2.4 Säkerhetsinformation om körning och friläge

**FARA!****Risk för dödsfall, allvarlig skada eller produktskada**

Om joysticken inte fungerar som den ska kan detta orsaka oavsiktliga/oregelbundna rörelser vilket i sin tur kan leda till dödsfall, allvarlig skada eller produktskada

- Om oavsiktliga/oregelbundna rörelser uppstår ska du omedelbart sluta att använda rullstolen och kontakta en kvalificerad tekniker.

**VARNING!****Det finns risk för personskada om elrullstolen välter**

- Du får bara köra i uppförsbackar och nedförsbackar upp till maximal säker lutning (se *12 Teknisk Data, sida 87*).
- Se alltid till att ryggstödet och sitsen är i upprätt läge innan du kör i uppförbacke. Vi rekommenderar att du placerar ryggstödet och sitsens lutningsfunktion (om sådan finns) i något bakåtlutat läge innan du kör i nedförsbacke.
- I nedförsbacke får du endast köra med två tredjedelar av maxhastigheten. Undvik hastiga inbromsningar eller hastighetsökningar på lutande underlag.
- Undvik om möjligt att köra på vått, halt, isigt eller oljigt underlag (till exempel snö, grus och is) då det finns en risk att du tappar kontrollen över fordonet, särskilt på lutande underlag. Detta kan även gälla vissa underlag av trä som är målade eller behandlade på annat sätt. Om du måste köra på sådant underlag, kör alltid långsamt och ytterst försiktigt.
- Försök aldrig köra över hinder i upp- eller nedförsbacke.
- Försök aldrig köra elrullstolen uppför eller nedför trappor.
- När du kör över hinder måste du se till att inte överskrida den maximala höjden på hinder (se *12 Teknisk Data, sida 87* och att följa anvisningarna om körning över hinder i *6.5 Körning över hinder, sida 60*).

**VARNING!****Risk för personskada om elrullstolen välter (fortsättning)**

- Undvik att förskjuta tyngdpunkten och att hastigt röra joysticken eller ändra färdriktning när elrullstolen är i rörelse.
- Elrullstolen får aldrig användas till att transportera mer än en person.
- Du får inte överskrida den största tillåtna totala belastningen eller den största tillåtna belastningen per hjulaxel (se *12 Teknisk Data, sida 87*).
- Tänk på att elrullstolen bromsar eller accelererar om du byter körläge medan elrullstolen är i rörelse.

**VARNING!****Risk för allvarlig skada eller produktskada**

- Felaktig placering när du lutar eller böjer dig framåt kan göra att rullstolen tippar framåt vilket kan leda till allvarlig skada eller produktskada
- Det är viktigt att alltid ha bra balans för att elrullstolen ska vara stabil och fungera korrekt. Elrullstolen är utformad för att hålla sig upprätt och stabil under normala dagliga aktiviteter så länge du INTE rör dig utanför tyngdpunkten.
 - Du får INTE luta dig längre fram i elrullstolen än armstödens längd.
 - Försök INTE att nå föremål som är placerade så att du måste flytta dig framåt på sitsen eller luta dig ner mellan knäna för att plocka upp dem från golvet.



VARNING!

Risk för motorstopp i dåligt väder, till exempel extrem kyla, i isolerade områden

- Om du har kraftigt begränsad rörlighet rekommenderar vi att du INTE ger dig ut med elrullstolen i dåligt väder utan ledsagare.



VARNING!

Risk för skada om foten glider av fotstödet och fastnar under elrullstolen när den är i rörelse

- När du kör elrullstolen ska du alltid kontrollera att dina fötter är stadigt och säkert placerade på fotplattorna och att båda benstöden är ordentligt fastlåsta.



VARNING!

Risk för personskada om du krockar med ett hinder när du kör genom trånga passager, till exempel dörröppningar och ingångar

- Kör på lägsta växel och med stor försiktighet genom trånga passager.



VARNING!

Risk för personskada

På elrullstolar som är försedda med uppfällbara benstöd finns risk för personskada eller skada på elrullstolen om du kör rullstolen med benstöden uppfällda.

- För att undvika att förskjuta elrullstolens tyngdpunkt framåt (särskilt i nedförsbacke) och för att undvika skada på elrullstolen ska uppfällbara benstöd alltid vara nedfällda när rullstolen körs på vanligt sätt.



VARNING!

Tipprisk om tippskydden tas bort, skadas eller flyttas till en annan position än fabriksinställningen

- Tippskydden får bara tas bort om elrullstolen ska monteras isär för att transporteras i ett fordon eller för förvaring.
- Tippskydden måste alltid sättas tillbaka om elrullstolen ska användas.

**VARNING!****Tipprisk**

Tippskydd (stabilisatorer) fungerar endast på fast mark. På mjukt underlag som gräs, snö och lera sjunker de ned om elrullstolen vilar på dem. De har då ingen verkan och elrullstolen riskerar att tippa.

- Kör endast med stor försiktighet på mjukt underlag, särskilt i upp- och nedförsbacke. Var under tiden extra uppmärksam på elrullstolens stabilitet.

2.5 Säkerhetsinformation om skötsel och underhåll

**VARNING!****Risk för dödsfall, allvarliga personskador eller materiella skador**

Felaktig reparation och/eller service av den här elrullstolen som utförs av brukare/vårdgivare eller obehöriga tekniker kan leda till dödsfall, allvarliga personskador eller materiella skador.

- Försök INTE att utföra något underhåll som inte beskrivs i den här bruksanvisningen. Reparation och/eller service av den typen MÅSTE utföras av en behörig tekniker. Kontakta en leverantör eller Invacare-tekniker.

**FÖRSIKTIGT!****Risk för olycka och förlust av garantin vid otillräckligt underhåll**

- Av säkerhetsskäl och för att undvika olyckor till följd av oupptäckt slitage är det viktigt att elrullstolen genomgår en inspektion en gång om året under normala driftförhållanden (se inspektionsplanen i serviceanvisningarna).
- Vid svåra driftförhållanden som daglig användning i branta backar eller vid användning inom vården med många olika brukare använder elrullstolen är det tillrådligt att bromsar, tillbehör och drivfunktioner inspekteras oftare än så.
- Om elrullstolen ska användas på allmän väg är föraren ansvarig för att se till att den är i funktionsmässigt tillförlitligt skick. Otillräcklig eller utebliven skötsel och underhåll av elrullstolen medför att tillverkarens ansvar begränsas.

2.6 Säkerhetsinformation om ändringar och modifieringar av elrullstolen



VARNING!

Risk för allvarliga personskador eller materiella skador

Användning av felaktiga eller olämpliga reservdelar (servicedelar) kan leda till personskador eller materiella skador

- Reservdelar **MÅSTE** matcha originaldelarna från Invacare.
- Uppge alltid rullstolens serienummer när du beställer reservdelar för att få rätt delar.

**FÖRSIKTIGT!****Risk för personskador och skador på elrullstolen på grund av icke godkända komponenter och tillbehör**

Sittsystem, tillägg och tillbehör som inte har godkänts av Invacare för användning med den här elrullstolen kan påverka rullstolens stabilitet och öka tipprisken.

- Använd enbart sittsystem, tillägg och tillbehör som har godkänts av Invacare för användning med den här elrullstolen.

Sittsystem som inte har godkänts av Invacare för användning med den här elrullstolen uppfyller under vissa omständigheter inte gällande standarder och kan därför öka lättantändligheten och risken för hudirritation.

- Använd enbart sittsystem som har godkänts av Invacare för användning med den här elrullstolen.

Elektriska och elektroniska komponenter som inte har godkänts av Invacare för användning med den här elrullstolen kan orsaka eldsvåda och leda till elektromagnetisk skada.

- Använd enbart elektriska och elektroniska komponenter som har godkänts av Invacare för användning med den här elrullstolen.

Batterier som inte har godkänts av Invacare för användning med den här elrullstolen kan orsaka kemiska brännskador.

- Använd enbart batterier som har godkänts av Invacare för användning med den här elrullstolen.

**FÖRSIKTIGT!****Risk för personskador och skador på elrullstolen om ej godkända ryggstöd används**

Om ett ryggstöd som inte har godkänts av Invacare för användning med den här elrullstolen monteras på elrullstolen kan ryggröret bli överbelastat, vilket ökar risken för personskador och skador på elrullstolen.

- Kontakta din Invacare-specialistleverantör som utför riskanalyser, beräkningar, stabilitetskontroller osv. för att säkerställa att ryggstödet är säkert att använda.

**CE-märkning av elrullstolen**

- Bedömning av överensstämmelse/CE-märkning har utförts enligt respektive gällande regelverk och gäller endast för hela produkten.
- CE-märkningen blir ogiltig om man använder utbyteskomponenter eller tillbehör som inte har godkänts av Invacare för denna produkt.
- I sådana fall är företaget som använder extratillbehör eller utbyteskomponenter ansvarigt för överensstämmelsebedömning/CE-märkning eller för registrering av specialutförandet av elrullstolen och för tillhörande dokumentation.



Viktig information om verktyg för underhåll

- En del av det underhåll som beskrivs i den här bruksanvisningen och som brukaren själv kan utföra utan problem kräver att man använder lämpliga verktyg. Om du inte har rätt verktyg till hands rekommenderar vi att du inte utför det aktuella arbetet utan i stället omgående kontaktar en behörig specialistverkstad.

3 Produktöversikt

3.1 Avsedd användning

Den här elrullstolen har tagits fram för personer med nedsatt gångförmåga, men med tillräckligt god syn samt fysisk och psykisk förmåga att framföra en elrullstol.

3.2 Indikationer

Elrullstolen rekommenderas för följande indikationer:

- Oförmåga eller kraftigt nedsatt förmåga att gå, som även påverkar det grundläggande behovet att kunna röra sig inom hemmets väggar.
- Behov av att lämna bostaden för att komma ut och få frisk luft eller för att ta sig till platser i närheten av bostaden där dagliga aktiviteter utövas.

Elrullstolar för inomhus- och utomhusbruk är att rekommendera för personer som inte längre kan använda en handdriven rullstol på grund av sin funktionsnedsättning, men klarar att sköta en eldriven rullstol.

Kontraindikationer

Det finns inga kända kontraindikationer.

3.3 Typklassificering

Elrullstolen med en maxhastighet på 3 km/h har klassificerats enligt EN 12184 som en **klass A**-elrullstol (enbart för inomhusbruk). Detta innebär att det är ett kompakt och manövrerbart fordon som främst är avsett för inomhusanvändning och inte nödvändigtvis är anpassat för att klara utomhushinder.

1577080-I



Klass A-produkter identifieras genom en 3 km/h-etikett på manöverboxen.

Elrullstolen med en maxhastighet högre än 3 km/h har klassificerats enligt EN 12184 som en **klass B**-elrullstol (för både inomhus- och utomhusbruk). Det innebär att den är tillräckligt kompakt och smidig för att användas inomhus men även klarar många hinder utomhus.

3.4 Märkning på produkten












Fig. 3-1





<p>A</p> 	<p>Om elrullstolen har ett bord måste detta tas bort och förvaras på en säker plats när elrullstolen transporteras i ett annat fordon.</p>
<p>B</p> 	<p>Skala för sittvinkelinställning</p>
<p>C Identifiering av fästpunkterna fram- och baktill:</p>	
 <p>ISO 7176-19</p>	<p>Om symbolen visas mot en ljusgul bakgrund betyder det att fästpunkten är lämplig för förankring av elrullstolen i ett fordon så att den kan användas som bilsäte.</p>
<p>D</p>  <p>WIRE TO MOTOR FROM BATTERY PACK OR FROM MOTOR CONNECT EXTERNAL DEVICE</p> <p>WIRE TO MOTOR FROM BATTERY PACK OR FROM MOTOR CONNECT EXTERNAL DEVICE</p> <p>WIRE TO MOTOR FROM BATTERY PACK OR FROM MOTOR CONNECT EXTERNAL DEVICE</p> <p>WIRE TO MOTOR FROM BATTERY PACK OR FROM MOTOR CONNECT EXTERNAL DEVICE</p>	<p>Kopplingsdiagram för batteriet under kåpan på batterilådan</p>

<p>E</p> 	<p>Serienummeretikett på bakre stolpen.</p> <p>Mer information nedan.</p>
 <p>ISO 7176-19</p>	<p>Varning om att elrullstolen inte får användas som bilsäte</p> <p>Den här elrullstolen uppfyller inte kraven i ISO 7176-19.</p>
<p>F</p> 	<p>Plats för kopplingsspaken för lägena för att köra och för att rulla (visas inte på bilden).</p> <p>Mer information nedan.</p>
<p>G</p> 	<p>Den här etiketten visar att elrullstolen är en klass-A-rullstol. Den är främst avsedd för inomhusanvändning och är inte nödvändigtvis anpassad för att klara utomhushinder.</p>

Ⓜ		<p>Etikett med maxhastighet på manöverboxen.</p> <p>Maxhastigheten är begränsad till 3 km/tim.</p>
ⓘ		<p>Visar ställen på elrullstolen där det föreligger klämrisk</p>
ⓘ		<p>Indikation att inte belasta ryggstödet med mer än 3 kg.</p>

Förklaring av symboler på etiketterna

	Tillverkare
	Tillverkningsdatum
	Europeisk överensstämmelse
	Medicinteknisk produkt
	Serienummer
	WEEE-överensstämmelse

	<p>Läs bruksanvisningen. Den här symbolen visas på serienumeretikett.</p>
	<p>Läs bruksanvisningen. Den här symbolen finns på olika etiketter och på olika ställen.</p>
	<p>Den här symbolen anger kopplingsspakens läge för att köra elrullstolen. I det här läget är motorn aktiverad och motorbromsarna fungerar. Du kan köra elrullstolen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Observera att båda motorerna måste vara aktiverade för att du ska kunna köra.
	<p>Den här symbolen anger kopplingsspakens läge för att rulla elrullstolen. I det här läget är motorn frikopplad och motorbromsarna fungerar inte. Elrullstolen kan rullas av en assistent och hjulen kan svänga fritt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Observera att manöverboxen måste vara avstängd. • Se även informationen i avsnitt 6.8 <i>Rulla elrullstolen i friläge, sida 63.</i>

3.5 Rullstolens huvuddelar




Fig. 3-2

hur du använder en viss typ av användarkommando finns i motsvarande bruksanvisning (bifogad).

- (A) Körbygel
- (B) Manöverbox
- (C) Benstöd
- (D) Hjullås
- (E) Kantklättrare
- (F) Drivhjul
- (G) Spakar för motorfrikoppling på baksidan (visas inte på bilden)

3.6 Typer av användarkommandon

Din elrullstol kan utrustas med en av flera typer av användarkommandon. Information om olika funktioner och

4 Tillbehör

4.1 Höftbälten

Höftbältet är ett tillval som antingen kan monteras på elrullstolen innan den levereras eller i efterhand av en fackman på hjälpmedelscentralen. Om din elrullstol är utrustad med höftbälte bör fackmannen på hjälpmedelscentralen ha informerat dig om inställning och användning.

Höftbältet är till för att ge brukaren av elrullstolen en optimal sittställning. Rätt använt bidrar bältet till att brukaren sitter säkert, bekvämt och i lämplig ställning i elrullstolen, särskilt brukare vars balans inte är så bra i sittande ställning.



Vi rekommenderar att höftbältet alltid används i elrullstolen.

4.1.1 Olika typer av höftbälten

Elrullstolen kan vid leveransen vara utrustad med ett av följande höftbälten. Om din elrullstol har utrustats med någon annan typ av bälte än de som anges nedan måste du se till att du har fått dokumentation från tillverkaren som anger hur bältet anpassas och används på rätt sätt.

Bälte med metallspänne, justerbart på båda sidor



Fig. 4-1

Bältet kan justeras på båda sidorna. Det innebär att spännet kan placeras i mitten.

Bälte med plastspänne, justerbart på båda sidor



Fig. 4-2

Bältet kan justeras på båda sidorna. Det innebär att spännet kan placeras i mitten.

4.1.2 Rätt justering av höftbältet



Bältet ska sitta tillräckligt stramt för att säkerställa att du sitter bekvämt och med kroppen i rätt sittställning.

1. Se till att du sitter rätt, vilket innebär att du sitter så långt bak på sitsen som möjligt med bäckenet i så upprätt och symmetrisk ställning som möjligt, alltså inte långt fram, snett åt ena sidan eller på kanten av sitsen.
2. Placera höftbältet så att du lätt kan känna höftbenen ovanför bältet.
3. Justera bältets längd med något av de justeringshjälpmedel som beskrivs ovan. Justera bältet lagom stramt så att du kan föra in en flat hand mellan bältet och kroppen.

- Spännet bör sitta så nära mitten som möjligt. Denna justering ska göras på båda sidor så mycket som möjligt.
- Kontrollera bältet varje vecka för att säkerställa att det är i fullgott skick, att det inte är skadat eller slitet och att det sitter ordentligt fast i elrullstolen. Om bältet endast är fäst med ett skruvmonterat fäste ska du kontrollera att detta inte har blivit lösare eller lossnat. Mer information om underhåll av bälten finns i servicemanualen som tillhandahålls av Invacare.

4.2 Använda käpphållaren

Om elrullstolen är utrustad med en käpphållare kan denna användas till säker transport av en käpp eller axillar-/underarmskryckor. Käpphållaren består av en plastbehållare (nedtill) och ett kardborreband (upptill).



FÖRSIKTIGT!

Risk för personskador

Käpp eller kryckor som inte sitter fast under färd (t.ex. om de ligger i brukarens knä) kan medföra att brukaren eller andra personer skadas.

- Använd alltid en käpphållare för käppar eller kryckor under färd.

- Öppna det övre kardborrebandet.
- Sätt in den nedre änden av käppen eller kryckorna i den undre behållaren.
- Käppen eller kryckorna kan fästas upptill med kardborrebandet.

4.3 Använda KLICKfix-adaptorn

Elrullstolen kan utrustas med miniadaptorn från Rixen + Kaul KLICKfix-systemet. På adaptorn kan du fästa olika tillbehör

som mobiltelefonfodralet som tillhandahålls av Invacare och som du kan använda för att förvara mobiltelefon, sportglasögon osv.



Risk på grund av lösa tillbehör

Tillbehör kan ramla av och tappas bort om de inte har satts fast ordentligt.

- Kontrollera att tillbehöret sitter fast ordentligt varje gång du använder elrullstolen.



Risk för sönderbrytning vid överbelastning

KLICKfix-adaptorn kan gå sönder om den lastas för tungt.

- Den högsta tillåtna belastningen på KLICKfix-adaptorn är 1 kg.




Fig. 4-3




Fig. 4-4

Sätta fast tillbehör

- Skjut in tillbehöret i KLICKfix-adaptorn. Tillbehöret hakar fast ordentligt.

Ta loss tillbehör

- Tryck på den röda knappen och ta loss tillbehöret.

Adaptorn kan vridas i steg om 90°, vilket gör att du kan sätta fast ett tillbehör från fyra olika riktningar. Se inställningsanvisningarna som du kan få från din Invacare-leverantör eller direkt från Invacare.

Mer information om KLICKfix-systemet finns på adressen <http://www.klickfix.com>.

5 Inställningar

5.1 Allmän information om inställningar

**VARNING!****Risk för dödsfall, allvarliga personskador eller materiella skador**

Fortsatt användning av en elrullstol som inte är rätt inställd kan medföra att rullstolen betar sig onormalt, vilket kan leda till dödsfall, allvarliga personskador eller materiella skador.

- Prestandajusteringar ska endast utföras av utbildad vårdpersonal eller personer som är helt insatta i denna process och förarens förutsättningar.
- Efter att elrullstolen har ställts in eller justerats ska du kontrollera att den fungerar enligt de inställda specifikationerna. Om elrullstolen inte fungerar enligt specifikationerna ska du OMEDELBART stänga av den och ställa in specifikationerna på nytt. Kontakta Invacare om elrullstolen fortfarande inte fungerar enligt de korrekta specifikationerna.

**VARNING!****Risk för dödsfall, allvarliga personskador eller materiella skador**

Material som saknas eller sitter löst kan leda till instabilitet vilket i sin tur kan orsaka dödsfall, allvarliga personskador eller materiella skador.

- Efter justeringar, reparationer eller service och före användning ska du ALLTID se till att allt monterat material finns på plats och sitter fast ordentligt.

**VARNING!****Risk för personskador eller produktskador**

Felaktig inställning av den här elrullstolen som utförs av brukare/vårdgivare eller obehöriga tekniker kan leda till personskador eller produktskador.

- Försök INTE att själv ställa in elrullstolen. Initial inställning av den här elrullstolen MÅSTE utföras av en behörig tekniker.
- Brukaren rekommenderas endast att göra justeringar efter att ha fått lämpliga instruktioner av vårdpersonal.
- Försök INTE utföra arbetet om du inte har verktygen i listan.

**FÖRSIKTIGT!****Risk för skada på elrullstolen och olycksrisk**

Det finns risk för att elrullstolens delar kan kollidera på grund av de många anpassningsmöjligheterna och de enskilda inställningarna för dessa.

- Elrullstolen har ett enskilt sittsystem som kan justeras i flera positioner och bland annat omfattar benstöd, armstöd och huvudstöd. Dessa anpassningsmöjligheter beskrivs i de följande kapitlen. De är till för att anpassa sitsen efter brukarens fysiska behov och tillstånd. Säkerställ att elrullstolens delar inte kolliderar när sittsystemet och sittfunktionerna anpassas efter brukaren.

**VIKTIGT!**

Elrullstolen tillverkas och konfigureras individuellt enligt specifikationerna i beställningen. En bedömning måste utföras av vårdpersonal i enlighet med brukarens krav och hälsotillstånd.

- Kontakta vårdpersonal om du vill anpassa elrullstolens konfiguration.
- Eventuell anpassning ska utföras av behörig tekniker.



Den initiala inställningen ska alltid göras av vårdpersonal. Brukaren rekommenderas endast att göra justeringar efter att ha fått lämpliga instruktioner av vårdpersonal.

Elektriska anpassningsmöjligheter

I manöverboxens bruksanvisning finns mer information om hur du använder de elektriska anpassningsmöjligheterna.

Fotplattor

Alla fotplattor som erbjuds av Invacare kan fällas uppåt.

5.2 Justeringsmöjligheter för manöverboxen

Följande information gäller för alla sittsystem.

**FÖRSIKTIGT!**

Risk för att manöverboxen trycks bakåt vid en oavsiktlig krock med ett föremål, till exempel en dörrkarm eller ett bord, och att joysticken kläms mot armstödet om manöverboxen har flyttats och alla skruvar inte har dragits åt ordentligt

Det får elrullstolen att röra sig framåt okontrollerat och kan leda till skador på elrullstolens brukare eller personer som kommer i vägen.

- Skruvarna måste alltid skruvas fast ordentligt om manöverboxen flyttas.
- Om detta råkar hända ska du omedelbart stänga av all elektronik till elrullstolen genom att trycka på AV på manöverboxen.

**FÖRSIKTIGT!****Risk för personskador**

Om du lutar dig mot manöverboxen, till exempel vid förflyttning till och från rullstolen, finns det risk för att manöverboxhållaren går sönder och att du faller ur stolen.

- Du får aldrig luta dig mot manöverboxen som stöd till exempel vid förflyttning.


5.2.1 Justera manöverboxen efter brukarens armlängd

Fig. 5-1

1. Lossa vingskruven (A).
2. Justera komponenten till önskad position.
3. Dra åt vingskruven.

5.2.2 Justera manöverboxens höjd

- 3 mm insexnyckel




Fig. 5-2

1. Lossa skruvarna (A).
2. Justera komponenten till önskad position.
3. Dra åt skruvarna.

5.2.3 Justera manöverboxens höjd (endast för svängbara manöverboxfästen)

- 6 mm insexnyckel




Fig. 5-3

1. Lossa skruven (A).
2. Justera komponenten till önskad position.
3. Dra åt skruven.

5.2.4 Justera manöverboxens förskjutning

Manöverboxen kan justeras 20 mm (0,8 tum) i sidled.



- 3 mm insexnyckel




Fig. 5-4

1. Lossa skruvarna Ⓐ.
2. Justera komponenten till önskad position.
3. Dra åt skruvarna.

5.2.5 Justera manöverboxens position



- 3 mm insexnyckel




Fig. 5-5

1. Lossa skruvarna Ⓐ.
2. Justera komponenten till önskad position.
3. Dra åt skruvarna.

5.2.6 Vrida manöverboxen åt sidan




Fig. 5-6

Om elrullstolen är utrustad med ett svängbart manöverboxfäste kan manöverboxen flyttas åt sidan, till exempel om du behöver köra nära ett bord.

5.3 Justera armstödet

5.3.1 Justera armstödshöjden




Fig. 5-7

1. Lossa vingskruven **A**.
2. Justera komponenten till önskad position.
3. Dra åt vingskruven.

5.3.2 Justera armstödsbredden



- 8 mm insexnyckel




Fig. 5-8

1. Lossa skruven **A**.
2. Justera komponenten till önskad position.
3. Dra åt skruven.

5.3.3 Justera armstödsdjupet



WARNING!

Det finns en allvarlig risk för personskador om ett armstöd faller ur sitt fäste på grund av att armstödet dras för långt fram.

– Armstödet kan dras framåt ut ur fästet så långt att änden av röret som har förts in är i linje med fästets bakre kant, men inte längre.



- 3 mm insexnyckel




Fig. 5-9

1. Lossa skruvarna **A**.
2. Justera komponenten till önskad position.
3. Dra åt skruvarna.

5.4 Justera sittvinkeln



FÖRSIKTIGT!

Om sittlutningen eller ryggstödsvinkeln justeras så ändras elrullstolens mått, vilket direkt påverkar dess dynamiska stabilitet

– Mer information om dynamisk stabilitet, hur du klarar av lutande underlag och hinder samt justerar sittlutning eller ryggstödsvinkel på rätt sätt finns i 6.5 Körning över hinder, sida 60 och 6.6 Köra på lutande underlag, sida 62.



- 10 mm skiftnyckel
- 5 mm insexnyckel




Fig. 5-10

De möjliga sittvinklarna visas på en skala på mittstolpen. Beroende på den bakre sitthöjden ska du använda antingen den övre eller den nedre skalan:

- Hög sitthöjd: Använd den nedre skalan
- Låg sitthöjd: Använd den övre skalan

1.




Fig. 5-11

1. Lossa och ta bort skruven och muttern **A**.
2. Justera mittstolpen till önskad position.
3. Sätt i skruven och muttern och dra åt dem.

5.5 Justera ryggstödet



FÖRSIKTIGT!

Om sittlutningen eller ryggstödsvinkeln justeras så ändras elrullstolens mått, vilket direkt påverkar dess dynamiska stabilitet

– Mer information om dynamisk stabilitet, hur du klarar av lutande underlag och hinder samt justerar sittlutning eller ryggstödsvinkel på rätt sätt finns i 6.5 Körning över hinder, sida 60 och 6.6 Köra på lutande underlag, sida 62.

5.5.1 Justera ryggstödsvinkeln



FÖRSIKTIGT!

Om sittlutningen eller ryggstödsvinkeln justeras så ändras elrullstolens mått, vilket direkt påverkar dess dynamiska stabilitet

– Mer information om dynamisk stabilitet, hur du klarar av lutande underlag och hinder samt justerar sittlutning eller ryggstödsvinkel på rätt sätt finns i 6.5 Körning över hinder, sida 60 och 6.6 Köra på lutande underlag, sida 62.



FÖRSIKTIGT!

Tipprisk om ryggstödet är inställt på en för stor vinkel när sitsen är i det bakre sittläget och har ett sittdjup som är större än 460 mm

– När sitsen har ett sittdjup som är större än 460 mm och är i det bakre sittläget får ryggstödsvinkeln ställas in på maximalt 105 grader.



Ryggstödet har ett stopp så att du enkelt kan återställa ryggstödet till den vinkel som passar dig bäst. Ryggstödet vinkel kan justeras endast mellan denna och mindre vinklar. Om du vill ha större ryggstödsvinkel måste du justera stoppet. Se 5.5.2 Justera ryggstödsstoppet, sida 35.




Fig. 5-12

1. Dra bältet **A** bakåt. Låssprintarna **B** dras ut ur låsplattorna. Nu kan du flytta ryggstödet.
2. Justera komponenten till önskad position.
3. Släpp bältet. Låssprintarna hakar i automatiskt.

5.5.2 Justera ryggstödsstoppet



FÖRSIKTIGT!

Om sittlutningen eller ryggstödsvinkeln justeras så ändras elrullstolens mått, vilket direkt påverkar dess dynamiska stabilitet

– Mer information om dynamisk stabilitet, hur du klarar av lutande underlag och hinder samt justerar sittlutning eller ryggstödsvinkel på rätt sätt finns i 6.5 Körning över hinder, sida 60 och 6.6 Köra på lutande underlag, sida 62.



FÖRSIKTIGT!


Tipprisk om ryggstödet är inställt på en för stor vinkel när sitsen är i det bakre sittläget och har ett sittdjup som är större än 460 mm

– När sitsen har ett sittdjup som är större än 460 mm och är i det bakre sittläget får ryggstödsvinkeln ställas in på maximalt 105 grader.




- 4 mm insexnyckel

Ryggstödet har ett stopp så att du enkelt kan återställa ryggstödet till den vinkel som passar dig bäst. Ryggstödet s vinkel kan justeras endast mellan denna och mindre vinklar. Om du vill ha större ryggstödsvinkel måste du justera stoppet.



Standardinställningen för stoppet är en ryggstödsvinkel på 105 grader.



1. Lossa och ta bort skruven (A).
2. Justera komponenten till önskad position.
3. Sätt in och dra åt skruven.

5.5.3 Ta bort/montera ryggstödet

Ta bort ryggstödet




Fig. 5-15

1. Lossa och ta bort vingskruvarna ①.
2. Lyft ryggstödet uppåt.

Montera ryggstödet




Fig. 5-16

1. Montera ryggröret på monteringsfästena ①.
2. Sätt i och dra åt vingskruvarna ②.

5.5.4 Justera klädseln på ryggstöd med justerbar spänning

1.




Fig. 5-17

Ta bort ryggdynan (som är fäst med kardborreband) genom att dra den uppåt och ta av den så att du kommer åt justeringsbanden.

2.



Fig. 5-18

Justera de enskilda bandens spänning efter önskemål.

3. Sätt tillbaka ryggdynan.

5.5.5 Justera Matrix-ryggstöd

Se respektive manual.

5.6 Justera huvudstödet



VARNING!

Det finns risk för personsador om elrullstolen används som säte i fordon utan huvudstöd.

Nacken kan i annat fall översträckas vid en krock.

– Huvudstödet bör användas vid transporter.

Invacares huvudstöd till elrullstolen (finns som tillval) är idealiskt för användning vid transporter.

– Huvudstödet måste ställas in efter brukarens längd.





Fig. 5-19

5.6.1 Justering av positionen på huvudstödet eller nackstödet från Rea

Justeringen av positionen är likadan för alla huvudstöd och nackstöd från Rea.



- 5 mm insexnyckel



1. Lossa skruvarna A, B eller klämdelen C.
2. Justera huvud- eller nackstödet till önskad position.
3. Dra åt skruvarna och spännspaken igen.
4. Lossa insexskruven D.
5. Dra huvudstödet till vänster eller höger till önskad position.
6. Dra åt insexskruven.

5.6.2 Justera höjden på huvudstöd eller nackstöd från Rea

Höjjusteringen är likadan för alla huvudstöd och nackstöd från Rea.




Fig. 5-20

1. Lossa handskruven A.
2. Justera komponenten till önskad position.
3. Dra åt handskruven.

5.6.3 Justera kindstöden



Fig. 5-21

1. Skjut komponenterna inåt eller dra ut komponenterna till önskat läge.

5.6.4 Justera Elan-huvudstödet

Monteringsmaterialet för huvudstödet är utformat för att sättas in i befintliga monteringshål i ryggstödet.



FÖRSIKTIGT!

Risk för personskador under användning av elrullstolen som bilsäte om ett huvudstöd är felinställt eller saknas.

Nacken kan i annat fall översträckas vid en kollision.

- Huvudstöd måste finnas. Det huvudstöd som är tillgängligt från Invacare som tillval till den här elrullstolen är lämpligt för användning under transport.
- Huvudstödet måste ställas in efter brukarens öronhöjd.




Fig. 5-22



- Ryggstödsdynans överdrag kan behöva tas bort och ändras för att komma åt huvudstödet monteringshål på bakstycket.
- Det finns en mellanlaggsplatta som tillval. Den kan monteras mellan klämanordningen och bakstycket för att ge ytterligare avstånd för Posture Back (ställningsryggstöd) och Deep Back (djupt ryggstöd).

5.6.5 Justera Elan-huvudstöds materialet

Elan-huvudstöds materialet kan justeras på många sätt. Bilden nedan visar ledernas möjliga justeringsområden.




Fig. 5-23

Ⓐ	Övre vinklingsbara pivån	<ul style="list-style-type: none"> • 360° rotation • 80° lutning
Ⓑ	Övre leden	<ul style="list-style-type: none"> • 180° rotation
Ⓒ	Mittleden	<ul style="list-style-type: none"> • 100° rotation
Ⓓ	Nedre leden	<ul style="list-style-type: none"> • 180° rotation
Ⓔ	Monteringsrör	<ul style="list-style-type: none"> • 360° rotation i steg om 90°
Ⓕ	Nedre vinklingsbara pivån	<ul style="list-style-type: none"> • 360° rotation • 50° lutning

Montering

- 2,5 mm insexnyckel
- 4 mm insexnyckel
- 5 mm insexnyckel





Fig. 5-24

1. Rikta in och sätt in huvudstödet klämanordning i befintliga monteringshål på ryggstödsstycket Ⓐ med tillhandahållet material.
2. Montera dynan till huvudstödet (visas inte på bilden) på huvudstödsröret med tillhandahållet monteringsmaterial.

 Dynan till huvudstödet kan justeras till önskad vinkel med hjälp av kulle i änden av huvudstödsröret genom att lossa och dra åt monteringsmaterialet.

3. Lossa och ta bort den nedre D-ringen Ⓔ från materialet.
4. Skjut in det vertikala monteringsröret Ⓑ i klämanordningen och justera den totala höjden för huvudstödet dyna till önskad position. Dra åt vredet Ⓓ. För korrekt inställning ska huvudstödet anpassas till brukarens öronhöjd.
5. Justera den övre D-ringen Ⓒ efter behov.
6. När önskad höjd är inställd ska den nedre D-ringen Ⓔ justeras så att den vilar plant mot klämanordningens nederdel (för att förhindra att den glider).

Justera djup och vinkel

Djupet och vinkeln på huvudstödet kan justeras ytterligare med vinklingsmaterialet.

- 4 mm insexnyckel
- 5 mm insexnyckel




Fig. 5-25

1. Lossa skruvarna och spännpakarna i det tvådelade justeringssystemet **A** och skruvarna i de övre och nedre vinklinsbara pivåerna **B**.
2. Justera komponenten till önskad position.
3. Dra åt skruvarna och spännpakarna.

5.7 Justera sidostöden

5.7.1 Justera bredden




Fig. 5-26

1. Lossa vreden **A** som håller fast sidostöden.
2. Justera komponenten till önskad position.
3. Dra åt vreden.

5.7.2 Justera höjden



- 5 mm insexnyckel




Fig. 5-27

1. Lossa skruvarna **A**.
2. Justera komponenten till önskad position.
3. Dra åt skruvarna.

5.7.3 Justera djupet



- 5 mm insexnyckel




Fig. 5-28

1. Lossa skruvarna (A).
2. Justera komponenten till önskad position.
3. Dra åt skruvarna.

5.8 Justera/ta bort brickan



FÖRSIKTIGT!

Risk för personskador eller materiella skador om en elrullstol med bricka transporteras i ett fordon

– Om elrullstolen har en bricka så måste denna tas av före transport av elrullstolen.



Fig. 5-29

5.8.1 Justera brickan i sidled




Fig. 5-30

1. Lossa vingskruven (1).
2. Justera komponenten till önskad position.
3. Dra åt vingskruven.

5.8.2 Justera brickans djup/ta bort brickan




Fig. 5-31

1. Lossa vingskruven (A).
2. Justera komponenten till önskad position (eller ta bort den helt).
3. Dra åt vingskruven.

5.8.3 Svänga brickan åt sidan

Brickan kan vridas uppåt och åt sidan för att ge brukaren möjlighet att förflytta sig till och från elrullstolen.



FÖRSIKTIGT!

Risk för personskador! När brickan är upphöjd kan den inte låsas fast i detta läge!

- Lämna inte kvar brickan i upptvinklat läge.
- Försök aldrig köra med brickan upptvinklad.
- Sänk alltid ner brickan på ett kontrollerat sätt.

5.9 Justera benstödet

5.9.1 Vrida och/eller ta bort benstöden (Standard 80°-benstöd)




Fig. 5-32

Den lilla frigöringsspaken sitter på benstödetts övre del (1). När benstödet frigörs kan det vridas inåt eller utåt för bättre åtkomlighet och även tas bort helt.



Fig. 5-33

1. Skjut frigöringsspaken inåt eller utåt.
2. Justera komponenten till önskad position.
3. Dra uppåt för att ta bort komponenten.


5.9.2 Justera längden (Standard 80°-benstöd)



- 5 mm insexnyckel



Fig. 5-34

1. Lossa skruven (1).
 Ta inte bort skruven (1).
2. Justera komponenten till önskad position.
3. Dra åt skruven.

5.9.3 Vrida och/eller ta bort benstöd (manuellt höjjusterbara)

Upplåsningsvredet sitter på benstödens övre del. När benstödet är upplåst kan det vridas inåt eller utåt så att det blir lättare att sätta sig i stolen, eller tas bort helt.




Fig. 5-35

1. Tryck på upplåsningsvredet (1) och ta av benstöden genom att lyfta dem uppåt.

5.9.4 Justera benstödsvinkeln (manuellt höjjusterbart)



FÖRSIKTIGT!

Klämrisk

- Stick inte in fingrarna i benstödet's vridningsområde.



FÖRSIKTIGT!

Risk för personskador på grund av felinställda fotstöd och benstöd

- Före och efter varje användning är det av högsta vikt att du ser till att benstöden inte är i kontakt med vare sig hjulen eller marken.




Fig. 5-36

1. Tryck upplåsningsspaken (1) nedåt.
2. Justera komponenten till önskad position.
3. Släpp upplåsningsspaken. Benstödet hakar i.

5.9.5 Justera benstödslängden (manuellt höjjusterbart)



FÖRSIKTIGT!

Risk för personskador på grund av felinställda fotstöd och benstöd

- Före och efter varje användning är det av högsta vikt att du ser till att benstöden inte är i kontakt med vare sig hjulen eller marken.



- 5 mm insexnyckel




Fig. 5-37

1. Lossa skruven (1).
2. Justera komponenten till önskad position.
3. Dra åt skruven.

5.9.6 Justera vaddynans djup (manuellt höjjusterbar)

Vaddynan har fyra djupinställningar:



- 4 mm insexnyckel
-



Fig. 5-38

1. Vrid vaddynan framåt.
2. Lossa och ta bort skruven (1).
3. Ställ in muttern på andra sidan på önskat djup.
4. Justera vaddynan så att den överensstämmer med mutterns djup, sätt tillbaka skruven och dra åt.

5.9.7 Justera vaddynans höjd (manuellt höjdbar)




Fig. 5-39

1. Lossa handskruven (1).
2. Justera komponenten till önskad position.
3. Dra åt handskruven.

5.10 Anpassningsmöjligheter för Modulte-sittenheten

5.10.1 Justera armstödshöjden




Fig. 5-40

1. Lossa vingskruven (A).
2. Justera komponenten till önskad position.
3. Dra åt vingskruven.

5.10.2 Justera armstödsbredden



WARNING!

Risk för allvarliga personskador om ett armstöd faller ur sitt fäste på grund av att det har ställts in på en bredd som är större än den tillåtna

- Breddjusteringen visas med röda markeringar (A) och ordet "STOP". Armstöden får aldrig dras ut längre än till det läge där hela ordet "STOP" kan läsas.
- Dra alltid åt fästskruvorna ordentligt när du har ställt in armstöden.




Fig. 5-41



Skruven nås framifrån eller bakifrån, beroende på sida.



- 8 mm insexnyckel




Fig. 5-42

1. Lossa skruven A.
2. Justera komponenten till önskad position.
3. Dra åt skruven.

5.10.3 Justera armstödsdjupet



- 6 mm insexnyckel




Fig. 5-43

1. Lossa skruvarna ①.
2. Justera komponenten till önskad position.
3. Dra åt skruvarna.

5.10.4 Justera armstödshöjden (uppfällbart armstöd)




Fig. 5-44

1. Lossa vingskruven ①.
2. Justera komponenten till önskad position.
3. Dra åt vingskruven.

5.10.5 Justera armstödshöjden (fällbart armstöd)



Verktyg:

- 5 mm insexnyckel
- 13 mm skiftnyckel




Fig. 5-45

1. Lossa och ta bort skruven ① och muttern ②.
2. Justera komponenten till önskad position.
3. Sätt i skruven och muttern och dra åt dem.

5.10.6 Ändra motståndet (uppfällbara/fällbara armstöd)

De uppfällbara och fällbara armstödens rörelse kan ställas in på större eller mindre motstånd.



Verktyg:

- 5 mm insexnyckel




Fig. 5-46

1. Lossa skruven **A** för att göra armstödet lättare att flytta.
2. Dra åt skruven **A** för att göra armstödet svårare att flytta.

5.10.7 Justera armdynans vinkel (uppfällbart/fällbart armstöd)



Verktyg:

- 5 mm insexnyckel




Fig. 5-47

1. Lossa skruvarna **A**.



Ta inte bort skruvarna **A**.

2. Justera komponenten till önskad position.
3. Dra åt skruvarna.

5.10.8 Justera armstödsdynans position (uppfällbart armstöd)



- 5 mm insexnyckel

- 1.




Fig. 5-48

2. Placera komponenten i vertikalt läge.
2. Lossa de inre skruvarna (1).

3.




Fig. 5-49

Justera komponenten till önskad position.

4. Dra åt skruvarna.

Var noga med att sätta tillbaka Nordlock-brickorna.

5.10.9 Justera sittbredden

Det utdragbara sitsstödet kan ställas in i fyra steg. Sittbredden kan därmed ställas in tillsammans med den justerbara sittplattan eller den justerbara slingsitsen.

En beskrivning av hur bredden ställs in finns i servicemanualen till den här elrullstolen. Servicemanualen kan beställas från Invacare. Den innehåller dock instruktioner för servicetekniker med särskild utbildning och beskriver arbetsmoment som inte är avsedda att utföras av slutanvändaren.

5.10.10 Justera sittdjupet

i Sittdjupet har stor inverkan på valet av tyngdpunkt för sitsen. Det påverkar den dynamiska stabiliteten. Vid större förändringar av sittdjupet måste även sitsens tyngdpunkt justeras. Se "Justera sitsens tyngdpunkt" i servicemanualen till elrullstolen. Servicemanualen kan beställas från Invacare. Den innehåller dock instruktioner för tekniker med särskild utbildning och beskriver arbetsmoment som inte är avsedda att utföras av slutanvändaren.

i Siffrorna i skalan på sitsen är endast avsedda som riktmärken. De utgör inte mått på exempelvis sittdjup i cm.



- 6 mm insexnyckel




Fig. 5-50

1. Lossa ryggstödets nedre skruvar **(A)** på båda sidorna.

 Ta inte bort skruvarna **(A)**.

2. Justera komponenten till önskad position. Sittdjupet kan ställas in steglöst. Använd skalan **(B)** på sitsen som riktmärke.

Var noga med att ställa in samma sittdjup på båda sidorna.

3. Dra åt skruvarna.

5.10.11 Justera höft-/lårstödet

Höft-/lårstödet kan endast användas tillsammans med det uppfällbara armstödet.

Ta bort höft-/lårstödet




Fig. 5-51

1. För spaken **(A)** uppåt.
2. Ta bort höft-/lårstödet från hållaren.

Montera höft-/lårstödet

1. Sätt in höft-/lårstödet i hållaren.
2. Tryck spaken **(A)** nedåt.
Se till att höft-/lårstödet låses fast med ett hörbart klick.

Justera höft-/lårstödet läge



Verktyg

- 5 mm insexnyckel





Fig. 5-52

1. Lossa skruven **(A)**.
 Ta inte bort skruven **(A)**.
2. Justera komponenten till önskad position.
3. Dra åt skruven.

Justera höft-/lårstödet bredd



Verktyg

- 2 st. 5 mm insexnyckel






Fig. 5-53

1. Lossa skruvarna A.
2. Justera komponenten till önskad position.

 Bredden på höft-/lårstödet kan inte göras större än sittbredden.

3. Dra åt skruvarna.

Justera höft-/lårstödet vinkel

 Verktyg
 • 5 mm insexnyckel





Fig. 5-54

1. Lossa skruvarna A.
2. Justera komponenten till önskad position.
3. Dra åt skruvarna.

Justera höftdynans djup

 Verktyg
 • 10 mm skiftnyckel




Fig. 5-55




Fig. 5-56

1. Lossa skruvarna ①.
2. Justera komponenten till önskad position.
3. Dra åt skruvarna.

Justera höftdynans höjd

Du kan justera höjden på höftdynan på två sätt:

- Med monteringspåren.
- Med fästet.

Med monteringspåren



Verktyg

- 10 mm skiftnyckel

1.




Fig. 5-57

Lossa skruvarna ①.

2.




Fig. 5-58

Ta bort höftdynans fäste från monteringspåren via utskärningen ②.

3. Sätt in höftdynans fäste i det andra monteringspåret.
4. Dra åt skruvarna.

Med fästet



Verktyg

- 5 mm insexnyckel
-

1.




Fig. 5-59

Ta bort den övre skruven och friktionslocket (A).

2. Ta bort den lilla friktionslänken (B).

3.




Fig. 5-60

Ta bort höftdynan med fästet, vänd den upp och ned och sätt tillbaka den.

4. Sätt in friktionslänken, friktionslocket och skruven och dra åt.

5.10.12 Justera ryggstödshöjden

I följande avsnitt beskrivs hur du justerar höjden på ryggplattan.



Slingback-ryggstödet finns endast i de fasta höjderna 48 och 54 cm.



- 5 mm insexnyckel
-





Fig. 5-61

1. Lossa skruvarna A och B.

 Ta inte bort skruvarna A och B.

2. Justera komponenten till önskad position.
3. Dra åt skruvarna.

5.10.13 Justera ryggstödsbredden

Ryggplattans bredd kan i viss mån ställas in genom justering av den främre plattan, t.ex. för att anpassa ryggplattan till sittdynan. Större justeringar måste göras på den bakre plattan av en servicetekniker och beskrivs i servicemanualen till elrullstolen.



Slingback-ryggstödet finns endast i bredderna 38–43 cm och 48–53 cm och måste i vissa fall bytas beroende på vilken bredd som ska ställas in. En beskrivning av hur ryggstödet byts finns i servicemanualen till elrullstolen. Servicemanualen kan beställas från Invacare. Den innehåller dock instruktioner för servicetekniker med särskild utbildning och beskriver arbetsmoment som inte är avsedda att utföras av slutanvändaren.

Observera att även ryggdynan måste bytas om slingback-ryggstödet bredd justeras.



- 5 mm insexnyckel




Fig. 5-62

1. Lossa och ta bort skruven ①.
2. Lossa skruvarna ②.

 Ta inte bort skruvarna ②.

3. Justera komponenten till önskad position.
4. Sätt in skruven ①.
5. Dra åt skruvarna.

5.10.14 Justera ryggstödsvinkeln



FÖRSIKTIGT!

Alla ändringar av sittvinkeln och ryggstödsvinkeln påverkar elrullstolens mått och därmed även dess dynamiska stabilitet

– Mer information om stabilitet, om att ta sig över hinder på rätt sätt, om att köra i uppförs- och nedförsbacke samt om rätt ryggstöds- och sittvinklar finns i avsnitten 6.5 *Körning över hinder, sida 60* och 6.6 *Köra på lutande underlag, sida 62*.



FÖRSIKTIGT!

Risk att falla ur rullstolen

När du justerar ryggstödet kan det plötsligt flytta sig bakåt och du kan falla ur rullstolen.

– Luta dig inte mot ryggstödet medan du justerar det.



Om ryggstödet är försett med vred i stället för insexskruvar behöver du inga verktyg.

Ryggstöd med justerbar bredd



- 6 mm insexnyckel




Fig. 5-63

1. Lossa och ta bort ryggstödet's övre skruv ① på båda sidorna.
2. Ställ in önskad ryggstödsvinkel i steg om 3,8°. Använd skalan ② på ryggstödet som riktmärke. Var noga med att ställa in samma vinkel på båda sidorna.
3. Sätt in och dra åt skruven. Se till att skruven når igenom ett av hålen på ryggstödsfästet. Skruven måste vara synlig på insidan av fästet och skruvhuvudet måste vara helt i linje med fästet.

Enkelt ryggstöd



- 6 mm insexnyckel





Fig. 5-64

1. Lossa och ta bort ryggstöds mellersta skruv (A) på båda sidor.
2. Ställ in önskad ryggstöds vinkel i steg om 7,5°. Var noga med att ställa in samma vinkel på båda sidorna.
3. Sätt in och dra åt skruven.

5.11 Justera framlyset

Om elrullstolen har en lampa finns det information om dess användning i lampans separata bruksanvisning.

 Lampan ska användas vid dålig sikt, t.ex. i mörker eller dimma.

Före den första användningen måste du justera framlyset för att eliminera säkerhetsrisker. Justera framlyset så att andra trafikanter kan se dig, samtidigt som du inte bländar annan trafik.

Justera framlyset på rätt sätt




Fig. 5-65

1. Justera framlyset så att lampan är riktad rakt fram.
2. Mät avståndet mellan framlysets mitt och golvet (A).
3. Markera avståndet på exempelvis en vägg, och rita ut halva värdet av (A).
4. Avståndet mellan markeringen (B) och framlyset måste vara fem meter.
5. Justera lyset så att ljuskägans mitt är i linje med markeringen (B).

6 Användande

6.1 Köra



FÖRSIKTIGT!

Det finns risk för ett oväntat körsätt på grund av att hjulen är låsta

Om elrullstolen har hjullås och dessa är aktiverade så kan inte hjulen svänga fritt. Då kan det hända att elrullstolen inte reagerar som den ska när du styr.

– Se till att hjullåsen inte är aktiverade när du ska köra.



Se till att alla inspektionskontroller har godkänts innan du använder elrullstolen. Se *9.2 Inspektionskontroller, sida 79*.



Den högsta belastningskapaciteten som anges i tekniska data anger endast att systemet är utformat för att klara denna totalvikt. Detta betyder dock inte att en person med motsvarande kroppsvikt kan sitta i elrullstolen utan restriktioner. Hänsyn måste tas till kroppens proportioner, t.ex. längd, viktfördelning, midjebälte, ben- och vadband samt sittedjup. Dessa faktorer har stor betydelse för körfunktioner som stabilitet och dragkraft. I synnerhet de tillåtna axelbelastningarna måste respekteras (se *12 Teknisk Data, sida 87*). Eventuellt kan du behöva justera sittsystemet.

6.2 Före första användningen

Innan du använder elrullstolen första gången bör du bekanta dig väl med hur elrullstolen och alla olika delar fungerar. Ta dig tid att testa alla funktioner och körlägen.



Om höftbälte finns ska det justeras korrekt och användas varje gång du använder elrullstolen.

Sitta bekvämt = köra säkert

Före varje användning se till att

- du enkelt når alla driftkontroller
- batteriet är tillräckligt laddat för den avsedda körsträckan
- höftbältet (om sådant finns) är i perfekt skick
- backspegeln (om sådan finns) är justerad så att du alltid kan titta bakåt utan att behöva luta dig framåt eller ändra sittposition.

6.3 Parkering och stillastående

När du parkerar elrullstolen eller om elrullstolen står stilla under en längre period:

1. Stäng av strömmen till elrullstolen (PÅ/AV-knappen).
2. Aktivera stöldskyddslåset om ett sådant finns.

6.3.1 Aktivera/lossa parkeringsbromsarna

Elrullstolens motorer är utrustade med automatiska bromsar som förhindrar att elrullstolen börjar rulla okontrollerat när joystickboxen stängs av.

Elrullstolen kan också utrustas med parkeringsbromsar utöver motorbromsarna. Detta förhindrar att elrullstolen

gungar under transport, till exempel på grund av inverkan från växellådan.




Fig. 6-1

Aktivera parkeringsbromsen:

1. För spaken **A** uppåt.

Lossa parkeringsbromsen:

1. Tryck spaken **A** nedåt.

6.4 Förflytta sig till och från elrullstolen

- ! – Armstödet måste tas bort eller vridas uppåt för att man ska kunna förflytta sig till eller från elrullstolen från sidan.

6.4.1 Ta bort Standard-armstöd för sidledes förflyttning




Fig. 6-2

1. Koppla ur manöverboxen genom att dra ur kontakten **A** till manöverboxen.
2. Lossa vingmuttern **B**.
3. Ta bort armstödet från hållaren.

6.4.2 Information om förflyttning till och från rullstolen



Fig. 6-3

**WARNING!****Risk för allvarliga personskador eller materiella skador**

Felaktig teknik vid förflyttning till och från rullstolen kan leda till allvarliga personskador eller materiella skador

- Rådgör före förflyttning med vårdpersonal om lämplig förflyttningsteknik för brukaren och den aktuella rullstolstypen.
- Följ anvisningarna nedan.



Om du inte är tillräckligt stark bör du be någon annan om hjälp. Använd om möjligt en glidbräda.

Förflytta sig till elrullstolen:

1. Ställ elrullstolen så nära din sittplats som möjligt. Eventuellt måste en assistent hjälpa dig med detta.
2. Se till att styrhjulena är parallella med drivhjulena för bättre stabilitet vid förflyttningen.
3. Stäng alltid av elrullstolen.
4. Aktivera alltid båda motorlåsen/kopplingspedalerna och frikopplingsnaven (om sådana finns) för att förhindra att hjulen rör sig.
5. Beroende på vilken typ av armstöd elrullstolen har ska du ta bort armstödet eller vrida det uppåt.
6. Nu kan du förflytta dig över till elrullstolen.

Förflytta sig från elrullstolen:

1. Ställ elrullstolen så nära din sittplats som möjligt.
2. Se till att styrhjulena är parallella med drivhjulena för bättre stabilitet vid förflyttningen.
3. Stäng alltid av elrullstolen.

4. Aktivera alltid båda motorlåsen/kopplingspedalerna och frikopplingsnaven (om sådana finns) för att förhindra att hjulen rör sig.
5. Beroende på vilken typ av armstöd elrullstolen har ska du ta bort armstödet eller vrida det uppåt.
6. Nu kan du förflytta dig till den nya sittplatsen.

6.4.3 Fälla upp/ned kantklättraren

Kantklättraren kan fällas upp för att förenkla framledes förflyttningar. Den kan också fällas upp vid transport av elrullstolen så att underredet blir mindre skrymmande.




Fig. 6-4

Fälla upp kantklättraren

1. Dra i spaken Ⓐ på kantklättraren så att den fälls upp.

Fälla ned kantklättraren

1. Tryck ned spaken på kantklättraren så att den fälls ned.

6.5 Körning över hinder**6.5.1 Maximal höjd på hinder**

Du hittar information om maximal höjd på hinder i kapitel 12 *Teknisk Data*, sida 87.

6.5.2 Säkerhetsinformation vid körning över hinder



FÖRSIKTIGT!

Tipprisk

- Kör aldrig snett mot ett hinder, utan i 90 grader såsom visas nedan.
- Var försiktig när du närmar dig hinder som följs av en lutning. Om du är osäker på om lutningen är för brant kan du köra bort från hindret och försöka hitta en annan väg.
- Närma dig aldrig hinder på ett ojämnt och/eller löst underlag.
- Kör aldrig med för lågt däcktryck.
- Ställ alltid ryggstödet i upprätt läge innan du kör uppför ett hinder.



FÖRSIKTIGT!

Risk för att falla ur elrullstolen och att exempelvis styrhjulen på elrullstolen skadas

- Kör aldrig mot hinder som är högre än maximal överkomlig höjd.
- Låt aldrig fotstödet/benstödet vidröra marken när du kör nedför ett hinder.
- Om du är osäker på om du kan köra över ett hinder kan du köra bort från hindret och se om du kan hitta en annan väg.

6.5.3 Rätt sätt att köra över hinder



Följande anvisningar för hur man kör över hinder gäller även för assistenter om elrullstolen är utrustad med vårdstyrning.




Fig. 6-5 Rätt



Fig. 6-6 Fel

Körning uppför hinder

1. Kör långsamt och i rät vinkel mot hindret eller trottoarkanten.
2. Beroende på drivhjulstypen ska du stanna i någon av följande positioner:
 - a. För centralt drivna elrullstolar: 5–10 cm framför hindret.
 - b. För alla andra drivsystem: cirka 30–50 cm framför hindret.
3. Kontrollera framhjulens lägen. De måste stå i körriktningen, vinkelrätt mot hindret.
4. Närma dig långsamt och håll en konstant hastighet tills även drivhjulen har kört över hindret.


Köra uppför hinder med kantklättrare

1. Kör långsamt och i rät vinkel mot hindret eller trottoarkanten.
2. Stanna i följande läge: 30–50 cm framför hindret.
3. Kontrollera framhjulens lägen. De måste stå i körriktningen, vinkelrätt mot hindret.
4. Närma dig i full hastighet tills kantklättraren får kontakt med hindret. Farten gör att båda framhjulen lyfts över hindret.
5. Håll en konstant hastighet tills även drivhjulen har kört över hindret.

Köra nedför hinder

Tillvägagångssättet för att köra nedför ett hinder är detsamma som för att köra uppför ett hinder. Den enda skillnaden är att du inte behöver stanna innan du kör nedför hindret.

1. Kör nedför hindret i medelhastighet.

 Om du kör nedför ett hinder för långsamt kan det hända att tippskydden fastnar och att drivhjulen lyfts upp från marken. Då är det inte längre möjligt att köra elrullstolen.

6.6 Köra på lutande underlag

Information om maximal säker lutning finns i *12 Teknisk Data, sida 87*.



FÖRSIKTIGT!

Tipprisk

- I nedförsbacke får du endast köra med högst två tredjedelar av maxhastigheten. Undvik hastiga riktningssändringar eller tvära inbromsningar vid körning i en backe.
- Se alltid till att ryggstödet och sitslutningen (om sitslutningen är justerbar) är i upprätt läge innan du kör i uppförsbacke. Vi rekommenderar att du placerar ryggstödet eller sitslutningen i lätt bakåtlutat läge innan du kör i nedförsbacke.
- Sänk alltid ned sitslyften (om sådan finns) till det nedersta läget innan du kör i uppförs- eller nedförsbacke.
- Kör aldrig i upp- eller nedförsbacke på halt underlag eller om det finns risk för att få sladd (till exempel på vått underlag eller is).
- Försök inte ta dig ur elrullstolen på lutande underlag.
- Kör alltid rakt fram längs vägen, inte i sicksack.
- Vänd aldrig på lutande underlag.



FÖRSIKTIGT!

Det blir mycket längre bromssträcka i nedförsbacke än på plant underlag

- Kör aldrig nedför en backe som är brantare än den maximala säkra lutningen (se *12 Teknisk Data, sida 87*).

6.7 Användning på allmän väg

Om du vill använda elrullstolen på allmän väg och belysning krävs enligt landets lagar kan den behöva utrustas med ett lämpligt belysningssystem.

Kontakta din Invacare-leverantör om du har några frågor.

6.8 Rulla elrullstolen i friläge

Elrullstolens motorer är utrustade med automatiska bromsar som förhindrar att elrullstolen börjar rulla okontrollerat när joystickboxen stängs av. När du rullar elrullstolen manuellt i friläge måste magnetbromsarna vara frikopplade.

6.8.1 Frikoppla motorerna



FÖRSIKTIGT!

Risk för att elrullstolen rullar iväg

– När motorerna är frikopplade (så att elrullstolen kan rullas med växeln i friläge) är de elektromagnetiska motorbromsarna inaktiverade. När elrullstolen står parkerad måste spakarna för att koppla eller frikoppla motorerna alltid vara ordentligt fastlåsta i körläget (de elektromagnetiska motorbromsarna är aktiverade).



Motorerna får endast frikopplas av en assistent, inte av brukaren.

På så vis finns det alltid en assistent närvarande när motorerna frikopplas som kan säkra elrullstolen och förhindra att den rullar i väg oavsiktligt.

Spakarna för att frikoppla motorerna sitter på elrullstolens baksida.




Fig. 6-7

Frikoppla motorn:

1. Stäng av manöverboxen.
2. Dra frikopplingsspakarna (A) uppåt. Motorn frikopplas.

Koppla motorn:

1. Tryck ned frikopplingsspakarna (A). Motorn kopplas.

7 Elektroniksystem

7.1 Skyddssystem för elektroniken

Rullstolens elektroniksystem är utrustat med ett överbelastningsskydd.

Om drivenheten överbelastas kraftigt under en längre period (till exempel vid körning uppför en brant backe), särskilt om den omgivande temperaturen är hög, kan elektroniksystemet överhettas. I sådana fall reduceras rullstolens kapacitet gradvis tills den stannar helt. Motsvarande felkod visas på statusdisplayen (se manöverboxens bruksanvisning). Stäng av och slå på strömförsörjningen igen för att radera felkoden och starta om elektroniksystemet. Det kan dock ta upp till fem minuter innan elektroniksystemet har kylts ned tillräckligt för att drivenheten ska kunna återställas till full kapacitet.

Om drivenheten stoppas av ett oöverstigligt hinder, till exempel en trottoarkant som är för hög, och föraren försöker köra mot detta hinder under mer än 20 sekunder, stängs elektroniksystemet automatiskt av för att förhindra skador på motorerna. Motsvarande felkod visas på statusdisplayen (se manöverboxens bruksanvisning). Stäng av och slå på strömbrytaren igen för att radera felkoden och starta om elektroniksystemet.



En defekt huvudsäkring ska endast bytas ut efter att hela elektroniksystemet har undersökts. Bytet måste utföras av en specialiserad Invacare-leverantör. Information om säkringstypen finns i *12 Teknisk Data, sida 87*.

7.2 Batterier

Elrullstolen matas med ström från två stycken 12 V-batterier. Dessa är underhållsfria och kräver endast regelbunden laddning.

I den här dokumentationen hittar du information om hur du laddar, hanterar, transporterar, förvarar, underhåller och använder batterier.

7.2.1 Allmän information om laddning

Nya batterier ska alltid fulladdas en gång före det första användningstillfället. Nya batterier når sin fulla kapacitet efter cirka 10–20 laddningscykler (inkörningsperiod). Denna inkörningsperiod är nödvändig för att fullständigt aktivera batteriet och uppnå maximala prestanda och maximal livslängd. Därför kan elrullstolens körsträcka och drifttid till en början öka vid användning.

Gel/AGM-blysyrbatterier har ingen sådan minneseffekt som NiCd-batterier.

7.2.2 Allmänna anvisningar för laddning

Följ anvisningarna nedan för att säkerställa att batterierna används på ett säkert sätt och håller länge:

- Ladda i 18 timmar före det första användningstillfället.
- Vi rekommenderar att batterierna laddas dagligen efter varje urladdning, även när de har laddats ur delvis, samt varje natt. Beroende på urladdningsnivån kan det ta upp till tolv timmar innan batterierna är fulladdade igen.

- När batteriindikatorn har nått området med röda indikatorlampor ska du ladda batterierna i minst 16 timmar utan hänsyn till indikeringen om slutförd laddning.
- Försök utföra en 24-timmarsladdning en gång i veckan för att säkerställa att båda batterierna är fulladdade.
- Använd inte batterierna upprepade gånger vid låg kapacitet utan att ladda upp dem helt.
- Ladda inte batterierna vid extrema temperaturer. Varken höga temperaturer över 30 °C eller låga temperaturer under 10 °C rekommenderas för laddning.
- Använd endast laddningsenheter av klass 2. Dessa laddare kan lämnas obevakade under laddning. Alla laddningsenheter som tillhandahålls av Invacare uppfyller dessa krav.
- Du kan inte överladda batterierna om du använder laddaren som medföljer elrullstolen eller en laddare som har godkänts av Invacare.
- Skydda laddaren från värmekällor, t.ex. element och direkt solljus. Om batteriladdaren överhettas minskas laddningsströmmen och laddningsprocessen fördröjs.

7.2.3 Ladda batterierna

Information om laddningsuttagets position och närmare information om hur du laddar batterierna finns i bruksanvisningarna till manöverboxen och batteriladdaren.



WARNING!

Risk för explosion och att batterierna förstörs om fel batteriladdare används

- Endast den batteriladdare som medföljer elrullstolen eller en laddare som har godkänts av Invacare får användas.



WARNING!

Risk för elektriska stötar och skada på batteriladdaren om den blir blöt

- Skydda batteriladdaren mot vatten.
- Ladda alltid batterierna på en torr plats.



WARNING!

Risk för kortslutning och elektriska stötar om batteriladdaren är skadad

- Använd inte batteriladdaren om den har tappats eller är skadad.



WARNING!

Risk för elektriska stötar och skada på batterierna

- Batterierna får ALDRIG laddas med kablar som har anslutits direkt till batteripolerna.



WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar om skadad förlängningskabel används

- Förlängningskablar får endast användas om det är absolut nödvändigt. Om du måste använda en förlängningskabel ska du försäkra dig om att den är i gott skick.

**VARNING!****Risk för personskador om elrullstolen används medan den laddas**

- Elrullstolen FÅR INTE användas samtidigt som batterierna laddas.
- Du FÅR INTE sitta i elrullstolen medan batterierna laddas.

1. Stäng av elrullstolen.
2. Anslut batteriladdaren till laddaruttaget.
3. Anslut batteriladdaren till elnätet.

7.2.4 Koppla bort elrullstolen efter laddning

1. När laddningen är klar kopplar du först bort batteriladdaren från elnätet och sedan kontakten från manöverboxen.

7.2.5 Förvaring och underhåll

Följ nedanstående instruktioner för säker användning och ökad livslängd för batterierna:

- Förvara alltid batterierna fulladdade.
- Låt inte batterierna sitta med låg laddning en längre tid. Ladda upp urladdade batterier så fort som möjligt.
- Om elrullstolen inte används under en längre period (längre än två veckor) måste batterierna laddas minst en gång i månaden för att hålla full laddning och dessutom alltid laddas före användning.
- Undvik extremt höga och låga temperaturer vid förvaring. Vi rekommenderar att batterierna förvaras vid en temperatur på 15° C.
- Gel- och AGM-batterier är så kallade underhållsfria batterier. Eventuella prestandaproblem ska hanteras av en utbildad tekniker för elrullstolar.

7.2.6 Anvisningar för batterianvändning**FÖRSIKTIGT!****Risk för att batterierna skadas.**

- Se till att batterierna aldrig djupurladdas eller töms helt och hållet.

- Var uppmärksam på batteriladdningsindikatorn! Ladda batterierna när batteriladdningsindikatorn visar att batteriladdningen är låg. Hur snabbt batterierna laddas ur beror på flera faktorer, till exempel den omgivande temperaturen, vägunderlaget, däcktrycket, förarens vikt, körsättet och användningen av belysningen, om sådan finns.
- Försök alltid ladda batterierna innan indikatorn visar rött. De sista tre indikatorlamporna (två röda och en orange) motsvarar en återstående kapacitet på cirka 15 %.
- Att köra med blinkande röda indikatorlampor innebär en stor påfrestning på batteriet. Detta bör därför undvikas under normala omständigheter.
- När endast en röd indikatorlampa blinkar har batteriets säkerhetsfunktion aktiverats. Från och med detta ögonblick minskar hastigheten och accelerationen betydligt. Du har möjlighet att långsamt förflytta elrullstolen från en farlig situation innan elektroniken definitivt stängs av. Detta motsvarar en djupurladdning och ska undvikas.
- Tänk på att vid temperaturer under 20 °C börjar den nominella batterikapaciteten att avta. Vid exempelvis -10 °C reduceras kapaciteten till cirka 50 % av den nominella batterikapaciteten.

- För att förhindra att batterierna skadas ska du aldrig låta dem laddas ur helt. Kör inte med batterier med mycket låg laddning om det inte är absolut nödvändigt eftersom det innebär en onödig påfrestning på batterierna och förkortar den förväntade livslängden.
- Ju tidigare du laddar batterierna, desto längre blir livslängden.
- Urladdningens storlek påverkar cykellivslängden. Ju mer batteriet måste arbeta, desto kortare blir dess förväntade livslängd.

Exempel:

- En djupurladdning innebär lika stor påfrestning som sex normala cykler (grön/orange indikator är släckt).
- Batterilivslängden är cirka 300 cykler vid 80 % urladdning (de sju första indikatorlamporna är släckta), eller cirka 3 000 cykler vid 10 % urladdning (en indikatorlampa är släckt).



Antalet indikatorlampor kan variera beroende på typen av manöverbox.

- Vid normal drift ska batteriet laddas ur en gång i månaden tills samtliga gröna och orangefärgade indikatorlampor släcks. Detta ska göras inom loppet av en dag. Efter detta måste batteriet laddas i 16 timmar för att återställas.

7.2.7 Transportera batterier

Batterierna som medföljer elrullstolen är inte farligt gods. Denna klassificering baseras på de tyska GGVS-förordningarna om transport av farligt gods på väg, och IATA/DGR-förordningarna om transport av farligt gods på järnväg/med flyg. Det finns inga restriktioner för transport av batterier, vare sig för väg-, järnvägs- eller flygtransport.

Enskilda transportföretag kan däremot ha egna regler som begränsar eller förbjuder vissa transportmetoder. Fråga respektive transportföretag om reglerna i varje enskilt fall.

7.2.8 Allmänna anvisningar för batterihantering

- Batterier från olika tillverkare eller med olika batteriteknik får inte användas tillsammans. Batterierna måste även ha liknande datumkod.
- Gelbatterier får inte användas tillsammans med AGM-batterier.
- Batterierna har tagit slut när körsträckan blir betydligt kortare än vanligt. Kontakta hjälpmedelscentralen eller en servicetekniker för mer information.
- Batterierna ska alltid installeras av en behörig elrullstolstekniker eller person med motsvarande kunskaper. Dessa personer har rätt utbildning och verktyg för att utföra arbetet säkert och på rätt sätt.

7.2.9 Hantera skadade batterier på rätt sätt



FÖRSIKTIG!

Korrosion och brännskador från läckande syra om batterier är skadade

- Kläder som har förorenats av syra ska tas av direkt.

Efter kontakt med hud:

- Skölj omgående det utsatta området med rikligt med vatten.

Efter kontakt med ögon:

- Skölj omgående ögonen under rinnande vatten i flera minuter och kontakta läkare.

- Använd alltid skyddsglasögon och lämpliga skyddskläder vid hantering av skadade batterier.
- Placera skadade batterier i en syrafast behållare direkt efter borttagning.
- Skadade batterier ska endast transporteras i en lämplig syrafast behållare.
- Skölj alla föremål som har kommit i kontakt med syra med rikligt med vatten.

Kassera uttjänta eller skadade batterier på rätt sätt

Uttjänta eller skadade batterier kan lämnas tillbaka till hjälpmedelscentralen eller direkt till Invacare.

8 Transport

8.1 Allmän information om transport



VARNING!

Risk för dödsfall eller allvarliga skador på elrullstolens brukare och eventuellt andra användare av fordonet om elrullstolen späns fast med ett fyrpunktssystem som tillhandahålls av en tredjepartsleverantör och elrullstolens tjänstevikt överskrider den högsta vikt för vilken fastspänningssystemet har godkänts.

- Se till att elrullstolens vikt inte överskrider den vikt för vilken fastspänningssystemet har godkänts. Läs dokumentationen från fastspänningssystemets tillverkare.
- Om du är osäker på hur mycket elrullstolen väger så måste du väga den med hjälp av en kalibrerad våg.



FÖRSIKTIGT!

Risk för personskador eller materiella skador om en elrullstol med bricka transporteras i ett fordon

- Om elrullstolen har en bricka så måste denna tas av före transport av elrullstolen.



Fig. 8-1

8.2 Förflytta elrullstolen till ett fordon



VARNING!

Tipprisk föreligger om elrullstolen flyttas över till ett fordon medan brukaren sitter i den.

- Flytta, om möjligt, över elrullstolen utan att brukaren sitter i den.
- Om elrullstolen, med brukare, måste flyttas över till ett fordon via en ramp, ska du se till att rampen inte överstiger den säkra lutningen.
- Om elrullstolen måste flyttas över till ett fordon via en ramp som överstiger den säkra lutningen måste en vinsk användas. En ledsagare kan sedan säkert övervaka och hjälpa till vid förflyttningen.
- Alternativt kan en plattformshiss användas.
- Se till att totalvikten för elrullstolen, inklusive brukaren, inte överstiger maximal tillåten totalvikt för rampen eller plattformshissen.
- Elrullstolen ska alltid flyttas över till ett fordon med ryggestödet i upprätt läge, sitslyften nedsänkt och lutningen i upprätt läge (se 6.6 *Köra på lutande underlag, sida 62*).

**WARNING!****Risk för personskador och skador på elrullstolen och fordonet**

Tipprisk eller okontrollerade rörelser av elrullstolen om den flyttas över till ett fordon via en ramp som överstiger den säkra lutningen.

- Flytta över elrullstolen till fordonet utan att brukaren sitter i den.
- En ledsagare måste assistera vid förflyttningen.
- Säkerställ att alla vårdare är helt införstådda med hur rampen och vinschen fungerar.
- Säkerställ att vinschen passar elrullstolen.
- Använd endast passande fästpunkter. Använd inte avtagbara eller flyttbara komponenter på elrullstolen som fästpunkter.

**WARNING!****Risk för personskador och skador på elrullstolen**

Om elrullstolen måste flyttas över till ett fordon via en hiss, medan manöverboxen är igång, finns det risk att elrullstolen rör sig oberäkneligt och faller av hissen.

- Innan elrullstolen flyttas över via en hiss ska du stänga av den och antingen ta bort busskabeln från manöverboxen eller batterierna från systemet.

1. Kör eller skjut in elrullstolen i transportfordonet med en lämplig ramp.

8.2.1 Låsa/låsa upp styrhjulen**FÖRSIKTIGT!****Det finns risk för ett oväntat körsätt på grund av att hjulen är låsta**

Om elrullstolen har hjullås och dessa är aktiverade så kan inte hjulen svänga fritt. Då kan det hända att elrullstolen inte reagerar som den ska när du styr.

- Se till att hjullåsen inte är aktiverade när du ska köra.

Elrullstolen kan utrustas med styrhjulslås. Styrhjulslåsen underlättar lastning och avlastning av elrullstolen eftersom de förhindrar att styrhjulen svänger och fastnar i det transporterande fordonet.




Fig. 8-2

Låsa styrhjulslåsen

1. Ställ in styrhjulen i körläge.
2. Dra ut styrhjulens låsspakar Ⓐ för att låsa styrhjulen.

Låsa upp styrhjulslåsen

1. Skjut styrhjulens låsspakar inåt för att låsa upp styrhjulen.

8.3 Använda elrullstolen som bilsäte



Följande avsnitt gäller inte sådana modeller och konfigurationer som inte får användas som bilsäte. De känns igen med följande etikett på elrullstolen:



VARNING!

Risk för personskador

Fasthållningsanordningar för säkerhet får endast användas om rullstolens brukare väger minst 22 kg.

- Om brukaren väger mindre än 22 kg ska elrullstolen inte användas som säte i ett fordon.



FÖRSIKTIGT!

Risk för personskador om elrullstolen inte är ordentligt säkrad när den används som bilsäte.

- Om möjligt ska brukaren använda bilsäten och säkerhetsbälten istället för elrullstolen.
- Elrullstolen ska alltid förankras framåtvänd i det transporterande fordonets körriktning.
- Elrullstolen måste alltid förankras i enlighet med elrullstolens och förankringssystemets bruksanvisningar.
- Ta alltid bort och säkra eventuella tillbehör som sitter på elrullstolen, t.ex. hakkontroll eller bord.
- Om elrullstolen har ett vinklingsbart ryggstöd måste det befinna sig i upprätt läge.
- Om elrullstolen har benstöd ska dessa sänkas ned så långt det går.
- Om elrullstolen har en sitslyft ska denna sänkas ned så långt det går.



FÖRSIKTIGT!

Risk för personskador om en elrullstol med batterier som inte är läckagesäkra transporteras i ett fordon.

- Använd endast läckagesäkra batterier.

**FÖRSIKTIGT!**

Risk för personskada eller skador på elrullstolen eller transportfordonet föreligger om benstöden är upphöjda när elrullstolen används som bilsäte.

– Om elrullstolen har höjdbar benstöd ska de alltid sänkas ned så långt det går.



Om elrullstolen ska kunna användas som bilsäte måste den vara utrustad med fästpunkter så att den kan förankras i bilen. Dessa tillbehör ingår i standardutrustningen och leveransen av elrullstolen i vissa länder (t.ex. Storbritannien), men kan även erhållas från Invacare som ett alternativ i övriga länder.

Elrullstolen uppfyller kraven i ISO 7176-19 och får användas som bilsäte tillsammans med ett förankringssystem som har kontrollerats och godkänts enligt kraven i ISO 10542. Det transporterande fordonet måste anpassas av en specialist för förankring av elrullstolen. Kontakta fordonstillverkaren för mer information.

Elrullstolen har genomgått ett krocktest där den var förankrad i det transporterande fordonets körriktning. Andra konfigurationer testades inte. Krockdockan var fastspänd med säkerhetsbälte över höfterna och överkroppen. Båda typerna av säkerhetsbälte ska användas för att minimera risken för skador på huvud och överkropp.



Invacare testar med ett fyrpunktssystem från BraunAbility® Safety Systems.

– Kontakta BraunAbility för mer information om var du kan få tag på ett sådant system i ditt land och för din fordonstyp. Information om tjänstevikt finns i *12 Teknisk Data, sida 87*.

Det är absolut nödvändigt att elrullstolen inspekteras av en behörig leverantör innan den används på nytt efter att ha varit inblandad i en kollision. Elrullstolens fästpunkter får inte ändras utan tillstånd från tillverkaren.

8.3.1 Förankra elrullstolen när den används som bilsäte

Elrullstolen är utrustad med fyra fästpunkter. Den kan fästas med hjälp av karbinhakar eller bältesöglor. Om rullstolen kan användas som bilsäte är fästpunkterna märkta med den symbol som visas till höger.




Fig. 8-3 Fram




Fig. 8-4 Bak

1. Säkra elrullstolen framtill Ⓐ och baktill Ⓑ med hjälp av fastspänningssystemets bälten. Det är inte nödvändigt att ta bort kantklättraren.
2. Säkra elrullstolen genom att spänna bältena enligt bruksanvisningen från fastspänningssystemets tillverkare.

8.3.2 Spänna fast brukaren i elrullstolen



FÖRSIKTIGT!

Det finns risk för personskador om brukaren inte är ordentligt fastspänd i elrullstolen

- Även om elrullstolen är utrustad med ett höftbälte är detta ingen ersättning för ett riktigt säkerhetsbälte som uppfyller kraven i ISO 10542 i transportfordonet. Säkerhetsbältet som är installerat i transportfordonet ska alltid användas.
- Säkerhetsbälten ska alltid sitta mot brukarens kropp. De får inte sitta på avstånd från brukarens kropp genom användning av delar av elrullstolen såsom armstöd eller hjul.
- Säkerhetsbälten ska sitta så stramt som möjligt utan att orsaka obehag för brukaren.
- Säkerhetsbälten får inte vara snodda när de sätts på.
- Säkerställ att säkerhetsbältets tredje förankringspunkt inte är fäst direkt i fordonets golv, utan i en av fordonets uppräta delar.



VARNING!

Det finns risk för personskador om elrullstolen används som säte i fordon utan huvudstöd.

- Nacken kan i annat fall översträckas vid en krock.
- Huvudstödet bör användas vid transporter. Invacares huvudstöd till elrullstolen (finns som tillval) är idealiskt för användning vid transporter.
 - Huvudstödet måste ställas in efter brukarens längd.



Fig. 8-5



Fig. 8-6

Säkerhetsbälten får inte hållas på avstånd från brukarens kropp genom användning av delar av elrullstolen såsom armstöd eller hjul.




Fig. 8-7

Bäckenbältet ska sitta mellan brukarens bäcken och lår så att det sitter obehindrat och inte för löst. Den ideala horisontella vinkeln för bäckenbältet är mellan 45° och 75°. Den maximalt tillåtna vinkeln är mellan 30° och 75°. Vinkeln bör aldrig vara mindre än 30°!




Fig. 8-8

Säkerhetsbältet som är installerat i transportfordonet ska sättas på enligt bilden ovan.

- 1) Kroppens mittlinje
- 2) Bröstbenets mitt

8.4 Ta isär elrullstolen för transport



FÖRSIKTIGT!

Risk för personskador

- Om du inte kan spänna fast elrullstolen i det transporterande fordonet på ett säkert sätt så är rekommendationen från Invacare att den inte ska transporteras!


Det finns inga restriktioner för transport av elrullstolen oavsett om transportmedlet är väg- tåg- eller flygtransport.

Enskilda transportföretag kan däremot ha egna regler som begränsar eller förbjuder vissa transportmetoder. Fråga respektive transportföretag om reglerna i varje enskilt fall.

- Före transport av elrullstolen ska du se till att motorerna är kopplade och att manöverboxen är avstängd. Invacare rekommenderar bestämt att du dessutom kopplar ur eller tar bort batterierna. Se 8.4.4 *Ta bort/montera batterilådorna, sida 77.*
- Invacare rekommenderar bestämt att du säkrar elrullstolen i golvet på det transporterande fordonet.

Så här tar du isär elrullstolen för transport:

1. Ta bort benstöden. Se kapitlet om benstöden under 5 *Inställningar, sida 28.*
2. Fäll ryggstödet framåt. Se 8.4.1 *Fälla ryggstödet framåt, sida 75.*
3. Koppla bort manöverboxen. Se 8.4.2 *Koppla ur manöverboxen, sida 76.*
4. Ta bort sitsen vid behov. Se 8.4.3 *Ta bort/montera sitsen, sida 76.*

 Du kan låta sitsen sitta kvar på elrullstolen och köra elrullstolen som en åkvagn genom att luta den på tippskydden.
5. Ta bort batterilådorna. Se 8.4.4 *Ta bort/montera batterilådorna, sida 77.*
6. Fäll upp ramen. Se 8.4.5 *Fälla ihop/fälla upp ramen, sida 78.*

8.4.1 Fälla ryggstödet framåt

1.




Fig. 8-9

Dra bältet **A** bakåt. Låssprintarna **B** dras ut ur låsplattorna. Nu kan du flytta ryggstödet.

2.




Fig. 8-10

Skjut ryggstödet hela vägen fram.

3. Låssprintarna hakar i automatiskt.

8.4.2 Koppla ur manöverboxen

1. Stäng av manöverboxen.
- 2.




Fig. 8-11

Koppla ur manöverboxen genom att dra ur kontakten

Ⓐ till manöverboxen.

8.4.3 Ta bort/montera sitsen



FÖRSIKTIGT!

Det finns risk för belastningsskador vid lyft av tunga delar

– Använd rätt lyftteknik.

Ta bort sitsen

- 1.




Fig. 8-12

Dra i säkerhetsspärrarna Ⓐ på mittstolpen och fäll upp sitsen tills den bakre säkerhetsspärren Ⓑ på den bakre stolpen hakar i.

Sitsen är nu i serviceläge.

- 2.




Fig. 8-13




Fig. 8-14

Dra i säkerhetsspärren Ⓐ på den bakre stolpen och ta bort sitsen.

Montera sitsen

1. Placera sitsen på fästet.
2. Fäll sitsen framåt.
3. Se till att säkerhetsspärrarna på mittstolpen hakar i.

8.4.4 Ta bort/montera batterilådorna



FÖRSIKTIGT!

Det finns risk för belastningsskador vid lyft av tunga delar

– Använd rätt lyftteknik.



Vrid framhjulen så att de står vinkelrätt mot körriktningen. Det ger större arbetsyta när du tar bort eller monterar batterilådorna.

Ta bort batterilådorna

1.




Fig. 8-15

Tryck ned säkerhetsspärren Ⓐ på batterilådan och dra batterilådan uppåt.

2.




Fig. 8-16

Koppla bort batterilådan.

3. Upprepa STEG 1–2 för den andra batterilådan.

Montera batterilådorna



Risk för att batterikablarna kläms

– Se till så att inte batterikablarna kläms när du sätter i batterilådorna.



Det är enklare att sätta i batterilådorna om du lutar den övre delen av lådan en aning inåt.

1. Anslut batterilådan och montera den.
2. Upprepa STEG 1 för den andra batterilådan.
3. Se till att säkerhetsspärrarna Ⓐ på batterilådorna hakar i.

8.4.5 Fälla ihop/fälla upp ramen




Fig. 8-17

Fälla ihop ramen

1. Ställ in styrhjulen i körläge.
2. Lås styrhjulslåsen Ⓐ, om sådana finns.

3. Dra i spaken Ⓑ på kantklättraren så att den hamnar i parkeringsläge.
4. Dra upp mittstolpen Ⓒ tills säkerhetsspärren Ⓓ hakar i.

Fälla upp ramen

1. Dra i säkerhetsspärren på mittstolpen och dra sedan ramens främre del framåt.
2. Tryck ned spaken på kantklättraren så att den fälls ned.
3. Öppna styrhjulslåsen.

8.5 Montera ihop elrullstolen igen

Så här monterar du ihop elrullstolen igen:

1. Fäll upp ramen. Se 8.4.5 Fälla ihop/fälla upp ramen, sida 78
2. Montera batterilådorna. Se 8.4.4 Ta bort/montera batterilådorna, sida 77.
3. Montera sitsen. Se 8.4.3 Ta bort/montera sitsen, sida 76
4. Anslut manöverboxen. Se 8.4.2 Koppla ur manöverboxen, sida 76.
5. Fäll upp ryggstödet. Se 8.4.1 Fälla ryggstödet framåt, sida 75.
6. Montera benstöden. Se kapitlet om benstöden under 5 Inställningar, sida 28.

9 Underhåll

9.1 Introduktion till underhåll

Med begreppet "underhåll" avses de åtgärder som vidtas för att säkerställa att en medicinsk enhet är i gott skick och klar för avsedd användning. Underhåll omfattar olika områden såsom daglig skötsel och rengöring, inspektioner, reparationer och renovering.



Fordonet ska besiktas en gång per år av en behörig Invacare-leverantör för att bibehålla kör- och trafiksäkerhet.

9.2 Inspektionskontroller

I följande tabeller anges vilka inspektionskontroller som ska utföras av brukaren och hur ofta. Om någon av inspektionskontrollerna av elrullstolen inte blir godkänd ska du läsa det angivna kapitlet eller kontakta en behörig Invacare-leverantör. En utförlig lista över inspektionskontrollerna med underhållsinstruktioner finns i enhetens servicemanual som kan beställas från Invacare. Denna manual är dock avsedd för utbildade och behöriga servicetekniker och beskriver åtgärder som inte är avsedda att utföras av brukaren.

9.2.1 Varje gång elrullstolen ska användas

Del	Inspektionskontroll	Om inspektionen inte godkänns
Skruvanslutningar	Kontrollera alla anslutningar, t.ex. för ryggstöd och hjul, så att de sitter ordentligt.	Kontakta hjälpmedelscentralen.
Signalhorn	Kontrollera att det fungerar korrekt.	Kontakta hjälpmedelscentralen.
Batterier	Kontrollera att batterierna är laddade. En beskrivning av batteriladdningsindikatorn finns i bruksanvisningen som medföljde manöverboxen.	Ladda batterierna (se 7.2.3 <i>Ladda batterierna, sida 65</i>).

9.2.2 Varje vecka

Del	Inspektionskontroll	Om inspektionen inte godkänns
Armstöd/sidodelar	Kontrollera att armstöden sitter stadigt i hållarna och inte vickar.	Dra åt skruven eller spännspaken som håller fast armstödet (se 5.2 <i>Justeringsmöjligheter för manöverboxen, sida 29</i>). Kontakta hjälpmedelscentralen.
Däck (punkteringssäkra)	Kontrollera att däcken inte är skadade.	Kontakta hjälpmedelscentralen.

9.2.3 Varje månad

Del	Inspektionskontroll	Om inspektionen inte godkänns
Alla delar med klädsel	Kontrollera eventuella skador och slitage.	Kontakta hjälpmedelscentralen.
Avtagbara benstöd	Kontrollera benstöden går att fästa ordentligt och mekanismen för att lossa dem fungerar som den ska.	Kontakta hjälpmedelscentralen.
	Kontrollera att alla anpassningsmöjligheter fungerar som de ska.	Kontakta hjälpmedelscentralen.
Styrhjul	Kontrollera att styrhjulen kan rotera och svänga fritt.	Kontakta hjälpmedelscentralen.
Drivhjul	Kontrollera drivhjulen roterar utan att svaja. Det lättaste sättet att göra detta är att någon står elrullstolen och tittar drivhjulen när du kör iväg.	Kontakta hjälpmedelscentralen.
Elektronik och anslutningar	Kontrollera att inga kablar är skadade och att alla kontakter sitter i ordentligt.	Kontakta hjälpmedelscentralen.


9.3 Hjul och däck

Hantera skador på hjulen

Kontakta din leverantör om ett hjul är skadat. Av säkerhetsskäl får hjul inte repareras av brukaren själv eller andra obehöriga personer.

Hantera pneumatiska däck

- !** **Risk för skada på däck och fälgen**
 Kör aldrig med för lågt däcktryck eftersom det kan orsaka skada på däck.
 Om däcktrycket överskrider kan fälgen skadas.
 – Pumpa upp däcken till rekommenderat tryck.

 Kontrollera trycket med en lufttrycksmätare.

Kontrollera varje vecka att däcken är pumpade till rätt tryck, se avsnitt 9.2 *Inspektionskontroller, sida 79*.

Se uppgift om rekommenderat däcktryck på däck/fälgen eller kontakta Invacare. Se tabellen nedan för konvertering.

psi	bar
22	1,5
23	1,6
25	1,7
26	1,8
28	1,9
29	2,0

psi	bar
30	2,1
32	2,2
33	2,3
35	2,4
36	2,5
38	2,6
39	2,7
41	2,8
44	3,0

9.4 Korttidsförvaring

Om ett allvarligt fel upptäcks finns ett antal säkerhetsmekanismer inbyggda i elrullstolen som skyddar den. Elektronik hindrar elrullstolen från att köra.

När det har uppstått ett sådant fel i elrullstolen ska du göra följande i väntan på reparation:

1. Stäng av strömmen.
2. Koppla från batterierna.
 Beroende på elrullstolens modell kan du antingen ta bort batteripacken eller koppla bort batterierna från elektroniken. Se motsvarande kapitel om hur du kopplar bort batterierna.
3. Kontakta hjälpmedelscentralen.

9.5 Långtidsförvaring

Om du inte ska använda elrullstolen under en längre period måste du förbereda den för förvaring för att säkerställa en längre livslängd för elrullstolen och batterierna.

Förvara elrullstol och batterier

- Vi rekommenderar att du förvarar elrullstolen vid en temperatur på 15 °C. Undvik extrema temperaturer vid förvaring för att säkerställa en längre livslängd för produkten och batterierna.
- Komponenterna har testats och godkänts för högre temperaturområden enligt nedan:
 - Tillåtligt temperaturområde för förvaring av elrullstolen är -40–65 °C.
 - Tillåtligt temperaturområde för förvaring av batterierna är -25–65 °C.
- Batterierna kan laddas ur trots att de inte används. Rekommenderad praxis är att ta bort batterispänningen från strömenheten om du förvarar elrullstolen längre än två veckor. Beroende på elrullstolens modell kan du antingen ta bort batteripacken eller koppla från batterierna från strömenheten. Se motsvarande kapitel om hur du kopplar från batterierna. Om du är osäker på vilken kabel du ska koppla från kontaktar du leverantören.
- Batterierna bör alltid vara fulladdade innan du förvarar dem.
- Om du förvarar elrullstolen längre än fyra veckor ska du kontrollera batterierna en gång i månaden och ladda dem vid behov (innan mätaren står på halvfull) för att undvika skador.

- Förvaras i torr miljö med god ventilation och skydd mot yttre påverkan.
- De pneumatiska däckena ska överpumpas en aning.
- Elrullstolen ska ställas på golv som inte missfärgas av kontakt med däckgummi.

Förbereda elrullstolen för användning

- Anslut batterispänningen till strömenheten igen.
- Batterierna måste laddas före användning.
- Lämna in elrullstolen för besiktning av en behörig Invacare-leverantör.

9.6 Rengöring och desinfektion

9.6.1 Allmän säkerhetsinformation



FÖRSIKTIGT!

Risk för kontaminering

- Vidta försiktighetsåtgärder för dig själv och använd lämplig skyddsutrustning.



FÖRSIKTIGT!

Risk för elektriska stötar och produktskador

- Stäng av enheten och koppla ifrån elnätet, om tillämpligt.
- Vid rengöring av elektroniska komponenter bör du beakta deras skyddsklass gällande vatteninträngning.
- Se till att inget vatten stänker på kontakten eller vägguttaget.
- Hantera aldrig eluttag med blöta händer.

! **VIKTIGT!**

- Felaktiga vätskor och metoder kan skada produkten.
- Alla rengöringsmedel och desinfektionsmedel som används måste vara effektiva, kompatibla med varandra och måste skydda de material som de är avsedda att rengöra.
 - Använd aldrig korroderande vätskor (alkaliska ämnen, syror etc.) eller slipande rengöringsmedel. Vi rekommenderar ett vanligt rengöringsmedel för hushållsbruk som t.ex. diskmedel, om inte annat anges i rengöringsanvisningarna.
 - Använd aldrig ett lösningsmedel (cellulosathinner, aceton etc.) som ändrar strukturen i plasten eller löser upp fästa etiketter.
 - Se alltid till att produkten är helt torr innan den tas i bruk igen.



För rengöring och desinfektion i kliniska eller vårdmiljöer gäller riktlinjer för institutionell hygien.

9.6.2 Rengöringsintervall**VIKTIGT!**

- Regelbunden rengöring och desinfektion förbättrar smidig drift, förlänger livslängden och förhindrar kontaminering.
- Rengör och desinficera produkten
- regelbundet då den är i bruk,
 - före och efter underhållsprocedurer,
 - när den har kommit i kontakt med kroppsvätskor,
 - innan den används med en ny brukare.


9.6.3 Rengöring**VIKTIGT!**

- Produkten tål inte rengöring i automatiska tvättanläggningar, högtryckstvätt eller ångrengöring.

**VIKTIGT!**

- Smuts, sand och saltvatten kan skada hjullagren, och delar av stål kan rosta om ytan skadas.
- Utsätt endast rullstolen för sand och saltvatten under kortare perioder och rengör den efter varje utflykt till stranden.
 - Om rullstolen är smutsig ska du torka av smutsen så snart som möjligt med en fuktig trasa och sedan torka den noggrant.


1. Ta bort eventuell installerad tillvalsutrustning (endast tillvalsutrustning som inte kräver verktyg).
2. Torka av de enskilda delarna med en trasa eller en mjuk borste, vanliga hushållsrengöringsmedel (pH = 6–8) och varmt vatten.
3. Skölj delarna med varmt vatten.
4. Torka delarna noga med en torr trasa.

 Nötta målade metallytor kan putsas upp med bilpolermedel och mjukt vax.

Rengöra klädseln

Instruktioner för rengöring av klädseln finns på etiketterna på sitsen, dynan och ryggstödsklädseln.

9.6.4 Desinfektion

 Information om rekommenderade desinfektionsmedel och metoder finns på <https://vah-online.de/en/for-users>.

1. Torka av alla åtkomliga ytor med en mjuk trasa och vanligt desinfektionsmedel för hemmabruk.
2. Låt produkten lufttorka.

10 Återanvändning

10.1 Rekonditionering

Den här produkten kan återanvändas. Gör följande när produkten ska rekonditioneras för en ny brukare:

- Inspektion i enlighet med serviceplanen. Se servicemanualen, som kan erhållas från Invacare.
- Rengöring och desinfektion. Se 9 *Underhåll*, sida 79.
- Anpassning till den nya brukaren. Se 5 *Inställningar*, sida 28.

Se till att bruksanvisningen överlämnas tillsammans med produkten.

Om skador eller fel upptäcks ska produkten inte återanvändas.

10.2 Kassering



VARNING!

Fara för miljön

Enheten innehåller batterier.

Produkten kan innehålla ämnen som kan vara skadliga för miljön om produkten kasseras på platser (deponier) som inte är lämpliga enligt lagstiftningen.

- Batterier får INTE slängas i hushållsavfallet.
- Batterier MÅSTE tas om hand på lämplig plats. Returen krävs enligt lag och är utan kostnad.
- Kassera endast urladdade batterier.
- Täck kontakterna på litiumbatterier före kassering.
- För information om batterityp, se batteriets etikett eller avsnitt 12 *Teknisk Data*, sida 87.

Tänk på miljön och återvinn produkten genom att lämna in den på en återvinningscentral när den inte längre kan användas.

Ta isär produkten och dess komponenter så att de olika materialerna kan separeras och återvinnas individuellt.

Kassering och återvinning av begagnade produkter och förpackningar måste följa de lagar och föreskrifter som gäller för avfallshantering i respektive land. Kontakta det företag som sköter den lokala avfallshanteringen för att få information.

11 Felsökning

11.1 Återställa effektbrytaren



VARNING!

- Effektbrytaren får **ALDRIG** manipuleras eller kringgås.
- Effektbrytaren får **ENDAST** bytas ut mot brytare med samma strömstyrka.

Du kan behöva återställa effektbrytaren om det inte går att slå på elrullstolen och återställningsknappen har hoppat ut cirka 6 mm.

1. Stäng av manöverboxen.
- 2.





Fig. 11-1

Återställ genom att trycka på effektbrytarknappen Ⓐ som sitter på batterilådans baksida.

12 Teknisk Data

12.1 Tekniska specifikationer

Den tekniska informationen som tillhandahålls härefter gäller en standardkonfiguration eller representerar de högsta värdena som kan uppnås. Dessa kan ändras om tillbehör används. De exakta ändringarna av dessa värden beskrivs i detalj i avsnitten för respektive tillbehör.

 Observera att uppmätta värden ibland kan variera med upp till ± 10 mm.

Tillåtna användnings- och förvaringsförhållanden	
Drifttemperaturintervall enligt ISO 7176-9:	<ul style="list-style-type: none"> -25° ... +50 °C
Rekommenderad förvaringstemperatur:	<ul style="list-style-type: none"> 15 °C
Förvaringstemperaturintervall enligt ISO 7176-9:	<ul style="list-style-type: none"> -25 °C till +65 °C med batterier -40 °C till +65 °C utan batterier

Elektriskt system	
Motorer	<ul style="list-style-type: none"> 2 × 200 W
Batterier	<ul style="list-style-type: none"> 2 × 12 V/50 Ah (C20) läckagesäkra/AGM 2 × 12 V/45 Ah (C20) läckagesäkra/AGM 2 × 12 V/40 Ah (C20) läckagesäkra/gel 2 × 12 V/34 Ah (C20) läckagesäkra/AGM
Huvudsäkring	<ul style="list-style-type: none"> 40 A återställningsbar effektbrytare för varje batterilåda
Skyddsgrad	IPX4 ¹

Laddningsenhet	
Utmatningsström	<ul style="list-style-type: none"> • 8 A ± 8 %
Utmatningsspänning	<ul style="list-style-type: none"> • 24 V nominell (12 celler)

Drivhjulsdäck	
Däcktyp	<ul style="list-style-type: none"> • 317 (12 1/2 tum × 2 1/4 tum) punkteringssäker, pneumatisk

Styrhjulsdäck	
Däcktyp	<ul style="list-style-type: none"> • 200×50 punkteringssäkra

Köregenskaper	
Hastighet	<ul style="list-style-type: none"> • 3 km/tim • 6 km/tim • 8 km/tim
Minsta bromssträcka	<ul style="list-style-type: none"> • 400 mm (3 km/tim) • 1 000 mm (6 km/tim) • 1 500 mm (8 km/tim)
Maximal säker lutning ²	<ul style="list-style-type: none"> • Klass A (3 km/tim): 3° (5,2 %) • Klass B (6–8 km/tim): 6 grader (10,5 %) enligt tillverkarens specifikationer med en last på 127 kg, 4 graders sittvinkel, 15 graders ryggstödsinkel
Maximal överkomlig höjd på hinder	<ul style="list-style-type: none"> • 60 mm (100 mm med kantklättrare; 80 mm med kantklättrare och Modulite-sits)
Svängdiameter	<ul style="list-style-type: none"> • 1 600 mm (kort hjulbas) • 1 630 mm (lång hjulbas)
Svängbredd	<ul style="list-style-type: none"> • 1 350 mm

Köregenskaper		
Körsträcka i enlighet med ISO 7176-4 ³	3 km/tim / 6 km/tim:	<ul style="list-style-type: none"> • 40 km (45/50 Ah-batterier) • 32 km (40 Ah-batterier) • 27 km (34 Ah-batterier)
	8 km/tim:	<ul style="list-style-type: none"> • 32 km (45/50 Ah-batterier) • 27 km (40 Ah-batterier)
Mått i enlighet med ISO 7176-15	Sittstyp	
	Standard	Modulite
Totalhöjd	<ul style="list-style-type: none"> • 1 010 mm (med 480 mm sitthöjd och 490 mm ryggstödshöjd) • 1 120 mm (med 510 mm sitthöjd och 570 mm ryggstödshöjd) 	<ul style="list-style-type: none"> • 990–1 090 mm (utdragbar sitsram, förflyttning av ryggplattan)
Max total bredd (komponent med bredaste punkten inom parentes)	<ul style="list-style-type: none"> • 590 mm (drivhjul) • 640 mm (mätt från armstödet ytterkant vid sittbredd 50) 	<ul style="list-style-type: none"> • 590 mm (drivhjul) • 640 mm (mätt från armstödet ytterkant vid sittbredd 48) • 690 mm (mätt från armstödet ytterkant vid sittbredd 53)
Total längd (inklusive benstöd av standardtyp)	<ul style="list-style-type: none"> • 937 mm (kort hjulbas) • 963 mm (lång hjulbas) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 120 mm
Total längd (utan benstöd av standardtyp)	<ul style="list-style-type: none"> • 747 mm (kort hjulbas) • 773 mm (lång hjulbas) 	
Förvaringslängd	<ul style="list-style-type: none"> • 775 mm 	
Förvaringsbredd	<ul style="list-style-type: none"> • 640 mm 	

Mått i enlighet med ISO 7176–15	Sittstyp	
	Standard	Modulite
Förvaringshöjd	<ul style="list-style-type: none"> • 700 mm 	
Markfrigång	<ul style="list-style-type: none"> • 65 mm 	
Sitthöjd ⁴	<ul style="list-style-type: none"> • 480/510 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • 480/510 mm • 510/540 mm (slingsits)
Sittbredd (justeringsintervall för armstöden inom parentes)	<ul style="list-style-type: none"> • 350 mm (350–390 mm) • 400 mm (410–450 mm) • 450 mm (460–500 mm) • 500 mm (510–560 mm) 	<ul style="list-style-type: none"> • 380 mm (380–430 mm⁵) • 430 mm (430–480 mm⁵) • 480 mm (480–530 mm⁵) • 530 mm (530–580 mm⁵)
Sittdjup	<ul style="list-style-type: none"> • 400/430/460/490 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • 410–510 mm
Ryggstödshöjd ⁴	<ul style="list-style-type: none"> • 490–570 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • 480/540 mm (slingback-ryggstöd) • 560–660 mm (utdragbar sittram, förflyttning av ryggplattan)
Sittdynans tjocklek	<ul style="list-style-type: none"> • 50 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • 50/75/100 mm
Ryggstödsinkel	<ul style="list-style-type: none"> • 85°, 95°, 105°, 115° 	<ul style="list-style-type: none"> • 90° - 120°
Armstödhöjd	<ul style="list-style-type: none"> • 230–280 mm (standardarmstöd) • 205–255 mm (inbyggt armstöd) 	<ul style="list-style-type: none"> • 245–310/295–360 mm (utdragbar sitsram med T-armstöd) • 275–340/325–390 mm (odelad sittplatta med T-armstöd)
Armstödsdjup ⁵	<ul style="list-style-type: none"> • 375 mm (standardarmstöd) 	<ul style="list-style-type: none"> • 325 mm
Horisontal placering av axel ⁶	<ul style="list-style-type: none"> • 45 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • 140 mm
Sittinkel	<ul style="list-style-type: none"> • 0°, 2°, 4°, 6°, 8° 	

Fotstöd och benstöd		Sitstyp	
Typ		Standard	Modulite
Standard 80	Längd	• 350–450 mm	
	Vinkel	• 80°	
Manuell höjning	Längd	• 350–450 mm	
	Vinkel	• 0 - 70°	

Vikt ⁷	Sitstyp
	Standard
Tjänstevikt	<ul style="list-style-type: none"> • ca 79 kg • ca 94 kg

Komponenternas vikt	
Sittenhets	<ul style="list-style-type: none"> • ca 23 kg (Standard-sits) • ca 28 kg (Modulite-sits)
Ram	<ul style="list-style-type: none"> • ca 39 kg
45/50 Ah-batterier	<ul style="list-style-type: none"> • ca 14,3 kg per batteri
40 Ah batterier	<ul style="list-style-type: none"> • ca 14,5 kg per batteri
34 Ah batterier	<ul style="list-style-type: none"> • ca 11,1 kg per batteri

Last	
Max last	<ul style="list-style-type: none"> • 127 kg

Axelbelastningar	
Maximal axelbelastning framaxel	<ul style="list-style-type: none"> • 110 kg
Maximal axelbelastning bakaxel	<ul style="list-style-type: none"> • 140 kg

- 1 IPX4-klassificeringen innebär att det elektriska systemet är skyddat mot vattenstänk.
- 2 Klass A:
 - Statisk stabilitet enligt ISO 7176-1 = 6 grader (10,5 %)
 - Dynamisk stabilitet enligt ISO 7176-2 = 3 grader (5,2 %)
 Klass B:
 - Statisk stabilitet enligt ISO 7176-1 = 9 grader (15,8 %)
 - Dynamisk stabilitet enligt ISO 7176-2 = 6 grader (10,5 %)
- 3 Obs! Elrullstolens körsträcka beror till stor del på externa faktorer, till exempel rullstolens hastighetsinställning, batteriernas laddningsstatus, omgivningstemperatur, lokal topografi, vägunderlag, däcktryck, brukarens vikt, körstil och om batterierna används till belysning, servosystem osv.
De angivna värdena är de högsta teoretiskt möjliga mätvärdena enligt ISO 7176-4.
- 4 Uppmätt utan sittdyna
- 5 Avstånd mellan ryggstödet referensplan och den mest framskjutande delen av armstödet
- 6 Horisontellt avstånd mellan hjulaxeln och skärningspunkten mellan referensplanen för lastad sits och ryggstödet
- 7 Den faktiska tjänstevikten beror på elrullstolens gavelbeslag. Alla elrullstolar från Invacare vägs när de lämnar fabriken. På märkplåten finns information om den uppmätta tjänstevikten (inklusive batterier).

13 Service

13.1 Utförda inspektioner

Att alla jobb som anges i service- och reparationsinstruktionernas inspektionsschema har utförts på rätt sätt bekräftas med stämpel och signatur. Listan över inspektionsjobb som ska utföras finns i servicemanualen som tillhandahålls av Invacare.

Inspektion vid leverans	Första årliga inspektionen
Stämpel från behörig hjälpmedelscentral/datum/signatur	Stämpel från behörig hjälpmedelscentral/datum/signatur
Andra årliga inspektionen	Tredje årliga inspektionen
Stämpel från behörig hjälpmedelscentral/datum/signatur	Stämpel från behörig hjälpmedelscentral/datum/signatur

Fjärde årliga inspektionen	Femte årliga inspektionen
Stämpel från behörig hjälpmedelscentral/datum/signatur	Stämpel från behörig hjälpmedelscentral/datum/signatur

Så kommer du i kontakt med Invacare AB

Sverige:

Invacare AB
Fagerstagatan 9
S-163 53 Spånga
Tel: (46) (0)8 761 70 90
Fax: (46) (0)8 761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se



Invacare GmbH
Am Achener Hof 8
D-88316 Isny
Germany

1577080-I 2020-11-10



Making Life's Experiences Possible®



Yes, you can.®