



SHEAR GENIUS.

VÄRLDENS FÖRSTA

Utrustning för att mäta skjuvkrafter

ishear.com

iShear hjälper dig att finna ett optimalt sittande

Att glida ner när man sitter i rullstol är ett stort problem och samtidigt svårt att mäta.

Tills nu! Vi introducerar iShear: en smart lösning som kan mäta den totala skjuvkraften, ett mätinstrument som hjälper till att utvärdera positionen av användaren i ett sittsystem

Den optimala lösningen för anpassning och vid långvarig användning.


iShear hjälper dig att visualisera glidkrafter när du anpassar rullstolen. Med iShear kan du också utbilda rullstolsanvändare och vårdgivare om den optimala användningen av rullstolen.



* Total Shear Force (TSF): Den totala skjuvkraften i sätesplanet mätt med iShear är den framåt- och bakåtriktade kraften parallellt med sitsen. Mätningen är mellan dynan och sitsen.

VÄRLDENS FÖRSTA

Världens första kliniska hjälpmedel för att mäta skjuvkrafter i sittande.



BESTÄLL NU
Kontakta
din återförsäljare
Invacare AB

Enkel installation

Allt du behöver är iShear och en mobil enhet.

Ladda ner appen- iShear gratis, och därefter kan du sätta igång.

"It's shear genius"



iSHEAR

SHEAR GENIUS.

Positionera dina brukare i en perfekt position



iShear mätinstrument

- För rullstolar från 35 upp till 50 cm (Bredd och djup)
- Bluetooth-anslutningen mellan iShear och den mobila enheten
- Upp till 8 timmar loggning över tid
- iShear placeras under sittdynan

iShear Appen

- Realtidsmätningar
- Spara, exportera och dela mätningar
- Jämför flera mätningar
- Lägg till anteckningar per mätning
- Ladda ner gratis app



Visa i
nutid



Visa filer



Jämför



Loggad mätning

LADDA
NER GRATIS
APP

iSHEAR

SHEAR GENIUS.