

# Aquatec® | Sorrento Duschstolar

NYHET



## En innovativ, rostfri och modernt designad serie

Aquatec **Sorrento** duschpallar och -stolar kan modulbyggas efter behov. Sits och armstöd har en antihalkyta som känns mycket behaglig mot huden. Ryggstödet är av tyg och formar sig efter ryggen. Delarna är enkla att montera ihop, helt utan användning av verktyg. Stolsbenen fälls in under sittytan och gör Sorrento enkel att förvara. Sitthöjden ändras enkelt och stolsbenen har den stabila Flexifoot™-funktionen.



**AQUATEC®**



**Yes, you can.®**



### Behaglig sits med antihalkyta

Aquatec **Sorrento** är den första duschstolen med det innovativa materialet TPE Soft Touch på både armstödens och sitsens yta. Det ger en behaglig sittyta som samtidigt är säker. Dessutom är **Sorrento** lätt att ställa undan och tar liten plats tack vare de ihopfällbara benen.

### Modulserie

Det är enkelt att montera armstöd och ryggstöd på **Sorrento** utan att använda verktyg. Även sitthöjden kan enkelt justeras. Sitthöjden ändras med clips från 46 cm upp till 61 cm. Flexifoot™-funktionen gör att stolen/pallen står stabilt även på ojämna golv.

### Egenskaper och tillbehör



**Sorrento** som duschstol med hygienurtag.



**Sorrento** som duschpall med armstöd och hygienurtag. Finns även med hel sits.



**Sorrento** som duschpall med hygienurtag. Finns med hel sits.



Duschstol med hel sits



**Sorrento** – en snygg möbel i alla badrum.

### Tekniska data

	<b>Sorrento Duschstol med hygienurtag</b>	<b>Sorrento Pall med armstöd med hygienurtag</b>	<b>Sorrento Pall med hygienurtag</b>	<b>Sorrento Duschstol med hel sits</b>	<b>Sorrento Pall med armstöd och hel sits</b>	<b>Sorrento Pall med hel sits</b>
Duschstol	1532633			1532730		
Duschstol med armstöd		1532660			1532729	
Duschpall			1532661			1532728
<b>Mått</b>						
Sittbredd (mm)	400	400	400	400	400	400
Sittdjup (mm)	400	400	400	400	400	400
Sitthöjd (mm)	460 - 610	460 - 610	460 - 610	460 - 610	460 - 610	460 - 610
Totalbredd (mm)	520	520	520	520	520	520
Totaldjup (mm)	430	430	430	430	430	430
Totalhöjd (mm)	850 - 990	850 - 990	850 - 990	850 - 990	850 - 990	850 - 990
Justeringsintervall sitthöjd (mm)	150	150	150	150	150	150
Bredd mellan armstöd (mm)	450	450		450	450	
Armstödslängd (mm)	280	280		280	280	
Armstöds höjd (mm)	195	195		195	195	
Bredd ryggstöd (mm)	500			500		
Höjd ryggstöd (mm)	380			380		
Höjd ryggstödsöverdrag (mm)	250			250		
Bredd hygienurtag (mm)	140	140	140			
Djup hygienurtag (mm)	170	170	170			
Max brukarvikt	135 kg	135 kg	135 kg	135 kg	135 kg	135 kg
Vikt	5,5 kg	4 kg	3,5 kg	5,5 kg	4 kg	3,5 kg
Färg						

Invacare AB  
Box 66  
163 91 Spånga  
Sverige  
Tel: +46 8 761 70 90  
Fax: +46 8 761 81 08  
sweden@invacare.com  
www.invacare.se

© 2012 Invacare International Sàrl  
Alla rättigheter är reserverade för Invacare.

All information i denna broschyr stämmer vid tryckningstillfället. Invacare förbehåller sig rätten att ändra produktinformation utan föregående meddelande.

Sorrento Duschstolar - EU - 08/2012



Yes, you can.®



Aquatec® | **Sorrento Dusch- och  
badkarsserie**

NYHET



**Det innovativa, rostfria och moderna valet för  
ditt badrum**

Aquatec **Sorrento** är en komplett serie för dusch och badkar som kan modulbyggas ihop efter ditt behov.

Duschstolen, pallen liksom badkarsstolen, är inte bara funktionella och rostfria utan har även en stilren design. Sits och armstöd har en antihalkyta som känns behaglig mot huden. Ryggstödet är av tyg och formar sig efter kroppen.

De många justeringsmöjligheterna gör att den passar för varje brukare och varje badrum. Stolsbenen fälls in under sitsen och gör Sorrento enkel att förvara.

**AQUATEC®**



**Yes, you can.®**



## Egenskaper och tillbehör

## Behaglig sits med antihalkyta

Aquatec **Sorrento** är den första duschstolen med det innovativa materialet TPE Soft Touch på både armstöden och sitsens yta. Det ger en behaglig sittyta som samtidigt är säker. Aquatec **Sorrento** är i rostfritt material och har en modern design. Monteras utan verktyg.

## Mjukt och följsamt ryggstöd

Det mjuka ryggstödet på Aquatec **Sorrento** erbjuder en mycket bekväm känsla för brukaren. Tack vare de många justeringsmöjligheterna på sorrento dusch- och badkarsserie kan de flesta brukare enkelt göra anpassningar efter sina personliga behov.



**Sorrento** som duschstol finns både med och utan hygienurtag.



**Sorrento** duschpall kan modulbyggas med armstöd och/eller ryggstöd.



**Sorrento** vridbar badkarstol kan låsas i rakt läge både från höger och vänster sida. Monteras helt utan verktyg.



## Sorrento som badkarstol

## Tekniska data

	Sorrento Duschstol	Sorrento Pall med armstöd	Sorrento Pall	Sorrento Duschstol med hel sits	Sorrento Pall med armstöd och hel sits	Sorrento Pall med hel sits	Sorrento Vridbar badkarstol	Sorrento Badkarstol
Duschstol	1532633			1532730				
Duschpall med armstöd		1532660			1532729			
Duschpall			1532661		1532728			
Vridbar badkarstol							1532693	
Badkarstol								1532715

## Mått

Sittbredd (mm)	400	400	400	400	400	400	400	400
Sittdjup (mm)	400	400	400	400	400	400	400	400
Sitthöjd (mm)	460 - 610	460 - 610	460 - 610	460 - 610	460 - 610	460 - 610		
Totalbredd (mm)	520	520	520	520	520	520	710 - 760	710 - 760
Totaldjup (mm)	430	430	430	430	430	430	650	560
Totalhöjd (mm)	850 - 990	850 - 990	850 - 990	850 - 990	850 - 990	850 - 990	520	670 - 725
Justeringsintervall sitthöjd (mm)	150	150	150	150	150	150		
Bredd mellan armstöd (mm)	450	450		450	450		450	450
Armstödslängd (mm)	280	280		280	280		280	280
Armstödhöjd (mm)	200	200		200	200		200	200
Bredd ryggstöd (mm)	500			500			500	500
Höjd ryggstöd (mm)	380			380			380	380
Höjd ryggstödsöverdrag (mm)	280			280			280	280
Bredd hygienurtag (mm)	140	140	140				140	140
Djup hygienurtag (mm)	170	170	170				170	170
Max brukarvikt	135 kg	135 kg	135 kg	135 kg	135 kg	135 kg	130 kg	130 kg
Vikt	5,5 kg	4 kg	3,5 kg	5,5 kg	4 kg	3,5 kg	6 kg	4,5 kg
Färg								



Yes, you can.®

Invacare AB  
Box 66  
163 91 Spånga  
Sverige  
Tel: +46 8 761 70 90  
Fax: +46 8 761 81 08  
sweden@invacare.com  
www.invacare.se

© 2012 Invacare International Sàrl  
Alla rättigheter är reserverade för Invacare.

All information i denna broschyr stämmer vid tryckningstillfället. Invacare förbehåller sig rätten att ändra produktinformation utan föregående meddelande.

Sorrento Dusch- och badkarsserie  
SE - 08/2012