



Invacare®

Heel Pro Evolution

Komfort och tryckavlastning



Invacare **Heel Pro Evolution (HPE)** är en hälavlastare som erbjuder fulländad komfort och effektiv tryckavlastning i häloområdet för patienter med hög risk att utveckla trycksår. För patienter med trycksår på hälarna kan **HPE** vara ett effektivt komplement till behandlingen, eftersom den unika designen ger optimal tryckavlastning av hälarna, som rekommenderas i NICE 2014 Europeiska riktlinjer (EPUAP 2014).

Perfekt form och tryckfördelning

HPE är enkelt och bekvämt, och kan användas av patienten i vilken position som helst. **HPE** används i liggande och / eller sittande ställning i sängen, avlastar hälarna optimalt. **HPE** kan användas förebyggande och som ett effektivt komplement till behandling av befintliga trycksår på hälen. Luftcellerna i **HPE**, ger optimal komfort och en stadig positionering av foten, detta för att omfördela trycket i häloområdet.

Med fokus på att minska risken för trycksår, är **HPE** försedd med ett glatt yttre material som minimerar friktionen mellan patienten och underlaget **HPE** minskar också smärta över längre tid och kan bidra till att förhindra droppfot.


Reducering av tryck och skjuvning på hälarna

Det är mycket viktigt i den kliniska planeringen och praxis att hålla fokus på minskning av trycket och skjuvkrifter på patientens hälar. Den bakre prominenta delen av hälen är orsaken till ökat tryck, även när man tillämpar ett tryckavlastande stöd (EPUAP 2014). Minskning av frekvensen trycksår som involverar det sårbara häloområdet är i många fall en klinisk utmaning. Detta beror på att det är svårt att flytta hälarna och häloområdet är i stort sett fritt från underhudsfett.

Baserad på Vicair® teknologi!

Invacare **HPE** är utvecklad av Vicair, känd för deras unikt designade tryckavlastningsdynor som innehåller den unika Vicair® luftcellen. **HPE** erbjuder optimal omfördelning av tryck och optimal positionering. **HPE** består av ett extremt tålig lågfriktionsmaterial och ett mjuk material på insidan. 4 luftceller, inslutna i **HPE**, som bildar en bekväm stövel runt foten och ger därför en optimal hälavlastning.

Egenskaper



HPE finns i tre storlekar för att tillgodose de flesta fot- och fotledsdimensioner. Brukare med vristdimension mer än 43 cm rekommenderas att använda storleken XL.

HPE är försedd med ett kardborrlås som kan anpassas individuellt för att uppnå optimal placering. **HPE** kan tvättas i maskin upp till 60 grader utan att luftcellerna avlägsnas, lufttorka alternativt i torkskåp.

Tekniska data



Heel Pro Evolution

0,1 kg
Storlek och artikelnummer
S 060004
ST 060001
XL 060003

Rengöring



60°

3 storlekar



Small, Standard och XL, XL används vid en vristdimension på mer än 43 cm

Garanti
1 år

Högfriktionsmaterial på undersidan ger extra säkerhet vid gång utan att behöva ta av hälavlastaren

VICAIR®



Kundservice: 08-761 70 90
Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66 - 163 91 Spånga
Sweden

INVACARE

Yes, you can.®

