



**Invacare® Escort**

Fast gåram i aluminium som trots sin låga vikt är både stabil och säker. Bekväma handtag ger säkert grepp. Höjden justeras på respektive ben med tryckknapp i steg om 2,5 cm.

Art nr: P435B  
 Vikt: 1,8 kg  
 Max brukarvikt: 130 kg



**Invacare® Asteria**

Hopfällbar gåram där sidorna med ett enkelt handgrepp kan fällas in mot mitten, vilket gör den enkel och smidig att transportera. Höjden justeras på respektive ben med tryckknapp i steg om 2,5 cm.

Art nr: 1515569  
 Vikt: 2,5 kg  
 Max brukarvikt: 100 kg

**Tillbehör till Brio**



**Fasta framhjul**

Förvandlar din gåram till en tvåhjulig inomhusrollator.  
 Art.nr 6270E



**Länkhjul fram**

För inomhusbruk  
 Art.nr 6267E




**Bakhjul med tryckbromsar**

Kombinera med länkhjul fram för att få en komplett inomhusrollator med tryckbromsar.  
 Art.nr 6265E



**Förvaringsväska**

Praktisk väska. Monteras smidigt med kardborrefäste. Passar även till Aventura och Maestria.  
 Art.nr 6015




### Invacare® **Aventia**

Gåram med ledad konstruktion i sidorna, vilket gör att den följer med i steget och främjar ett naturligt gångmönster. Sidorna kan också enkelt fällas in mot mitten vilket gör den smidig att transportera. Höjden justeras på respektive ben med tryckknapp i steg om 2,5 cm.

Art nr: P402  
 Vikt: 3 kg  
 Max brukarvikt: 100 kg

### Invacare® **Brio**



Höjdställbara gåramar i två modeller. Höjden justeras på respektive ben med tryckknapp i steg om 2,5 cm. Båda är hopfällbara (sidorna fälls in mot mitten) för att enkelt kunna transporteras och de har praktiska tillbehör för personlig anpassning.

Artikelnummer		Vikt	Max brukarvikt
6291E-JR	höjjusterbar 64 - 82 cm	2,5 kg	135 kg
6291E-A	höjjusterbar 77 - 95 cm	3 kg	135 kg

Brio	6291E-JR	6291E-A
<b>A</b>	60 cm	62 cm
<b>B</b>	58,5 cm	60,5 cm
<b>C</b>	43 cm	44 cm

Invacare AB  
 Box 66 - 163 91 Spånga- Sverige  
 Tel: +46 8 761 70 90  
 Fax: +46 8 761 81 08  
 sweden@invacare.com  
 www.invacare.se

© 2016 Invacare International Sàrl  
 Alla rättigheter är reserverade för Invacare.

All information i denna broschyr stämmer vid tryckningstillfället. Invacare förbehåller sig rätten att ändra produktinformation utan föregående meddelande.

Gåramar - EU - 03/2016



**Yes, you can.®**