

Essential Touch

Profilskuren skummadrass



Nyckelhålsskuren profilering på två sidor vilket möjliggör en effektiv användning och ökad livslängd av madrassen.



Överdraget är elastiskt och vätsketätt för en god hygienisk standard och är försedd med en täckt dragkedja på 3 sidor.

- 15 cm hög profilskuren skummadrass
- Nyckelhålsskuren profilering gör den vändbar
- Profileringen motverkar skjuv och friktion
- Madrassen omfördelar trycket reaktivt
- För brukare med låg till hög risk för trycksår
- Klarar en brukarvikt upp till 150kg
- Pris per madrass 1477 ex moms

Lanseringskampanj

Köp 4 madrasser, få 1 på köpet
- gäller endast UHPOs medlemmar -
Gäller tom 31/3 2022

Essential Touch profilskuren madrass
- en vändbar madrass för ökad livslängd
Invacare erbjuder kostnadsfri madrassbesiktning



Yes, you can.