

# INVACARE INFORMERAR

[www.invacare.se](http://www.invacare.se)

DECEMBER 2022



## I detta nummer:

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Manuella rullstolar     | s 2-5   |
| Dynor & Madrasser       | s 6-7   |
| Hygienhjälpmedel        | s 8     |
| Sängar                  | s 9     |
| Hitta din kontaktperson | s 10-12 |

# INVACARE INFORMERAR

## Manuella rullstolar

### *Nya hälband till våra rullstolar*

En kommande förändring av hälbanden i november, det nya hälbandet är mjukare och utan kardborre.



### *Utökad bakåtlutning på **Action Ampla***

Action Ampla är rullstolen som är anpassad och utvecklad för Plus-Size-användare.

Vi har nu förbättrat den ytterligare för att passa ännu fler typer av användare. Ryggen på Ampla har numera en fast vinkel på 10° och inte 0° som det har varit från start.

Förändring gör sittandet bättre för personer som kräver en lite mera öppen höftvinkel för att t.ex. ge plats för sin mage.

Vill man byta sin befintliga rygg på sin Ampla till en med 10° ryggvinkel så är det inga som helst problem att göra.

#### Kompletta artikelnummer:

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| SP1672136 | Ryggstativ SB505mm 10gr mont |
| SP1672137 | Ryggstativ SB555mm 10gr mont |
| SP1672154 | Ryggstativ SB605mm 10gr mont |
| SP1672155 | Ryggstativ SB655mm 10gr mont |
| SP1672169 | Ryggstativ SB705mm 10gr mont |
| SP1672170 | Ryggstativ SB755mm 10gr mont |



# INVACARE INFORMERAR

## Manuella rullstolar

### *Prisbelönt Huvudstöd **Matrx Loxx NYHET***

Det prisbelönta Huvudstödet Matrx Loxx är det senaste tillskottet till Matrx-serien.

Det är ett enkelt och intuitivt huvudstöd för rullstolar som erbjuder elegant och effektivt huvudstöd för en rad olika applikationer, inklusive rullstolar med tiltningfunktion.



#### **Montering och kompatibilitet**

Matrx Loxx-huvudstöd inkluderar en monteringsplatta med en ergonomisk lågprofilknopp som gör att den kan fästas på de flesta fasta ryggstöd, inklusive vårt välkända Matrx E2-sortiment.

Monteringssatsen består också av ett mellaninlägg för användning när ytterligare utrymme krävs. Alternativt kan dessa huvudstöd till rullstol också monteras på våra Flex 3-ryggstöd (populära i Rea-sortimentet) med en alternativ insats.

#### **Funktioner:**

- 4 justeringspunkter: Dubbla svängbara kulor och glidstång för optimal dynorientering och böjd vertikal stolpe för sido- eller monteringspositioner framåt
- Böjd vertikal stolpe: för montering i sidled eller framåt
- Säkerhetsknopp: en mycket synlig skyddande grön uretanknopp för förbättrad säkerhet
- Justerbara aluminiumplattor: alla kuddalternativ kan utformas för att möta individuella behov
- Omfattande alternativ för huvuddynor: finns i olika storlekar och olika former- occipital, ellips och 4-punktsformat stöd.
- Prisbelönt: tilldelas Mobility Product Award 2022 av Mobility Management

Nytt artikelnummer:

1634173 Huvustöd Matrx Loxx komplett med fäste och dyna

1634150 Huvustödsfäste Matrx Loxx inklusive stag standard

Ersätter artikelnummer:

1545274


1603249

# INVACARE INFORMERAR

## Manuella rullstolar

### *Nya huvud-/nackstöd till våra rullstolar*

Den nuvarande modellen av leder till våra tre modeller av huvud- och nackstöd kommer att bytas ut, markerad i grönt på bilden nedan.



De olika modeller av dynorna och stolpen kommer inte att förändras något. Hur man justerar lederna och hur mycket man kan justera dem kommer heller inte att förändras något. De nya huvud- och nackstöden är alltså 100% bakåtkompatibla.

Den nya leden, se bilder nedan, är i plast och har, precis som de nuvarande lederna ett handvred och två insexskruvar för justering. Tillval med handvred istället för insexskruv finns givetvis kvar.



#### Nuvarande artikelnr

1446559 Huvudstöd m sidostöd  
1508848 Nackstöd  
SP1446560 Huvudstöd sidostödbart med käkstöd

#### Nya artikelnr

SP60122729 Huvudstöd m sidostöd Pro  
SP60122046 Nackstöd Pro  
SP1666582 Huvudstöd m käkstöd Pro

# INVACARE INFORMERAR

## Manuella rullstolar


### Digital Orderguide till Küschall K-serie 2.0

Via den digitala orderguiden skapar du enkelt, Steg för steg, din Küschall K-serie måttanpassad och med de detaljer som passar just dig. När du är klar skickas utförandet direkt till din mail, för att användas vid beställning av din rullstol.

Klicka direkt på "starta registrering" nedan och du är igång!

(Länk: <https://smartroom.se/kserie/intro.php> )

**Enklare kan det inte bli!**



# Küschall®

## UNLIMIT YOUR WORLD

Välkommen in på vår hemsida för att läsa mer

Hälsningar  
Joakim Sköldfelt  
Produktchef Manuella rullstolar och Sportprodukter  
jskoldfe@invacare.com, 070-598 84 05



# INVACARE INFORMERAR

## Dynor & Madrasser

### NYHET *Dacapo Ecogreen, ekologisk madrass*




#### *Kliniskt, etiskt och hållbart*

Den nya tryckavlastande madrassen Dacapo Ecogreen presenterar ytterligare framsteg för att uppnå hållbar hälsovård.

Designen uppnår utmärkta kliniska resultat för patienten såsom optimal tryckfördelning, minskning av skjuv och friktion samt hög nivå av komfort men på ett hållbart sätt. Dess design baseras på växtbaserade och återvunna material och ytterligare effektivitet i avfallsminskning och optimerad logistik. Dacapo Ecogreen är för upphandlare och förskrivare som söker en miljömedveten lösning.

#### Nyckelfunktioner:

- Växtbaserad skummadrass med hög motståndskraft
- Andningsbart, vattenavvisande madrassöverdrag i naturlig bambu
- Robust dragkedja tillverkad av återvunnet material och placerad för att förhindra att vätska tränger in.
- Levereras komprimerad och rullad för effektiv transport, utrymmesbesparande lagring och minskat koldioxidavtryck
- Återvinningsbara förpackningar och ytterligare betydande minskningar av avfallet
- 4 bekväma bärhandtag för enkel hantering
- 150 kg max brukarvikt



#### Artikelnummer

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| 60131807 | Madrass Dacapo Ecogreen inkl hygienöverdrag 80x200x15  |
| 60132328 | Madrass Dacapo Ecogreen inkl hygienöverdrag 83x200x15  |
| 60131808 | Madrass Dacapo Ecogreen inkl hygienöverdrag 85x200x15  |
| 60132329 | Madrass Dacapo Ecogreen inkl hygienöverdrag 88x200x15  |
| 60131809 | Madrass Dacapo Ecogreen inkl hygienöverdrag 90x200x15  |
| 60131810 | Madrass Dacapo Ecogreen inkl hygienöverdrag 105x200x15 |
| 60132991 | Madrass Dacapo Ecogreen inkl hygienöverdrag 120x200x15 |

# INVACARE INFORMERAR

## Dynor & Madrasser

### *Vicair Hygiendyna*

#### ***Perfekt form och tryckfördelning***

- Vicair Hygien är en dyna som är uppbyggd i 4 sektioner med möjlighet till anpassning om behov finns, som de andra dynorna i Vicairs sortiment.
- Vicair Hygien erbjuder positionering optimal omfördelning av tryck samt motverkar skjuv. Kan användas förebyggande och som ett effektivt komplement till behandling av befintliga trycksår.
- Vicair Hygien består av ett tålig lågfriktionsmaterial samt ett nätmaterial på undersidan med fästband i vardera hörn Dynan används utan yttre överdrag.
- Kan tvättas i maskin upp till 60 grader utan att luftcellerna avlägsnas, lufttor-ka alternativt i torkskåp.

Dynan är framtagen att passa främst till Invacare Ocean Ergo men går att använda på andra märken av hygienstolar efter en riskanalys.

Artikelnummer VHY/4845



***Välkommen in på vår hemsida för att läsa mer***

Hälsningar  
Stina Dalhbeck  
Utbildningschef/ Produktchef dynor och madrasser  
sdahlbec@invacare.com, 070-374 07 50

# INVACARE INFORMERAR

## Hygienhjälpmedel

*Nytt utseende på geidrar till Ocean Ergo-familjen*

Nytt utseende

Tidigare utseende



Samma artikelnummer men ny design

AP1602078: Geider Hygienstol Ocean ergo serien



**Välkommen in på vår hemsida för övriga tillbehör**

Hälsningar  
Marie-Louise Tham  
Produktchef gång- och hygienhjälpmedel  
mltham@invacare.com, 070-538 33 80



# INVACARE INFORMERAR

## Sängar

### Instruktionsfilmer för **SB755 våldsäng**

För att på ett enkelt och överskådligt sätt hantera olika funktioner på våldsängen SB755, så har säng-teamet på Invacare spelat in ett antal instruktionsfilmer. Ta en titt och återkom gärna till oss om du saknar någon film som skulle göra din vardag enklare.

Se spellistan här: [https://www.youtube.com/playlist?list=PLRgduYzx3f\\_NtYqQUOHEypJ1sq0pqAzXT](https://www.youtube.com/playlist?list=PLRgduYzx3f_NtYqQUOHEypJ1sq0pqAzXT)

|   |                                                                                     |                                                                          |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 |    | <b>Byta elektronik SB755</b><br>Invacare Sverige<br>2:33                 |
| 2 |  | <b>Byta manöverdosa SB755</b><br>Invacare Sverige<br>0:45                |
| 3 |  | <b>Byta motor SB755</b><br>Invacare Sverige<br>1:01                      |
| 4 |  | <b>Förlänga säng SB755</b><br>Invacare Sverige<br>1:48                   |
| 5 |  | <b>Montera &amp; demontera gavlar SB755</b><br>Invacare Sverige<br>0:42  |
| 6 |  | <b>Montera &amp; demontera grindar SB755</b><br>Invacare Sverige<br>0:41 |
| 7 |  | <b>Nödsänka huvudändan SB755</b><br>Invacare Sverige<br>0:39             |

### Välkommen in på vår hemsida för att läsa mer

Hälsningar  
Johan Bergkvist  
Produktchef Sängar & Personlyftar  
[jbergkvi@invacare.com](mailto:jbergkvi@invacare.com), 070-191 90 75

## Hitta din kontaktperson

### Manuella rullstolar, Dynor, Sitt- och Ryggssystem



**Johanna Koch**  
Distriktsansvarig  
Stockholm, Uppsala,  
Gotland, Sörmland,  
Östergötland,  
Västernorrland,  
Gävleborg,  
Västmanland  
jkoch@invacare.com  
070-224 58 82



**Martin Tornberg**  
Distriktsansvarig  
Norrbotten,  
Västerbotten,  
Jämtland/  
Härjedalen  
mtornber@invacare.com  
070-347 63 96



**Dan Emmertz**  
Distriktsansvarig  
Skåne, Blekinge,  
Halland, Kronoberg,  
Kalmar  
demmerz@invacare.com  
070-190 21 63



**Rasmus Wallgren**  
Distriktsansvarig  
Västra Götaland,  
Jönköping, Värmland,  
Örebro län,  
Dalarna  
rwallgre@invacare.com  
070-340 32 53

### Elrullstolar, Scootrar, Drivaggregat, Sitt- och Ryggssystem



**Peder Tägtström**  
Distriktsansvarig  
Västra Götaland,  
Jönköping, Kalmar,  
Blekinge,  
Kronoberg, Halland,  
Skåne, Gotland,  
Östergötland  
ptagtstr@invacare.com  
070-313 70 33



**Bertil Lundh**  
Distriktsansvarig  
Stockholm,  
Uppsala,  
Västernorrland,  
Värmland,  
Dalarna  
blundh@invacare.com  
070-202 43 32



**Martin Tornberg**  
Distriktsansvarig  
Norrbotten,  
Västerbotten,  
Jämtland/Härjedalen  
mtornber@invacare.com  
070-347 63 96

## Hitta din kontaktperson

### Sängar, Personlyftar och Madrasser



**Martin Tornberg**

*Distriktsansvarig*  
Norrbotten,  
Västerbotten,  
Jämtland/  
Härjedalen

*mtornber@invacare.com*  
070-347 63 96



**Maths Fuxinger**

*Distriktsansvarig*  
Västra Götaland

*mfuxinge@invacare.com*  
0708-32 07 75



**Mats Adelros**

*Distriktsansvarig*  
Halland, Blekinge,  
Kronoberg, Skåne,  
Jönköping

*madelros@invacare.com*  
070-677 33 80



**Anton Enlund**

*Distriktsansvarig*  
Stockholm,  
Gotland, Kalmar,  
Sörmland,  
Östergötland

*aenlund@invacare.com*  
0720-70 52 71



**Per-Olof Fallemark**

*Distriktsansvarig*  
Värmland, Uppsala,  
Västmanland,  
Sörmland, Väster-  
norrland, Gävle-  
borg, Dalarna

*pfallema@invacare.com*  
070-204 67 60


### Gång- och Hygienhjälpmedel



**Maria Larsson**

*Distriktsansvarig*  
Jönköping,  
Blekinge,  
Kalmar, Skåne,  
Kronoberg,  
Östergötland,  
Halland,  
Stockholm

*mlarsson@invacare.com*  
070-558 84 69



**Per Danielsson**

*Distriktsansvarig*  
Västra Götaland,  
Värmland

*pdaniels@invacare.com*  
073-274 44 19



**Martin Tornberg**

*Distriktsansvarig*  
Norrbotten,  
Västerbotten,  
Jämtland

*mtornber@invacare.com*  
070-347 63 96

**Övriga distrikt**

*Vakant - Kontakta*  
*Johan Eriksson*  
Gotland  
Sörmland  
Västmanland  
Örebro län  
Dalarna  
Gävleborg  
Västernorrland  
Uppsala  
*jeriksso@invacare.com*  
070-521 12 74

## Hitta din kontaktperson

### Oxygenprodukter



**Martin Tornberg**

*Distriktsansvarig*  
Norrbotten,  
Västerbotten,  
Jämtland/  
Härjedalen

*mtornber@invacare.com*  
070-347 63 96



**Bertil Lundh**

*Distriktsansvarig*  
Stockholm,  
Gotland, Värmland,  
Uppsala, Västman-  
land, Sörmland,  
Örebro, Gävleborg,  
Dalarna,  
Västernorrland

*blundh@invacare.com*  
070-202 43 32



**Maria Larsson**

*Distriktsansvarig*  
Jönköping,  
Blekinge,  
Kalmar, Skåne,  
Kronoberg,  
Östergötland,  
Halland, Västra  
Götaland

*mlarsson@invacare.com*  
070-558 84 69

### Key Account Managers



**Christer Nyqwist**

*Key Account Manager*

*cnyqwist@invacare.com*  
070-459 97 22

**Du vet väl att vi finns på Facebook, klicka förbi direkt och Gilla vår sida!**



På vår Facebook-sida kan du följa oss på nära håll, se spännande nyheter, läsa artiklar, delta i tävlingar och mycket mer. Dessutom kommer vi att dela några av de många inläggen från vår bloggsida Passionate people!

Välkommen in!

**[www.facebook.com/InvacareSverige](https://www.facebook.com/InvacareSverige)**