

Rea Spirea4 NG är en dynamisk och hållbar hopfällbar lättviktsrullstol, idealisk för daglig användning. Rullstolen kan beställas med eller utan vårdarbromsade drivhjul och finns upphandlad i 3 olika sittbredder. När du väljer ett av nedanstående toppnummer får du en komplett rullstol enligt kravställt standardutförande.

Maxbrukarvikt: 135 kg

Rullstol Spirea 4 NG med Vårdarbroms

Toppnummer:	SB 40 cm: 1605362	SB 45cm: 1605376	SB 50cm: 1605378
Benämning	Rullstol Spirea 4NG VB SB40	Rullstol Spirea 4NG VB SB45	Rullstol Spirea 4NG VB SB50
Pris:	8053:-	8053:-	8053:-

Rullstol Spirea 4 NG utan Vårdarbroms

Toppnummer:	SB 40 cm: 1605357	SB 45cm: 1605359	SB 50cm: 1605361
Benämning	Rullstol Spirea 4NG SB40	Rullstol Spirea 4NG SB45	Rullstol Spirea 4NG SB50
Pris:	7133:-	7133:-	7133:-

Ovanstående toppnummer har följande standardutförande:

Sittbredd 40, 45 eller 50 cm

Sittdjup 40 cm (för sb 40). Sittdjup 45 cm (för sb 45 och 50)

Sitthöjd 48,5 cm

Fast rygg med rygglädsel. Justerbar i rygghöjd 38-46 cm.

Bakompåliggande höj/sänkbara körhandtag med/utan vårdarbroms.

Stoppad sits (behövs ingen sittdyna)

Armstöd RIO lång dyna (38 cm)

Benstöd vinkelfast 80 grader

Fotstöd vinkelfast med hälband

Drivhjul 24" med/utan vårdarbroms och QR

Brukarbroms

Länkhjul 150 smal medium

Tippskydd/tramprör



OBS: Utseendet kan skilja sig utifrån vald konfiguration

Vid frågor kontakta Rasmus Wallgren, säljare/produktspecialist Invacare

Uppdaterad 2025-02-25

Tillbehör

Ryggbygel

Sittbredd 40,5	5221696-C9005
Sittbredd 45,5	5106190-C9005
Sittbredd 50,5	5106191-C9005

Vinkelställbar benstödsöverdel inkl vadstöd.

	VÄ	HÖ
Sittbredd 40,5	SP1671232	SP1671233
Sittbredd 45,5	SP1671234	SP1671238
Sittbredd 50,5	SP1671239	SP1671240

Vinkelfast fotplatta inkl fotplatterör

	VÄ	HÖ
Sittbredd 40,5	1530633	1530630
Sittbredd 45,5	1530634	1530631
Sittbredd 50,5	1530635	1530632

Gipsbenstöd

VÄ	HÖ
1435771	1435770

Låsning för benstöd med fast vinkel 80°

Monteras i fabrik vid efterfrågan.
Specifiera vid beställning

Bord inkl monteringssats

Sittbredd 40,5	SP1570748
Sittbredd 45,5	SP1570749
Sittbredd 50,5	SP1570775

Ekerskydd 24" styck

5102807

Kryckkäpphållare

0572-02056

Syrghållare

SP1603590

Droppställning (beställ även nackstöd + körhandtagsbygel)

1440897

Nackstöd (beställ även körhandtagsbygel)

SP60122046

Körhandtagsbygel för infästning av droppställning och nackstöd:

Sittbredd 40,5	1483920
Sittbredd 45,5	1483921
Sittbredd 50,5	1483922