

Lathund till Azaleans nya benstöd

Ett komplett benstöd består av:

Fotplattor, vadstöd utan fäste och ett VS benstöd



Nya fotplattor

inkl rör o hälband

Skåne

SB 39	172 mm	Vä	SP1603263	Hälband	160 kr
		Hö	SP1603259		160 kr
SB 44	197 mm	Vä	SP1603264	Hälband	160 kr
		Hö	SP1603260		160 kr
SB 49	222 mm	Vä	SP1603265	Hälband	160 kr
		Hö	SP1603261		160 kr

Hälband m pinne	SP1672696	65 kr
L 640 mm f sb 34-49 st		

Vadstöd utan fäste

Märkning
på vadstödet

SB 39	145 mm	Vä	SP1605831	1603218	160 kr
		Hö	SP1603256	1603179	160 kr
SB 44	170 mm	Vä	SP1605832	1605196	160 kr
		Hö	SP1605829	1603180	160 kr
SB 49	195 mm	Vä	SP1605833	1605200	160 kr
		Hö	SP1605834	1603195	160 kr

Vadstödsfäste	Vä/Hö	SP1602709	103 kr
Skruv vadstödsfäste		SP1647254	103 kr

VS Benstöd	Vä	SP60122669	190 kr
inkl vadstödsfäste	Hö	SP60122670	190 kr

VS Benstöd	145 mm	Vä	SP1671234	415 kr
inkl vadstöd sb 39		Hö	SP1671238	415 kr
VS Benstöd	170 mm	Vä	SP1671239	415 kr
inkl vadstöd sb 44		Hö	SP1671240	415 kr
VS Benstöd	195 mm	Vä	SP1671241	415 kr
inkl vadstöd sb 49		Hö	SP1671242	415 kr