



Orderguide
Manuell rullstol
Rea Azalea Minor
Oktober 2018

Rea Azalea Minor Orderguide för kommunerna i Skåne

Brukare _____
 Kontaktperson _____
 Telefon _____
 Ordernummer _____

Azalea Minor 24" med vårdarbroms
p 1650653, sb 34 cm

Azalea Minor Assist med 16"
p 1655016, sb 34 cm

Standard utförande:

Chassi med sitstilt, färg himmelsblå
 Sittsatta
 Sitthöjd 45cm
 Vinkelställbar rygg, velcro ställbar
 Ryggöverdrag polstrat plysch
 Körbygel vinkelställbar
 Låsdetalj för ryggfällning/sitstilt
 Vinkelställbara benstöd med vadmatta
 Fotstöd, vinkel- & djupställbara m. hållband
 Armstöd Ducktail höj och sänkbara
 Länkhjul 150x30 massivt svart
 Drivhjul 24" VB lågprofil punkteringsfritt
 med rostfri drivring
 Brukarbroms
 Vårdarbroms
 Tippskydd med trampor
 Rattvredssats arm- och benstöd


Nack/huvudstöd måste väljas!


Standard utförande:


Chassi med sitstilt, färg himmelsblå
 Sittsatta
 Sitthöjd 45cm
 Vinkelställbar rygg, velcro ställbar
 Ryggöverdrag polstrat plysch
 Körbygel vinkelställbar
 Låsdetalj för ryggfällning/sitstilt
 Vinkelställbara benstöd med vadmatta
 Fotstöd, vinkel- & djupställbara m. hållband
 Armstöd Ducktail höj och sänkbara
 Länkhjul 200x45 massivt svart
 Drivhjul 16" massivt med vårdarbroms
 Tippskydd med trampor
 Rattvredssats arm- och benstöd


Nack/huvudstöd måste väljas!


Max brukarvikt 75 kg

BILD	BENÄMNING	SB	OBSERVERA	ARTNR
	SITTHÖJD 40 cm		Passar ej centralplacerad fotplatta, långa fotstödsrör, fötlåda, 200mm länkhjul, 24 tum drivhjul	p
	SITTDYNA Sittdyna Fioshape 355x450 plysch svart	34		p 1509920-TR35
	Sittdyna Fioshape 355x450 dartex svart	34		p 1509920-TR26
	Inkontinensöverdrag Dartex Svart SB34	34	För Fioshape dynor	p 1510636
	RYGGSTÖD Ryggstöd fast Azalea Minor	34	Passar ej ryggöverdrag polstrat	p 1510891
	Ryggrör utan ryggstöd		För Matrx eller annat sitssystem	p
	RYGGDYNA Ryggdyna Laguna 322x450 plysch sb34	34		p SP1508972-TR35
	Ryggdyna Laguna 322x450 dartex sb34	34		p SP1508972-TR26
	Ryggdyna Mistral 2 355x510 plysch sb39	34		p SP1431668-TR35
	Ryggdyna Mistral 2 355x510 dartex sb39	34		p SP1431668-TR26
	KÖRHANDTAG Körhandtagsbygel sb 34	34		p SP1650677
	BENSTÖDSALTERNATIV			
	Fotlåda kpl 39	34	Passar ej SH 40cm, benstödsöverdel 90gr	p SP1571749
	OBS! Välj benstödsöverdelar för infästning		Fotlådan har korta fotrör, 24cm Passar ej länkhjul 175mm	
	Benstöd amputation hö			p 1442990
	Benstöd amputation vä			p 1442991
BILD	BENÄMNING	SB	OBSERVERA	ARTNR
	BENSTÖDSÖVERDEL			

	Vinkelfast (VF) 80gr Benstöd vf 80gr hö/vä svart Benstöd vf 80gr hö/vä svart		Passar både hö/vä Passar ej med vadstöd	p p	1493055-0509 1493055-0509
Kort rör = 24cm Långt rör = 36cm 	FOTPLATTA HEL VS & DJUPSTÄLLBARA Fotplatta hel 31+10cm f 90gr benstöd korta rör	34	Passar ej hälband	p	1493268
	Fotplatta hel 31+10cm f 90gr benstöd långa rör	34	Passar ej SH 40cm, hälband	p	1493358
Kort rör = 24cm Långt rör = 36cm 	FOTSTÖD VS FÖR BENSTÖD 80GR HÖGER Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benstöd kort rör hö Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benstöd långt rör hö	34		p p	1429164 1429176
	FOTSTÖD VS FÖR BENSTÖD 80GR VÄNSTER Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benstöd kort rör vä Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benstöd långt rör vä	34		p p	1429163 1429175
	Fotplatteförlängare Fotplatteförlängare 17cm f 17-19cm bred fotpl par	34	Passar ej VF fotstöd, 90gr fotstöd, centralplacerad fotplatta	p	SP5255299
				p	SP1563951
	Vadband justerbart		Passar ej VS benstödsöverdelar	p	1429214
	Polstring fotstöd, delat fotstöd Polstring fotplatta delad vs Polstring fotplatta delad vs		Passar ej fotstöd t 90gr benstöd, VF fotstöd hö/vä hö/vä	p p	SP1563946 SP1563946
	Polstring hel fotplatta 272	34		p	SP1563959
	ARMSTÖD Armstöd H/S låg höjd Armstöd smal dyna låg höjd hö Armstöd smal dyna låg höjd vä		Låg = - 6cm, passar ej med bord	p p	SP1563965 SP1563966
			Passar ej 22" och 24" drivhjul	p p	1427168 1427167
			Passar ej bord	p p	1492900 1492901
			Passar ej med sidostödspolstring	p p	1492547 1492547
	ARMSTÖD TILLBEHÖR Dyna f sidoskydd m överdrag Dyna f sidoskydd m överdrag		Passar ej armstöd / sidostöd,	p p	SP1563943 SP1563943
	SITS TILLBEHÖR Bendelare inkl fäste			p	SP1449897
BILD	BENÄMNING	SB	OBSERVERA	ARTNR	
	NACKSTÖD/HUVUDSTÖD Huvudstöd m sidostöd Överdrag f huvudstöd m sidostöd		Justerbart i sidled	p p	1446559 1518516
	Huvudstöd m käckstöd		Justerbart i sidled	p	1446560
	Nackstöd Överdrag nackstöd			p p	1508848 1518517
	Rattvredsats		2 st handvred för nack/huvudstöd	p	1445693

					
	BÅLSTÖD FÖR FAST OCH STÅLLBAR RYGG inkl fäste Bålstöd std dyna Bålstöd std Minor inkl fäste hö/vä Bålstöd std Minor inkl fäste hö/vä		Passar både hö/vä	p p	SP1551850 SP1551850
	Bålstöd multijusterbar dyna Bålstöd multi inkl fäste Flex2 Bålstöd multi inkl fäste Flex2		Passar både hö/vä	p p	SP1448692 SP1448692
	Bålstöd förhöjt multijusterbar dyna Bålstöd förhöjt multi kpl inkl fäste hö Bålstöd förhöjt multi kpl inkl fäste vä			p p	SP1484448 SP1484447
	Bålstöd Swing away std dyna Bålstöd Swing away multi inkl fäste hö Bålstöd Swing away multi inkl fäste vä			p p	SP1551852 SP1551851
	Bålstöd swing away multijusterbar dyna Bålstöd Swing away multi hö inkl fäste Bålstöd Swing away multi vä inkl fäste			p p	SP1530456 SP1530457
	Bålstöd velcro		Passar bara ställbar rygg	p	SP1602253
	RYGGSTÖD TILLBEHÖR				
	Sitsskydd ryggstöd/sits		Passar ej ställbar rygg	p	SP1543730
	Svankstödsdyna			p	5252527
	Övre fäste för sele		Nack / huvudstöd krävs för montering	p	1559963
	Ryggkilar, par			p	1513037
BILD	BENÄMNING	SB	OBSERVERA		ARTNR
	LÄNKHJUL				
	Länkhjul 150x30mm massivt m gaffel 110 smal svart		För sitthöjd 40cm	p	1555791
	Länkhjul 150x30mm massivt m gaffel 150 smal svart		För sitthöjd 45cm	p	1555792
	Länkhjul 180x40mm mjuk m 110 gaffel bred svart		För sitthöjd 45cm	p	5750785
	DRIVHJUL VÅRDARBROMSADE				
	Drivhjul 22 tum VB pkt lågprofil rostfri drivring		Passar ej SH 45, armstöd H/S bred dyna	p	1536612
	TILLBEHÖR DRIVHJUL				
	EKERSKYDD Ekerskydd 22 tum neutral Ekerskydd 24 tum neutral		Passar ej 16 tum hjul Passar ej 16 tum hjul	p p	5102800 5102807
	BROMSAR				
	Broms brukarmanövrerad 16 tum Assist par		Passar Azalea Assist Minor	p	1444335
	Broms enarm kpl hö Broms enarm kpl vä		Passar 22-24 tum hjul Passar 22-24 tum hjul	p p	SP1575307 SP1575306

	TILLBEHÖR				
	Midjebälte med billås			p	1551066
	Reflexsats för 20-22-24 tum		Passar ej 16" hjul	p	SP5206655
	Bord exkl mont.sats Bord kpl Small Monteringssats bord	34	Passar ej armstöd H/S låg, armstöd/sidostöd, hemi armstöd	p p	SP1567517 SP1570745
	Stoppering bord Small	34		p	SP1570746
	Låssats bord 2014		Passar monteringsats bord SP1570745	p	SP1572460
	Bord swingaway Minor m sarg u fäste Monteringssats bord swingaway Minor		Passar ej låssats bord, armstöd/sidostöd	p p	1511916 1509850
	Rattvredssats Azalea		För rygg, sits arm-benstöd 10st	p	1484457

 	Kryckkäppskållare Flex3 Fäste positioneringsbälte par			p p	SP1560811 SP1563952
	Droppställning kpl		Nack / huvudstöd krävs för montering	p	1440897