



Orderguide
Manuell rullstol
Rea Azalea
Maj 2022

Rea Azalea Orderguide för kommunerna i Skåne

Brukare _____
Kontaktperson _____
Telefon _____
Ordernummer _____

Azalea 24" med vårdarbroms:

- ☐ 1650636, sb 39
- ☐ 1650637, sb 44
- ☐ 1650638, sb 49

Standard utförande:

Chassi med sitstilt, färg himmelsblå
Sittsplatå
Sittthöjd 45cm
Flex 3 vinkelställbar rygg, velcro ställbar
Ryggöverdrag polstrat plysch
Körbygel vinkelställbar
Låsdetalj för ryggfällning/sitstilt
Vinkelställbara benstöd med vadplatta
Fotstöd, vinkel- & djupställbara m. hälbånd
Armstöd Ducktail höj och sänkbara
Länkhjul 150x30 massivt svart
Drivhjul 24" VB lågprofil punkteringsfritt med rostfri drivring
Brukarbroms
Vårdarbroms
Tippskydd med tramprör

Nack/huvudstöd måste väljas!

Azalea Assist med 16"

- ☐ 1650633, sb 39
- ☐ 1650634, sb 44
- ☐ 1650635, sb 49

Standard utförande:

Chassi med sitstilt, färg himmelsblå
Sittsplatå
Sittthöjd 45cm
Flex 3 vinkelställbar rygg, velcro ställbar
Ryggöverdrag polstrat plysch
Körbygel vinkelställbar
Låsdetalj för ryggfällning/sitstilt
Vinkelställbara benstöd med vadplatta
Fotstöd, vinkel- & djupställbara m. hälbånd
Armstöd Ducktail höj och sänkbara
Länkhjul 200x45 massivt svart
Drivhjul 16" massivt med vårdarbroms
Tippskydd med tramprör

Nack/huvudstöd måste väljas!

TILLVAL OCH TILLBEHÖR

Max brukarvikt 135 kg





BILD	BENÄMNING	SB	OBSERVERA	ARTNR
	SITTHÖJD			
	40 cm		Passar ej centralplacerad fotplatta, långa fotstödsrör, fotlåda, 175/200mm länkhjul, 24 tum drivhjul	p
	50 cm		Endast Azalea Tall/ Azalea Assist Tall. Passar ej 22" drivhjul	p
SITTDYNA				
	Fioshape, plysch			
	405x535mm	39		p 1508055-TR35
	455x535mm	44		p 1508057-TR35
	505x535mm	49		p 1508059-TR35
	Inkontinensöverdrag, sittdyna Fioshape			
		39		p 5253078-TR26
		44		p 5253079-TR26
		49		p 5253080-TR26
RYGGSTÖD				
	Fast Flex3, till Mistral ryggdyna		Passar ej ryggöverdrag polstrat	p SP1562143
	För Laguna/Passad/Vicair ryggdyna		Passar ej ryggöverdrag polstrat	p SP1562142
RYGGDYNA				
	Ryggdyna Mistral plysch			
	355x510mm	39		p SP1431668-TR35
	405x510mm	44		p SP1424651-TR35
	455x510mm	49		p SP1424652-TR35
	Ryggdyna Laguna plysch			
	372x550mm	39		p SP1427118-TR35
	402x550mm	44		p SP1427119-TR35
	452x550mm	49		p SP1427120-TR35
	Ryggdyna Passad plysch			
	440x550mm	39		p SP1429271-TR35
	470x550mm	44		p SP1424647-TR35
	520x550mm	49		p SP1424649-TR35
	Ryggdyna Vicair Multifunctional O2, inkl överdrag			
	400x540mm	39		p OMFB/CC/4054
	450x540mm	44		p OMFB/CC/4554
	500x540mm	49		p OMFB/CC/5054

BILD	BENÄMNING	SB	OBSERVERA	ARTNR
	Körhandtagsbygel	39 44 49		p SP1563967 p SP1564551 p SP1564552
	JUSTERING RYGG/SITSENHET Manöversats rygg/sitsstilt elektrisk Azalea /Tall Manöversats rygg/sitsstilt elektrisk Assist/Assist Tall		Negativ sitsstilt ej möjlig med elektrisk tilt Negativ sitsstilt ej möjlig med elektrisk tilt	p 1484820 p 1483996
	CENTRALPLACERAD FOTPLATTA Centralplacerad fotplatta		Passar ej bendelare, fotplatteförlängare, SH 40cm	p 1484821
	BENSTÖD AMPUTATION Benstöd amputation Höger Vänster			p 1442990 p 1442991
	BENSTÖD GIPS Benstöd gips Höger Vänster			p 1435770 p 1435771
	BENSTÖDSÖVERDEL Vinkelfast (VF) 80gr Höger Vänster		Passar både hö/vä Passar ej med vadstöd	p 1493055-0509 p 1493055-0509
	Vinkelfast (VF) 90gr Höger Vänster		Passar ej SH 40cm, länkhjul 175/200mm, vadstöd, ramförlängare Passar både hö/vä	p 1493056-0509 p 1493056-0509
Kort rör = 24cm Långt rör = 36cm 	FOTSTÖD HELT Djup & VS kort rör 90gr Djup & VS långt rör 90gr	39 44 49 39 44 49	Passar ej hälband Passar ej hälband Passar ej hälband Passar ej SH 40cm, hälband Passar ej SH 40cm, hälband Passar ej SH 40cm, hälband	p 1493268 p 1493270 p 1495822 p 1493358 p 1493377 p 1495826
Kort rör = 24cm Långt rör = 36cm 	FOTSTÖD FÖR BENSTÖD 80GR HÖGER Djup & VS kort rör Djup & VS långt rör FOTSTÖD FÖR BENSTÖD 80GR VÄNSTER Djup & VS kort rör Djup & VS långt rör	39 44 49 39 44 49 39 44 49		p 1429164 p 1429166 p 1429168 p 1429176 p 1429178 p 1429180 p 1429163 p 1429165 p 1429167 p 1429175 p 1429177 p 1429179
Kort rör = 24cm Långt rör = 36cm	FOTSTÖD FÖR BENSTÖD 90GR HÖGER Djup & VS kort rör FOTSTÖD FÖR BENSTÖD 90GR VÄNSTER Djup & VS kort rör	39 44 49 39 44 49	Passar ej med fotplatteförlängare Passar ej med fotplatteförlängare Passar ej med fotplatteförlängare Passar ej med fotplatteförlängare Passar ej med fotplatteförlängare Passar ej med fotplatteförlängare	p 1446133 p 1446135 p 1446160 p 1446132 p 1446134 p 1446159
 	FOTPLATTEFÖRLÄNGARE Fotplatteförlängare nya Höger Vänster Höger Vänster Fotplatteförlängare Höger 160 Vänster 160 Höger 160 Vänster 160 Höger 160 Vänster 160	39/44 39/44 49 49 39 39 44 44 49 49	90gr fotstöd, centralplacerad fotplatta	p SP60128964 p SP60128964 p SP60128965 p SP60128965 p 5255298 p 5255299 p 5255298 p 5255299 p 5255298 p 5255299
	FOTLÅDA Fotlåda	39 44	Passar ej SH 40cm, benstödsöverdel 90gr Passar ej SH 40cm, benstödsöverdel 90gr	p SP1571749 p SP1571750

		49	Passar ej SH 40cm, benstödsöverdel 90gr Passar ej länkhjul 175/200mm	p	SP1571751
OBS! Välj benstödsöverdelar för infästning					

	VADMATTA Vadmatta			p	SP1563951
---	-----------------------------	--	--	---	-----------

	POLSTRING FOTSTÖD Polstring fotstöd gammal fotplatta Höger Vänster Polstring fotstöd ny fotplatta SB 39 cm SB 44 cm SB 49 cm		Passar ej fotstöd t 90gr benstöd, VF fotstöd	p p p p p	SP1563946 SP1563946 SP1650355 SP1650356 SP1650357
	Polstring hel fotstöd	39 44 49		p p p	SP1563959 SP1563962 SP1563963
	Överdrag med stoppning till vaddyna Höger Vänster Höger Vänster Höger Vänster	39 44 49		p p p p p p	SP60130677-TR26 SP60130677-TR26 SP60130678-TR26 SP60130678-TR26 SP60130679-TR26 SP60130679-TR26
	ARMSTÖD Armstöd H/S låg höjd Höger Vänster		Låg = - 6cm, passar ej med bord	p p	SP1563965 SP1563966
	Armstöd H/S bred dyna Höger Vänster		Passar ej 22" och 24" drivhjul	p p	1427168 1427167
	Armstöd Hemi Höger Vänster		Passar ej bord	p p	1492900 1492901
	Armstöd / Sidostöd Höger Vänster		Passar ej med std bord, sidostödspolstring Passar endast Bord swing away	p p	1492547 1492547
	Sidostödspolstring Höger Vänster		Passar ej armstöd / sidostöd,	p p	SP1563943 SP1563943
	SITS TILLBEHÖR Bendelare inkl fäste		Passar ej glidsits, centralplacerad fotplatta	p	SP1449897








	NACKSTÖD/HUVUDSTÖD Nackstöd		Måste väljas, ej med i grund konfiguration!	p	1508848
	Nackstöd Pro			p	SP60122046
	Huvudstöd med sidostöd			p	1446559
	Huvudstöd med sidostöd Pro			p	SP60122729
	Huvudstöd med käckstöd			p	1446560
	Huvudstöd med käckstöd Pro			p	SP1666582
	Rattvredsats (2 st) för nack/huvudstöd			p	1445693
	Överdrag nackstöd Överdrag huvudstöd sidojusterbart			p p	1518517 1518516

BILD	BENÄMNING	SB	OBSERVERA	ARTNR
	BÄLSTÖD FÖR FAST RYGG FLEX3 inkl fäste Bälstöd multijusterbar dyna Höger		Passar både hö/vä	p SP1552726

	Vänster				p	SP1552726
	Bålstöd swing away multijusterbar dyna Höger Vänster				p p	SP1557676 SP1557675
BÅLSTÖD FÖR STÅLLBAR RYGG FLEX3 inkl fäste						
	Bålstöd multijusterbar dyna Höger Vänster		Passar både hö/vä,		p p	SP1561727 SP1561727
	Bålstöd swing away multijusterbar dyna, höger Höger Vänster				p p	SP1561652 SP1531651
RYGGSTÖD TILLBEHÖR						
	Svankstödsdyna				p	5252527
	Infästning övre för selar		Nack / huvudstöd krävs för montering		p	1559963
	Ryggkilar, par				p	1513037
LÄNKHJUL						
	140x37mm mjukt		SH 40cm enbart		p	5108548
DRIVHJUL VÅRDARBROMSADE						
	22 " VB lågprofil punkteringsfritt/rostfri drivring		Passar ej SH 45 och 50cm, armstöd H/S bred dyna		p	1536612
Andra kombinationer av däck, däckstorlek och drivring kontakta hjälpmedelskonsulent						
EKERSKYDD						
	22 tum frostat		Passar ej 16 tum hjul		p	5102800
	24 tum frostat		Passar ej 16 tum hjul		p	5102807
TILLBEHÖR						
	Bälte				p	1551066
	Bord exkl mont.sats Strl S Strl M Strl L Strl XL	34-39 39-44 44-49 49-54	Passar ej armstöd H/S låg, armstöd/sidostöd, hemi armstöd		p p p p	SP1567517 SP1567518 SP1567519 SP1568862
Monteringssats bord					p	SP1570745
	Stoppning bord Strl S Strl M Strl L Strl XL	34-39 39-44 44-49 49-54			p p p p	SP1570746 SP1571269 SP1571270 SP1571271
	Låssats bord				p	SP1572460
	Kryckkäpphållare				p	5295015
	Fäste positioneringsbälte par				p	SP1563952
	Droppställning		Nack / huvudstöd krävs för montering		p	1440897