



Orderguide
Juni 2025
sweden@invacare.com

Rea Azalea KHS

Brukare



Kontaktperson




Telefon

Ordernummer

Azalea 24" VB		Azalea Assist 16"	
p	1659712 Sittbredd 39	p	1659715 Sittbredd 39
p	1659713 Sittbredd 44	p	1659716 Sittbredd 44
p	1659714 Sittbredd 49	p	1659717 Sittbredd 49
Azalea 24" VB Tall (Sithöjd 50 cm, sittdjup +5 cm)		Azalea Assist 16" Tall (Sithöjd 50 cm, sittdjup + 5 cm)	
p	1672049 Sittbredd 39	p	1648639 Sittbredd 39
p	1672050 Sittbredd 44	p	1648640 Sittbredd 44
p	1672051 Sittbredd 49	p	1648641 Sittbredd 49
Utförande Chassi Himmelsblått Sithöjd 45 cm (Tall 50 cm) Sittplatta Utan sittdyna Ryggstöd Flex 3 ställbar inkl överdrag plysch Körhandtag H/S Låsdetalj för rygg/tilt Benstöd VS med vadplatta och VS fotplattor med hålbånd Armstöd smal dyna Länkhjul 150x30 mass svart u axel (Tall 175x45) Drivhjul 24x1.3/8 tum VB massiv PU svart plastad driving		Utförande Chassi Himmelsblått Sithöjd 45 cm (Tall 50 cm) Sittplatta Utan sittdyna Ryggstöd Flex 3 ställbar inkl överdrag plysch Körhandtag H/S Låsdetalj för rygg/tilt Benstöd VS med vadplatta och VS fotplattor med hålbånd Armstöd smal dyna Länkhjul 175x45 mass svart u axel Drivhjul 16" massivt med vårdarbroms	

Max brukarvikt 135 kg

VÄLJ TILLBEHÖR ELLER ÄNDRINGAR		SB	OBSERVERA	ARTNR	
	SITTHÖJD 40 cm	0110	Passar ej centralplacerad fotplatta, långa fotstödsrör, fotlåda, 175/200mm länkhjul, 24 tum drivhjul	p	
	RYGGSTÖD Ryggstöd fast Flex3 Laguna sats För Laguna/Passad/Vicair ryggdyna	0210	Passar ej ryggöverdrag polstrat	p	SP1562142
	Ryggstöd fast Flex3 Mistral2 sats För Mistral ryggdyna	0210	Passar ej ryggöverdrag polstrat	p	SP1562143
Ryggstöd utan ryggstöd		0230	För Matrx eller annat sittersystem	p	
	RYGGDYNA Ryggöverdrag polstrat, dartex Ryggöverdrag polstrat 475x540 dartex sb39 Ryggöverdrag polstrat 525x540 dartex sb44 Ryggöverdrag polstrat 575x540 dartex sb49	0321 0240	39 44 49	Passar ej fast ryggstöd Passar ej fast ryggstöd Passar ej fast ryggstöd	p SP1589929-TR26 p SP1589930-TR26 p SP1589941-TR26
	Ryggdyna Laguna svart plysch Ryggdyna Laguna 372x550 plysch sb39 Ryggdyna Laguna 402x550 plysch sb44 Ryggdyna Laguna 452x550 plysch sb49	0311 0250	39 44 49		p SP1427118-TR35 p SP1427119-TR35 p SP1427120-TR35
	Ryggdyna Mistral 2 plysch Ryggdyna Mistral 2 355x510 plysch sb39 Ryggdyna Mistral 2 405x510 plysch sb44 Ryggdyna Mistral 2 455x510 plysch sb49	0311 0260	39 44 49		p SP1431668-TR35 p SP1424651-TR35 p SP1424652-TR35
	Ryggdyna Passad 2 plysch Ryggdyna Passad 440x550 plysch sb39 Ryggdyna Passad 470x550 plysch sb44 Ryggdyna Passad 520x550 plysch sb49	0311 0270	39 44 49		p SP1429271-TR35 p SP1424647-TR35 p SP1424649-TR35

	Ryggdyna Vicair Multifunctional O2	0290				
	Ryggdyna Vicair Multifunctional O2 inkl överdrag 40-54		39		p	OMFB/CC/4054
	Ryggdyna Vicair Multifunctional O2 inkl överdrag 45-54		44		p	OMFB/CC/4554
	Ryggdyna Vicair Multifunctional O2 inkl överdrag 50-54		49		p	OMFB/CC/5054
	En storlek större ryggöverdrag/ryggdyna	0305		Ex: Ryggöverdrag för sb 44cm till stol med sb 39cm	p	
JUSTERING RYGG/SITSENHET						
	Sits/Rygg tilt el kpl Azalea 2015-08 >	0360		Negativ sitstilt ej möjlig med elektrisk tilt	p	SP1583212
BENSTÖDSALTERNATIV						
	Centralplacerad fotplatta	0370		Passar ej bendelare, fotplatteförlängare, SH 40cm	p	1484821
	Benstödsinfästning hög +5cm sb 39cm Benstödsinfästning hög +5cm sb 44cm Benstödsinfästning hög +5cm sb 49cm	0376		5cm högre benstödsinfästninginfästning 5cm högre benstödsinfästninginfästning 5cm högre benstödsinfästninginfästning	p p p	SP1574112 SP1574113 SP1574114
BENSTÖDSÖVERDEL VÄNSTER						
	Benstöd vf 80gr hö/vä svart 2019	0390		Passar både hö/vä	p	SP1574349-0646
	Benstöd amputation vä	0410		Ej med enstödsinfästning m 10gr vink	p	1442991
BENSTÖDSÖVERDEL HÖGER						
	Benstöd vf 80gr hö/vä svart 2019	0440		Passar både hö/vä	p	SP1574349-0646
	Benstöd amputation hö	0460		Ej med enstödsinfästning m 10gr vink	p	1442990
Kort rör = 24cm Långt rör = 36cm 	FOTPLATTA HEL VS & DJUPSTÄLLBARA					
	Fotplatta hel 31+10cm f 90gr benstöd korta rör	0475	39	Passar ej hälband	p	1493268
	Fotplatta hel 36+10cm f 90gr benstöd korta rör		44	Passar ej hälband	p	1493270
	Fotplatta hel 41+10cm f 90gr benstöd korta rör		49	Passar ej hälband	p	1495822
	Fotplatta hel 31+10cm f 90gr benstöd långa rör	0476	39	Passar ej SH 40cm, hälband	p	1493358
	Fotplatta hel 36+10cm f 90gr benstöd långa rör		44	Passar ej SH 40cm, hälband	p	1493377
	Fotplatta hel 41+10cm f 90gr benstöd långa rör		49	Passar ej SH 40cm, hälband	p	1495826
	Fotlåda kpl 39	0477	39	Passar ej SH 40cm, benstödsöverdel 90gr	p	SP1571749
	Fotlåda kpl 44		44	Passar ej SH 40cm, benstödsöverdel 90gr	p	SP1571750
	Fotlåda kpl 49		49	Passar ej SH 40cm, benstödsöverdel 90gr	p	SP1571751
	OBS! Välj benstödsöverdelar för infästning			Fotlådan har korta fotrör, 24cm		
FOTPLATTA DELADE VÄNSTER						
	FOTPLATTA VS FÖR BENSTÖD 80GR KORT	0490				
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benstöd kort rör vä		39	Ej vinkelfasta benstöd	p	1429163
	Fotplatta vs 19+1cm f 80gr/vs benstöd kort rör vä		44	Ej vinkelfasta benstöd	p	1429165
	Fotplatta vs 18+3cm f 80gr/vs benstöd kort rör vä		49	Ej vinkelfasta benstöd	p	1429167
	FOTPLATTA VS FÖR BENSTÖD 80GR LÅNG	0520				
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benstöd långt rör vä		39	Ej vinkelfasta benstöd	p	1429175
	Fotplatta vs 19+1cm f 80gr/vs benstöd långt rör vä		44	Ej vinkelfasta benstöd	p	1429177
	Fotplatta vs 18+3cm f 80gr/vs benstöd långt rör vä		49	Ej vinkelfasta benstöd	p	1429179
FOTPLATTA DELADE HÖGER						
	FOTPLATTA VS FÖR BENSTÖD 80GR KORT	0550				
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benstöd kort rör hö		39	Ej vinkelfasta benstöd	p	1429164
	Fotplatta vs 19+1cm f 80gr/vs benstöd kort rör hö		44	Ej vinkelfasta benstöd	p	1429166
	Fotplatta vs 18+3cm f 80gr/vs benstöd kort rör hö		49	Ej vinkelfasta benstöd	p	1429168
	FOTPLATTA VS FÖR BENSTÖD 80GR LÅNG	0580				
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benstöd långt rör hö		39	Ej vinkelfasta benstöd	p	1429176
	Fotplatta vs 19+1cm f 80gr/vs benstöd långt rör hö		44	Ej vinkelfasta benstöd	p	1429178
	Fotplatta vs 18+3cm f 80gr/vs benstöd långt rör hö		49	Ej vinkelfasta benstöd	p	1429180
ARMSTÖD VÄNSTER						
	ARMSTÖD VÄNSTER			Vid val av hemibord välj armstöd på ena sida enbart		
	Armstöd bred dyna vä	0605		Passar ej 22" och 24" drivhjul	p	1427167
	Armstöd/Sidostöd hö/vä	0610		Passar endast Bord swing away	p	1492547
	Armstöd smal dyna låg höjd vä	0611		Låg = - 6cm, passar ej med bord	p	SP1563966
	Armstöd hemi kpl vä	0615		Passar ej med bord	p	1492901
ARMSTÖD HÖGER						
	Armstöd bred dyna hö	0635		Passar ej 22" och 24" drivhjul	p	1427168
	Armstöd/Sidostöd hö/vä	0640		Passar endast Bord swing away	p	1492547
	Armstöd smal dyna låg höjd hö	0641		Låg = - 6cm, passar ej med bord	p	SP1563965
	Armstöd hemi kpl hö	0645		Passar ej med bord	p	1492900









	TILLBEHÖR ARMSTÖD					
	Dyna f sidoskydd m överdrag	0695		Passar ej armstöd / sidostöd, alltid för hö och vä	p	SP1563943
TILLBEHÖR SITS						
	Bendelare inkl fäste	0720		Passar ej glidsits, centralplacerad fotplatta	p	SP1449897
	Sitsplatta förhöjare 2cm sb39	0722			p	SP1570896
	Sitsplatta förhöjare 2cm sb44				p	SP1572855
	Sitsplatta förhöjare 2cm sb49				p	SP1572856
	Vinkelmätare sits	0725			p	SP1561584
NACKSTÖD/HUVUDSTÖD						
	Huvudstöd m sidostöd Pro	0740			p	SP60122729
	Överdrag f huvudstöd m sidostöd				p	1518516
	Huvudstöd m käckstöd Pro	0750		Justerbart i sidled	p	SP1666582
	Nackstöd Pro	0770			p	SP60122046
	Överdrag nackstöd	0780			p	1518517
	Rattvredsats	0790		2 st handvred för nack/huvudstöd	p	1445693
BÄLSTÖD FÖR FAST RYGG FLEX3 inkl fäste						
	Bälstöd multijusterbar dyna			Passar både hö/vä		
	Bälstöd multi inkl fäste Flex3 fast	0800			p	SP1552726
	Bälstöd multi inkl fäste Flex3 fast	0810			p	SP1552726
	Bälstöd std dyna			Passar både hö/vä		
	Bälstöd standard inkl fäste Flex3 fast	0840			p	SP1557672
	Bälstöd standard inkl fäste Flex3 fast	0850			p	SP1557672
	Bälstöd Swing away std dyna					
	Bälstöd Swing away standard inkl fäste Flex3 fast vä	0880			p	SP1557673
	Bälstöd Swing away standard inkl fäste Flex3 fast hö	0890			p	SP1557674
	Bälstöd swing away multijusterbar dyna					
	Bälstöd swing away multi inkl fäste Flex3 fast vä	0895			p	SP1557675
	Bälstöd Swing away multi inkl fäste Flex3 fast hö	0896			p	SP1557676
BÄLSTÖD FÖR STÄLLBAR RYGG FLEX3 inkl fäste						
	Bälstöd multijusterbar dyna			Passar både hö/vä		
	Bälstöd multi inkl fäste Flex3 ställbar	0800			p	SP1561729
	Bälstöd multi inkl fäste Flex3 ställbar	0810			p	SP1561729
	Bälstöd std dyna					
	Bälstöd std Flex3 ställbar inkl fäste				p	SP1561730
	Bälstöd std Flex3 ställbar inkl fäste				p	SP1561730
	Bälstöd Swing away std dyna					
	Bälstöd Swing away standard inkl fäste Flex3 ställbar vä	0880			p	SP1561641
	Bälstöd Swing away standard inkl fäste Flex3 ställbar hö	0890			p	SP1561642
	Bälstöd swing away multijusterbar dyna					
	Bälstöd Swing away multi inkl fäste Flex3 ställbar vä	0895			p	SP1561651
	Bälstöd Swing away multi inkl fäste Flex3 ställbar hö	0896			p	SP1531652
TILLBEHÖR RYGGSTÖD						
	Bälstöd velcro	0905			p	SP1602253
	Vinkelmätare rygg	0915			p	SP1563954
	Ryggkilar, par	0920			p	SP1513037
	Sitskydd ryggstöd/sits	0925		Passar ej ställbart ryggstöd	p	1543730

BILD	BENÄMNING	KOD	SB	OBSERVERA	ARTNR
	TILLBEHÖR BENSTÖD				
	Förlängare t fotp 172/197mm inkl skruv st (passar hö/vä)	0930/	39,44	Passar enbart fotplatta VS för VS benstöd 2019	p SP60128964
	Förlängare f fotp 222/247mm inkl skruv st (passar hö/vä)	0940	49	Passar enbart fotplatta VS för VS benstöd 2019	p SP60128965
	Polstring fotplatta 172mm Polstring fotplatta 197mm Polstring fotplatta 222mm	0941	39 44 49	Till nya fotplattor	p SP1650355 p SP1650356 p SP1650357
	Polstring hel fotplatta 272 Polstring hel fotplatta 322 Polstring hel fotplatta 372	0941	39 44 49		p SP1563959 p SP1563962 p SP1563963
	Vadmatta	0942			p SP1563951

	TILLBEHÖR DRIVHJUL				
	Ekerskydd 22 tum neutral	1160		Passar ej 16 tum hjul	p 5102800
	Ekerskydd 24 tum neutral	1160		Passar ej 16 tum hjul	p 5102807
	BROMSAR				
	Broms brukarmanövrerad 16 tum, par	1170		Passar Azalea Assist/Assist Tall	p 1444335
	Broms enarm kpl vä	1180		Passar 22-24 tum hjul	p SP1575306
	Broms enarm kpl hö	1185		Passar 22-24 tum hjul	p SP1575307

	TILLBEHÖR				
	Midjebälte med billås	1200			p 1551066
	Bord inkl mont.sats Bord kpl medium inkl monteringsats Bord kpl large inkl monteringsats Bord kpl x-large inkl monteringsats	1230	39 44 49	Passar ej armstöd H/S låg, armstöd/sidostöd, hemi armstöd	p SP1570748 p SP1570749 p SP1570775
	Bord m armstödsdyna inkl mont.sats Bord m dyna medium kpl inkl mont sats Bord m dyna large kpl inkl mont sats Bord m dyna xlarge kpl inkl mont sats	1231	39 44 49	Passar ej armstöd H/S låg, armstöd/sidostöd, hemi armstöd	p SP1580892 p SP1580893 p SP1580894
	Hemibord m armstöd kpl vä Hemibord m armstöd kpl hö	1232 1233		Kom ihåg att välja armstöd på motsatt sida.	p SP1588322 p SP1588321
	Bord Swing away stl S u dyna Bord Swing away stl M u dyna	1240		Passar ej låssats bord, utan monteringsats Passar ej låssats bord, utan monteringsats	p SP1586424 p SP1586425
	Bord Swing away stl S m dyna Bord Swing away stl M m dyna Monteringsats 1 bord swingaway	1245		Passar ej låssats bord, utan monteringsats Passar ej låssats bord, utan monteringsats Enbart för bord swing away, väljs med.	p SP1584394 p SP1584395 p 1449218
	Stoppping bord Stoppping bord Medium Stoppping bord Large Stoppping bord X-large	1235	39 44 49		p SP1571269 p SP1571270 p SP1571271
	Stoppping hemibord hö/vä	1235			p SP1602247-TR26
	Låssats bord 2014	1250		Passar monteringsats bord SP1570745	p SP1572460
	Kryckkäppskållare Flex3	1280			p SP1560811
	Övre fäste för sele	1300		Nack / huvudstöd krävs för montering	p SP1559963
	Fäste positioneringsbälte par	1310			p SP1563952
	Droppställning kpl	1320		Nack / huvudstöd krävs för montering	p 1440897

LÄNKHJUL

Länkhjul 140x40 mm massivt u axel	0970	Passar ej Azalea Tall/ Azalea Assist Tall,	p	SP1601613		
Länkhjul 150x30mm massivt u axel	0985	SH 50cm	p	1555797		
Länkhjul 150x30mm mjukt u axel	0990		p	5750806		
Länkhjul 150x32mm svart massivt u axel	0992	Ej tillgängligt än	p			
Länkhjul 175x45mm massivt u axel	0995	Passar ej SH 40cm, benstödsöverdel 90gr	p	5750781		
Länkhjul 200x27mm massivt u axel	1000	Passar ej SH 40cm, benstödsöverdel 90gr	p	5322004		
Länkhjul 200x30mm massivt u axel	1010	Passar ej SH 40cm, benstödsöverdel 90gr	p	5750800		
Länkhjul 200x32mm svart massivt u axel	1015	Ej tillgängligt än	p			
Länkhjul 200x45mm massivt u axel	1032	Passar ej SH 40cm, benstödsöverdel 90gr	p	1418196		
45 Länkhjul 175x45mm massivt u axel	0995	Passar ej SH 40cm, benstödsöverdel 90gr	p	5750781	110 gaffel	
Länkhjul 200x27mm massivt u axel	1000	Passar ej SH 40cm, benstödsöverdel 90gr	p	5322004		
Länkhjul 200x30mm massivt u axel	1010	Passar ej SH 40cm, benstödsöverdel 90gr	p	5750800		
Länkhjul 200x32mm svart massivt u axel	1015	Ej tillgängligt än	p			
Länkhjul 200x45mm massivt u axel	1032	Passar ej SH 40cm, benstödsöverdel 90gr	p	1418196		1491356
Länkhjul 140x40 mm massivt u axel	0970	Passar ej Azalea Tall/ Azalea Assist Tall,	p	SP1601613	150 gaffel	5322136
Länkhjul 150x30mm massivt u axel	0985	SH 50cm	p	1555797		1555792
Länkhjul 150x30mm mjukt u axel	0990		p	5750806		5750810
Länkhjul 150x32mm svart massivt u axel	0992	Ej tillgängligt än	p			
40 Länkhjul 140x40 mm massivt u axel	0970	Passar ej Azalea Tall/ Azalea Assist Tall,	p	SP1601613	110 gaffel	5322135
Länkhjul 150x30mm massivt u axel	0985	SH 50cm	p	1555797		1555791
Länkhjul 150x30mm mjukt u axel	0990		p	5750806		5750808
Länkhjul 150x32mm svart massivt u axel	0992	Ej tillgängligt än	p			