

Orderguide Action 3 JR för Regioner
Skåne Halland Blekinge

Artikelnummer

Grundutförande:	Rullstol Action3 JR 22tum sb 30cm sd 27-32cm	1672181
	Rullstol Action3 JR 22tum sb 33cm sd 27-32cm	1672182
	Rullstol Action3 JR 22tum sb 35cm sd 27-32cm	1672183
	Chassi färg svart	
	Sitthöjd 46cm	
	Sittdjup ställbart 275-325mm. Vid levererans 300mm	
	Rygghöjd ställbar 38 - 46 cm. H/S körhandtag	
	Fast ryggvinkel 7° med ställbar ryggklädsel kardborre	
	Ryggmatta i nylon	
	Drivhjul 22tum massiva svarta m alu drivring	
	Länkhjul 125x30 massiva svarta	
	Brukarbroms	
	Armstöd L: 28 cm B: 6cm ställbara i höjd 180-250mm	
	Tippskydd/tramprör hö+vä	
	Benstödsöverdel 80 gr lång svart	
	Fotplattor	

Benstöd vinkelfast		
Hö/vä. Styck	Benstöd 90gr	1513492
	Benstöd överdel 80 gr lång vä svart	SP1514393-0646
	Benstöd överdel 80 gr lång hö svart	SP1514392-0646
Fotplatta vinkelställbar		
Sittbredd 30,5 + 33	Fotplatta VS m rör f benstöd 80 SB30,5/33 vä (Size: 106)	SP1648253
	Fotplatta VS m rör f benstöd 80 SB30,5/33 hö (Size 106)	SP1648254
	Fotplatta vs m rör f benst 90 sb 30/33 vä	SP1648504
	Fotplatta vs m rör f benst 90 sb 30/33 hö	SP1648505
Sittbredd 35,5		
	Fotplatta VS m rör f benstöd 80 SB35,5 vä (Size 131)	SP1648255
	Fotplatta VS m rör f benstöd 80 SB35,5 hö (Size 131)	SP1648256

	Fotplatta vs m rör f benst 90 sb 35,5 hö	SP1648507
	Fotplatta vs m rör f benst 90 sb 35,5 vä	SP1648506
Vinkelställbart kpl inkl vaddyna och vs fotplatta		
Sittbredd 30,5	Benstöd vs m vadstöd fotpl vs sb 30,5 hö	DE263326
	Benstöd vs m vadstöd fotpl vs sb 30,5 vä	DE263327
Sittbredd 33	Benstöd vs m vadst fotpl vs sb 33cm hö	1506483
	Benstöd vs m vadst fotpl vs sb 33cm vä	1506920
Sittbredd 35,5	Benstöd vs m vadst fotpl vs sb 35,5cm hö	1513297
	Benstöd vs m vadst fotpl vs sb 35,5cm vä	1513298
Armstöd, lika alla sittbredd	Armstöd std kort dyna 28cm b 6cm hö	1489055-0601
	Armstöd std kort dyna 28cm b 6cm vä	1489056-0601
	Armstödsdyna kort 28cm b 6cm m skruv	1543220
Sits, lika oavsett sittbredd	Sitsklädsel sb 30,5-380x27,5-32,5cm	1512248
Komplett ryggklädsel m kardborre för justering och ryggmatta		
Sittbredd 30,5	Ryggklädsel velcro kpl sb 30,5cm	1507192
Sittbredd 33	Ryggklädsel velcro kpl sb 33cm	1507193
Sittbredd 35,5	Ryggklädsel velcro kpl sb 35,5cm	1507194
Ryggmatta		
Sittbredd 30,5	Ryggmatta sb 30,5cm	1506333
Sittbredd 33	Ryggmatta sb 33cm	1506334
Sittbredd 35,5	Ryggmatta sb 35,5cm	1506335
Länkhjul	Länkhjul 125x30 massivt svart inkl axel B40mm st	SP1662829
Drivhjul	Drivhjul 22x1.3/8 tum BAS mass alu drivring	SP60110637
	Drivring alu 22tum 4 fäste	1505299
	Drivring plastad 22tum 4 fäste	1505920
	Drivhjulsaxel qr m mutterstycke	1505288

Broms, lika oavsett sittbredd	Broms tryck f låsa u fäste hö	SP1639530
	Broms tryck f låsa u fäste vä	SP1639529
Tippskydd, lika oavsett sittbredd	Tippskydd m tramprör st	1513251
Körhandtag		
Körhandtag	Körhand m grepp långt f vb st	1450574
Ratt till körhandtag	Fäste f körhand bakomliggande par	1451818
Byte från Stroller till H/S körhandtag	Ryggrör m bakomliggande körhandtag 1 par	1449804
	Ryggrör f höj sänkbar rygg 2 st	1538204
	Körhand m grepp långt f vb st 2 st	1450574
Återställa stol från 12" till 22"	2 st Drivhjulsplatta f drivhjul m qr axel	1534886
	2 st Drivhjul 22x1.3/8 tum BAS mass alu drivring	SP60110637
	2 st Drivhjulsaxel qr m mutterstycke	1505288
	2 st Bromsfäste	1575102
	2 st Skruv f bromsfäste	0572-05715
	1 st Broms tryck f låsa u fäste vä	SP1639529
	1 st Broms tryck f låsa u fäste hö	SP1639530

Orderguide Action 3 JR för Regioner Skåne

Halland Blekinge

Artikelnummer

Grundutförande:	Rullstol Action3 JR 20tum Blå sb 20cm sd 20-25cm	1672357
	Rullstol Action3 JR 20tum Blå sb 23cm sd 20-25cm	1672358
	Rullstol Action3 JR 20tum Blå sb 25cm sd 25-30cm	1672359
	Rullstol Action3 JR 20tum Blå sb 28cm sd 25-30cm	1672360
Chassi färg blå Sitthöjd 43,5cm Sittdjup ställbart 200-250mm (för sittbredd 20,5 och 23cm) Vid leverans 230mm Sittdjup ställbart 250-300mm (för sittbredd 25,5 och 28cm) Vid leverans 280mm Rygghöjd ställbar 38 - 46 cm. H/S körhandtag Fast ryggvinkel 7° med fast ryggmatta, ej ställbar Drivhjul 20tum massiva svarta m alu drivring Länkhjul 125x30 massiva svarta Brukarbroms Armstöd L: 28 cm B: 6cm ställbara i höjd 180-250mm Tippskydd/tramprör hö+vä Benstödsöverdel 80 gr lång blå Fotplattor. Endast en fotplatta vä till sb 20 och 23 cm		

Benstöd vinkelfast		
Hö/Vä styck	Benstöd 90gr	1513492
	Benstöd överdel 80 gr lång vä blå	SP1514393-0651
	Benstöd överdel 80 gr lång hö blå	SP1514392-0651
Fotplatta vinkelställbar		
Sittbredd 20,5	Fotplatta VS m rör f benstöd 80 SB20,5 vä (endast en fotplatta). (Size 131)	SP1648247
	Fotplatta VS m rör f bstd 90 SB 20,5 vä mono (endast en fotplatta)	SP1648443
Sittbredd 23	Fotplatta VS m rör f benstöd 80 SB23 vä (endast en fotplatta). (Size 156)	SP1648249
	Fotplatta VS m rör f bstd 90 SB 23 vä mono (endast en fotplatta)	SP1648500
Sittbredd 25,5 och 28	Fotplatta VS m rör f benstöd 80 SB25,5/28 vä. (Size 82)	SP1648251

	Fotplatta VS m rör f benstöd 80 SB25,5/28 hö (Size 82)	SP1648252
	Fotplatta VS m rör f bstd 90 sb 25/28 vä	SP1648502
	Fotplatta VS m rör f bstd90 sb 25/28 hö	SP1648503
Vinkelställbart kpl inkl vaddyna och vs fotplatta		
Sittbredd 20,5	Finns ej	
Sittbredd 23	Finns ej	
Sittbredd 25,5	Benstöd vs m vadstöd fotpl vs sb 25,5 hö	DE263322
	Benstöd vs m vadstöd fotpl vs sb 25,5 vä	DE263323
Sittbredd 28	Benstöd vs m vadstöd fotpl vs sb 28 hö	DE263324
	Benstöd vs m vadstöd fotpl vs sb 28 vä	DE263325
Armstöd, lika alla sittbredd	Armstöd std kort dyna 28cm b 6cm vä	1489055-0601
	Armstöd std kort dyna 28cm b 6cm hö	1489056-0601
	Armstödsdyna kort 28cm b 6cm m skruv	1543220
Sits för sittbredd 20,5 och 23cm	Sitsklädsel sb 20,5-28x20-25cm	1512012
Sits för sittbredd 25,5 och 28cm	Sitsklädsel sb 20,5-28x25-30cm	1512247
Rygglädsel komplett		
För sittbredder 20,5 o 23 o 25,5 o 28cm	Rygglädsel förh polstrad sb 20,5-28cm	1567535
Ny lägre ryggmatta för dessa sittbredder	Rygglädsel spec f AC3JR DE261796	DE267726
Länkhjul	Länkhjul 125x30 massivt svart inkl axel B40mm st	SP1662829
Drivhjul	Drivhjul 20x1.3/8 tum massiv svart alu drivring	SP60110644
	Drivring alu 20tum 4 fäste	1507241
	Drivring plastad 20tum 4 fäste	1557837
	Drivhjulsaxel qr m mutterstycke	1505288

Broms, lika oavsett sittbredd	Broms dra f låsa u fäste hö	SP1639703
	Broms dra f låsa u fäste vä	SP1639543
Tippskydd, lika oavsett sittbredd	Tippskydd m tramprör st	1513251
Körhandtag		
Körhandtag	Körhand m grepp långt f vb st	1450574
Ratt till körhandtag	Fäste f körhand bakomliggande par	1451818
Byte från Stroller till H/S körhandtag	Ryggrör m bakomliggande körhandtag 1 par	1449804
	Ryggrör f höj sänkbar rygg 2 st	1538204
	Körhand m grepp långt f vb st 2 st	1450574
Återställa stol från 12" till 22"	2 st Drivhjulsplatta f drivhjul m qr axel	1534886
	2 st Drivhjul 22x1.3/8 tum BAS mass alu drivring	SP60110637
	2 st Drivhjulsaxel qr m mutterstycke	1505288
	2 st Bromsfäste	1575102
	2 st Skruv f bromsfäste	0572-05715
	1 st Broms tryck f låsa u fäste vä	SP1639529
	1 st Broms tryck f låsa u fäste hö	SP1639530