

Upphandlade sitt/ryggdynor från Invacare VGR 2026

VICAIR®

ADJUSTER 02

- 6 cm hög
- Plan rullstolsdyna med justeringsmöjligheter vid positioneringsbehov
- Tryckavlastande dyna vid låg till medelhög risk för trycksår
- Max brukarvikt 250 kg



VICAIR®

ADJUSTER 12 02

- 12 cm hög
- Mittensektionen är delad på mitten -> varje sida kan korrigeras var för sig
- Bra justeringsmöjligheter vid mycket komplexa positioneringsbehov och optimal tryckavlastning
- Tryckavlastande dyna vid hög risk för trycksår eller som en del av behandling vid trycksår grad 1-4
- Max brukarvikt 250 kg



VICAIR®

JUNIOR VECTOR 02

- 6 cm hög
- Formad med sittgrop som ger mycket stabilt sittande
- Bra dyna då man vill sparka sig fram i rullstolen
- Tryckavlastande och positionerande dyna vid hög risk för trycksår eller som en del av behandling vid trycksår grad 1-4
- Max brukarvikt 100 kg



VICAIR®

VECTOR 02

- 10 cm hög
- Formad med sittgrop som ger mycket stabilt sittande
- Bra dyna då man vill sparka sig fram i rullstolen
- Tryckavlastande och positionerande dyna vid hög risk för trycksår eller som en del av behandling vid trycksår grad 1-4
- Max brukarvikt 250 kg



VICAIR®

CENTRE RELIEF 02

- 10 cm hög
- Används för att helt avlasta det rektala området samt bidra till komfort och stabilitet
- Godkänd att användas i fåtölj med armstöd.
Viktigt att göra en dokumenterad riskanalys innan
- Tryckavlastande och positionerande dyna vid hög risk för trycksår eller som en del av behandling vid trycksår grad 1-4.
- Max brukarvikt 250 kg



VICAIR®**MULTIFUNCTIONAL O2 BACK**

- Ryggdyna som används i rullstolar för att förbättra hållningen hos personer med asymmetriska kroppar, förebygga trycksår och tillhandahålla komfort och stabilt kroppsstöd.
- Tryckavlastande och positionerande ryggdyna vid hög risk för trycksår eller som en del av behandling vid trycksår grad 1-4.
- Back Connector finns som tillbehör ifall man har svårt att få ryggdynans kardborre att fästa på den ställbara ryggen.
- Max brukarvikt 150 kg

**VICAIR®****FLEX BACK**

- Ryggdyna som används i rullstolar för att förbättra hållningen hos personer med nedsatt bålstabilitet, förebygga trycksår och tillhandahålla komfort.
- Tryckavlastande och positionerande ryggdyna vid hög risk för trycksår eller som en del av behandling vid trycksår grad 1-4.
- Max brukarvikt 150 kg

**VICAIR®****LIBERTY BACK**

- Ryggdyna som är gjord för rullstolar med ställbar rygg.
- Bra för brukare som behöver stöd och tryckavlastning tex magra och smärtekänsliga brukare.
- Tryckavlastande ryggdyna vid låg till medelhög risk för trycksår
- Max brukarvikt 150 kg

**VICAIR®****HYGIENE**

- 8 cm hög
- Används på mobila/fristående dusch- och toalettstolar.
- Tryckavlastande dyna vid hög risk för trycksår eller som en del av behandling vid trycksår grad 1-4
- Max brukarvikt 250 kg



100 % MASKINTVÄTTBAR
Dynan är, med SmartCells inuti, helt maskintvättbar i 60°C Skontvätt

100% ANDAS
Dynans öppna struktur ger optimal temperatur- och fuktreglering

SOLID FORM
Ny design säkerställer att dynan behåller sin form och volym, vilket resulterar i förbättrat stöd och hudskydd

Kontakta Rasmus Wallgren
rwallgre@invacare.com
070-340 32 53
Läs mer om produkterna här

