



1671106 Rullstol Azalea Assist Minor 34 Kronoberg

Standardutförande:

Chassi Azalea Minor sb 34 Himmelsblå
Sitsplatta inkl karb och skruv sb34
Sithöjd 45 cm
Ryggstöd ställbar Azalea Minor
Ryggöverdrag polstrat 415x510 plysch
Körhandtagsbygel sb 34
Kolsats f rygg o sits kpl t Minor tät
Låsdetalj för rygg/tilt par
Benstödsinfästning
Benstöd vs m fäste f vadstöd vä 2020
Benstöd vs m fäste f vadstöd hö 2020
Vadstöd 145mm u fäste vä 2019
Vadstöd 145mm u fäste hö 2019
Fotplatta vs 172mm m rör f vs benstöd vä
Fotplatta vs 172mm m rör f vs benstöd hö
Hålbånd m pinne L 640mm f sb 34-49 st
Armstöd smal dyna vä
Armstöd smal dyna hö
Länkhjul 175x45 mass svart u axel
Drivhjul 16 tum mass svart vb m bromshand par
Transportfäste f Azalea fram
Tippskydd Azalea

Artikelnummer:

1513123

1543577
SP1564092
SP1650677
SP1605258
SP1654988
1508926-0509
SP60122669
SP60122670
SP1605831
SP1603256
SP1603263
SP1603259
SP1672696
SP1517368
SP1517367
SP1663538
SP1656801
SP1591222
SP1439933

Max brukarvikt 75 kg



BILD	BENÄMNING	KOD	SB	OBSERVERA	ARTNR
MODELL		0037			
	Azalea Minor Assist	0020		16" drivhjul SH 40 alt 45cm SD 38-45cm vårdarbroms	<input type="checkbox"/> 1671106
SITTHÖJD					
	40 cm	0110		Passar ej långa fotstödsrör, fotlåda, 200mm länkhjul, 24 tum drivhjul	<input type="checkbox"/>
SITTDYNA		0165			
	Sittdyna Flosshape 355x450 plysch svart	0191			<input type="checkbox"/> 1509920-TR35
	Sittdyna Flosshape 355x450 Pu tyg	0201			<input type="checkbox"/> 1509920-TR26
RYGGSTÖD					
	Ryggstöd fast Azalea Minor	0218		Passar ej ryggöverdrag polstrat	<input type="checkbox"/> 1510891
RYGGDYNA					
	Ryggdyna Laguna 322x450 plysch sb34	0250			<input type="checkbox"/> SP1508972-TR35
	Ryggdyna Laguna 322x450 PU tyg sb34				<input type="checkbox"/> SP1508972-TR26
	Ryggdyna Mistral 2 355x510 plysch sb39	0260			<input type="checkbox"/> SP1431668-TR35
	Ryggdyna Mistral 2 355x510 PU tyg sb39				<input type="checkbox"/> SP1431668-TR26
KÖRHANDTAG					
	Körbygel VS 34	0345			<input type="checkbox"/> SP1563968

BILD	BENÄMNING	KOD	SB	OBSERVERA	ARTNR
	BENSTÖDSÖVERDEL VÄNSTER				
	Benstöd vf 80gr hö/vä svart 2019	0390		Passar både hö/vä	<input type="checkbox"/> SP1574349-0646
	Benstöd vf 80gr hö/vä svart 2019	0440		Passar både hö/vä	<input type="checkbox"/> SP1574349-0646
	Benstöd amputation vä Benstöd amputation hö	0410 0460		Ej med enstödsinfästning m 10gr vink Ej med enstödsinfästning m 10gr vink	<input type="checkbox"/> 1442991 <input type="checkbox"/> 1442990
Kort rör = 24cm Långt rör = 36cm 	FOTPLATTA HEL VS & DJUPSTÄLLBARA				
	Fotplatta hel 31+10cm f 90gr benstöd korta rör	0475			<input type="checkbox"/> 1493268
	Fotplatta hel 31+10cm f 90gr benstöd långa rör	0476			<input type="checkbox"/> 1493358
		0477		Passar ej SH 40cm, benstödsöverdel 90gr Fotlådan har korta fotrör, 24cm Passar ej länkhjul 175mm	<input type="checkbox"/> SP1571749
kort rör = 26cm Långt rör = 36cm 	FOTPLATTA VS m KORT RÖR FÖR BENSTÖD VF 80GR	0490			
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benstöd långt rör vä	0490		Ej VS benstöd, förlängare fotplatta	<input type="checkbox"/> 1429163
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benstöd kort rör hö			Ej VS benstöd, förlängare fotplatta	<input type="checkbox"/> 1429164
	FOTPLATTA VS m LÅNGT RÖR FÖR BENSTÖD VF 80GR	0520			
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benstöd långt rör vä	0580		Ej VS benstöd, förlängare fotplatta, SH 40	<input type="checkbox"/> 1429175
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benstöd långt rör hö			Ej VS benstöd, förlängare fotplatta, SH 40	<input type="checkbox"/> 1429176
	ARMSTÖD				
	Armstöd extra smal vä	0602			<input type="checkbox"/> SP1652418
	Armstöd extra smal	0632			<input type="checkbox"/> SP1652419
	Armstöd bred dyna vä	0607		Passar ej 22" och 24" drivhjul	<input type="checkbox"/> 1427167
	Armstöd bred dyna hö	0637		Passar ej 22" och 24" drivhjul	<input type="checkbox"/> 1427168
	Armstöd Skålad vä	0606			<input type="checkbox"/> SP60126946
	Armstöd Skålad hö	0636			<input type="checkbox"/> SP60126947
	Armstöd/Sidostöd hö/vä	0610		Passar ej med bord	<input type="checkbox"/> SP1492547
	Armstöd/Sidostöd hö/vä	0640		Passar ej med bord	<input type="checkbox"/> SP1492547
	Armstöd smal dyna låg höjd vä	0611		Låg = - 6cm, passar enbart med bord swing away	<input type="checkbox"/> SP1563966
Armstöd smal dyna låg höjd hö	0641		Låg = - 6cm, passar enbart med bord swing away	<input type="checkbox"/> SP1563965	
Armstöd hemi kpl vä	0615		Passar ej med bord	<input type="checkbox"/> 1492901	
Armstöd hemi kpl hö	0645		Passar ej med bord	<input type="checkbox"/> 1492900	
	TILLBEHÖR ARMSTÖD				
	Dyna f sidoskydd m överdrag	0695		Passar ej armstöd / sidostöd, alltid för hö och vä	<input type="checkbox"/> SP1563943
	TILLBEHÖR SITS				
	Inkontinensöverdrag Svart SB34	0710		För Flosshape dynor	<input type="checkbox"/> 1510636
	Bendelare m fäste st	0720		Passar ej glidsits, centralplacerad fotplatta	<input type="checkbox"/> SP1663114
	Vinkelmätare sits	0725			<input type="checkbox"/> SP1561584
	NACKSTÖD/HUVUDSTÖD				
	Huvudstöd m sidostöd Pro	0730		Justerbart i sidled	<input type="checkbox"/> SP60122729
	Överdrag f huvudstöd m sidostöd	0740			<input type="checkbox"/> 1518516
	Huvudstöd m käkstöd Pro	0750		Justerbart i sidled	<input type="checkbox"/> SP1666582
	Nackstöd Pro	0770			<input type="checkbox"/> SP60122046
	Rattvredsats	0790		2 st handvred för nack/huvudstöd	<input type="checkbox"/> 1445693

	BÅLSTÖD FÖR FAST OCH STÅLLBAR RYGG inkl fäste Bålstöd multijusterbar dyna Bålstöd multi inkl fäste Flex2 Bålstöd multi inkl fäste Flex2	0800 0810		Passar både hö/vä	<input type="checkbox"/> SP1448692 <input type="checkbox"/> SP1448692
	Bålstöd förhöjt multijusterbar dyna Bålstöd förhöjt multi kpl inkl fäste vä Bålstöd förhöjt multi kpl inkl fäste hö	0820 0830			<input type="checkbox"/> SP1484447 <input type="checkbox"/> SP1484448
	Bålstöd std dyna Bålstöd std Minor inkl fäste hö/vä Bålstöd std Minor inkl fäste hö/vä	0840 0850		Passar både hö/vä	<input type="checkbox"/> SP1551850 <input type="checkbox"/> SP1551850
	Bålstöd Swing away Bålstöd swing away 2025 m fäste Minor vä Bålstöd swing away 2025 m fäste Minor hö	0880 0890			<input type="checkbox"/> SP1681980 <input type="checkbox"/> SP1681981
TILLBEHÖR RYGGSTÖD					
	Bålstödsfäste Azalea Max	0900		Om bålstöd beställs separat	<input type="checkbox"/> SP1653541
	Bålstöd bas m kardborre st	0905			<input type="checkbox"/> SP1602253
	Vinkelmätare rygg	0915			<input type="checkbox"/> SP1563954
	Ryggkilar, par	0920			<input type="checkbox"/> SP1513037
TILLBEHÖR BENSTÖD					
	Förlängare t fotp 172/197mm inkl skruv st (passar hö o vä)	0930 0940		Passar enbart fotplatta VS för VS benstöd 2019	<input type="checkbox"/> SP60128964
	Polstring fotplatta 172mm	0941		Passar enbart fotplatta VS för VS benstöd 2019	<input type="checkbox"/> SP1650355
	Polstring Fotplatta delad	0941		Ej för fotplatta från 2019 och vinkelfast fotplatta	<input type="checkbox"/> SP1533946
	Polstring L 25cm f hel fotplatta 31+10 sb39	0941			<input type="checkbox"/> SP1563959
	Vadmatta	0942			<input type="checkbox"/> SP1563951
	Vadband justerbart	0945		Passar ej VS benstödsöverdelar	<input type="checkbox"/> SP1433580
LÄNKHJUL					
	Länkhjul 140x40 mm mass svart u axel	0982		Länkhjulsgaffel f vald sh tillkommer	<input type="checkbox"/> SP1663537
	Länkhjul 150x30 massivt svart u axel	0992		Länkhjulsgaffel f vald sh tillkommer	<input type="checkbox"/> SP1659704
DRIVHJUL STANDARD 22 TUM					
		1055 1074			
	Drivhjul 22x1.3/8 tum massiv svart PU alu drivring Drivhjul 22x1.3/8 tum massiv svart PU plastad drivring Drivhjul 22x1.3/8 tum massiv svart PU rostfri drivring	1092		Passar ej SH 45, armstöd H/S bred dyna Passar ej SH 45, armstöd H/S bred dyna Passar ej SH 45, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109197 <input type="checkbox"/> SP60109198 <input type="checkbox"/> SP60109199
DRIVHJUL STANDARD 24 TUM					
		1062 1074			
	Drivhjul 24x1.3/8 tum massiv svart PU alu drivring Drivhjul 24x1.3/8 tum massiv svart PU plastad drivring Drivhjul 24x1.3/8 tum massiv svart PU rostfri drivring	1092		Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109185 <input type="checkbox"/> SP60109186 <input type="checkbox"/> SP60109187
DRIVHJUL VÅRDARBROMSADE 22 TUM					
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB massiv PU svart alu drivring Drivhjul 22x1.3/8 tum VB massiv PU svart plastad drivring Drivhjul 22x1.3/8 tum VB massiv PU svart rostfri drivring	1055 1092		Passar ej SH 45, armstöd H/S bred dyna Passar ej SH 45, armstöd H/S bred dyna Passar ej SH 45, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60108750 <input type="checkbox"/> SP60108751 <input type="checkbox"/> SP60108752
DRIVHJUL VÅRDARBROMSADE 24 TUM					
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB massiv PU svart alu drivring Drivhjul 24x1.3/8 tum VB massiv PU svart plastad drivring Drivhjul 24x1.3/8 tum VB massiv PU svart rostfri drivring	1062 1092		Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60108738 <input type="checkbox"/> SP60108739 <input type="checkbox"/> SP60108740
TILLBEHÖR DRIVHJUL					
	Ekerskydd 22 tum neutral Ekerskydd 24 tum neutral	1160 1160		Passar ej 16 tum hjul Passar ej 16 tum hjul	<input type="checkbox"/> 5102800 <input type="checkbox"/> 5102807
BROMSAR					
	Broms brukarman u fäste vä Broms brukarman u fäste hö	1170 1170		Bild 1 Bild 1	<input type="checkbox"/> SP1588568 <input type="checkbox"/> SP1588567
	Broms brukarmanöverrad 16 tum Assist par	1170		Bild 2	<input type="checkbox"/> 1444335
Bild 1 Bild 2	Bromssats vb kpl			Passar 22-24 tum VB hjul till Azalea familjen	<input type="checkbox"/> 1536757

BILD	BENÄMNING	KOD	SB	OBSERVERA	ARTNR
	TILLBEHÖR Midjebälte m plastspänne	1200			□ SP1672778
	Transportfäste f Azalea fram	1225			◆ SP1591222
	Bord kpl Small (Monteringssats bord medföljer)	1230		Passar ej armstöd H/S låg, armstöd/sidostöd, hemi armstöd	□ SP1567517
	Bord m dyna small kpl (Monteringssats bord medföljer)	1231		Passar ej armstöd H/S låg, armstöd/sidostöd, hemi armstöd	□ SP1580887
	Hemibord m armstöd kpl vä	1232		Kom ihåg att välja armstöd på motsatt sida.	□ SP1588322
	Hemibord m armstöd kpl hö	1233			□ SP1588321
	Bord swingaway Minor m sarg u fäste	1240		Passar ej låssats bord, armstöd/sidostöd	□ 1511916
	Monteringssats bord swingaway Minor			Tillkommer	□ 1509850
	Stoppning bord Small	1235			□ SP1570746
	Stoppning hemibord hö/vä	1235			□ SP1602247-TR26
	Låssats bord 2014	1250		Passar monteringsats bord SP1570745	□ SP1572460
	Monteringssats bord	1260		Väljs enbart då bord beställs separat, ej för swingaway	□ SP1570745
	Kryckkäppskällare Flex3	1280			□ SP1560811
	Rattvredssats Azalea	1290		Handvred för rygg, sits arm-benstöd 10st	□ 1484457
	Handvred f arm/benstöd smal dyna sats	1295		För Armstöd smal dyna	□ SP1605347
	Handvred f arm/benstöd bred dyna sats	1295		För Armstöd bred dyna	□ SP1605335
	Övre fäste för sele	1300		Nack / huvudstöd krävs för montering	□ SP1559963
	Fäste positioneringsbälte par	1310			□ SP1563952
	Droppstälning kpl	1320		Nack / huvudstöd krävs för montering	□ 1440897
	Tippskydd Azalea			Ingår alltid som std, par	◆ SP1439933