

Orderguide Spirea 24tum



Invacare® SPIREA⁴NG

Aluminium ram Slate Grey med kryssfällning.
Ställbar rygg i höjd, ryggvinkling, sits, armstöd benstöd, fotplatta.
Brukarvikt 135kg.

Instruktioner	
☐	Standard ej valbart
☐	Valbart

Kod						Kommentar			
RULLSTOL									
CKA0013	☐								
GRUNDMODELL									
CKA0026	☐								
FRAMDRIVNING									
CKA0111	☐								
SITS									
		Sittbredd	Sittdjup			Sittdjup			
			Sits 0290 ställbar i djup Artikelnummer			Sits 0295 stoppad, sittdyna behövs ej Artikelnummer			
CKA0120	☐	380mm	☐	400-450mm	1437580	☐	400mm	1428864	
						☐	500mm	1428870	
CKA0130	☐	405mm	☐	400-450mm	1437571	☐	400mm	1428865	
						☐	450mm	1428871	
CKA0140	☐	430mm	☐	400-450mm	1437582	☐	400mm	1428866	
			☐	450-500mm	1548717	☐	450mm	1428872	
CKA0150	☐	455mm	☐	400-450mm	1437583	☐	400mm	1428867	
			☐	450-500mm	1548718	☐	450mm	1428873	
CKA0160	☐	480mm	☐	400-450mm	1438384	☐	400mm	1428868	
			☐	450-500mm	1548719	☐	450mm	1428874	
CKA0162	☐	505mm	☐	400-450mm	1437585	☐	400mm	1428869	
			☐	450-500mm	1548720	☐	450mm	1428875	
SITTHÖJD									
CKA0210	☐	510mm							
CKA0230	☐	460mm							
RYGGSTÖD									
CKA0331	☐	Rygg vinkelställbar höjd 350-480mm							från -6° till +15°
CKA0332	☐	Rygg vinkelställbar höjd 420-550mm							från -6° till +15°
KÖRHANDTAG									
CKA0305	☐	Körhandtag bakom påliggande f VB							Alltid om man vill använda nackstöd
CKA0307	☐	Körhandtag bakom påliggande förhöjda 100mm f VB							Ej för nackstöd
RYGGKLÄDSEL									
CKA0360	☐	Ryggklädsel Fast Stoppad ej justerbar i form							
CKA0376	☐	Ryggöverdrag Jemima justerbar i form 7 band							
BENSTÖD									
HÖGER									
CKA0390	☐	Benstöd 80° vinkelfast hö							Svarta
CKA0400	☐	Benstöd vinkelställbart inkk vaddyna hö							Bara med vinkelställbara fotplattor
CKA0420	☐	Benstöd amputation hö							
CKA0425	☐	Benstöd 90° vinkelfast hö							Svarta
VÄNSTER									
CKA0440	☐	Benstöd 80° vinkelfast vä							Svarta
CKA0450	☐	Benstöd vinkelställbart inkl vaddyna vä							Bara med vinkelställbara fotplattor
CKA0470	☐	Benstöd amputation vä							
CKA0460	☐	Benstöd 90° vinkelfast vä							Svarta
FOTPLATTA									
HÖGER									
CKA0480	☐	Fotplatta vinkelfast ink hälband hö							Ej med benstöd 90°
CKA0490	☐	Fotplatta vinkelställbar inkl hälband hö							
CKA0491	☐	Fotplatta hel vinkelställbar							
VÄNSTER									
CKA0500	☐	Fotplatta vinkelfast ink hälband vä							Ej med benstöd 90°
CKA0510	☐	Fotplatta vinkelställbar inkl hälband vä							

ARMSTÖD		
HÖGER		
CKA0520	☐	Armstöd Rio kort dyna höjjusterbar hö
CKA0530	☐	Armstöd Rio lång dyna höjjusterbar hö
VÄNSTER		
CKA0580	☐	Armstöd Rio kort dyna höjjusterbar vä
CKA0590	☐	Armstöd Rio lång dyna höjjusterbar vä
SITTDYNA		
CKA0693	☐	Sittdyna MatrX Libra
SITTDJUP PÅ SITTDYNA		
CKA0701	☐	För sittdjup 400mm
CKA0702	☐	För sittdjup 450mm
CKA0703	☐	För sittdjup 500mm
TILLVAL		
CKA0716	☐	Huvudstöd Pro
CKA0721	☐	Bålstöd Bas par
CKA0760	☐	Vadband
CKA0772	☐	Handvred f benstöd
CKA0778	☐	Stoppning armstöd
FÄRG		
CKA0801	☐	SLATE GREY (RAL7024 FINE TEXTURE)
LÄNKHJUL		
CKA0870	☐	Länkhjul 200 X 45mm (8 X 2) svart massivt
LÄNKHJLSGAFFEL		
CKA0931	☐	Länkhjulinfästning justerbar Spirea4
DRIVHJUL		
STORLEK DRIVHJUL		
CKA0943	☐	16tum / 405 mm
DRIVHJUL MODELL		
CKA0963	☐	Drivhjul m vådarbroms
DÄCK		
CKA0972	☐	Däck 1.3/8" (35mm) massiva svarta
BALANSERING		
CKA1060	☐	Drivhjuls position Standard (2pos) 35mm framför ryggrör
CAMBER		
CKA1077	☐	0° Camber
BROMS		
CKA1130	☐	Vådarbroms
TILLVAL SÄKERHET		
CKA1175	☐	Transportfästen
CKA1190	☐	Midjebälte
CKA1200	☐	Tippskydd m tramprör REA
CKA1220	☐	Bromsspaksförlängare
TILLVAL ÖVRIGT		
CKA1240	☐	Kryckkäpphållare