



# INVACARE® TOP END®

## Sportrullstolar

Precis som namnet antyder handlar **Top End** om att ligga i topp så att våra idrottare och användare alltid slutar som vinnare. Oavsett om det gäller våra högprestationsstolar, styva stolar eller vardagsstolar, eller våra sportprodukter för racing, basket, tennis eller handcykling lägger vi ribban högt – faktiskt ända uppe på toppen.

Vi har tillverkat sport- och rekreationsprodukter sedan 1986. Till en början inriktade vi oss på racingstolar, sedan på stolar konstruerade för andra specifika sporter som basket, rugby och tennis. Sedan 1990 har vi också varit ledande när det gäller utvecklingen av handcyklar och erbjuder nu marknadens bredaste utbud av handcyklar. Vårt team av dedikerade idrottsmän och kunder hjälper oss att skapa de produkter människor vill ha.

Vi har ett vinnande sätt och vi har medaljer av guld, silver och brons som stöder detta påstående. Våra idrottares framgångar vittnar om hur långt du kan nå med **Top End**. Framgång genom lagarbete är vårt motto. Våra idrottare har ett direkt samarbete med oss för att kontinuerligt förbättra produkterna de använder och på så sätt hålla sig kvar på toppen i sina respektive idrotter. Även du blir en vinnare eftersom dessa förbättringar implementeras i hela vårt produktsortiment.

Vi har hållit fast vid vår filosofi att flytta fram gränserna inom rullstolidrott, och under de senaste 20 åren har **Top End** varit en av de största sponsorerna av handikappidrottare inom tennis, basket och racing. Alla våra stolar specialanpassas enligt dina önskemål i fråga om passform, funktion och prestanda. Vi tar gärna emot dina synpunkter – berätta för oss om dina behov så utvecklar vi en teknik som gör dig till vinnare!





Ade Adepitan - Storbritannien

## INNEHÅLL

<i>Invacare® Top End Force™ handcykelserie</i>	<b>4 - 5</b>
<i>Invacare® Top End Force™ RX</i>	<b>6 - 7</b>
<i>Invacare® Top End Force™ CC</i>	<b>8 - 9</b>
<i>Invacare® Top End Recreation handcykelserie</i>	<b>10 - 13</b>
<i>Invacare® Top End Eliminator OSR</i>	<b>14 - 15</b>
<i>Invacare® Top End Pro™ basket/tennis</i>	<b>16 - 17</b>
<i>Invacare® Top End Paul Schulte 7000 Series BB</i>	<b>18 - 19</b>
<i>Invacare® Top End T-5 7000 Series Tennis</i>	<b>20 - 21</b>
<i>Invacare® Top End Crossfire™ All Terrain</i>	<b>22 - 23</b>
<i>Invacare® Top End Terminator™ Titanium</i>	<b>24</b>
<i>Invacare® Top End tillbehör</i>	<b>25 - 26</b>
<i>Invacare® Top End ramfärger och symboler</i>	<b>27</b>

# INVACARE® TOP END® Force™ handcykelserie



Invacare Top End Force-2



Yes, you can.®



Om du vill tävla för att vinna finns det inget som överträffar Invacares handcykelserie **Top End Force**. De här cyklarna, utformade för komfort och hastighet, är aerodynamiska, stadiga, snygga och SNABBA! Är du redo att öka takten?

*Invacares Top End Force-2* är en fantastisk handcykel med ett fantastiskt pris! Cykeln levereras användningsklar, komplett med 27 växlar, högtrycksdäck och Shimano®-komponenter. Oavsett om du bara vill komma igång med handcykling eller är redo att öka takten i nästa tävling är det här den perfekta cykeln.

Utformningen av *Invacare Top End Force G* ger en justerbar, bål driven och upprätt position för personer med låg paraplegi, amputerade och tävlande som främst använder bål-, arm-, axel- och bröstmusklerna.

*Invacare Top End Force K* är en handcykel för knästående som finns i två skräddarsydda aerodynamiska versioner. *Invacare Top End Force K Kneeler* används av de mest kapabla idrottarna, medan *Invacare Top End Force K Double Amputee Kneeler* är specialanpassad för personer som dubbelamputerats ovanför knäleden. Den här handcykeln kan endast köras knästående och är inte justerbar. Kunden måste därför tillhandahålla mått och konstruktionsritningar.

## ALTERNATIV OCH FUNKTIONER




Justerbar ryggvinkling som gör att ryggstödet på **Top End Force-2** kan lutas till mellan 35 och 55 grader.



Handväxel och bromssystem på **Top End Force**-serien.



Stötdämpare.



*Invacare Top End Force G* har justerbar ryggvinkling (från 55 till 90 grader).



## TEKNISKA DATA



86"  
(ca 2184 mm)



Hjulbas:  
60" (ca 1524 mm)



Fram och bak:  
26"



Röd: 15"  
(ca 381 mm)  
Blå: 17"  
(ca 432 mm)



38 lbs  
(ca 17 kg)



Max. 250 lbs  
(ca 113 kg)

Dessa tekniska data gäller modellen **Top End Force-2**. Se beställningsformulär för alla tekniska specifikationer.

# INVACARE® TOP END® Force™ RX



Yes, you can.®

# INVACARE® TOP END® Force™ RX




Joel Jeannot - Frankrike

Invacare **Top End Force RX** med justerbar kolfiberrygg eller integrerad svetsad rygg är den senaste tävlingshandcykeln i **Invacares Top End Force**-serie. Det som utmärker den här cykeln är dess låga vikt och aerodynamiska egenskaper.

**Top End Force RX** i justerbart utförandet har en specialanpassad tillbakalutad ram med en extremt lätt, ställbar kolfiberrygg. Den värmebehandlade ramen av aluminium 7005 har följsamma sidoskenor i ett stycke. Ramen har dessutom flera andra förbättringar som ger en mer bekväm tillbakalutad position.

Med **Top End Force RX**, som har en extremt lätt och mycket stadig svetsad rygg, kan du fortfarande välja gaffeltyp och komponenter. En helt skräddarsydd tävlingscykel!

## ALTERNATIV OCH FUNKTIONER



Justerbar kolfiberrygg med justerbart nackstöd fäst med skruvar.



Välj mellan 3 olika vevarmar: fast längd med vertikal justering (standard), fast höjd eller både diagonal och vertikal justering.



SRAM® X9 30-växlad drivlina, Trigger Shifter och broms monterad på höger hand handpedal är standard.



Med den nydesignade, extremt starka svängda monocoque-framtriangeln kommer du närmare framhjulet.



Heinz Frei - Schweiz

## TEKNISKA DATA



Hjulbas:  
60" - 62"  
(ca 1524 - 1575 mm)



Fram och bak:  
26" eller 700C



13" - 16"  
(ca 330 - 406 mm)



25 lbs  
(ca 11.5 kg)



Max. 250 lbs  
(ca 113 kg)

Se beställningsformulär för alla tekniska specifikationer.

# INVACARE® TOP END®

## Force™ CC



Yes, you can.®



# INVACARE® TOP END® Force™ CC



*Invacare Top End Force CC* är en handcykel för terrängkörning. Den är lätt men samtidigt stadig och har extremt låga växlar, stadiga 559–26" hjul med mountainbike-däck och en mycket känslig skivbroms fram.

Designen, som är en korsning mellan våra populära handcyklar *Top End Force RX* och *Top End Force G*, har större markfrigång och ett mycket justerbart ryggstöd som gör det enkelt att ta sig uppför backar, över stenar och genom oländig terräng.

Öka takten – i alla typer av terräng!


## ALTERNATIV OCH FUNKTIONER




Skivbroms fram som standard.



Dubbla skivbromsar bak som tillval.



Bromshandtag för extra skivbromsar.



Svetsat fotstödsfäste.



## TEKNISKA DATA



15" eller 17"  
(ca 381 or 432 mm)



Hjulbas:  
60"  
(ca 1524 mm)



Fram och bak:  
26"



Max. 250 lbs  
(ca 113 kg)

Se beställningsformulär för alla tekniska specifikationer.

# INVACARE® TOP END® Recreation Handcycles



Invacare *Top End XLT*



Yes, you can.®

# INVACARE® TOP END® XLT / XLT PRO / XLT Jr.



Invacares **Top End XLT**-handcyklar är de perfekta rekreationsmodellerna. Även barnens behov tillgodoses med juniorversionen.

Med sin bekväma tillbakalutade konstruktion och 27 externa växlar som gör att du kan anpassa cykeln även efter de allra minsta förändringarna på vägen (t.ex. varierande vindförhållanden, uppförsbackar och nedförsbackar) är **Invacares Top End XLT Pro** den perfekta handcykeln för touring och långdistans.


Modellerna **Top End XLT** och **XLT Jr.** är konstruerade för dem som älskar rekreationscyklning. **Top End XLT** har ett underhållsfritt 7-växlat nav och "veva bakåt"-broms vilket gör att den kan användas i så gott som alla förhållanden, oavsett om du bara cyklar runt i stan eller tar en tur ut på landet.

Med det lätthanterliga och kabelfria manuella Derailleur-systemet slipper du gissa på vilket drev kedjan löper. Handcykeln **Invacare Top End XLT Pro** är ett enkelt transportmedel med många växlar som du kan ha mycket kul med!

## ALTERNATIV OCH FUNKTIONER



Med handväxeln/bromsen från Rapid Fire växlar och bromsar du jämnt och exakt med en enkel handrörelse.



Det manuella, högt placerade Derailleur-systemet är enkelt att använda och du ser tydligt på vilket drev kedjan löper.



Quad-växelreglage.



Handcykeln **Invacare Top End XLT Jr.** är avsedd för barn och små vuxna. Med 20" cruiserhjul.



Invacare Top End XLT Pro

## TEKNISKA DATA



14" – 19"  
(356 – 483 mm)



72" (ca 1829 mm)  
64" (ca 1626 mm) för  
XLT Jr.



Fram och bak:  
26" högprestandadäck  
20" högprestandadäck för  
XLT Jr.



30 - 35 lbs  
(ca 13.5 - 16 kg)



Max. 250 lbs  
(ca 113 kg)

Beroende på modell.  
Se beställningsformulär för alla tekniska  
specifikationer.



# INVACARE® TOP END® Recreation Handcycles



*Invacare Top End Excelerator*



**Yes, you can.®**



Säkerhet, komfort och prestanda är de utmärkande egenskaperna för alla våra handcyklar.

Ett bra sätt att motionera, crossträna eller bara ha kul – *Invacare Top End Excelerator* hjälper träningsentusiaster att "briljera" i allt de gör. Den här extremt lättmanövrerade trehjuliga handcykeln med upprätt rygg, som kan fås med längre eller större ram, är ett utmärkt val!

Tack vare det följsamma sjuväxlade Shimano®-navet med "veva bakåt"-trumbroms klarar du såväl backar som jämn terräng utan problem. Den ovala kolstålramen med skjutbar sits underlättar dessutom förflyttningen till och från cykeln.


## ALTERNATIV OCH FUNKTIONER



V-format vevparti anpassat för användare som behöver en större ram.



Lätthanterliga Mountain Drive-växlar (7 extra låga växlar för kuperad terräng) som tillval.



Parkeringsbroms som stabiliserar handcykeln vid transport.



Vattenflaska och flaskhållare.



Invacare *Top End Lil' Excelerator*

## TEKNISKA DATA



Röd: 16" och 20"  
(406 och 508 mm)  
Blå: 14" och 18" (356  
och 457 mm)



65" (ca 1651 mm)  
56" (ca 1422 mm) för  
Lil'Excelerator



Fram och bak:  
20" cruiserhjul



45 - 50 lbs  
(ca 20 - 23 kg)



Max. 250 lbs  
(ca 113 kg)

Beroende på modell.  
Se beställningsformulär för alla tekniska  
specifikationer.



# INVACARE® TOP END® Eliminator OSR



Yes, you can.®



Racingstolen *Invacare Top End Eliminator OSR* är byggd för hastighet. Den superstyva ovala horisontella huvudramen, i kombination med en mindre vinklad styrstam, ger exceptionell stabilitet och aerodynamik vilket gör denna modell till tävlingselitens förstahandsval. Om du har siktet inställt på vinst kommer *Top End Eliminator OSR* att hjälpa att komma först över mållinjen!

För att varje idrottare ska kunna utnyttja hela sin potential specialanpassas *Top End Eliminator OSR* efter förmåga, optimal position och maxhastighet. Standardpositionen rekommenderas för idrottare som har begränsad balans och behöver en mer urskålad eller åtsittande ställning. Användaren kan antingen sitta i traditionell position med fötterna på en fotplatta eller stå på knä vilket gör denna modell till det perfekta valet för nybörjare. Knästående ställning lämpar sig bäst för erfarna idrottare med bra balans som bara använder stolen knästående eller behöver en sits för amputerade.

Välj mellan fyra olika stommar som optimerar i- och urstigningen för varje enskild idrottare samtidigt som ramens styvhet bibehålls. Till OSR-racingstolen av standardtyp finns en I-stomme, en V-stomme och en öppen V-stomme. Den öppna V-stommen är den mest populära eftersom den ger mer benutrymme och enklare i- och urstigning. U-stommen finns endast för knämodellen och måste anpassas exakt efter användarens mått.

## ALTERNATIV OCH FUNKTIONER



*Top End Eliminator OSR* har en mindre vinklad styrstam som ger utmärkt stabilitet.



Extrem gaffelvinkel som standard. Corima länkhjul av kolfiber som tillval.



Det avancerade kompensatorsystemet säkerställer maximal hastighet på vägen och i varje kurva.



Öppen V-stomme med utskärningar i camberaxeln för mer benutrymme.



## TEKNISKA DATA



64" - 76"  
(ca 1626 - 1930 mm)



Max. 250 lbs  
(ca 113 kg)

Se beställningsformulär för alla tekniska specifikationer.

# INVACARE® TOP END® Pro™ basket/tennis



Yes, you can.®





*Invacare Top End Pro* är utformad för blivande idrottare på jakt efter en stol som är både hållbar och enkel att justera. **Top End Pro** lämpar sig lika bra för basket som för tennis och finns i två versioner – med kort eller lång ram – och passar därför många olika kroppstyper. Allt du behöver göra är att mäta sätesbredd och sätesdjup och välja hjulstorlek och färg. Sedan är det bara att spela, tävla och ha kul!

*Invacare Top End Pro* har en helsvetsad aluminiumram med fast camber vilket gör stolen lika stadig och hållbar som våra elitstolar för tennis och basket. Stolen har sporthjul med hög prestanda, vulstdäck med högt tryck, snabbkopplingsaxlar och ett vridbart tippskydd med fast höjd med ett 58 mm femte hjul.

Det som skiljer den här stolen från alla andra tennis- och basketstolar är den enkelhet med vilken stolen kan justeras. Tack vare vår exklusiva "snabbkoppling" för justering av den bakre sitthöjden kan stolens sitthöjd snabbt och enkelt ändras mellan matcherna. Den justerbara fotplattan gör att fötterna kan placeras i perfekt position, oavsett om du vill dra dem bakåt eller placera dem längre fram. En annan fördel med konstruktionen är tåstoppet och remmen som håller fast fötterna.

## ALTERNATIV OCH FUNKTIONER



Justerbar främre sitthöjd och tyngdpunkt.



Snabbreglage för enkel justering av den bakre sitthöjden.



Justerbar bakre sitthöjd.



Klickspännena finns i 3 olika storlekar (S, M och L).



## TEKNISKA DATA



10" - 20"  
(ca 254 - 508 mm)



12" - 18"  
(ca 305 - 457 mm)



Fram: 17" - 21"  
(ca 432 - 457 mm)  
Bak: 13" - 21"  
(ca 330 - 533 mm)



9" - 18"  
(ca 229 - 457 mm)



Max. 250 lbs  
(ca 113 kg)

Se beställningsformulär för alla tekniska specifikationer.



# INVACARE® TOP END® Paul Schulte 7000 Series Basket-Ball



Yes, you can.®



Paul Schulte (USA)

Invacares aluminiumrullstol **Top End Paul Schulte 7000 Series BB** är snabbare, lättare, stadigare och bättre än någonsin. Ett lättare material och en förbättrad utformning av styrstam och axelfästen minskar totalvikten och förbättrar prestandan. Vem vill inte ha det?

### Startupställningen

Invacares rullstol **Top End Paul Schulte 7000 Series BB** är avsedd för elitspelare och ger skräddarsydd prestanda i en perfekt svetsad konstruktion. Med den här stolen kan idrottare nå stora framgångar.

### Ny design

Rullstolen **Invacare Paul Schulte 7000 Series BB** är tillverkad av aluminium 7000 och byggs enligt dina önskemål (fast rygg, sitthöjd, axelläge, tippskydd, stötfångare). Du kan till och med välja svängradie! Den är ergonomisk och har inga onödiga skruvar och muttrar som kan lossna och ingen extra vikt som du måste släpa på.

Allt har utformats för att du ska ha bästa möjliga förutsättningar att vinna. Om du behöver en perfekt rullstol som du kan lita på är det här stolen för dig!

## ALTERNATIV OCH FUNKTIONER



Dubbla vridbara tippskydd eller femte hjul. Justerbar höjd.



Svetsade fasta sidoskydd som smiter åt runt kroppen och gör att du känner dig som "ett med stolen".



Fasta vridbara tippskydd med justerbar höjd. 58 mm. Ger de snabbaste vändningarna någonsin.



Basketbollhållare som tillval.



LUZIR

## TEKNISKA DATA



12" - 21"  
(ca 305 - 533 mm)



12" - 19"  
(ca 305 - 483 mm)



Fram: 14.5" - 20 7/8"  
(ca 368 - 530 mm)  
Bak: 14.5" - 20 7/8"  
(ca 368 - 530 mm)



Fast: 8" - 15.5"  
(ca 203 - 398 mm)  
Justerbar: 9" - 18"  
(ca 229 - 457 mm)



Max. 350 lbs  
(ca 159 kg)

Se beställningsformulär för alla tekniska specifikationer.



# INVACARE® TOP END® T-5 7000 Series Tennis



Yes, you can.®

# INVACARE® TOP END® T-5 7000 Series Tennis



Michael Jeremias - Frankrike

*Invacare Top End T-5 7000 Series Tennis* är tennisälskarnas förstahandsval. Välj den tennisstol som passar dig. Med *Top End T-5 7000 Series Tennis*, som har svetsad ram i aluminium 7000, ligger bollen hos dig!

## Nytt material


Med en vikt jämförbar med titanstolar är *Invacares Top End T-5 7000 Series Tennis* i aluminium 7000 starkare, lättare och styvare än någonsin. Den starka aluminium 7000-legeringen har förbättrats ytterligare med hjälp av *Invacare Top Ends* sofistikerade värmebehandlings- och pulverlackeringstekniker.

## Game, set, match

Professionella spelare vet att fotplaceringen är extremt viktig i rullstolstennis. Tack vare de många olika fotstöden kan *Top End T-5 7000 Series Tennis* hjälpa spelare på hög nivå att röra sig med minsta möjliga ansträngning. Om du vill förbättra ditt resultat ytterligare kan du utrusta stolen med sidoskydd, klickspännen och tåclips.

För professionella spelare som inte vill kompromissa!

## ALTERNATIV OCH FUNKTIONER




Fasta vridbara tippskydd med justerbar höjd.



Smidiga, böjda ramdelar ger ett snyggt utseende samt ökad styvhet och hållbarhet.



Justerbar främre ramvinkel, fotbredd, axelposition och hjulbas.



Justerbar tyngdpunkt.



Robin Ammerlaan - Nederländerna

## TEKNISKA DATA



12" - 21"  
(ca 305 - 533 mm)



12" - 19"  
(ca 305 - 483 mm)



Fram: 14.5" - 21"  
(ca 368 - 533 mm)  
Bak: 14.5" - 21"  
(ca 368 - 533 mm)



Fast: 8" - 15.5"  
(ca 203 - 398 mm)  
Justerbar: 9" - 18"  
(ca 229 - 457 mm)



Max. 250 lbs  
(ca 113 kg)

Se beställningsformulär för alla tekniska specifikationer.



# INVACARE® TOP END® Crossfire™ All Terrain



Yes, you can.®

# INVACARE® TOP END® Crossfire™ All Terrain



Invacare **Top End Crossfire All Terrain** är rullstolarnas monstertruck med en design som lämnar djupa spår.

## Frigör kropp och själ!

Tycker du om att vandra, fiska, campa, jaga, paddla kajak, pyssla i trädgården eller ligga på stranden? Allt detta och mycket mer kan du göra med **Invacare Top End Crossfire All Terrain**. Den extrema markfrigången och mycket goda front- och sidostabiliteten gör att du kan övervinna till och med den tuffaste terräng.

## Utomhusaktiviteter och frihet

Invacares **Top End Crossfire All Terrain** är konstruerad av lättviktsaluminium och har kraftiga, extra stora hjul och länkhjul som ger extrem dragkraft. Den här terrängstolen tar dig verkligen dit du vill.

## ALTERNATIV OCH FUNKTIONER




Förstärkt front som ger bättre front- och sidostabilitet.



Broms som tillval.



Förhöjd fotplatta (tillval).



24" eller 25" x 2,75" grovmönstrade däck.



## TEKNISKA DATA



14" - 20"  
(ca 356 - 508 mm)



14" - 20"  
(ca 356 - 508 mm)



Fram: 19" - 21"  
(ca 483 - 533 mm)  
Bak: 15" - 20"  
(ca 381 - 508 mm)



9" - 20"  
(ca 229 - 508 mm)



Max. 250 lbs  
(ca 113 kg)

Se beställningsformulär för alla tekniska specifikationer.

# INVACARE® TOP END® Terminator™ Titanium



Invacare **Top End Terminator Titanium** specialanpassas enligt dina önskemål och finns med flera olika sitthöjder, hjul, armstilar och fotstöd. Om du letar efter prisvärdighet och prestanda finns det inget som slår **Top End Terminator Titanium**.

Den här specialbyggda rullstolen med helram passar perfekt för mycket aktiva personer och erbjuder det senaste i fråga om både teknik och komfort. Om du är på jakt efter en slitstark stol behöver du varken offra det ena eller det andra – **Invacares Top End Terminator Titanium** kombinerar snygg design med de starkaste och lättaste materialen vilket resulterar i en förstklassig stol som passar dina kroppsmått perfekt och fungerar utmärkt i vardagen.

## ALTERNATIV OCH FUNKTIONER



Främre ramskydd.



Kryckhållare som tillval.



Bakfjädring som tillval.



Spinergy-hjul: lätta, styva och stadiga. Finns med många olika ekerfärger.



## TEKNISKA DATA



12" - 18"  
(ca 305 - 457 mm)



14" - 18"  
(ca 356 - 457 mm)



Fram: 17" - 21"  
(ca 432 - 533 mm)  
Bak: 14.5" - 21"  
(ca 368 - 533 mm)



Justerbar: 9" - 20"  
(ca 229 - 508 mm)  
Fast: 8" - 16"  
(ca 203 - 406 mm)




Max. 400 lbs  
(ca 180 kg)

Se beställningsformulär för alla tekniska specifikationer.







# INVACARE® TOP END® tillbehör




Kedjeskydd i kolfiber till **Top End Force™ RX**.



Justerbart nackstöd med skruvfäste, standard på **Top End Force RX**.



Justerarm för kolfiberrygg till **Top End Force RX**.



Shimano® Deore Rapid Fire bromsreglage, standard på **Top End Force CC**.




Minimalistiska och aerodynamiska gaffeländar med låg vikt till **Top End Force RX**.



Andra broms monterad på Derailleur-stolpe finns som tillval till **Top End Force RX**.



SRAM RED växreglage med dubbeltryck till **Top End Force RX**.




Fotstöd och stötdämpare i ett stycke.



Fotstöd, bredd ca 95 mm eller 120 mm, till **Top End Force**-serien.



SRAM® Trigger Shifter.



Handpedaler med power plates.



Shimano® 7-växreglage av vridtyp.



Benstöd för amputerade (vadderat) till **Top End Force™ G**.



Spegel till **Top End Force**-serien.



Bakre säkerhetsljus till **Top End Force**-serien.



Vattenflaska och flaskhållare till **Top End Force**-serien.




24" Spinerge LX-hjul med 12 ekrar. Finns i gult, svart, vitt, rött och blått.



26" **Top End** / Spinerge® kolfiberfälg till **Force**-serien.



Kenda®-däck i rött och gult.



Säkerhetsflagga till **Top End** handcyklar.



Verktygssats som kan fästas på **Top End** handcyklar.



Verktygssatsens innehåll.



Invacare **Top End** hjulväska.



Transportväska till Invacare **Top End** handcyklar.



Fast fotstöd till **Top End Eliminator** med standardsits.



Trackstopp (trekant) i aluminium av standardtyp till **Top End Eliminator**.




U-stomme med knästöd till **Top End Eliminator**.




Invacare **Top End** tröja.


## RAMFÄRGER




Midnight Blue




Electric Blue <sup>1</sup>




Grasshopper Green



Tangerine Red



Electric Red <sup>1</sup>




Orange



Safety Yellow




Grape Madness



Wet Black




White Snow



Silver Metallic



Bubblegum Pink



Stealth Black

<sup>1/</sup> Raspberry Red och Royal Blue ersätter Electric Red och Electric Blue på *Invacare Paul Schulte Signature Basket-Ball, Force* handcykelserie och *Eliminator OSR* tävlingsstolar.

## SYMBOLER



Sittbredd



Sittbredd på handcykel



Sittdjup



Hjulbas



Total längd



Rygghöjd



Hjulstorlek



Användarvikt



Sitthöjd



Handcykelns vikt

Alla uppgifter anses vara riktiga vid tidpunkten för tryckning. Invacare förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra produktspecifikationerna.

All reproduktion eller användning av detta material eller väsentliga delar av det, i alla former, elektroniskt, mekaniskt eller på annat sätt, inklusive fotokopiering, skanning och upptagning, och i alla informationssystem, inklusive elektronisk överföring, är förbjuden om det inte på förhand skriftligen godkänts av Invacare International SärI.

TECHNOLOGY THAT WINS

**Invacare AB**

Box 66 - 163 91 Spånga - Sverige - Kundservice: 08-761 70 90 - Fax 08-761 81 08  
sweden@invacare.com - www.invacare.se

© 2013 Invacare International Sàrl. Alla rättigheter är reserverade för Invacare.

All information i denna broschyr stämmer vid tryckningstillfället.  
Invacare förbehåller sig rätten att ändra produktinformation utan föregående meddelande.  
TopEnd 2013 - SE - 01/2013



Yes, you can.®