

alber Rullstolsmodell	viamobil V25							Bolt receiver bars	Notera: Bra att veta
	Monteringsbracket	Fäste körhandtag	Monteringsdetalj till V25 Lägre/främre bulthållare	Monteringsprofil Lägre/främre V25	Monteringsdetalj till V25 Övre/bakre bulthållare	Monteringsprofil Övre/bakre V25	Bakre bulthållare modifierad istället för 1521196		
Denna lista används när man beställer monteringsatts utan Viamobil V25									
Vid beställning av Viamobil V25 och monteringsatts se separat dokument									
Rea Assist	1490760	1457350	1521193	1521195	1521194		1521197	Begränsning i sinställning när man har extra körhandtag monterat. Om stolen har körbåge måste klämma användas till körhandtag, anv. 1489921. Original tipskydd måste ersättas av 1521032	
Invacare Azalea	1565768	1457350	1521193	1521195	1521194			Om stolen har körbåge måste klämma användas till körhandtag, anv. 1489921. Original tipskydd måste ersättas av 1521032. Montering möjlig från SH 45cm. Om extra körhandtag efterfrågas behöver man Monteringsbracket 1490760 samt 1521197	
Rea Focus	1521215	1457350	1521193	1521195	1521194	1521196		Monteringsbracket avser montering på Focus tillverkad efter Maj 2011	
Rea Spirea II 16"	1467295	1457350	1521193	1521195	1521194	1521196		Om drivhjulets position är bakom ramröret, beställ monteringsbracket 1467296	
Étac Cross	1465463	1457350	1521193	1521195	1521194	1521196			
Étac Transit	1465588	1457350	1521193	1521195	1521194	1521196			
Étac Twin	1465509	1457350	1521193	1521195	1521194	1521196			
Sunrise Medical Breezy 305	1490485	1457350	1521193	1521195	1521194		1521197		
Handicare Legend	1457537	1457350	1521193	1521195	1521194	1521196		Original tipskydd måste ersättas av 1521032	
Handicare Emineo Basic	1457534	1457350	1521193	1521195	1521194	1521196		Om stolen har körbåge måste klämma användas till körhandtag, anv. 1489924. Original tipskydd måste ersättas av 1521032	
Handicare Emineo One Tool	1467046	1457350	1521193	1521195	1521194	1521196		Om stolen har körbåge måste klämma användas till körhandtag, anv. 1489924. Original tipskydd måste ersättas av 1521032	
HD Balance	1564900	1457350	1521193	1521195	1521194	1521196		Om stolen har körbåge beställ även klämma till körhandtag 1489921	
HD 500 24"	1521269	1457350	1521193	1521195	1521194	1521196		Om stolen har körbåge måste klämma användas till körhandtag, anv. 1489921.	
HD 600 12 1/2"	1521264	1457350	1521193	1521195	1521194	1521196		Om stolen har körbåge måste klämma användas till körhandtag, anv. 1489921.	

Invacare kan erbjuda monteringsatts till fler stolar samt stolsmodeller, än ovan listade stolar

Vid frågor ring kundservice på telefon: 08-761 70 90, eller din distriktsrepresentant.

Övre/Bakre bultpar		Lägre/främre bultpar	
Längd i mm	Artikelnummer	Längd i mm	Artikelnummer
90	1521218	222	1521225
115	1521219	112	1521226
140	1521220	162	1521227
165	1521221		
190	1521222		
215	1521223		
235	1521224		