



Rea Azalea Base/Rea Azalea Assist Base

Brukare

Kontaktperson

Telefon

Ordernummer

Max brukarvikt 135 kg

BILD	BENÄMNING	KOD	SB	OBSERVERA	ARTNR
	MODELL				
	Azalea Base	0030 0040		22" alt 24" drivhjul SH 40 alt 45cm SD 43-50cm. SB 34 endast SD 38-45	☐
	Azalea Base Assist	0020		16" drivhjul SH 40 alt 45cm SD 43-50cm. SB 34 endast SD 38-45, vårdarbroms	☐

	SITTBREDD/FÄRG				
	Chassi Azalea Base sb 34 pärlgrå	0050	34		☐ 1542439-0515
	Chassi Azalea Base sb 39 pärlgrå	0060	39		☐ 1542440-0515
	Chassi Azalea Base sb 44 pärlgrå	0070	44		☐ 1542441-0515
	Chassi Azalea Base sb 49 pärlgrå	0080	49		☐ 1542442-0515
	Chassi Azalea Base sb 34 himmelsblå	0050	34		☐ 1542439-0522
	Chassi Azalea Base sb 39 himmelsblå	0060	39		☐ 1542440-0522
	Chassi Azalea Base sb 44 himmelsblå	0070	44		☐ 1542441-0522
	Chassi Azalea Base sb 49 himmelsblå	0080	49		☐ 1542443-0522
	Chassi Azalea Base sb 34 sand	0050	34		☐ 1542439-0523
	Chassi Azalea Base sb 39 sand	0060	39		☐ 1542440-0523
	Chassi Azalea Base sb 44 sand	0070	44		☐ 1542441-0523
	Chassi Azalea Base sb 49 sand	0080	49		☐ 1542443-0523
	Chassi Azalea Base sb 34 electric green	0050	34		☐ 1542439-0524
	Chassi Azalea Base sb 39 electric green	0060	39		☐ 1542440-0524
	Chassi Azalea Base sb 44 electric green	0070	44		☐ 1542441-0524
	Chassi Azalea Base sb 49 electric green	0080	49		☐ 1542443-0524
	Chassi Azalea Base sb 34 happy red	0050	34		☐ 1542439-3000
	Chassi Azalea Base sb 39 happy red	0060	39		☐ 1542440-3000
	Chassi Azalea Base sb 44 happy red	0070	44		☐ 1542441-3000
	Chassi Azalea Base sb 49 happy red	0080	49		☐ 1542443-3000

	SITTHÖJD				
	40 cm	0130		Passar ej centralplacerad fotplatta, långa fotstödsrör, fotlåda, 200mm länkhjul, 24 tum drivhjul	☐
	45 cm	0140		Passar ej 22" drivhjul	☐
	SITSVINKEL				
	Alternativ sitsvinkel +1 - +25grader	0145		(std -1 - +23grader)	☐


	SITS				
	Sitsplatta Base 34 kpl	0150	34		☐ 1539677
	Sitsplatta Base 39 kpl		39		☐ 1539679
	Sitsplatta Base 44 kpl		44		☐ 1539681
	Sitsplatta Base 49 kpl		49		☐ 1539683
	Sitsplatta med kil Base 34 kpl	0155	34	+/-5grader vinkel	☐ 1522434
	Sitsplatta med kil Base 39 kpl		39	+/-5grader vinkel	☐ 1522435
	Sitsplatta med kil Base 44 kpl		44	+/-5grader vinkel	☐ 1522436
	Sitsplatta med kil Base 49 kpl		49	+/-5grader vinkel	☐ 1522437
	Fäste sittskal kpl med fästelement	0157		Alla sitsbredder	☐ 1508908
	Utan sittplatta eller fäste sittskal	0170			☐



BILD	BENÄMNING	SB		OBSERVERA	ARTNR	
	SITTDYNA					
	Sittdyna Flosshape, plysch	0159				
	Sittdyna Flosshape 355x450 plysch	0162	34		☐	1509920-TR35
	Sittdyna Flosshape 405x535 plysch		39		☐	1508055-TR35
	Sittdyna Flosshape 455x535 plysch		44		☐	1508057-TR35
	Sittdyna Flosshape 505x535 plysch		49		☐	1508059-TR35
	Sittdyna Flosshape PU tyg					
	Sittdyna Flosshape 355x450 PU tyg	0163	34		☐	1509920-TR26
	Sittdyna Flosshape 405x535 PU tyg		39		☐	1508055-TR26
	Sittdyna Flosshape 455x535 PU tyg		44		☐	1508057-TR26
	Sittdyna Flosshape 505x535 PU tyg		49		☐	1508059-TR26
	JUSTERING RYGG/SITSENHET					
	Kolvsats f rygg inkl vajer t Base tät	0160			☐	SP1605271
	Vantskruv kpl	0161		Istället för Kolvsats f rygg inkl vajer t Base tät	☐	SP1512895
	Kolvsats f sits inkl vajer t Base tät			Standard ej valbar	◆	SP1605272
	Låsdetalj f rygg/tilt par	0932		Std	◆	SP1654988
	RYGGSYSTEM					
	MatrX Elite E2 djup 31cm hög inkl fäste			Ryggbredd efter storlek på chassi	☐	
	MatrX Elite E2 djup 41cm hög inkl fäste			Ryggbredd efter storlek på chassi	☐	
	MatrX Elite E2 djup 51cm hög inkl fäste			Ryggbredd efter storlek på chassi	☐	
	MatrX Elite E2 51cm hög, inkl fäste			Ryggbredd efter storlek på chassi	☐	
	Utan MatrX ryggsystem	0167			☐	
	KÖRHANDTAG	0174				
	Körhandtagsbygel m fäste f nackstöd sb 34		34		☐	1512900
	Körhandtagsbygel m fäste f nackstöd sb 39		39		☐	1435750
	Körhandtagsbygel m fäste f nackstöd sb 44		44		☐	1435751
	Körhandtagsbygel m fäste f nackstöd sb 49		49		☐	1435752
	BENSTÖDSALTERNATIV					
	Centralplacerad fotplatta	0180		Passar ej sb 34, bendelare, SH 40cm	☐	1484821
	Benstödsinfästning sb 34cm	0185		Std.	☐	1508926-0509
	Benstödsinfästning sb 39cm			Std.	☐	1449888-0509
	Benstödsinfästning sb 44cm			Std.	☐	1449889-0509
	Benstödsinfästning sb 49cm			Std.	☐	1449890-0509
	Benstödsinfästning hög +5cm sb 39cm	0186		5cm högre benstödsinfästninginfästning	☐	SP1574112
	Benstödsinfästning hög +5cm sb 44cm			5cm högre benstödsinfästninginfästning	☐	SP1574113
	Benstödsinfästning hög +5cm sb 49cm			5cm högre benstödsinfästninginfästning	☐	SP1574114
	Benstödsinfästning m 10gr vink f sb 39cm	0188		För 90° knävinkel, ej länkhjul större än 150mm	☐	SP1656850
	Benstödsinfästning m 10gr vink f sb 44cm			För 90° knävinkel, ej länkhjul större än 150mm	☐	SP1656851
	Benstödsinfästning m 10gr vink f sb 49cm			För 90° knävinkel, ej länkhjul större än 150mm	☐	SP1656852

BILD	BENÄMNING	SB		OBSERVERA	ARTNR	
 	BENSTÖDSÖVERDEL					
	Vinkelställbar (VS) inkl knäpolstring					
	Benstöd vs m fäste f vadstöd hö 2020	0240		Passar ej vadband	☐	SP60122670
	Benstöd vs m fäste f vadstöd vä 2020	0190			☐	SP60122669
	VADSTÖD					
	Vadstöd 145mm u fäste vä 2019	0190	34/39	Passar ej VF benstödsöverdelar	☐	SP1605831
	Vadstöd 145mm u fäste hö 2019	0240	34/39		☐	SP1603256
	Vadstöd 170mm u fäste vä 2019	0190	44	Passar ej VF benstödsöverdelar	☐	SP1605832
Vadstöd 170mm u fäste hö 2019	0240	44		☐	SP1605829	
Vadstöd 195mm u fäste vä 2019	0190	49	Passar ej VF benstödsöverdelar	☐	SP1605833	
Vadstöd 195mm u fäste hö 2019	0240	49		☐	SP1605834	
	Vinkelfast (VF) 80gr					
	Benstöd vf 80gr hö/vä svart 2019	0250		Passar både hö/vä	☐	SP1574349-0646
Benstöd vf 80gr hö/vä svart 2019	0200		Passar ej med vadstöd	☐	SP1574349-0646	
	Vinkelfast (VF) 90gr					
	Benstöd vf 90gr hö/vä svart 2019	0260		Passar ej SH 40cm, länkhjul 200mm,	☐	SP1650918-0646
Benstöd vf 90gr hö/vä svart 2019	0210		vadstöd, ramförlängare	☐	SP1650918-0646	
Passar både hö/vä						
	Benstöd amputation					
	Benstöd amputation hö	0270			☐	1442990
Benstöd amputation vä	0220				☐	1442991
	Utan benstöd				☐	
	Höger	0280			☐	
Vänster	0230					
Kort rör = 24cm Långt rör = 36cm 	FOTPLATTA HEL VS & DJUPSTÄLLBARA 0290					
	Fotplatta hel 31+10cm f 90gr benstöd korta rör		34, 39	Passar ej hälband	☐	1493268
	Fotplatta hel 36+10cm f 90gr benstöd korta rör		44	Passar ej hälband	☐	1493270
	Fotplatta hel 41+10cm f 90gr benstöd korta rör		49	Passar ej hälband	☐	1495822
	Fotplatta hel 31+10cm f 90gr benstöd långa rör		34, 39	Passar ej SH 40cm, hälband	☐	1493358
	Fotplatta hel 36+10cm f 90gr benstöd långa rör		44	Passar ej SH 40cm, hälband	☐	1493377
	Fotplatta hel 41+10cm f 90gr benstöd långa rör		49	Passar ej SH 40cm, hälband	☐	1495826
	FOTLÅDA	0295				
Fotlåda kpl 39		34, 39	Passar ej SH 40cm	☐	SP1571749	
Fotlåda kpl 44		44	Passar ej SH 40cm	☐	SP1571750	
Fotlåda kpl 49		49	Passar ej SH 40cm	☐	SP1571751	
OBS! Välj benstödsöverdelar för infästning			Fotlådan har korta fotrör, 24cm			
			Passar ej länkhjul 200mm			
 Kort rör = 24cm Långt rör = 36cm  	FOTPLATTA VS FÖR VS BENSTÖD 2019					
	Fotplatta vs 172mm m rör f vs benstöd vä	0340	34, 39		☐	SP1603263
	Fotplatta vs 172mm m rör f vs benstöd hö	0400	34, 39		☐	SP1603259
	Fotplatta vs 197mm m rör f vs benstöd vä	0340	44		☐	SP1603264
	Fotplatta vs 197mm m rör f vs benstöd hö	0400	44		☐	SP1603260
	Fotplatta vs 222mm m rör f vs benstöd vä	0340	49		☐	SP1603265
	Fotplatta vs 222mm m rör f vs benstöd hö	0400	49		☐	SP1603261
	FOTPLATTA VS m KORT RÖR FÖR BENSTÖD VF 80GR					
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benstöd kort rör vä	0310	34, 39	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta	☐	1429163
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benstöd kort rör hö	0370	34, 39	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta	☐	1429164
	Fotplatta vs 19+1cm f 80gr/vs benstöd kort rör vä	0310	44	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta	☐	1429165
	Fotplatta vs 19+1cm f 80gr/vs benstöd kort rör hö	0370	44	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta	☐	1429166
	Fotplatta vs 18+3cm f 80gr/vs benstöd kort rör vä	0310	49	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta	☐	1429167
	Fotplatta vs 18+3cm f 80gr/vs benstöd kort rör hö	0370	49	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta	☐	1429168
	FOTPLATTA VS m LÅNGT RÖR FÖR BENSTÖD VF 80GR 0310					
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benstöd långt rör vä	0340	34, 39	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta, SH 40	☐	1429175
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benstöd långt rör hö	0400	39	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta, SH 40	☐	1429176
	Fotplatta vs 19+1cm f 80gr/vs benstöd långt rör vä	0340	44	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta, SH 40	☐	1429177
	Fotplatta vs 19+1cm f 80gr/vs benstöd långt rör hö	0400	44	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta, SH 40	☐	1429178
	Fotplatta vs 18+3cm f 80gr/vs benstöd långt rör vä	0340	49	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta, SH 40	☐	1429179
	Fotplatta vs 18+3cm f 80gr/vs benstöd långt rör hö	0400	49	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta, SH 40	☐	1429180



BILD	BENÄMNING	SB		OBSERVERA	ARTNR	
	FOTPLATTA VS m KORT RÖR FÖR BENSTÖD VF 90GR					
	Fotplatta vs 14+5cm f 90gr benstöd kort rör vä	0310	34, 39	Ej VS benstöd, förlängare fotplatta	☐	1446132
	Fotplatta vs 14+5cm f 90gr benstöd kort rör hö	0370	34, 39	Ej VS benstöd, förlängare fotplatta	☐	1446133
	Fotplatta vs 17+5cm f 90gr benstöd kort rör vä	0310	44	Ej VS benstöd, förlängare fotplatta	☐	1446134
	Fotplatta vs 17+5cm f 90gr benstöd kort rör hö	0370	44	Ej VS benstöd, förlängare fotplatta	☐	1446135
	Fotplatta vs 19+5cm f 90gr benstöd kort rör vä	0310	49	Ej VS benstöd, förlängare fotplatta	☐	1446159
	Fotplatta vs 19+5cm f 90gr benstöd kort rör hö	0370	49	Ej VS benstöd, förlängare fotplatta	☐	1446160
	FOTPLATTA VS m LÅNGT RÖR FÖR BENSTÖD VF 90GR					
	Fotplatta vs 14+5cm f 90gr benstöd långt rör vä	0340	34, 39	Ej VS benstöd, förlängare fotplatta, SH 40	☐	1446138
	Fotplatta vs 14+5cm f 90gr benstöd långt rör hö	0400	34, 39	Ej VS benstöd, förlängare fotplatta, SH 40	☐	1446139
	Fotplatta vs 17+5cm f 90gr benstöd långt rör vä	0340	44	Ej VS benstöd, förlängare fotplatta, SH 40	☐	1446140
	Fotplatta vs 17+5cm f 90gr benstöd långt rör hö	0400	44	Ej VS benstöd, förlängare fotplatta, SH 40	☐	1446141
	Fotplatta vs 19+5cm f 90gr benstöd långt rör vä	0340	49	Ej VS benstöd, förlängare fotplatta, SH 40	☐	1446161
	Fotplatta vs 19+5cm f 90gr benstöd långt rör hö	0400	49	Ej VS benstöd, förlängare fotplatta, SH 40	☐	1446162
	FOTPLATTA TILLBEHÖR					
	Hälband m pinne L 640mm f sb 34-49 st			Ingår alltid vid beställning av kpl rullstol med benstöd och delade fotstöd. Passar ej helt fotstöd	☒	SP1672696
	ARMSTÖD Vid val av hemibord välj armstöd på ena sida enbart					
	Armstöd H/S Armstöd smal dyna hö Armstöd smal dyna vä	0470 0420			☐ ☐	SP1517368 SP1517367
	Armstöd Skålad Armstöd Skålad hö Armstöd Skålad vä	0425 0475			☐ ☐	SP60126947 SP60126946
	Armstöd H/S bred dyna Armstöd bred dyna hö Armstöd bred dyna vä	0480 0430		Passar ej 22" och 24" drivhjul	☐ ☐	1427168 1427167
	Armstöd H/S förstärkt bred dyna Armstöd bred dyna förstärkt hö Azalea Max Armstöd bred dyna förstärkt vä Azalea Max	0485 0435		Passar ej 22" och 24" drivhjul	☐ ☐	1525068 1525069
	Armstöd / Sidostöd Armstöd/Sidostöd hö/vä Armstöd/Sidostöd hö/vä	0490 0440		Passar ej med std bord, sidostödspolstring Passar endast Bord swing away	☐ ☐	SP1492547 SP1492547
	Armstöd Hemi Armstöd hemi kpl hö Armstöd hemi kpl hö	0500 0450		Passar ej bord	☐ ☐	1492900 1492901
	Utan armstöd Höger Vänster	0510 0460			☐ ☐	
	ARMSTÖD TILLBEHÖR					
	Dyna sidoskydd (1) Höger och vänster	0530		Passar ej armstöd / sidostöd, Tejpas fast	☐	SP1563199
	Sidoskyddsöverdrag (2) Höger och vänster	0520			☐	SP1415463


BILD	BENÄMNING		SB	OBSERVERA	ARTNR
	NACKSTÖD/HUVUDSTÖD				
	Huvudstöd m sidostöd Pro Överdrag f huvudstöd m sidostöd	0540 0545			SP60122729 1518516
	Huvudstöd m kåkstöd	0550			1446560
	Nackstöd Pro	0560			SP60122046
	Huvudstöd Matrx 25,5 cm kpl m fäste alla ryggar	0567		Endast till Matrx ryggar	1545274
	Rattvredsats	0570		2 st handvred för nack/huvudstöd	1445693
 	Polstring fotplatta 172mm Polstring fotplatta 197mm Polstring fotplatta 222mm	0572	34, 39 44 49	Passar enbart fotplatta VS för VS benstöd 2019 Passar enbart fotplatta VS för VS benstöd 2019 Passar enbart fotplatta VS för VS benstöd 2019	SP1650355 SP1650356 SP1650357
	Polstring Fotplatta delad		34, 39, 44, 49	Ej för fotplatta från 2019 och vinkelfast fotplatta	SP1533946
	Förlängare t fotp 172/197mm inkl skruv st (passar hö o vä)	0930 0940	39, 44	Passar enbart fotplatta VS för VS benstöd 2020	SP60128964
	Förlängare f fotp 222/247mm inkl skruv st (passar hö o vä)	0930 0940	49	Passar enbart fotplatta VS för VS benstöd 2020	SP60128965
	Vadmatta	0595			SP1563951
	Ramförlängning Azalea par kpl	0600		Förlänger ramen +5cm, enbart ramförlängning ej i kombination med 90gr benstöd, sb 34.	1484535
	LÄNKHJUL				
	Länkhjul 140x40mm mass svart u axel	0638		Länkhjulsgaffel f vald sh tillkommer	SP1663537
	Länkhjul 150x30mm mass svart u axel	0645		Länkhjulsgaffel f vald sh tillkommer	SP1659704
	Länkhjul 200x30mm mass svart u axel	0665		Passar ej SB 34cm, SH 40cm, benstöd 90gr, länkhjulsgaffel tillkommer	SP1659705
	Länkhjul 200x32 mm luft svart u axel	0672		Passar ej SB 34cm, SH 40cm, benstöd 90gr, länkhjulsgaffel tillkommer	SP1663539
	Länkhjul 200x45mm mass svart u axel	0675		Passar ej SB 34cm, SH 40cm, benstöd 90gr, länkhjulsgaffel tillkommer	SP1659706
	DRIVHJUL VÅRDARBROMSADE 16 TUM	0702			
	Drivhjul 16 tum mass svart vb m bromshand par	0726			SP1656801
	DRIVHJUL 22 TUM	0705			
	MODELL	0724			
	Drivhjul 22x1.3/8 tum luft svart alu drivring	0745		Passar ej SH 45, armstöd H/S bred dyna	SP60109188
	Drivhjul 22x1.3/8 tum luft svart plastad drivring			Passar ej SH 45, armstöd H/S bred dyna	SP60109189
	Drivhjul 22x1.3/8 tum luft svart rostfri drivring			Passar ej SH 45, armstöd H/S bred dyna	SP60109190
	Drivhjul 22x1.3/8 tum massiv svart PU alu drivring	0775		Passar ej SH 45, armstöd H/S bred dyna	SP60109197
	Drivhjul 22x1.3/8 tum massiv svart PU plastad drivring			Passar ej SH 45, armstöd H/S bred dyna	SP60109198
	Drivhjul 22x1.3/8 tum massiv svart PU rostfri drivring			Passar ej SH 45, armstöd H/S bred dyna	SP60109199
	Drivhjul 22x1 tum luft HP svart alu drivring	0785		Passar ej SH 45 och 50cm, armstöd H/S bred dyna	SP60109194
	Drivhjul 22x1 tum luft HP svart plastad drivring			Passar ej SH 45 och 50cm, armstöd H/S bred dyna	SP60109195
	Drivhjul 22x1 tum luft HP svart rostfri drivring			Passar ej SH 45 och 50cm, armstöd H/S bred dyna	SP60109196












BILD	BENÄMNING	SB	OBSERVERA	ARTNR
	DRIVHJUL 24 TUM	0715		
	MODELL	0724		
	Drivhjul 24x1.3/8 tum luft svart alu drivring	0745	Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60109176
	Drivhjul 24x1.3/8 tum luft svart plastad drivring		Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60109177
	Drivhjul 24x1.3/8 tum luft svart rostfri drivring		Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60109178
	Drivhjul 24x1.3/8 tum massiv svart PU alu drivring	0775	Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60109185
	Drivhjul 24x1.3/8 tum massiv svart PU plastad drivring		Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60109186
	Drivhjul 24x1.3/8 tum massiv svart PU rostfri drivring		Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60109187
	Drivhjul 24x1 tum luft HP svart alu drivring	0785	Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60109182
	Drivhjul 24x1 tum luft HP svart plastad drivring		Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60109183
	Drivhjul 24x1 tum luft HP svart rostfri drivring		Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60109184
	DRIVHJUL VÅRDARBROMSADE 22 TUM	0705		
	MODELL	0726		
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB luft svart alu drivring	0745	Passar ej SH 45 och 50cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60108741
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB luft svart plastad drivring		Passar ej SH 45 och 50cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60108742
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB luft svart rostfri drivring		Passar ej SH 45 och 50cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60108743
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB massiv PU svart alu drivring	0775	Passar ej SH 45 och 50cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60108750
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB massiv PU svart plastad drivring		Passar ej SH 45 och 50cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60108751
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB massiv PU svart rostfri drivring		Passar ej SH 45 och 50cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60108752
	DRIVHJUL VÅRDARBROMSADE 24 TUM	0715		
	MODELL	0726		
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB luft svart alu drivring	0745	Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60108729
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB luft svart plastad drivring		Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60108730
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB luft svart rostfri drivring		Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60108731
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB massiv PU svart alu drivring	0775	Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60108738
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB massiv PU svart plastad drivring		Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60108739
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB massiv PU svart rostfri drivring		Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60108740
	TILLBEHÖR DRIVHJUL			
	EKERSKYDD			
Ekerskydd 22 tum neutral		0850	Passar ej 16 tum hjul	☐ 5102800
Ekerskydd 24 tum neutral			Passar ej 16 tum hjul	☐ 5102807
 	BROMSAR			
	Broms brukarman u fäste vä	0860	Passar Azalea Base, Bild 1	☐ SP1588568
Broms brukarman u fäste hö				☐ SP1588567
Bild 1	Bild 2			
Broms brukarmanövrerad 16 tum, par		0860	Passar Azalea Base Assist, Bild 2	☐ 1444335
 	Bromssats vb kpl		Passar 22-24 tum VB hjul till hela Azalea familjen	☐ 1536757
	Broms enarm kpl vä	0863	Passar 22-24 tum hjul, ej sb 34	☐ SP1575306
	Broms enarm kpl hö	0864	Passar 22-24 tum hjul, ej sb 34	☐ SP1575307

BILD	BENÄMNING	SB		OBSERVERA	ARTNR	
	TILLBEHÖR					
	Midjebälte m plastspänne	0870			☐	SP1672778
	Transportfäste f Azalea fram	0895			◆	SP1591222
 	Bord (Monteringssats bord medföljer)	0900		Passar ej armstöd H/S låg, armstöd/sidostöd, hemi armstöd	☐	SP1567518
	Bord kpl Medium Bord kpl Large Bord kpl X-large		39 44 49		☐ ☐ ☐	SP1567519 SP1568862
	Bord m dyna (Monteringssats bord ingår)	0902				SP1580888 SP1580889 SP1580890
	Monteringssats bord	0930		Väljs enbart då bord beställs separat	☐	SP1570745
	Stoppning bord Stoppning bord Medium Stoppning bord Large Stoppning bord X-large	0907	39 44 49		☐ ☐ ☐	SP1571269 SP1571270 SP1571271
	Låssats bord 2014	0920		Passar monteringsats bord SP1570745	☐	SP1572460
 	Hemibord m armstöd kpl vä	0903		Kom ihåg att välja armstöd på motsatt sida.	☐	SP1588322
	Hemibord m armstöd kpl hö	0904			☐	SP1588321
	Stoppning hemibord hö/vä	0907			☐	SP1602247-TR26
 	Bord Swing away stl S u dyna	0910	34, 39	Passar ej låssats bord, utan monteringsats	☐	SP1586424
	Bord Swing away stl M u dyna	0910	44, 49	Passar ej låssats bord, utan monteringsats	☐	SP1586425
	Bord Swing away stl S m dyna	0915	34, 39	Passar ej låssats bord, utan monteringsats	☐	SP1584394
	Bord Swing away stl M m dyna	0915	44, 49	Passar ej låssats bord, utan monteringsats	☐	SP1584395
	Monteringssats bord sw/a std f Azalea Dahlia	0915		Enbart för bord swing away	☐	1449218
	Rattvredssats Azalea	0960		För rygg, sits arm-benstöd 10st	☐	SP1484457
	Tippskydd Azalea par			Ingår alltid som std	■	SP1439933
 	Infästning selar 34	0970	34		☐	1542445-0509
	Fäste för bröstsele övre	0970	39	Kräver nack-/huvudstöd	☐	SP1559963
	Fäste för bröstsele övre	0970	44	Kräver nack-/huvudstöd	☐	SP1559963
	Infästning selar 49	0970	49		☐	1542446-0509
	Droppställning	0980		Nack / huvudstöd krävs för montering. Ej sb 34	☐	1440897