



Orderguide  
Maj 2026  
[sweden@invacare.com](mailto:sweden@invacare.com)

## Rea Azalea Base/Rea Azalea Assist Base

Brukare \_\_\_\_\_

Kontaktperson \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Ordernummer \_\_\_\_\_

Max brukarvikt 135 kg

BILD	BENÄMNING	KOD	SB	OBSERVERA	ARTNR
<b>MODELL</b>					
	Azalea Base Assist 16tum med vårdarbroms	0020		16" drivhjul SH 40 alt 45cm	<input type="checkbox"/>
	Azalea Base utan vårdarbroms	0030		SH 40 = 22", 24" = 45cm	<input type="checkbox"/>
	Azalea Base med vårdarbromsade drivhjul	0040		SH 40 = 22", 24" = 45cm	<input type="checkbox"/>

<b>SITTBREDD/FÄRG</b>					
	Chassi Azalea Base sb 34 pärlgrå	0050	34		<input type="checkbox"/> 1542439-0515
	Chassi Azalea Base sb 39 pärlgrå	0060	39		<input type="checkbox"/> 1542440-0515
	Chassi Azalea Base sb 44 pärlgrå	0070	44		<input type="checkbox"/> 1542441-0515
	Chassi Azalea Base sb 49 pärlgrå	0080	49		<input type="checkbox"/> 1542442-0515
	Chassi Azalea Base sb 34 himmelsblå	0050	34		<input type="checkbox"/> 1542439-0522
	Chassi Azalea Base sb 39 himmelsblå	0060	39		<input type="checkbox"/> 1542440-0522
	Chassi Azalea Base sb 44 himmelsblå	0070	44		<input type="checkbox"/> 1542441-0522
	Chassi Azalea Base sb 49 himmelsblå	0080	49		<input type="checkbox"/> 1542443-0522
	Chassi Azalea Base sb 34 sand	0050	34		<input type="checkbox"/> 1542439-0523
	Chassi Azalea Base sb 39 sand	0060	39		<input type="checkbox"/> 1542440-0523
	Chassi Azalea Base sb 44 sand	0070	44		<input type="checkbox"/> 1542441-0523
	Chassi Azalea Base sb 49 sand	0080	49		<input type="checkbox"/> 1542443-0523
	Chassi Azalea Base sb 34 electric green	0050	34		<input type="checkbox"/> 1542439-0524
	Chassi Azalea Base sb 39 electric green	0060	39		<input type="checkbox"/> 1542440-0524
	Chassi Azalea Base sb 44 electric green	0070	44		<input type="checkbox"/> 1542441-0524
	Chassi Azalea Base sb 49 electric green	0080	49		<input type="checkbox"/> 1542443-0524
Chassi Azalea Base sb 34 happy red	0050	34		<input type="checkbox"/> 1542439-3000	
Chassi Azalea Base sb 39 happy red	0060	39		<input type="checkbox"/> 1542440-3000	
Chassi Azalea Base sb 44 happy red	0070	44		<input type="checkbox"/> 1542441-3000	
Chassi Azalea Base sb 49 happy red	0080	49		<input type="checkbox"/> 1542443-3000	

<b>SITTHÖJD</b>					
	40 cm	0130		Passar ej centralplacerad fotplatta, långa fotstödsrör, fotlåda, 200mm länkhjul, 24 tum drivhjul	<input type="checkbox"/>
	45 cm	0140		Passar ej 22" drivhjul	<input type="checkbox"/>
<b>SITSVINKEL</b>					
	Alternativ sitsvinkel +1 - +25grader	0145		(std -1 - +23grader)	<input type="checkbox"/>

<b>SITS</b>					
	Sitsplatta Base 34 kpl	0150	34		<input type="checkbox"/> 1539677
	Sitsplatta Base 39 kpl		39		<input type="checkbox"/> 1539679
	Sitsplatta Base 44 kpl		44		<input type="checkbox"/> 1539681
	Sitsplatta Base 49 kpl		49		<input type="checkbox"/> 1539683
	Sitsplatta med kil Base 34 kpl	0155	34	+/-5grader vinkel	<input type="checkbox"/> 1522434
	Sitsplatta med kil Base 39 kpl		39	+/-5grader vinkel	<input type="checkbox"/> 1522435
	Sitsplatta med kil Base 44 kpl		44	+/-5grader vinkel	<input type="checkbox"/> 1522436
	Sitsplatta med kil Base 49 kpl		49	+/-5grader vinkel	<input type="checkbox"/> 1522437
	Fäste sittskal kpl med fästelement	0157		Alla sitsbredder	<input type="checkbox"/> 1508908
	Utan sitsplatta eller fäste sittskal	0170			<input type="checkbox"/>










BILD	BENÄMNING	SB	OBSERVERA	ARTNR
	<b>SITTDYNA</b> <b>Sittdyna Flosshape, plysch</b> Sittdyna Flosshape 355x450 plysch Sittdyna Flosshape 405x535 plysch Sittdyna Flosshape 455x535 plysch Sittdyna Flosshape 505x535 plysch	0159 0162	34 39 44 49	<input type="checkbox"/> 1509920-TR35 <input type="checkbox"/> 1508055-TR35 <input type="checkbox"/> 1508057-TR35 <input type="checkbox"/> 1508059-TR35
	<b>Sittdyna Flosshape PU tyg</b> Sittdyna Flosshape 355x450 PU tyg Sittdyna Flosshape 405x535 PU tyg Sittdyna Flosshape 455x535 PU tyg Sittdyna Flosshape 505x535 PU tyg	0163	34 39 44 49	<input type="checkbox"/> 1509920-TR26 <input type="checkbox"/> 1508055-TR26 <input type="checkbox"/> 1508057-TR26 <input type="checkbox"/> 1508059-TR26
	<b>JUSTERING RYGG/SITSENHET</b> Kolvsats f rygg inkl vajer t Base tät Vantskruv kpl  Kolvsats f sits inkl vajer t Base tät  Låsdelalj f rygg/tilt par 	0160 0161  0932	   Std	<input type="checkbox"/> SP1605271 <input type="checkbox"/> SP1512895  ◆ SP1605272  ◆ SP1654988
	<b>RYGGSYSTEM</b> MatrX Elite E2 djup 31cm hög inkl fäste MatrX Elite E2 djup 41cm hög inkl fäste MatrX Elite E2 djup 51cm hög inkl fäste  MatrX Elite E2 51cm hög, inkl fäste  Utan MatrX ryggsystem	0167	     Ryggbredd efter storlek på chassi Ryggbredd efter storlek på chassi Ryggbredd efter storlek på chassi  Ryggbredd efter storlek på chassi	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>
	<b>KÖRHANDTAG</b> Körhandtagsbygel m fäste f nackstöd sb 34 Körhandtagsbygel m fäste f nackstöd sb 39 Körhandtagsbygel m fäste f nackstöd sb 44 Körhandtagsbygel m fäste f nackstöd sb 49  Körbygel VS 34 Körbygel VS 39 Flex3 Körbygel VS 44 Flex3 Körbygel VS 49 Flex3	0174  0176	34 39 44 49  34 39 44 49	<input type="checkbox"/> 1512900 <input type="checkbox"/> 1435750 <input type="checkbox"/> 1435751 <input type="checkbox"/> 1435752  <input type="checkbox"/> SP1563968 <input type="checkbox"/> SP1563967 <input type="checkbox"/> SP1564551 <input type="checkbox"/> SP1564552
	<b>BENSTÖDSALTERNATIV</b> Centralplacerad fotplatta	0180	Passar ej sb 34, bendelare, SH 40cm	<input type="checkbox"/> 1484821
	Benstödsinfästning sb 34cm Benstödsinfästning sb 39cm Benstödsinfästning sb 44cm Benstödsinfästning sb 49cm	0185	Std. Std. Std. Std.	<input type="checkbox"/> 1508926-0509 <input type="checkbox"/> 1449888-0509 <input type="checkbox"/> 1449889-0509 <input type="checkbox"/> 1449890-0509
	Benstödsinfästning hög +5cm sb 39cm Benstödsinfästning hög +5cm sb 44cm Benstödsinfästning hög +5cm sb 49cm	0186	5cm högre benstödsinfästninginfästning 5cm högre benstödsinfästninginfästning 5cm högre benstödsinfästninginfästning	<input type="checkbox"/> SP1574112 <input type="checkbox"/> SP1574113 <input type="checkbox"/> SP1574114
	Benstödsinfästning m 10gr vink f sb 39cm Benstödsinfästning m 10gr vink f sb 44cm Benstödsinfästning m 10gr vink f sb 49cm	0188	För 90° knävinkel, ej länkhjul större än 150mm För 90° knävinkel, ej länkhjul större än 150mm För 90° knävinkel, ej länkhjul större än 150mm	<input type="checkbox"/> SP1656850 <input type="checkbox"/> SP1656851 <input type="checkbox"/> SP1656852

BILD	BENÄMNING	SB	OBSERVERA	ARTNR	
 	<b>BENSTÖDSÖVERDEL</b>				
	<b>Vinkelställbar (VS) inkl knäpolstring</b>				
	Benstöd vs m fäste f vadstöd hö 2020	0240		Passar ej vadband	<input type="checkbox"/> SP60122670
	Benstöd vs m fäste f vadstöd vä 2020	0190			<input type="checkbox"/> SP60122669
	<b>VADSTÖD</b>				
	Vadstöd 145mm u fäste vä 2019	0190	34/39	Passar ej VF benstödsöverdelar	<input type="checkbox"/> SP1605831
	Vadstöd 145mm u fäste hö 2019	0240	34/39		<input type="checkbox"/> SP1603256
Vadstöd 170mm u fäste vä 2019	0190	44	Passar ej VF benstödsöverdelar	<input type="checkbox"/> SP1605832	
Vadstöd 170mm u fäste hö 2019	0240	44		<input type="checkbox"/> SP1605829	
Vadstöd 195mm u fäste vä 2019	0190	49	Passar ej VF benstödsöverdelar	<input type="checkbox"/> SP1605833	
Vadstöd 195mm u fäste hö 2019	0240	49		<input type="checkbox"/> SP1605834	
	<b>Vinkelfast (VF) 80gr</b>				
	Benstöd vf 80gr hö/vä svart 2019	0250		Passar både hö/vä	<input type="checkbox"/> SP1574349-0646
	Benstöd vf 80gr hö/vä svart 2019	0200		Passar ej med vadstöd	<input type="checkbox"/> SP1574349-0646
	<b>Vinkelfast (VF) 90gr</b>				
	Benstöd vf 90gr hö/vä svart 2019	0260		Passar ej SH 40cm, länkhjul 200mm,	<input type="checkbox"/> SP1650918-0646
	Benstöd vf 90gr hö/vä svart 2019	0210		vadstöd, ramförlängare	<input type="checkbox"/> SP1650918-0646
				Passar både hö/vä	
	<b>Benstöd amputation</b>				
	Benstöd amputation hö	0270			<input type="checkbox"/> 1442990
	Benstöd amputation vä	0220			<input type="checkbox"/> 1442991
	<b>Utan benstöd</b>				
	Höger	0280			<input type="checkbox"/>
	Vänster	0230			<input type="checkbox"/>
<b>Kort rör = 24cm</b> <b>Långt rör = 36cm</b> 	<b>FOTPLATTA HEL VS &amp; DJUPSTÄLLBARA 0290</b>				
	Fotplatta hel 31+10cm f 90gr benstöd korta rör		34, 39	Passar ej hälband	<input type="checkbox"/> 1493268
	Fotplatta hel 36+10cm f 90gr benstöd korta rör		44	Passar ej hälband	<input type="checkbox"/> 1493270
	Fotplatta hel 41+10cm f 90gr benstöd korta rör		49	Passar ej hälband	<input type="checkbox"/> 1495822
	Fotplatta hel 31+10cm f 90gr benstöd långa rör		34, 39	Passar ej SH 40cm, hälband	<input type="checkbox"/> 1493358
	Fotplatta hel 36+10cm f 90gr benstöd långa rör		44	Passar ej SH 40cm, hälband	<input type="checkbox"/> 1493377
	Fotplatta hel 41+10cm f 90gr benstöd långa rör		49	Passar ej SH 40cm, hälband	<input type="checkbox"/> 1495826
	<b>FOTLÅDA 0295</b>				
	Fotlåda kpl 39		34, 39	Passar ej SH 40cm	<input type="checkbox"/> SP1571749
	Fotlåda kpl 44		44	Passar ej SH 40cm	<input type="checkbox"/> SP1571750
	Fotlåda kpl 49		49	Passar ej SH 40cm	<input type="checkbox"/> SP1571751
	<b>OBS! Välj benstödsöverdelar för infästning</b>			Fotlådan har korta fotrör, 24cm	
				Passar ej länkhjul 200mm	
 <b>Kort rör = 24cm</b> <b>Långt rör = 36cm</b>  	<b>FOTPLATTA VS FÖR VS BENSTÖD 2019</b>				
	Fotplatta vs 172mm m rör f vs benstöd vä	0340	34, 39		<input type="checkbox"/> SP1603263
	Fotplatta vs 172mm m rör f vs benstöd hö	0400	34, 39		<input type="checkbox"/> SP1603259
	Fotplatta vs 197mm m rör f vs benstöd vä	0340	44		<input type="checkbox"/> SP1603264
	Fotplatta vs 197mm m rör f vs benstöd hö	0400	44		<input type="checkbox"/> SP1603260
	Fotplatta vs 222mm m rör f vs benstöd vä	0340	49		<input type="checkbox"/> SP1603265
	Fotplatta vs 222mm m rör f vs benstöd hö	0400	49		<input type="checkbox"/> SP1603261
	<b>FOTPLATTA VS m KORT RÖR FÖR BENSTÖD VF 80GR</b>				
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benstöd kort rör vä	0310	34, 39	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta	<input type="checkbox"/> 1429163
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benstöd kort rör hö	0370	34, 39	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta	<input type="checkbox"/> 1429164
	Fotplatta vs 19+1cm f 80gr/vs benstöd kort rör vä	0310	44	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta	<input type="checkbox"/> 1429165
	Fotplatta vs 19+1cm f 80gr/vs benstöd kort rör hö	0370	44	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta	<input type="checkbox"/> 1429166
	Fotplatta vs 18+3cm f 80gr/vs benstöd kort rör vä	0310	49	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta	<input type="checkbox"/> 1429167
	Fotplatta vs 18+3cm f 80gr/vs benstöd kort rör hö	0370	49	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta	<input type="checkbox"/> 1429168
	<b>FOTPLATTA VS m LÅNGT RÖR FÖR BENSTÖD VF 80GR 0310</b>				
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benstöd långt rör vä	0340	34, 39	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta, SH 40	<input type="checkbox"/> 1429175
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benstöd långt rör hö	0400	39	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta, SH 40	<input type="checkbox"/> 1429176
	Fotplatta vs 19+1cm f 80gr/vs benstöd långt rör vä	0340	44	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta, SH 40	<input type="checkbox"/> 1429177
	Fotplatta vs 19+1cm f 80gr/vs benstöd långt rör hö	0400	44	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta, SH 40	<input type="checkbox"/> 1429178
Fotplatta vs 18+3cm f 80gr/vs benstöd långt rör vä	0340	49	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta, SH 40	<input type="checkbox"/> 1429179	
Fotplatta vs 18+3cm f 80gr/vs benstöd långt rör hö	0400	49	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta, SH 40	<input type="checkbox"/> 1429180	

BILD	BENÄMNING	SB	OBSERVERA	ARTNR	
	<b>FOTPLATTA VS m KORT RÖR FÖR BENSTÖD VF 90GR</b>				
	Fotplatta vs 14+5cm f 90gr benstöd kort rör vä	0310	34, 39	Ej VS benstöd, förlängare fotplatta	<input type="checkbox"/> 1446132
	Fotplatta vs 14+5cm f 90gr benstöd kort rör hö	0370	34, 39	Ej VS benstöd, förlängare fotplatta	<input type="checkbox"/> 1446133
	Fotplatta vs 17+5cm f 90gr benstöd kort rör vä	0310	44	Ej VS benstöd, förlängare fotplatta	<input type="checkbox"/> 1446134
	Fotplatta vs 17+5cm f 90gr benstöd kort rör hö	0370	44	Ej VS benstöd, förlängare fotplatta	<input type="checkbox"/> 1446135
	Fotplatta vs 19+5cm f 90gr benstöd kort rör vä	0310	49	Ej VS benstöd, förlängare fotplatta	<input type="checkbox"/> 1446159
	Fotplatta vs 19+5cm f 90gr benstöd kort rör hö	0370	49	Ej VS benstöd, förlängare fotplatta	<input type="checkbox"/> 1446160
	<b>FOTPLATTA VS m LÅNGT RÖR FÖR BENSTÖD VF 90GR</b>				
	Fotplatta vs 14+5cm f 90gr benstöd långt rör vä	0340	34, 39	Ej VS benstöd, förlängare fotplatta, SH 40	<input type="checkbox"/> 1446138
	Fotplatta vs 14+5cm f 90gr benstöd långt rör hö	0400	34, 39	Ej VS benstöd, förlängare fotplatta, SH 40	<input type="checkbox"/> 1446139
	Fotplatta vs 17+5cm f 90gr benstöd långt rör vä	0340	44	Ej VS benstöd, förlängare fotplatta, SH 40	<input type="checkbox"/> 1446140
	Fotplatta vs 17+5cm f 90gr benstöd långt rör hö	0400	44	Ej VS benstöd, förlängare fotplatta, SH 40	<input type="checkbox"/> 1446141
	Fotplatta vs 19+5cm f 90gr benstöd långt rör vä	0340	49	Ej VS benstöd, förlängare fotplatta, SH 40	<input type="checkbox"/> 1446161
	Fotplatta vs 19+5cm f 90gr benstöd långt rör hö	0400	49	Ej VS benstöd, förlängare fotplatta, SH 40	<input type="checkbox"/> 1446162
<b>FOTPLATTA TILLBEHÖR</b>					
	Hälband m pinne L 640mm f sb 34-49 st		Ingår <b>alltid</b> vid beställning av kpl rullstol med benstöd och delade fotstöd. Passar ej helt fotstöd	<input checked="" type="checkbox"/> SP1672696	
<b>ARMSTÖD</b>					
<b>Vid val av hemibord välj armstöd på ena sida enbart</b>					
	<b>Armstöd H/S</b>				
	Armstöd smal dyna hö	0470		<input type="checkbox"/> SP1517368	
	Armstöd smal dyna vä	0420		<input type="checkbox"/> SP1517367	
	<b>Armstöd Skålad</b>				
	Armstöd Skålad hö	0425		<input type="checkbox"/> SP60126947	
	Armstöd Skålad vä	0475		<input type="checkbox"/> SP60126946	
	<b>Armstöd H/S bred dyna</b>				
	Armstöd bred dyna hö	0480	Passar ej 22" och 24" drivhjul	<input type="checkbox"/> 1427168	
	Armstöd bred dyna vä	0430		<input type="checkbox"/> 1427167	
	<b>Armstöd H/S förstärkt bred dyna</b>				
	Armstöd bred dyna förstärkt hö Azalea Max	0485	Passar ej 22" och 24" drivhjul	<input type="checkbox"/> 1525068	
	Armstöd bred dyna förstärkt vä Azalea Max	0435		<input type="checkbox"/> 1525069	
	<b>Armstöd / Sidostöd</b>				
	Armstöd/Sidostöd hö/vä	0490	Passar ej med std bord, sidostödspolstring	<input type="checkbox"/> SP1492547	
	Armstöd/Sidostöd hö/vä	0440	Passar endast Bord swing away	<input type="checkbox"/> SP1492547	
	<b>Armstöd Hemi</b>				
	Armstöd hemi kpl hö	0500	Passar ej bord	<input type="checkbox"/> 1492900	
	Armstöd hemi kpl hö	0450		<input type="checkbox"/> 1492901	
<b>Utan armstöd</b>					
	Höger	0510		<input type="checkbox"/>	
	Vänster	0460		<input type="checkbox"/>	
<b>ARMSTÖD TILLBEHÖR</b>					
	<b>Dyna sidoskydd (1)</b>				
	Höger och vänster	<b>0530</b>	Passar ej armstöd / sidostöd, Tejpas fast	<input type="checkbox"/> SP1563199	
	<b>Sidoskyddsöverdrag (2)</b>	<b>0520</b>		<input type="checkbox"/> SP1415463	
	Höger och vänster				














BILD	BENÄMNING		SB	OBSERVERA	ARTNR
	<b>NACKSTÖD/HUVUDSTÖD</b> Huvudstöd m sidostöd Pro Överdrag f huvudstöd m sidostöd	0540 0545			<input type="checkbox"/> SP60122729 <input type="checkbox"/> 1518516
	Huvudstöd m kåkstöd	0550			<input type="checkbox"/> 1446560
	Nackstöd Pro	0560			<input type="checkbox"/> SP60122046
	Huvudstöd MatrX 25,5 cm kpl m fäste alla ryggar	0567		Endast till MatrX ryggar	<input type="checkbox"/> 1545274
	Rattvredsats	0570		2 st handvred för nack/huvudstöd	<input type="checkbox"/> 1445693
	Polstring fotplatta 172mm Polstring fotplatta 197mm Polstring fotplatta 222mm	0572	34, 39 44 49	Passar enbart fotplatta VS för VS benstöd 2019 Passar enbart fotplatta VS för VS benstöd 2019 Passar enbart fotplatta VS för VS benstöd 2019	<input type="checkbox"/> SP1650355 <input type="checkbox"/> SP1650356 <input type="checkbox"/> SP1650357
	Polstring Fotplatta delad		34, 39, 44, 49	Ej för fotplatta från 2019 och vinkelfast fotplatta	<input type="checkbox"/> SP1533946
	Förlängare t fotp 172/197mm inkl skruv st (passar hö o vä)	0930 0940	39, 44	Passar enbart fotplatta VS för VS benstöd 2020	<input type="checkbox"/> SP60128964
	Förlängare f fotp 222/247mm inkl skruv st (passar hö o vä)	0930 0940	49	Passar enbart fotplatta VS för VS benstöd 2020	<input type="checkbox"/> SP60128965
	Vadmatta	0595			<input type="checkbox"/> SP1563951
	Ramförlängning Azalea par kpl	0600		Förlänger ramen +5cm, enbart ramförlängning ej i kombination med 90gr benstöd, sb 34.	<input type="checkbox"/> 1484535
	<b>LÄNKHJUL</b>				
	Länkhjul 140x40mm mass svart u axel	0638		Länkhjulsgaffel f vald sh tillkommer	<input type="checkbox"/> SP1663537
	Länkhjul 150x30mm mass svart u axel	0645		Länkhjulsgaffel f vald sh tillkommer	<input type="checkbox"/> SP1659704
	Länkhjul 200x30mm mass svart u axel	0665		Passar ej SB 34cm, SH 40cm, benstöd 90gr, länkhjulsgaffel tillkommer	<input type="checkbox"/> SP1659705
	Länkhjul 200x32 mm luft svart u axel	0672		Passar ej SB 34cm, SH 40cm, benstöd 90gr, länkhjulsgaffel tillkommer	<input type="checkbox"/> SP1663539
	Länkhjul 200x45mm mass svart u axel	0675		Passar ej SB 34cm, SH 40cm, benstöd 90gr, länkhjulsgaffel tillkommer	<input type="checkbox"/> SP1659706
	<b>DRIVHJUL VÄRDARBROMSADE 16 TUM</b>	0702			
	Drivhjul 16 tum mass svart vb m bromshand par	0726			<input type="checkbox"/> SP1656801
	<b>DRIVHJUL 22 TUM</b>	0705			
	<b>MODELL</b>	0724			
	Drivhjul 22x1.3/8 tum luft svart alu drivring	0745		Passar ej SH 45, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109188
	Drivhjul 22x1.3/8 tum luft svart plastad drivring			Passar ej SH 45, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109189
	Drivhjul 22x1.3/8 tum luft svart rostfri drivring			Passar ej SH 45, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109190
	Drivhjul 22x1.3/8 tum massiv svart PU alu drivring	0775		Passar ej SH 45, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109197
	Drivhjul 22x1.3/8 tum massiv svart PU plastad drivring			Passar ej SH 45, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109198
	Drivhjul 22x1.3/8 tum massiv svart PU rostfri drivring			Passar ej SH 45, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109199
	Drivhjul 22x1 tum luft HP svart alu drivring	0785		Passar ej SH 45 och 50cm, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109194
	Drivhjul 22x1 tum luft HP svart plastad drivring			Passar ej SH 45 och 50cm, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109195
	Drivhjul 22x1 tum luft HP svart rostfri drivring			Passar ej SH 45 och 50cm, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109196






BILD	BENÄMNING	SB	OBSERVERA	ARTNR	
	<b>DRIVHJUL 24 TUM</b>	0715			
	<b>MODELL</b>	0724			
	Drivhjul 24x1.3/8 tum luft svart alu drivring	0745		Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109176
	Drivhjul 24x1.3/8 tum luft svart plastad drivring			Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109177
	Drivhjul 24x1.3/8 tum luft svart rostfri drivring			Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109178
	Drivhjul 24x1.3/8 tum massiv svart PU alu drivring	0775		Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109185
	Drivhjul 24x1.3/8 tum massiv svart PU plastad drivring			Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109186
	Drivhjul 24x1.3/8 tum massiv svart PU rostfri drivring			Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109187
	Drivhjul 24x1 tum luft HP svart alu drivring	0785		Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109182
	Drivhjul 24x1 tum luft HP svart plastad drivring			Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109183
	Drivhjul 24x1 tum luft HP svart rostfri drivring			Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109184
		<b>DRIVHJUL VÅRDARBROMSADE 22 TUM</b>	0705		
<b>MODELL</b>		0726			
Drivhjul 22x1.3/8 tum VB luft svart alu drivring		0745		Passar ej SH 45 och 50cm, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60108741
Drivhjul 22x1.3/8 tum VB luft svart plastad drivring				Passar ej SH 45 och 50cm, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60108742
Drivhjul 22x1.3/8 tum VB luft svart rostfri drivring				Passar ej SH 45 och 50cm, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60108743
Drivhjul 22x1.3/8 tum VB massiv PU svart alu drivring		0775		Passar ej SH 45 och 50cm, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60108750
Drivhjul 22x1.3/8 tum VB massiv PU svart plastad drivring				Passar ej SH 45 och 50cm, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60108751
Drivhjul 22x1.3/8 tum VB massiv PU svart rostfri drivring				Passar ej SH 45 och 50cm, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60108752
<b>DRIVHJUL VÅRDARBROMSADE 24 TUM</b>		0715			
<b>MODELL</b>		0726			
Drivhjul 24x1.3/8 tum VB luft svart alu drivring		0745		Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60108729
Drivhjul 24x1.3/8 tum VB luft svart plastad drivring				Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60108730
Drivhjul 24x1.3/8 tum VB luft svart rostfri drivring				Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60108731
Drivhjul 24x1.3/8 tum VB massiv PU svart alu drivring		0775		Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60108738
Drivhjul 24x1.3/8 tum VB massiv PU svart plastad drivring				Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60108739
Drivhjul 24x1.3/8 tum VB massiv PU svart rostfri drivring				Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60108740
		<b>TILLBEHÖR DRIVHJUL</b>			
		<b>EKERSKYDD</b>			
	Ekerskydd 22 tum neutral	0850		Passar ej 16 tum hjul	<input type="checkbox"/> 5102800
	Ekerskydd 24 tum neutral		Passar ej 16 tum hjul	<input type="checkbox"/> 5102807	
	<b>BROMSAR</b>				
	Broms brukarman u fäste vä	0860		Passar Azalea Base, Bild 1	<input type="checkbox"/> SP1588568
	Broms brukarman u fäste hö				<input type="checkbox"/> SP1588567
<b>Bild 1 Bild 2</b>	Broms brukarmanövrerad 16 tum, par	0860		Passar Azalea Base Assist, Bild 2	<input type="checkbox"/> 1444335
	Bromssats vb kpl			Passar 22-24 tum VB hjul till hela Azalea familjen	<input type="checkbox"/> 1536757
	Broms enarm kpl vä	0863		Passar 22-24 tum hjul, ej sb 34	<input type="checkbox"/> SP1575306
	Broms enarm kpl hö	0864		Passar 22-24 tum hjul, ej sb 34	<input type="checkbox"/> SP1575307

BILD	BENÄMNING	SB	OBSERVERA	ARTNR
	<b>TILLBEHÖR</b> Midjebälte m plastspänne	0870		<input type="checkbox"/> SP1672778
	Transportfäste f Azalea fram	0895		<input checked="" type="checkbox"/> SP1591222
	Bord (Monteringssats bord medföljer) Bord kpl Medium Bord kpl Large Bord kpl X-large	0900	39 44 49	Passar ej armstöd H/S låg, armstöd/sidostöd, hemi armstöd <input type="checkbox"/> SP1567518 <input type="checkbox"/> SP1567519 <input type="checkbox"/> SP1568862
	Bord m dyna (Monteringssats bord ingår) Bord m dyna medium kpl Bord m dyna large kpl Bord m dyna x-large kpl	0902	39 44 49	SP1580888 SP1580889 SP1580890
	Monteringssats bord	0930		Väljs enbart då bord beställs separat <input type="checkbox"/> SP1570745
	Stoppning bord Stoppning bord Medium Stoppning bord Large Stoppning bord X-large	0907	39 44 49	<input type="checkbox"/> SP1571269 <input type="checkbox"/> SP1571270 <input type="checkbox"/> SP1571271
	Låssats bord 2014	0920		Passar monteringsats bord SP1570745 <input type="checkbox"/> SP1572460
	Hemibord m armstöd kpl vä	0903		Kom ihåg att välja armstöd på motsatt sida. <input type="checkbox"/> SP1588322
	Hemibord m armstöd kpl hö	0904		<input type="checkbox"/> SP1588321
	Stoppning hemibord hö/vä	0907		<input type="checkbox"/> SP1602247-TR26
	Bord Swing away stl S u dyna Bord Swing away stl M u dyna	0910 0910	34, 39 44, 49	Passar ej låssats bord, utan monteringsats Passar ej låssats bord, utan monteringsats <input type="checkbox"/> SP1586424 <input type="checkbox"/> SP1586425
	Bord Swing away stl S m dyna Bord Swing away stl M m dyna	0915 0915	34, 39 44, 49	Passar ej låssats bord, utan monteringsats Passar ej låssats bord, utan monteringsats <input type="checkbox"/> SP1584394 <input type="checkbox"/> SP1584395
	Monteringssats bord sw/a std f Azalea Dahlia	0915		Enbart för bord swing away <input type="checkbox"/> 1449218
	Rattvredssats Azalea	0960		För rygg, sits arm-benstöd 10st <input type="checkbox"/> SP1484457
	Tippskydd Azalea par			Ingår alltid som std <input checked="" type="checkbox"/> SP1439933
	Infästning selar 34 Fäste för bröstsele övre Fäste för bröstsele övre Infästning selar 49	0970 0970 0970 0970	34 39 44 49	Kräver nack-/huvudstöd Kräver nack-/huvudstöd <input type="checkbox"/> 1542445-0509 <input type="checkbox"/> SP1559963 <input type="checkbox"/> SP1559963 <input type="checkbox"/> 1542446-0509
	Droppställning	0980		Nack / huvudstöd krävs för montering. Ej sb 34 <input type="checkbox"/> 1440897