

Aquatec® | **Dot**



Duschpallen för små utrymmen

Aquatec **Dot** är ett bra val om du har små utrymmen i duschen eller badrummet. Den nya designen på sittplattan är till för att göra det lättare att komma åt när man tvättar sig.



AQUATEC®



Yes, you can.®



Egenskaper och Tillval

- Lätt att ställa in sitthöjden. Kan regleras i 7 steg från 40 cm till 55 cm
- Pallvikten är 1,65 kg
- Inga verktyg behövs vid montering
- Helt rostfri - är helt gjord i plast och har avrinningshål på sittytan
- Brukarvikten är max 135 kg



Ny form på sitsen

Stabil och behaglig sittyta som ger bra stöd och gör det lätt att komma åt vid tvätt.



Gummifot

Gör att pallen står säkert utan att glida på golvet.





Höjddjusterbar

Enkel att ställa in.

Tekniska data

	Aquatec Dot höjddjusterbar
Duschpall 1-pack	1564679
Duschpall 2-pack	1564759
Snurrsits blå, passar DOT höjddjusterbar	1575269
Snurrsits grå, passar DOT höjddjusterbar	1562350
Adapter disk-on-Dot höjddjusterbar	1575271
Sittbredd	34 cm
Sittdjup	21 cm
Sitthöjd	40 - 55 cm
Total bredd	36,5 cm
Totalt djup	36,5 cm
Total höjd	40 - 55 cm
Max brukarvikt	135 kg
Vikt	1,65 kg
Färg	Grå



Invacare AB
Box 66
163 91 Spånga - Sverige
Tel: +46 8 761 70 90
Fax: +46 8 761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

© 2015 Invacare International Sàrl
Alla rättigheter är reserverade för Invacare.

All information i denna broschyr stämmer vid tryckningstillfället. Invacare förbehåller sig rätten att ändra produktinformation utan föregående meddelande.

Dot - SE - 01/2015