

alber	Modell	Art. nr: mont sats	Notera
	Rea Bellis SH 36-43,5cm	1491973	
	Rea Bellis SH 44-48,5cm	1491974	
	Rea Focus	1491975	
	Invacare Azalea	1491976	
	Invacare Spirea 2	1491977	
	Etac Cross SH 38-41cm	1491979	Montering EJ möjlig med armstöd uppfällbart (Etac Nr 25546-1/2, 25551-1/2)
	Etac Cross SH 42-45cm	1491981	Montering EJ möjlig med armstöd uppfällbart (Etac Nr 25546-1/2, 25551-1/2)
	Etac Cross SH 46-50	1491982	Montering EJ möjlig med armstöd uppfällbart (Etac Nr 25546-1/2, 25551-1/2)
	Etac Swede Twin SH 44cm	1491983	
	Etac Swede Twin SH 46cm	1491983	
	Handicare Legend	1491984	Montering med "One tool" adapter plate ej möjlig. Endast tipskydd från Alber.
	Handicare Emineo	1491986	Montering med "One tool" adapter plate ej möjlig.
	Meyra HD 500	1491987	
	Meyra HD 600 12 1/2"	1491988	

Invacare kan erbjuda monteringsatser till fler stolar samt stolsmodeller,
än ovan listade stolar

Vid frågor ring kundservice på telefon: 08-761 70 90,
eller din distriktsrepresentant.