

Montageanweisung [Mounting instruction]

Ulrich Alber GmbH + Co. KG
Sigmaringer Str. 100
D . 72458 Albstadt
Telefon: +49 7431 . 90 96 0
Internet: www.ulrich-alber.de




Artikelnummer [Article number]: VK335017

Rollstuhl: Bediengeräthalterung Scandinavian
[Wheelchair:]

Anbauvorschlag; die Lieferung enthält eventuell Material für verschiedene Anbauvarianten.
Die Halterung kann geringfügig von der Abbildung abweichen.
[Mounting suggestion; consignment may contain material for different mounting variants.]
[Please note that the bracket may slightly differ from the drawing.]

e-fix / VK 335017.00



Achtung, der Anbau darf nur durch vom Hersteller autorisierte Fachkräfte erfolgen !
[**Caution**, any mounting must be done by personnel authorized by the manufacturer !]



Montageanweisung [Mounting instruction]

Ulrich Alber GmbH + Co. KG
 Sigmaringer Str. 100
 D . 72458 Albstadt
 Telefon: +49 7431 . 90 96 0
 Internet: www.ulrich-alber.de



Artikelnummer [Article number]: VK335017

Pos. [Pos.]	Menge [Quantity]	Einheit [Unit]	Art.-Nr. [Art.-No.]	Lagerplatz/Alber [Stock/Alber]	Bezeichnung [Description]	i.O. [O.K]
5	1	Stück [Stück]	200511.0	063/03/07	Halterung rechts, verchromt	
10	1	Stück [Stück]	200447.0	063/02/23	Einsteckteil Rollstuhl 32 mm lang, verzahnt und verchromt	
15	1	Stück [Stück]	200240.0	063/03/14	Verzahnungsteil Messing e-fix, komplett verzahnt	
20	1	Stück [Stück]	200046.0	063/01/10	Verschiebeteil e.fix, verchromt Gleitstück für Bediengerätaufnahme	
25	1	Stück [Stück]	090011.0	074/03/08	Klemmhebel m. Außengewinde M6 x 10 e-fix	
30	2	Stück [Stück]	010355.0	PROD	Sicherungsscheibe S - 8 - FSt Schnorr	
35	2	Stück [Stück]	010090.0	PROD	DIN 912 - M 8 x 16 - 8.8 vz Zylinderschraube	
40	1	Stück [Stück]	010339.0	PROD	DIN 7984 - M 8 x 12 - 8.8 vz Zylinderschraube	
45	1	Stück [Stück]	203250.0	064/02/05	Führungsleiste, verchromt	
50	2	Stück [Stück]	010407.0	PROD	DIN 7984 - M 6 x 20 - A2 Zylinderschraube	
55	1	Stück [Stück]	200388.0	061/02/06	Buchse Meyra 2.800, verzinkt	
60	1	Stück [Stück]	010098.0	PROD	DIN 912 - M 8 x 60 - 8.8 vz Zylinderschraube	
65	1	Stück [Stück]	010026.0	PROD	DIN 125 - A 8,4 - St vz Scheibe	

Geprüft [inspected]: _____

Achtung, der Anbau darf nur durch vom Hersteller autorisierte Fachkräfte erfolgen !

[Caution, any mounting must be done by personnel authorized by the manufacturer !]