



Ett enkelt sätt att köra rullstol

Det nya **ErgoDrive** konceptet gör att viamobil eco är mycket ergonomisk och bekväm att köra och bromsa, och drivaggregatet svarar omedelbart på kommandon som vårdaren ger. För rörelse framåt eller bakåt, trycker du bara på styret ner eller upp - väldigt naturligt och därför enkelt att lära sig.





ErgoDrive – de intelligenta körhandtagen

Tack vare det nya **ErgoDrive** kontrollkonceptet, så blir det enkelt att köra och bromsa en rullstol med **viamobil eco**. En sensor i körhandtagen känner av att föraren vill köra rullstolen och aktiverar drivenheten. När körhandtagen trycks nedåt, så rör sig rullstolen framåt. När körhandtagen dras uppåt stannar den.

Enkel manövrering, maximal säkerhet

Att manövrera **viamobil eco** är enkelt. Med vridpotentiometern slår man på eller av drivenheten, ställer hastighet eller aktiverar frihjul. **viamobil eco** är därför enkel att förstå och använda för alla. För att ge maximalt grepp på ojämnt underlag är viamobil eco utrustad med en innovativ fjädring på drivhjulen. Denna egenskap underlättar även när man ska bromsa i nedförslut.

Bärbar och mångsidig

viamobil eco kan enkelt demonteras till individuella lättviktskomponenter. Enkel hantering av batteriet när man sätter i den i drivenheten. **viamobil eco** passar till nästan alla standard rullstolar

på marknaden. Det enda som behövs är en monteringsatts för konsollen på rullstolen som passar **viamobil eco**. Vinkel till körhandtaget på viamobil eco är ställbart för att passa de flesta.

Egenskaper och Tillbehör



viamobil eco redo för transport

De kompakta lättviktskomponenterna är enkla att transportera.



ErgoDrive

Patenterad styrenhet som är ergonomiskt designad och idealisk för att köra rullstolar.



Kontrollenhet

Central, behändig vridpotentiometer för att enkelt kontrollera alla funktioner.

Egenskaper och Tillbehör



Monteringssatser/brackets

Finns tillgänglig för de flesta standard rullstolar.



Batteriladdare

Automatisk laddare med ljusindikator, laddar standard batterier inom 7 timmar.



Batteripack

Enkelt att ta ur och sätta tillbaka med ladduttaget.



Enkel att "docka" på rullstolen



Tippskydd



Drivenhet

Med punkteringsfria massiva gummidäck. Fjädring för att hela tiden bibehålla hjulen mot marken. Fotpedal för att lyfta/sänka ned hjulen.



Billaddare








Ger möjlighet att ladda batteriet i bilen.



Tumgas

Gasreglaget på det ergonomiskt formade handtaget aktiveras enkelt genom att lätt trycka det nedåt med tummen.

Tekniska data

							
viamobil eco	max. 5,5 km/h	12 km	24V/9 Ah	6 kg	10%	18,5 kg (drivenhet: 10,5 kg)	120 kg

Invacare AB
 Box 66
 163 91 Spånga
 Tel: +46 8 761 70 90
 Fax: +46 8 761 81 08
 sweden@invacare.com
 www.invacare.se

© 2011 Invacare International Sàrl
 Alla rättigheter är reserverade för
 Invacare.

Invacare reserverar sig för eventuella
 ändringar gjorda efter tryck. All
 information är korrekt vid tiden för
 tryckning.

Alber viamobil eco - SE - 06/2011



Yes, you can.®