

**EF015**Europeiskt
formulär**Viktigt säkerhetsmeddelande**

Sida 1 av 1

Viktigt SÄKERHETSMEDDELANDE
Dolomite-rollatorer: Futura, Melody, Legacy, Maxi+, Alpha, Symphony, Jazz
520 och Jazz 600.
Ändring i bruksanvisning

Datum: 4 maj 2015

Ref: 284459

Viktig säkerhetsinformation:

Med hänsyn till våra användares säkerhet vill vi uppmärksamma dig på vissa ändringar i bruksanvisningarna för samtliga modeller av följande Invacare Dolomite-rollatorer:

- Futura
- Melody
- Legacy
- Maxi+
- Alpha Basic och Alpha Advanced
- Symphony
- Jazz 520 och Jazz 600

Vi känner till flera incidenter där ett framhjul har lossnat från en rollator. Vi är övertygade om att förbättrade underhållsprocedurer kan minska denna risk. Genom detta meddelande vill vi göra dig observant på att bruksanvisningarna granskats och uppdaterats under 2013–2014. En viktig uppdatering är formuleringen i bruksanvisningen om att den förväntade livslängden för dessa produkter är fem år förutsatt att säkerhetsinstruktionerna följs, underhåll sköts samt att produkterna används på sätt de är ämnade för.

Aktuella bruksanvisningar för ovan nämnda rollatorer kan laddas ned från Invacares webbplats:

www.invacare.se

För att ytterligare förenkla skötseln och underhållet av våra produkter vill Invacare också informera om en ny servicemanual för de här rollatorerna. Servicemanualen innehåller förutom all information som behövs för att utföra service på dessa rollatorer även information om den förväntade livslängden, garanti, underhåll samt tekniska data. I servicemanualen förtydligas också vikten av kontroll inför användande av produkten och att underhåll utförs av kompetent personal.

Servicemanual för ovan nämnda rollatorer kan också laddas ned från Invacares webbplats: www.invacare.se.

Kontrollera att informationen i detta meddelande görs tillgänglig för och förstås av berörda inom exempelvis hjälpmedelscentraler, serviceföretag och återförsäljare inom din organisation.

Om du har frågor beträffande detta meddelande, eller om du vill ha mer information, ber vi dig kontakta:

Produktchef Marie-Louise Tham

Tel: 08-5223 70 20

Fax: 08-761 80 81

Mejladress: mltham@invacare.com

Invacare intygar att behörig myndighet har informerats om detta säkerhetsmeddelande.

Författare:	A. Romann	Publicerad:	T. Pradignac	Version:	02
Datum:		Datum:			