

Gåramar



INVACARE
Yes, you can.®



Invacare Escort

Fast gåram i aluminium som trots sin låga vikt är både stabil och säker. Bekväma handtag ger säkert grepp. Höjden justeras på respektive ben med tryckknapp i steg om 2,5 cm.


Art nr: P435B
Vikt: 1,8 kg
Max brukarvikt: 130 kg



Invacare Asteria

Hopfällbar gåram där sidorna med ett enkelt handgrepp kan fällas in mot mitten, vilket gör den enkel och smidig att transportera. Höjden justeras på respektive ben med tryckknapp i steg om 2,5 cm.

Art nr: 1515569
Vikt: 3 kg
Max brukarvikt: 135 kg



Invacare Aventia

Gåram med ledad konstruktion i sidorna, vilket gör att den följer med i steget och främjar ett naturligt gångmönster. Sidorna kan också enkelt fällas in mot mitten vilket gör den smidig att transportera. Höjden justeras på respektive ben med tryckknapp i steg om 2,5 cm.

Art nr: P402
Vikt: 3 kg
Max brukarvikt: 100 kg



Brio	6291E-JR	6291E-A
A	60 cm	62 cm
B	58,5 cm	60,5 cm
C	43 cm	44 cm

Invacare Brio

Höjdställbara gåramar i två modeller. Höjden justeras på respektive ben med tryckknapp i steg om 2,5 cm. Båda är hopfällbara (sidorna fälls in mot mitten) för att enkelt kunna transporteras och de har praktiska tillbehör för personlig anpassning.

	Artikelnummer	Vikt	Max brukarvikt
6291E-JR	höjjusterbar 64 - 82 cm	2,5 kg	135 kg
6291E-A	höjjusterbar 77 - 94 cm	3 kg	135 kg

Tillbehör till Brio



Fasta framhjul

Förvandlar din gåram till en tvåhjulig inomhusrollator.
Art.nr 6270E



Länkhjul fram

För inomhusbruk
Art.nr 6267E

Kundservice: 08-761 70 90 | Invacare AB
Fax 08-761 81 08 | Box 66 - 163 91 Spånga
sweden@invacare.com | Sweden
www.invacare.se

