



Rea Azalea Max /Rea Azalea Assist Max

Brukare
Kontaktperson
Telefon
Ordernummer

Max brukarvikt 180 kg

BILD	BENÄMNING	SB	OBSERVERA	ARTNR
	MODELL			
	Azalea Max 22" eller 24"	0030	22" alt 24" drivhjul SH 40 alt 45cm SD 53-60cm	☐
	Azalea Max 22" eller 24" vårdarbromsad (VB)	0040	22" alt 24" VB drivhjul SH 40 alt 45cm SD 53-60cm	☐
	Azalea Assist Max 16"	0020	16" drivhjul SH 45cm SD 53-60cm vårdarbroms	☐
	SITTBREDD/FÄRG			
	Pärlgrå	0441	55 61	☐ 1526822-0515 ☐ 1526802-0515
	Himmelsblå	0442	55 61	☐ 1526822-0522 ☐ 1526802-0522
	Sand	0443	55 61	☐ 1526822-0523 ☐ 1526802-0523
	Electric green	0444	55 61	☐ 1526822-0524 ☐ 1526802-0524
	Happy red	0445	55 61	☐ 1526822-3000 ☐ 1526802-3000
	SITS			
	Sitsplatta Axalea Max	0050 0060	55 61	☐ 1525083 ☐ 1525082
	SITTHÖJD			
	40 cm	0100	Passar ej långa fotstödsrör, 200mm länkhjul, 24" drivhjul, Azalea Assist Max	☐
	45 cm	0110	Passar ej 22" drivhjul, 140mm länkhjul	☐
	SITTDYNA	0130		
	Sittdyna visco top 550x635 plysch svart	0145	55	☐ 1536595-TR35
	Sittdyna visco top 610x635 plysch svart	0145	61	☐ 1536596-TR35
	Sittdyna visco top 550x635 PU tyg	0155	55	☐ 1536595-TR26
	Sittdyna visco top 610x635 PU tyg	0155	61	☐ 1536596-TR26
	Inkontinensöverdrag 550X635 TR 34	0360	55	☐ 1526617
	Inkontinensöverdrag 610X635 TR 34	0360	61	☐ 1526616
	Utan sittdyna	0135		☐












BILD	BENÄMNING		SB	OBSERVERA	ARTNR
	RYGGSTÖD				
	Ryggställbar AZ Max 55 kpl	0160	55		☐ 1526824
	Ryggställbar AZ Max 61 kpl	0160	61		☐ 1526823
 	RYGGDYNA				
	Ryggöverdrag polstrat plysch	0170			
	Ryggöverdrag polstrat 665x540 plysch f sb55	0205	55		☐ SP1590023-TR35
	Ryggöverdrag polstrat 725x540 plysch f sb61	0205	61		☐ SP1590024-TR35
	Ryggöverdrag polstrat PU tyg	0170			
	Ryggöverdrag polstrat 665x540 PU tyg f sb55	0215	55		☐ SP1590023-TR26
	Ryggöverdrag polstrat 725x540 PU tyg f sb61	0215	61		☐ SP1590024-TR26
	Ryggöverdrag polstrat spacer	0170			
	Ryggöverdrag polstrat 665x540 spacer f sb55	0217	55		☐ SP1590023-TR36
	Ryggöverdrag polstrat 725x540 spacer f sb61	0217	61		☐ SP1590024-TR36
	Ryggdyna Laguna plysch	0180			
	Ryggdyna Laguna 560x550 cm svart plysch	0205	55		☐ SP1525073-TR35
	Ryggdyna Laguna 620x550 svart plysch	0205	61		☐ SP1525075-TR35
	Ryggdyna Laguna PU tyg	0180			
	Ryggdyna Laguna 560x550 PU tyg sb55	0215	55		☐ SP1525073-TR26
	Ryggdyna Laguna 620x550 PU tyg sb59	0215	61		☐ SP1525075-TR26
	Utan ryggdyna	0190			☐
	KÖRHANDTAG				
	Körhandtag raka 55 Azalea Max kpl	0220	55		☐ 1524533
	Körhandtag raka 61 Azalea Max kpl		61		☐ 1524529
	Körhandtag ergo 55 Azalea Max kpl		0230	55	☐ 1523947
	Körhandtag ergo 61 Azalea Max kpl			61	☐ 1523946
	JUSTERING RYGG/SITSENHET				
	Kolvsats f rygg o sits kpl t Max tät	0240			☐ SP1605261
	Elektrisk sits o rygg tilt f Azalea Max u laddkabel 2023-07 =>	0250		Laddkabel ingår vid beställning med stol	☐ SP1673224
	Låsdetalj Rygg/tilt sats	0605		Standard	☒ SP1654988
	BENSTÖDSÖVERDEL				
	Benstöd vs Azalea Max hö 2020	0260			☐ SP1661943
	Benstöd vs Azalea Max vä 2020	0260			☐ SP1661917
	VADSTÖD				
	Vadstöd hö Azalea Max	0260	55	Passar ej VF benstödsöverdelar	☐ 1525058
	Vadstöd vä Azalea Max	0260	61	Passar ej VF benstödsöverdelar	☐ 1525057
	Utan benstöd	0270		Vadstöd ingår ej	☐

BILD	BENÄMNING	SB	OBSERVERA	ARTNR	
Kort rör = 24cm Långt rör= 36cm 	FOTSTÖD HELT				
	Fotplatta hel 3-delad sb 55cm korta rör Az Max	0280	55		☐ 1524977
	Fotplatta hel 3-delad sb 61cm korta rör Az Max		61		☐ 1524978
	Fotplatta hel 3-delad sb 65cm korta rör Az Max		61+5		☐ 1524979
	Fotplatta hel 3-delad sb 71cm korta rör Az Max		61+10		☐ 1524980
	Fotplatta hel 3-delad sb 55cm långa rör Az Max	0290	55	Passar ej SH 40cm	☐ 1524721
	Fotplatta hel 3-delad sb 61cm långa rör Az Max		61	Passar ej SH 40cm	☐ 1524722
	Fotplatta hel 3-delad sb 65cm långa rör Az Max		61+5	Passar ej SH 40cm	☐ 1524723
	Fotplatta hel 3-delad sb 71cm långa rör Az Max		61+10	Passar ej SH 40cm	☐ 1524754

	BENSTÖD AMPUTATION					
	Benstöd amputation hö/vä Azalea Max	0291		Vänster monterad	☐	SP1563433
	Benstöd amputation hö/vä Azalea Max	0292		Höger monterad	☐	SP1563433

	HÅLBAND					
	Hälband Azalea Max	0293			☐	SP1532566

	ARMSTÖD					
	Armstöd bred dyna förstärkt vä Azalea Max	0300			☐	1525069
	Armstöd bred dyna förstärkt hö Azalea Max	0320			☐	1525068
	Armstöd smal dyna låg höjd vä	0305			☐	SP1563966
	Armstöd smal dyna låg höjd hö	0325			☐	SP1563965
	Utan armstöd					
	Vänster	0310			☐	
	Höger	0330			☐	

	ARMSTÖD TILLBEHÖR					
	Dyna sidoskydd par	0340			☐	SP1563199
	Sidoskyddsöverdrag	0340		Måste alltid väljas med SP1563199	☐	SP1415453

	SITTDYNA TILLBEHÖR					
	Inkontinens överdrag 550x635 TR 34	0360			☐	1526617
	Inkontinens överdrag 610x635 TR 34	0360			☐	1526616

  	NACKSTÖD/HUVUDSTÖD					
	Huvudstöd m sidostöd Pro	0370			☐	SP60122729
	Överdrag huvudstöd sidojusterbart	0380			☐	1518516
	Huvudstöd m käkstöd Pro	0390			☐	SP1666582
	Nackstöd Pro	0400			☐	SP60122046








	BÅLSTÖD inkl fäste					
	Bålstöd std dyna					
	Bålstöd standard inkl fäste Az max	0411		Vänster (passar hö/vä enbart för montering)	☐	SP1563735
	Bålstöd standard inkl fäste Az max	0412		Höger (passar hö/vä enbart för montering)	☐	SP1563735
	Bålstöd multiställbar dyna					
	Bålstöd multi inkl fäste Az max	0413		Vänster (passar hö/vä enbart för montering)	☐	SP1563737
	Bålstöd multi inkl fäste Az max	0414		Höger (passar hö/vä enbart för montering)	☐	SP1563737

BILD	BENÄMNING	SB	OBSERVERA	ARTNR
	RYGGSTÖD TILLBEHÖR			
	Bålstöd bas m kardborre st0415		Kommer alltid i par	☐ SP1602253
	Rattvredsats (2 st) för nack/huvudstöd0420			☐ 1445693
	Ryggkilar par0440			☐ SP1513037
	CHASSI TILLVAL			
	Ramförlängning azalea par kpl0450		Förlänger ramen +5cm	☐ SP1484535
	LÄNKHJUL			
	Länkhjul 140x40mm svart massivt u axel0480		Passar ej SH 45cm	☐ SP1663537
	Länkhjul 200x45mm svart massivt u axel0495		Passar ej SH 40cm	☐ SP1659706
	DRIVHJUL STANDARD	0522		
	Drivhjul 22x1.3/8 tum massiv svart alu drivring05140540		Passar ej SH 45cm	☐ SP60109197
	Drivhjul 22x1.3/8 tum massiv svart plastad drivring05140545		Passar ej SH 45cm	☐ SP60109198
	Drivhjul 24x1.3/8 tum massiv svart alu drivring05160540		Passar ej SH 40cm	☐ SP60109185
	Drivhjul 24x1.3/8 tum massiv svart plastad drivring05160545		Passar ej SH 40cm	☐ SP60109186
	DRIVHJUL VÅRDARBROMSADE	0524		
	Drivhjul 16 tum mass svart vb m bromshand par0512		Passar ej SH 40cm	☐ SP1656801
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB massiv PU svart alu drivring05140540		Passar ej SH 45cm	☐ SP60108750
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB massiv PU svart plastad drivring05140545		Passar ej SH 45cm	☐ SP60108751
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB massiv PU svart alu drivring05160540		Passar ej SH 40	☐ SP60108738
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB massiv PU svart plastad drivring05160545		Passar ej SH 40	☐ SP60108739
	EKERSKYDD			
	Ekerskydd 22 tum neutral0550		Passar ej 16 tum hjul	☐ 5102800
	Ekerskydd 24 tum neutral0550		Passar ej 16 tum hjul	☐ 5102807
	BROMSAR			
	Broms brukarmanövrerad 22/24 tum m fäste Azalea Max hö0560		Går ej välja olika bromsar på hö resp vä sida	☐ 1524720
	Broms brukarmanövrerad 22/24 tum m fäste Azalea Max vä0560		Går ej välja olika bromsar på hö resp vä sida	☐ 1524719
	Broms brukarman förlängd u fäste vä0561		Går ej välja olika bromsar på hö resp vä sida	☐ SP1590613
	Broms brukar man förlängd u fäste hö0561		Går ej välja olika bromsar på hö resp vä sida	☐ SP1590612
	Broms brukarman 16 tum ass par0560		Ingår vid val av 16 tum hjul	☐ 1444335
	Bromssats VB 24tum Azalea Tall/Max kpl par		Ingår vid val av 24tum med vådarbroms	☐ 1536757
	TILLBEHÖR			
	Midjebälte med billås0570			☐ 1551067
	Transportfäste f Azalea fram0595		Standard	◆ SP1591222
	Bord Swing away f Az Max0600		Fäste f bord, 1532190 medföljer	☐ 1531907
	Rattvredssats Azalea0620			☐ SP1484457
	Handvred f arm/benstöd bred dyna sats0625			☐ SP1605335