



Orderguide
Juli 2025
sweden@invacare.com

Rea Azalea / Azalea Assist / Azalea Tall / Azalea Assist Tall

Brukare

Kontaktperson

Telefon

Ordernummer

Max brukarvikt 135 kg

BILD	BENÄMNING	SB		OBSERVERA	ARTNR	
	MODELL					
	Azalea Assist	0020		16" drivhjul SH 40 alt 45cm SD 43-50cm vårdarbroms	☐	
	Azalea	0025		24" alt 22" drivhjul SH 45 alt 40cm SD 43-50cm	☐	
	Azalea med vårdarbroms	0030		24" alt 22" drivhjul med vårdarbroms SH 45 alt 40cm SD 43-50cm	☐	
	ALTERNATIV MODELL					
	Azalea Tall	0036		Sitthöjd, sittdjup och längd på chassi + 5 cm jämfört med std Azalea/Azalea Assist	☐	

	SITTBREDD/FÄRG					
	Chassi Pärigrå	0040	39		☐	1560478-0515
		0050	44		☐	1560479-0515
		0060	49		☐	1560480-0515
	Chassi Himmelsblå	0040	39		☐	1560478-0522
		0050	44		☐	1560479-0522
		0060	49		☐	1560480-0522
	Chassi Sand	0040	39		☐	1560478-0523
		0050	44		☐	1560479-0523
		0060	49		☐	1560480-0523
	Chassi Electric green	0040	39		☐	1560478-0524
		0050	44		☐	1560479-0524
		0060	49		☐	1560480-0524
	Chassi Happy red	0040	39		☐	1560478-3000
		0050	44		☐	1560479-3000
		0060	49		☐	1560480-3000

	SITTHÖJD					
	40 cm	0110		Passar ej centralplacerad fotplatta, långa fotstödsrör, fotlåda, 175/200mm länkhjul, 24 tum drivhjul	☐	
	45 cm	0120		Passar ej 22" drivhjul	☐	
	50 cm	0125		Endast Azalea Tall/ Azalea Assist Tall. Passar ej 22" drivhjul	☐	

	SITSVINKEL					
	Negativ sitvinkel -1 - + 23°	0127		Standard sitsvinkel +1 - +25°	☐	
	SITS					
	Sitsplatta inkl kardb och skruv sb39	0130	39	För sittdjup 43-50cm	☐	1508135
	Sitsplatta inkl kardb och skruv sb44		44		☐	1508136
	Sitsplatta inkl kardb och skruv sb49		49		☐	1508137
	Sitsplatta inkl kardb och skruv f Tall sb39		39	Enbart med Tall sd 48-55cm, ej 90gr benstöd	☐	1507946
	Sitsplatta inkl kardb och skruv f Tall sb44		44	Enbart med Tall sd 48-55cm, ej 90gr benstöd	☐	1507947
	Sitsplatta inkl kardb och skruv f Tall sb49		49	Enbart med Tall sd 48-55cm, ej 90gr benstöd	☐	1507948

BILD	BENÄMNING	KOD	SB	OBSERVERA	ARTNR	
	Glidsits f sb 39	0140	39	Passar ej Azalea Tall / Azalea Assist Tall bendelare. Ökar SH +5cm	☐ SP1484576	
	Glidsits f sb 44		44		☐ SP1484577	
	Glidsits f sb 49		49		☐ SP1484578	
SITTDYNA		0165				
 	Sittdyna Floshape, plysch	0191	39		☐ 1508055-TR35	
	Sittdyna Floshape 405x535 plysch		44		☐ 1508057-TR35	
	Sittdyna Floshape 455x535 plysch		49		☐ 1508059-TR35	
	Sittdyna Floshape, PU tyg	0201	39		☐ 1508055-TR26	
	Sittdyna Floshape 405x535 PU tyg		44		☐ 1508057-TR26	
	Sittdyna Floshape 455x535 PU tyg		49		☐ 1508059-TR26	
	Sittdyna Floshape, spacer	0202	39		☐ SP1508055-TR36	
	Sittdyna Floshape 405x535 spacer		44		☐ SP1508057-TR36	
	Sittdyna Floshape 455x535 spacer		49		☐ SP1508059-TR36	
		Vicair Adjuster O2 inkl överdrag	0170			☐
		Sittdyna Vicair Adjuster O2 inkl standard överdrag 40x53x10		39		☐ OAD10/CC/4053
		Sittdyna Vicair Adjuster O2 inkl standard överdrag 45x53x10		44		☐ OAD10/CC/4553
Sittdyna Vicair Adjuster O2 inkl standard överdrag 50x53x10		49		☐ OAD10/CC/5053		
	Utan sittdyna	0180			☐	

	Ryggstöd fast Flex3 Laguna sats	0210		Passar ej ryggöverdrag polstrat	☐ SP1562142
	För Laguna/Passad/Vicair ryggdyna				
	Ryggstöd fast Flex3 Mistral2 sats	0210		Passar ej ryggöverdrag polstrat	☐ SP1562143
	För Mistral ryggdyna				
	Ryggstöd Flex3 ställbar 39 kpl	0220	39	Passar ej matta sits/rygg	☐ 1543733
	Ryggstöd Flex3 ställbar 44 kpl		44	Passar ej matta sits/rygg	☐ 1543734
	Ryggstöd Flex3 ställbar 49 kpl		49	Passar ej matta sits/rygg	☐ 1573735
	Rygg rör utan ryggstöd	0230		För MatrX eller annat sittsystem	☐

BILD	BENÄMNING	KOD	SB	OBSERVERA	ARTNR
  	RYGGDYNA Ryggöverdrag polstrat plysch Ryggöverdrag polstrat 475x540 plysch sb39 Ryggöverdrag polstrat 525x540 plysch sb44 Ryggöverdrag polstrat 575x540 plysch sb49	0311 0240	39 44 49	Passar ej fast ryggstöd Passar ej fast ryggstöd Passar ej fast ryggstöd	☐ SP1589929-TR35 ☐ SP1589930-TR35 ☐ SP1589941-TR35
	Ryggöverdrag polstrat PU tyg Ryggöverdrag polstrat 475x540 PU tyg sb39 Ryggöverdrag polstrat 525x540 PU tyg sb44 Ryggöverdrag polstrat 575x540 PU tyg sb49	0321 0240	39 44 49	Passar ej fast ryggstöd Passar ej fast ryggstöd Passar ej fast ryggstöd	☐ SP1589929-TR26 ☐ SP1589930-TR26 ☐ SP1589941-TR26
	Ryggöverdrag polstrat spacer Ryggöverdrag polstrat 475x540 spacer sb39 Ryggöverdrag polstrat 525x540 spacer sb44 Ryggöverdrag polstrat 575x540 spacer sb49	0322 0240	39 44 49	Passar ej fast ryggstöd Passar ej fast ryggstöd Passar ej fast ryggstöd	☐ SP1589929-TR36 ☐ SP1589930-TR36 ☐ SP1589931-TR36
  	Ryggdyna Laguna svart plysch Ryggdyna Laguna 372x550 plysch sb39 Ryggdyna Laguna 402x550 plysch sb44 Ryggdyna Laguna 452x550 plysch sb49	0311 0250	39 44 49		☐ SP1427118-TR35 ☐ SP1427119-TR35 ☐ SP1427120-TR35
	Ryggdyna Laguna PU tyg Ryggdyna Laguna 372x550 PU tyg sb39 Ryggdyna Laguna 402x550 PU tyg sb44 Ryggdyna Laguna 452x550 PU tyg sb49	0321 0250	39 44 49		☐ SP1427118-TR26 ☐ SP1427119-TR26 ☐ SP1427120-TR26
	Ryggdyna Laguna svart spacer Ryggdyna Laguna 372x550 spacer sb39 Ryggdyna Laguna 402x550 spacer sb44 Ryggdyna Laguna 452x550 spacer sb49	0322 0250	39 44 49		☐ SP1427118-TR36 ☐ SP1427119-TR36 ☐ SP1427120-TR36
	Ryggdyna Mistral 2 plysch Ryggdyna Mistral 2 355x510 plysch sb39 Ryggdyna Mistral 2 405x510 plysch sb44 Ryggdyna Mistral 2 455x510 plysch sb49	0311 0260	39 44 49		☐ SP1431668-TR35 ☐ SP1424651-TR35 ☐ SP1424652-TR35
	Ryggdyna Mistral 2 PU tyg Ryggdyna Mistral 2 355x510 PU tyg sb39 Ryggdyna Mistral 2 455x510 PU tyg sb44 Ryggdyna Mistral 2 505x510 PU tyg sb49	0321 0260	39 44 49		☐ SP1431668-TR26 ☐ SP1424651-TR26 ☐ SP1424652-TR26
	Ryggdyna Passad 2 plysch Ryggdyna Passad 440x550 plysch sb39 Ryggdyna Passad 470x550 plysch sb44 Ryggdyna Passad 520x550 plysch sb49	0311 0270	39 44 49		☐ SP1429271-TR35 ☐ SP1424647-TR35 ☐ SP1424649-TR35
	Ryggdyna Passad 2 PU tyg Ryggdyna Passad 440x550 PU tyg sb39 Ryggdyna Passad 470x550 PU tyg sb44 Ryggdyna Passad 520x550 PU tyg sb49	0321 0270	39 44 49		☐ SP1429271-TR26 ☐ SP1424647-TR26 ☐ SP1424649-TR26
	Ryggdyna Passad 2 spacer Ryggdyna Passad 440x550 spacer sb39 Ryggdyna Passad 470x550 spacer sb44 Ryggdyna Passad 520x550 spacer sb49	0322 0270	39 44 49		☐ SP1429271-TR36 ☐ SP1424647-TR36 ☐ SP1424649-TR36
	Ryggdyna Vicair Multifunctional O2 Ryggdyna Vicair Multifunctional O2 inkl överdrag 40-54 Ryggdyna Vicair Multifunctional O2 inkl överdrag 45-54 Ryggdyna Vicair Multifunctional O2 inkl överdrag 50-54		39 44 49	Beställs separat Beställs separat Beställs separat	OMFB/CC/4054 OMFB/CC/4554 OMFB/CC/5054
	Utan ryggdyna	0300			☐
	En storlek större ryggöverdrag/ryggdyna	0305		Ex: Ryggöverdrag för sb 44cm till stol med sb 39cm	☐




BILD	BENÄMNING	KOD	SB	OBSERVERA	ARTNR
	KÖRHANDTAG				
	Körhandtagsbygel H/S fast kpl 39	0335	39		☐ SP1571966
	Körhandtagsbygel H/S fast kpl 44		44		☐ SP1571967
	Körhandtagsbygel H/S fast kpl 49		49		☐ SP1571968
	Körbygel VS 39 Flex3	0345	39		☐ SP1563967
	Körbygel VS 44 Flex3		44		☐ SP1564551
	Körbygel VS 49 Flex3		49		☐ SP1564552
	JUSTERING RYGG/SITSENHET				
	Kolvsats f rygg o sits kpl t Azalea tät	0350			☐ SP1605256
	Elektrisk sits o rygg tilt f Azalea 2023-07 =>	0360		Negativ sitstilt ej möjlig med elektrisk tilt	☐ SP1673221
	Låsdetalj för rygg/tilt par	1263		Ingår alltid	☒ SP1654988
					
	BENSTÖDSALTERNATIV				
	Centralplacerad fotplatta	0370		Passar ej bendelare, SH 40cm	☐ 1484821
	Benstödsinfästning sb 39cm	0375		Standard om inget annat väljs	☐ 1449888-0509
	Benstödsinfästning sb 44cm			Standard om inget annat väljs	☐ 1449889-0509
	Benstödsinfästning sb 49cm			Standard om inget annat väljs	☐ 1449890-0509
	Benstödsinfästning hög +5cm sb 39cm	0376		5cm högre benstödsinfästninginfästning	☐ SP1574112
	Benstödsinfästning hög +5cm sb 44cm			5cm högre benstödsinfästninginfästning	☐ SP1574113
	Benstödsinfästning hög +5cm sb 49cm			5cm högre benstödsinfästninginfästning	☐ SP1574114
	Benstödsinfästning m 10gr vink f sb 39cm	0378		För 90° knävinkel, ej länkhjul större än 150mm	☐ SP1656850
	Benstödsinfästning m 10gr vink f sb 44cm			För 90° knävinkel, ej länkhjul större än 150mm	☐ SP1656851
	Benstödsinfästning m 10gr vink f sb 49cm			För 90° knävinkel, ej länkhjul större än 150mm	☐ SP1656852
	BENSTÖDSÖVERDEL				
	Benstöd vs m fäste f vadstöd vä 2020	0380		Passar ej vadband	☐ SP60122669
	Benstöd vs m fäste f vadstöd hö 2020	0430		Passar ej vadband	☐ SP60122670
	Benstöd vf 80gr hö/vä svart 2019	0390		Passar både hö/vä	☐ SP1574349-0646
	Benstöd vf 80gr hö/vä svart 2019	0440		Passar både hö/vä	☐ SP1574349-0646
	Benstöd vf 90gr hö/vä svart 2019	0400		Passar både hö/vä	☐ SP1650918-0646
	Benstöd vf 90gr hö/vä svart 2019	0450		Passar både hö/vä	☐ SP1650918-0646
	Benstöd amputation vä	0410		Ej med enstödsinfästning m 10gr vink	☐ 1442991
	Benstöd amputation hö	0460		Ej med enstödsinfästning m 10gr vink	☐ 1442990
	Utan benstödsöverdel vänster	0420			☐
	Utan benstödsöverdel höger	0470			☐
	VADSTÖD				
	Vadstöd 145mm u fäste vä 2019	0380	39	Passar ej VF benstödsöverdelar	☐ SP1605831
	Vadstöd 145mm u fäste hö 2019	0430	39	Passar ej VF benstödsöverdelar	☐ SP1603256
	Vadstöd 170mm u fäste vä 2019	0380	44	Passar ej VF benstödsöverdelar	☐ SP1605832
	Vadstöd 170mm u fäste hö 2019	0430	44	Passar ej VF benstödsöverdelar	☐ SP1605829
	Vadstöd 195mm u fäste vä 2019	0380	49	Passar ej VF benstödsöverdelar	☐ SP1605833
	Vadstöd 195mm u fäste hö 2019	0430	49	Passar ej VF benstödsöverdelar	☐ SP1605834

BILD	BENÄMNING	KOD	SB	OBSERVERA	ARTNR	
Kort rör = 24cm Långt rör = 36cm 	FOTPLATTA HEL VINKEL & DJUPSTÄLLBAR (passar alla benstödsöverdelar)					
	Fotplatta hel 31+10cm f 90gr benstöd korta rör	0475	39	Passar ej hälband	☐	1493268
	Fotplatta hel 36+10cm f 90gr benstöd korta rör		44	Passar ej hälband	☐	1493270
	Fotplatta hel 41+10cm f 90gr benstöd korta rör		49	Passar ej hälband	☐	1495822
	Fotplatta hel 31+10cm f 90gr benstöd långa rör	0476	39	Passar ej SH 40cm, hälband	☐	1493358
	Fotplatta hel 36+10cm f 90gr benstöd långa rör		44	Passar ej SH 40cm, hälband	☐	1493377
	Fotplatta hel 41+10cm f 90gr benstöd långa rör		49	Passar ej SH 40cm, hälband	☐	1495826
	Fotlåda kpl 39	0477	39	Passar ej SH 40cm	☐	SP1571749
	Fotlåda kpl 44		44	Passar ej SH 40cm	☐	SP1571750
	Fotlåda kpl 49		49	Passar ej SH 40cm	☐	SP1571751
	OBS! Välj benstödsöverdelar för infästning			Fotlådan har korta fotrör, 24cm		
Kort rör = 24cm Långt rör = 36cm   	FOTPLATTA VS m KORT RÖR FÖR BENSTÖD VF 80GR					
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benstöd kort rör vä	0490	39	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta	☐	1429163
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benstöd kort rör hö	0550	39	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta	☐	1429164
	Fotplatta vs 19+1cm f 80gr/vs benstöd kort rör vä	0490	44	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta	☐	1429165
	Fotplatta vs 19+1cm f 80gr/vs benstöd kort rör hö	0550	44	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta	☐	1429166
	Fotplatta vs 18+3cm f 80gr/vs benstöd kort rör vä	0490	49	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta	☐	1429167
	Fotplatta vs 18+3cm f 80gr/vs benstöd kort rör hö	0550	49	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta	☐	1429168
	FOTPLATTA VS m LÅNGT RÖR FÖR BENSTÖD VF 80GR					
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benstöd långt rör vä	0520	39	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta	☐	1429175
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benstöd långt rör hö	0580	39	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta	☐	1429176
	Fotplatta vs 19+1cm f 80gr/vs benstöd långt rör vä	0520	44	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta	☐	1429177
	Fotplatta vs 19+1cm f 80gr/vs benstöd långt rör hö	0580	44	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta	☐	1429178
	Fotplatta vs 18+3cm f 80gr/vs benstöd långt rör vä	0520	49	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta	☐	1429179
	Fotplatta vs 18+3cm f 80gr/vs benstöd långt rör hö	0580	49	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta	☐	1429180
	FOTPLATTA VS FÖR VS BENSTÖD 2019					
	Fotplatta vs 172mm m rör f vs benstöd vä	0520	39		☐	SP1603263
	Fotplatta vs 172mm m rör f vs benstöd hö	0580	39		☐	SP1603259
	Fotplatta vs 197mm m rör f vs benstöd vä	0520	44		☐	SP1603264
	Fotplatta vs 197mm m rör f vs benstöd hö	0580	44		☐	SP1603260
	Fotplatta vs 222mm m rör f vs benstöd vä	0520	49		☐	SP1603265
	Fotplatta vs 222mm m rör f vs benstöd hö	0580	49		☐	SP1603261


BILD	BENÄMNING	KOD	SB	OBSERVERA	ARTNR
	FOTPLATTA VS m KORT RÖR FÖR BENSTÖD VF 90GR				
	Fotplatta vs 14+5cm f 90gr benstöd kort rör vä	0490	39	Ej VS benstöd, VF 80gr, förlängare fotplatta	☐ 1446132
	Fotplatta vs 14+5cm f 90gr benstöd kort rör hö	0550	39	Ej VS benstöd, VF 80gr, förlängare fotplatta	☐ 1446133
	Fotplatta vs 17+5cm f 90gr benstöd kort rör vä	0490	44	Ej VS benstöd, VF 80gr, förlängare fotplatta	☐ 1446134
	Fotplatta vs 17+5cm f 90gr benstöd kort rör hö	0550	44	Ej VS benstöd, VF 80gr, förlängare fotplatta	☐ 1446135
	Fotplatta vs 19+5cm f 90gr benstöd kort rör vä	0490	49	Ej VS benstöd, VF 80gr, förlängare fotplatta	☐ 1446159
	Fotplatta vs 19+5cm f 90gr benstöd kort rör hö	0550	49	Ej VS benstöd, VF 80gr, förlängare fotplatta	☐ 1446160
	FOTSTÖD TILLBEHÖR				
	Hälband m pinne L 640mm f sb 34-49 st			Ingår alltid vid beställning av kpl rullstol med benstöd och delade fotstöd.	☐ SP1672696
              	ARMSTÖD	Vid val av hemibord välj armstöd på ena sida enbart			
	Armstöd smal dyna vä	0600			☐ SP1517368
	Armstöd smal dyna hö	0630			☐ SP1517367
	Armstöd extra smal dyna vä	0602		Ej med swing away bord	☐ SP1652418
	Armstöd extra smal dyna hö	0632		Ej med swing away bord	☐ SP1652419
	Armstöd bred dyna vä	0605		Passar ej 22" och 24" drivhjul	☐ 1427167
	Armstöd bred dyna hö	0635		Passar ej 22" och 24" drivhjul	☐ 1427168
	Armstöd Skålad vä	0606			☐ SP60126946
	Armstöd Skålad hö	0636			☐ SP60126947
	Armstöd/Sidostöd hö/vä	0610		Passar endast Bord swing away	☐ SP1492547
	Armstöd/Sidostöd hö/vä	0640		Passar endast Bord swing away	☐ SP1492547
	Armstöd smal dyna låg höjd vä	0611		Låg = - 6cm, passar ej med bord	☐ SP1563966
	Armstöd smal dyna låg höjd hö	0641		Låg = - 6cm, passar ej med bord	☐ SP1563965
	Armstöd hemi kpl vä	0615		Passar ej med bord	☐ 1492901
	Armstöd hemi kpl hö	0645		Passar ej med bord	☐ 1492900
	Utan armstöd vänster	0620			☐
	Utan armstöd höger	0650			☐
	TILLBEHÖR ARMSTÖD				
	Dyna f sidoskydd m överdrag	0695		Passar ej armstöd / sidostöd, alltid för hö och vä	☐ SP1563943
	TILLBEHÖR SITS				
	Inkontinensöverdrag Svart SB39	0710	39	För Floshape dynor	☐ 5253078-TR26
	Inkontinensöverdrag Svart SB44		44	För Floshape dynor	☐ 5253079-TR26
	Inkontinensöverdrag Svart SB49		49	För Floshape dynor	☐ 5253080-TR26
	Bendelare m fäste st	0720		Passar ej glidsits, centralplacerad fotplatta	☐ SP1663114
	Sitsplatta förhöjare 2cm sb39	0722			☐ SP1570896
	Sitsplatta förhöjare 2cm sb44				☐ SP1572855
	Sitsplatta förhöjare 2cm sb49				☐ SP1572856
	Vinkelmätare sits	0725			☐ SP1561584

BILD	BENÄMNING	KOD	SB	OBSERVERA	ARTNR	
	NACKSTÖD/HUVUDSTÖD					
	Huvudstöd m sidostöd Pro Överdrag f huvudstöd m sidostöd	0730 0740		Justerbart i sidled	☐ ☐	SP60122729 1518516
	Huvudstöd m käkstöd Pro	0750		Justerbart i sidled	☐	SP1666582
	Nackstöd Pro	0770			☐	SP60122046
	Rattvredsats	0790		2 st handvred för nack/huvudstöd	☐	1445693
BÅLSTÖD FÖR FAST RYGG FLEX3 inkl fäste						
	Bålstöd multijusterbar dyna			Passar både hö/vä	☐	SP1552726
	Bålstöd multi inkl fäste Flex3 fast Bålstöd multi inkl fäste Flex3 fast	0800 0810			☐ ☐	SP1552726 SP1552726
	Bålstöd förhöjt multijusterbar dyna				☐	SP1552728
	Bålstöd förhöjt multi inkl fäste Flex3 fast vä Bålstöd förhöjt multi inkl fäste Flex3 fast hö	0820 0830			☐ ☐	SP1552728
	Bålstöd std dyna			Passar både hö/vä	☐	SP1557672
	Bålstöd standard inkl fäste Flex3 fast Bålstöd standard inkl fäste Flex3 fast	0840 0850			☐ ☐	SP1557672 SP1557672
	Bålstöd Swing away std dyna				☐	SP1557673
	Bålstöd Swing away standard inkl fäste Flex3 fast vä Bålstöd Swing away standard inkl fäste Flex3 fast hö	0880 0890			☐ ☐	SP1557673 SP1557674
	Bålstöd swing away multijusterbar dyna				☐	SP1557675
	Bålstöd swing away multi inkl fäste Flex3 fast vä Bålstöd Swing away multi inkl fäste Flex3 fast hö	0895 0896			☐ ☐	SP1557675 SP1557676
BÅLSTÖD FÖR STÄLLBAR RYGG FLEX3 inkl fäste						
	Bålstöd multijusterbar dyna			Passar både hö/vä	☐	SP1561729
	Bålstöd multi inkl fäste Flex3 ställbar Bålstöd multi inkl fäste Flex3 ställbar	0800 0810			☐ ☐	SP1561729 SP1561729
	Bålstöd förhöjt multijusterbar dyna				☐	SP1562960
	Bålstöd förhöjt multi vä Flex3 ställbar inkl fäste Bålstöd förhöjt multi hö Flex3 ställbar inkl fäste	0820 0830			☐ ☐	SP1562960 SP1562961
	Bålstöd std dyna				☐	SP1561730
	Bålstöd standard inkl fäste Flex3 ställbar Bålstöd standard inkl fäste Flex3 ställbar	0840 0850			☐ ☐	SP1561730 SP1561730
	Bålstöd Swing away std dyna				☐	SP1561641
	Bålstöd Swing away standard inkl fäste Flex3 ställbar vä Bålstöd Swing away standard inkl fäste Flex3 ställbar hö	0880 0890			☐ ☐	SP1561641 SP1561642
	Bålstöd swing away multijusterbar dyna				☐	SP1561651
	Bålstöd Swing away multi inkl fäste Flex3 ställbar vä Bålstöd Swing away multi inkl fäste Flex3 ställbar hö	0895 0896			☐ ☐	SP1561651 SP1531652


BILD	BENÄMNING	KOD	SB	OBSERVERA	ARTNR
  SP1543574 SP1554143	TILLBEHÖR RYGGSTÖD				
	Fäste bålstöd Flex3 fast Fäste bålstöd Flex3 ställbar kpl	0900 0900		För fast rygg, om bålstöd beställs separat För ställbar rygg, om bålstöd beställs separat	☐ SP1543574 ☐ SP1554143
	Bålstöd bas m kardborre st	0905			☐ SP1602253
	Vinkelmätare rygg	0915			☐ SP1563954
	Ryggkilar, par	0920			☐ SP1513037
TILLBEHÖR BENSTÖD					
	Förlängare t fotp 172/197mm inkl skruv st (passar hö/vä)	0930 0940	39, 44	Passar enbart fotplatta VS för VS benstöd 2019	☐ SP60128964
	Förlängare f fotp 222/247mm inkl skruv st (passar hö/vä)	0930 0940	49	Passar enbart fotplatta VS för VS benstöd 2019	☐ SP60128965
 	Polstring fotplatta 172mm Polstring fotplatta 197mm Polstring fotplatta 222mm	0941	39 44 49	Passar enbart fotplatta VS för VS benstöd 2019 Passar enbart fotplatta VS för VS benstöd 2019 Passar enbart fotplatta VS för VS benstöd 2019	☐ SP1650355 ☐ SP1650356 ☐ SP1650357
	Polstring Fotplatta delad		39, 44,49	Passar ej VS fotplatta från 2019 och VF fotplatta	☐ SP1533946
	Polstring L 25cm f hel fotplatta 31+10 sb39 Polstring L 30cm f hel fotplatta 36+10 sb44 Polstring L 35cm f hel fotplatta 41+10 sb49	0941	39 44 49		☐ SP1563959 ☐ SP1563962 ☐ SP1563963
	Vadmatta	0942			☐ SP1563951
	Vadband justerbart	0945		Passar ej VS benstödsöverdelar	☐ SP1433580
TILLBEHÖR CHASSI					
	Ramförlängning Azalea par kpl	0950		Förlänger ramen +5cm, enbart ramförlängning passar ej med 90gr benstöd. Ingår i Azalea Tall / Azalea Assist Tall	☐ 1484535
LÄNKHJUL FÖR SITTHÖJD 40CM					
	Länkhjul 140x40mm mass svart u axel	0982		Länkhjulsgaffel f vald sh tillkommer	☐ SP1663537
	Länkhjul 150x30mm mass svart u axel	0992		Länkhjulsgaffel f vald sh tillkommer	☐ SP1659704
LÄNKHJUL FÖR SITTHÖJD 45CM					
	Länkhjul 140x40 mass svart u axel	0982		Länkhjulsgaffel f vald sh tillkommer	☐ SP1663537
	Länkhjul 150x30 mass svart u axel	0992		Länkhjulsgaffel f vald sh tillkommer	☐ SP1659704
	Länkhjul 175x45 mass svart u axel	0997		Länkhjulsgaffel f vald sh tillkommer	☐ SP1663538
	Länkhjul 200x30 mass svart u axel	1015		Ej benstödsöverdel 90gr, länkhjulsgaffel tillkommer	☐ SP1659705
	Länkhjul 200x45 mass svart u axel	1025		Ej benstödsöverdel 90gr, länkhjulsgaffel tillkommer	☐ SP1659706
LÄNKHJUL FÖR SITTHÖJD 50CM					
	Länkhjul 175x45 mass svart u axel	0997		Länkhjulsgaffel f vald sh tillkommer	☐ SP1663538
	Länkhjul 200x30 mass svart u axel	1015		Ej benstödsöverdel 90gr, länkhjulsgaffel tillkommer	☐ SP1659705
	Länkhjul 200x45 mass svart u axel	1025		Ej benstödsöverdel 90gr, länkhjulsgaffel tillkommer	☐ SP1659706

BILD	BENÄMNING	KOD	SB	OBSERVERA	ARTNR
	DRIVHJUL VÅRDARBROMSADE 16 TUM	1047			☐ SP1656801
	Drivhjul 16 tum mass svart vb m bromshand par				
	DRIVHJUL 22 TUM	1055			
	MODELL	1074			
	Drivhjul 22x1.3/8 tum luft svart alu drivring	1082		Passar ej SH 45 och 50cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60109188
	Drivhjul 22x1.3/8 tum luft svart plastad drivring			Passar ej SH 45 och 50cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60109189
	Drivhjul 22x1.3/8 tum luft svart rostfri drivring			Passar ej SH 45 och 50cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60109190
	Drivhjul 22x1 tum luft HP svart alu drivring	1086		Passar ej SH 45 och 50cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60109194
	Drivhjul 22x1 tum luft HP svart plastad drivring			Passar ej SH 45 och 50cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60109195
	Drivhjul 22x1 tum luft HP svart rostfri drivring			Passar ej SH 45 och 50cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60109196
	Drivhjul 22x1.3/8 tum massiv svart PU alu drivring	1092		Passar ej SH 45 och 50cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60109197
	Drivhjul 22x1.3/8 tum massiv svart PU plastad drivring			Passar ej SH 45 och 50cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60109198
	Drivhjul 22x1.3/8 tum massiv svart PU rostfri drivring			Passar ej SH 45 och 50cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60109199
	DRIVHJUL 24 TUM	1062			
	MODELL	1074			
	Drivhjul 24x1.3/8 tum luft svart alu drivring	1082		Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60109176
	Drivhjul 24x1.3/8 tum luft svart plastad drivring			Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60109177
	Drivhjul 24x1.3/8 tum luft svart rostfri drivring			Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60109178
	Drivhjul 24x1 tum luft HP svart alu drivring	1086		Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60109182
	Drivhjul 24x1 tum luft HP svart plastad drivring			Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60109183
	Drivhjul 24x1 tum luft HP svart rostfri drivring			Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60109184
	Drivhjul 24x1.3/8 tum massiv svart PU alu drivring	1092		Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60109185
	Drivhjul 24x1.3/8 tum massiv svart PU plastad drivring			Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60109186
	Drivhjul 24x1.3/8 tum massiv svart PU rostfri drivring			Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60109187
	Drivhjul 24 tum pkt lågprofil rostfri drivring	1096		Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	☐ 1536542
	DRIVHJUL VÅRDARBROMSADE 22 TUM	1055			
	MODELL	1076			
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB luft svart alu drivring	1082		Passar ej SH 45 och 50cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60108741
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB luft svart plastad drivring			Passar ej SH 45 och 50cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60108742
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB luft svart rostfri drivring			Passar ej SH 45 och 50cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60108743
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB massiv PU svart alu drivring	1092		Passar ej SH 45 och 50cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60108750
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB massiv PU svart plastad drivring			Passar ej SH 45 och 50cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60108751
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB massiv PU svart rostfri drivring			Passar ej SH 45 och 50cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60108752
	DRIVHJUL VÅRDARBROMSADE 24 TUM	1062			
	MODELL	1076			
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB luft svart alu drivring	1082		Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60108729
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB luft svart plastad drivring			Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60108730
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB luft svart rostfri drivring			Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60108731
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB massiv PU svart alu drivring	1092		Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60108738
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB massiv PU svart plastad drivring			Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60108739
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB massiv PU svart rostfri drivring			Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60108740
	Drivhjul 24 tum VB pkt lågprofil rostfri drivring	1096		Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	☐ 1536613





BILD	BENÄMNING	KOD	SB	OBSERVERA	ARTNR
	TILLBEHÖR DRIVHJUL				
	Ekerskydd 22 tum neutral	1160		Passar ej 16 tum hjul	☐ 5102800
	Ekerskydd 24 tum neutral	1160		Passar ej 16 tum hjul	☐ 5102807
  Bild 1 Bild 2	BROMSAR				
	Broms brukarman u fäste vä	1170		Passar Azalea/Azalea Tall BILD 1	☐ SP1588568
	Broms brukarman u fäste hö	1170			☐ SP1588567
	Broms brukarmanövrerad 16 tum, par	1170		Passar Azalea Assist/Assist Tall BILD 2	☐ 1444335
	Bromssats vb kpl			Passar 22-24 tum VB hjul till hela Azalea familjen	☐ 1536757
	Broms enarm kpl vä	1180		Passar 22-24 tum hjul	☐ SP1575308
	Broms enarm kpl hö	1185		Passar 22-24 tum hjul	☐ SP1575309
	TILLBEHÖR				
	Midjebälte m plastspänne	1200			☐ SP1672778
	Transportfäste f Azalea fram	1225		Standard	☒ SP1591222
	Bord (Monteringssats bord ingår)	1230		Passar ej armstöd H/S låg, armstöd/sidostöd, hemi armstöd	
	Bord kpl Medium		39		☐ SP1567518
	Bord kpl Large		44		☐ SP1567519
	Bord kpl X-large		49		☐ SP1568862
	Bord m dyna (Monteringssats bord ingår)	1231		Passar ej armstöd H/S låg, armstöd/sidostöd, hemi armstöd	
	Bord m dyna medium kpl		39		☐ SP1580888
	Bord m dyna large kpl		44		☐ SP1580889
	Bord m dyna x-large kpl		49		☐ SP1580890
	Hemibord m armstöd kpl vä	1232		Passar alla sittbredder	☐ SP1588322
	Hemibord m armstöd kpl hö	1233		Kom ihåg att välja armstöd på motsatt sida. Passar alla sittbredder	☐ SP1588321
 	Bord Swing away stl S u dyna	1240	39, 44	Passar ej låssats bord, utan monterings-sats	☐ SP1586424
	Bord Swing away stl M u dyna		49	Passar ej låssats bord, utan monterings-sats	☐ SP1586425
	Monteringssats bord sw/a std f Azalea Dahlia			Enbart för bord swing away måste väljs med.	☐ 1449218
	Bord Swing away stl S m dyna	1245	39, 44	Passar ej låssats bord, utan monterings-sats	☐ SP1584394
	Bord Swing away stl M m dyna		49	Passar ej låssats bord, utan monterings-sats	☐ SP1584395
	Monteringssats bord sw/a std f Azalea Dahlia			Enbart för bord swing away måste väljs med.	☐ 1449218

BILD	BENÄMNING	KOD	SB	OBSERVERA	ARTNR
	Stopppning bord Stopppning bord Medium Stopppning bord Large Stopppning bord X-large	1235	39 44 49		SP1571269 SP1571270 SP1571271
	Stopppning hemibord hö/vä	1235			SP1602247-TR26
	Låssats bord 2014	1250		Passar monteringsats bord SP1570745	SP1572460
	Monteringsats bord	1260		Väljs enbart då bord beställs separat	SP1570745
	Rattvredssats Azalea	1290		Handvred för rygg, sits arm-benstöd 10st	SP1484457
	Handvred f arm/benstöd smal dyna sats	1295		För Armstöd smal dyna	SP1605347
	Handvred f arm/benstöd bred dyna sats	1295		För Armstöd bred dyna	SP1605335
	Övre fäste för sele	1300		Nack / huvudstöd krävs för montering	SP1559963
	Fäste positioneringsbälte par	1310			SP1563952
	Droppställning kpl	1320		Nack / huvudstöd krävs för montering	1440897
	Tippskydd Azalea Tippskydd Azalea hög			Ingår alltid som std, par Ingår alltid som std till Tall, par	SP1439933 1508008