



Rea Azalea Minor/ Azalea Minor Assist

Brukare _____

Kontaktperson _____

Telefon _____

Ordernummer _____

Max brukarvikt 75 kg

BILD	BENÄMNING	KOD	SB	OBSERVERA	ARTNR
	MODELL	0037			
	Azalea Minor Assist	0020		16" drivhjul SH 40 alt 45cm SD 38-45cm vårdarbroms	<input type="checkbox"/>
	Azalea Minor	0025		24" alt 22" drivhjul SH 45 alt 40cm SD 38-45cm	<input type="checkbox"/>
	Azalea Minor med vårdarbroms	0030		24" alt 22" drivhjul med vårdarbroms SH 45 alt 40cm SD 38-45cm	<input type="checkbox"/>

BILD	BENÄMNING	KOD	SB	OBSERVERA	ARTNR
	SITTBREDD/FÄRG				
	Chassi Azalea Minor sb 34 Pärlgrå	0037			<input type="checkbox"/> 1512889-0515
	Chassi Azalea Minor sb 34 Himmelsblå	0037			<input type="checkbox"/> 1512889-0522
	Chassi Azalea Minor sb 34 Sand	0037			<input type="checkbox"/> 1512889-0523
	Chassi Azalea Minor sb 34 Electric Green	0037			<input type="checkbox"/> 1512889-0524
	Chassi Azalea Minor sb 34 Happy Red	0037			<input type="checkbox"/> 1512889-3000





BILD	BENÄMNING	KOD	SB	OBSERVERA	ARTNR
	SITS				
	Sitsplatta inkl kardb och skruv sb34	0038			<input type="checkbox"/> 1513123

BILD	BENÄMNING	KOD	SB	OBSERVERA	ARTNR
	SITTHÖJD				
	40 cm	0110		Passar ej långa fotstödsrör, fotlåda, 200mm länkhjul, 24 tum drivhjul	<input type="checkbox"/>
	45 cm	0120		Passar ej 22" drivhjul	<input type="checkbox"/>





BILD	BENÄMNING	KOD	SB	OBSERVERA	ARTNR
	SITTDYNA	0165			
	Sittdyna Floshape 355x450 plysch svart	0191			<input type="checkbox"/> 1509920-TR35
	Sittdyna Floshape 355x450 Pu tyg	0201			<input type="checkbox"/> 1509920-TR26
	Sittdyna Floshape 355x450 Spacer	0202			<input type="checkbox"/> SP1509920-TR36
	Utan sittdyna	0180			<input type="checkbox"/>

BILD	BENÄMNING	SB	OBSERVERA	ARTNR
	RYGGSTÖD Ryggstöd ställbar Azalea minor	0217		<input type="checkbox"/> 1543577
	Ryggstöd fast Azalea Minor	0218	Passar ej ryggöverdrag polstrat	<input type="checkbox"/> 1510891
	RYGGDYNA Ryggöverdrag polstrat 415x510 plysch	0240	Passar ej fast ryggstöd	<input type="checkbox"/> SP1564092
	Ryggdyna Laguna 322x450 plysch sb34	0250		<input type="checkbox"/> SP1508972-TR35
	Ryggdyna Laguna 322x450 PU tyg sb34			<input type="checkbox"/> SP1508972-TR26
	Ryggdyna Laguna 322x450 spacer sb34			<input type="checkbox"/> SP1508972-TR36
	Ryggdyna Mistral 2 355x510 plysch sb39	0260		<input type="checkbox"/> SP1431668-TR35
	Ryggdyna Mistral 2 355x510 PU tyg sb39			<input type="checkbox"/> SP1431668-TR26
	Utan ryggdyna	0300		<input type="checkbox"/>
	KÖRHANDTAG Körhandtagsbygel sb 34	0340		<input type="checkbox"/> SP1650677
	Körbygel VS 34	0345		<input type="checkbox"/> SP1563968
	JUSTERING RYGG/SITSENHET Kolvsats f rygg o sits kpl t Minor tät	0350		<input type="checkbox"/> SP1605258
	Låsdetalj för rygg/tilt par 	1263	Ingår alltid	<input checked="" type="checkbox"/> SP1654988
	BENSTÖDSALTERNATIV Benstödsinfästning sb 34cm	0375	Ingår alltid	<input type="checkbox"/> 1508926-0509
	Benstödsinfästning m 10gr vink f sb 39cm	0378	För 90° knävinkel, ej länkhjul större än 150mm	<input type="checkbox"/> SP1656850

BILD	BENÄMNING	KOD	SB	OBSERVERA	ARTNR
	BENSTÖDSÖVERDEL VÄNSTER				
	Benstöd vs m fäste f vadvadstöd vä 2020	0380		Passar ej vadband	<input type="checkbox"/> SP60122669
	Benstöd vs m fäste f vadvadstöd hö 2020	0430		Passar ej vadband	<input type="checkbox"/> SP60122670
	Benstöd vf 80gr hö/vä svart 2019	0390		Passar både hö/vä	<input type="checkbox"/> SP1574349-0646
	Benstöd vf 80gr hö/vä svart 2019	0440		Passar både hö/vä	<input type="checkbox"/> SP1574349-0646
	Benstöd amputation vä	0410		Ej med enstödsinfästning m 10gr vink	<input type="checkbox"/> 1442991
	Benstöd amputation hö	0460		Ej med enstödsinfästning m 10gr vink	<input type="checkbox"/> 1442990
	Utan benstödsöverdel vänster	0420		<input type="checkbox"/>	
	Utan benstödsöverdel höger	0470		<input type="checkbox"/>	
	VADSTÖD				
	Vadvadstöd 145mm u fäste vä 2019	0380	34	Passar benstöd vs m fäste f vadvadstöd vä 2020	<input type="checkbox"/> SP1605831
	Vadvadstöd 145mm u fäste hö 2019	0430	34	Passar benstöd vs m fäste f vadvadstöd hö 2020	<input type="checkbox"/> SP1603256
Kort rör = 24cm Långt rör = 36cm 	FOTPLATTA HEL VS & DJUPSTÄLLBARA				
	Fotplatta hel 31+10cm f 90gr benstöd korta rör	0475			<input type="checkbox"/> 1493268
	Fotplatta hel 31+10cm f 90gr benstöd långa rör	0476			<input type="checkbox"/> 1493358
		0477		Passar ej SH 40cm, benstödsöverdel 90gr	<input type="checkbox"/> SP1571749
	OBS! Välj benstödsöverdelar för infästning			Fotlådan har korta fotrör, 24cm Passar ej länkhjul 175mm	
kort rör = 26cm Långt rör = 36cm 	FOTPLATTA DELADE				
	FOTPLATTA VS m KORT RÖR FÖR BENSTÖD VF 80GR				
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benstöd kort rör vä	0490		Ej VS benstöd, förlängare fotplatta	<input type="checkbox"/> 1429163
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benstöd kort rör hö	0490		Ej VS benstöd, förlängare fotplatta	<input type="checkbox"/> 1429164
	FOTPLATTA VS m LÅNGT RÖR FÖR BENSTÖD VF 80GR				
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benstöd långt rör vä	0520		Ej VS benstöd, förlängare fotplatta, SH 40	<input type="checkbox"/> 1429175
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benstöd långt rör hö	0580		Ej VS benstöd, förlängare fotplatta, SH 40	<input type="checkbox"/> 1429176
FOTPLATTA VS FÖR VS BENSTÖD 2019					
Fotplatta vs 172mm m rör f vs benstöd vä	0520			<input type="checkbox"/> SP1603263	
Fotplatta vs 172mm m rör f vs benstöd hö	0580			<input type="checkbox"/> SP1603259	
FOTSTÖD TILLBEHÖR					
	Hälband m pinne L 640mm f sb 34-49 st			Ingår alltid vid beställning av kpl rullstol med benstöd och delade fotstöd. Passar ej helt fotstöd.	<input type="checkbox"/> SP1672696
	ARMSTÖD				
	Armstöd smal dyna vä	0600			<input type="checkbox"/> SP1517368
	Armstöd smal dyna hö	0630			<input type="checkbox"/> SP1517367
	Armstöd extra smal vä	0602			<input type="checkbox"/> SP1652418
	Armstöd extra smal	0632			<input type="checkbox"/> SP1652419
	Armstöd bred dyna vä	0607		Passar ej 22" och 24" drivhjul	<input type="checkbox"/> 1427167
	Armstöd bred dyna hö	0637		Passar ej 22" och 24" drivhjul	<input type="checkbox"/> 1427168
	Armstöd Skålad vä	0606			<input type="checkbox"/> SP60126946
	Armstöd Skålad hö	0636			<input type="checkbox"/> SP60126947
	Armstöd/Sidostöd hö/vä	0610		Passar ej med bord	<input type="checkbox"/> SP1492547
Armstöd/Sidostöd hö/vä	0640		Passar ej med bord	<input type="checkbox"/> SP1492547	
	ARMSTÖD Forts				
	Armstöd smal dyna låg höjd vä	0611		Låg = - 6cm, passar enbart med bord swing away	<input type="checkbox"/> SP1563966
	Armstöd smal dyna låg höjd hö	0641		Låg = - 6cm, passar enbart med bord swing away	<input type="checkbox"/> SP1563965
	Armstöd hemi kpl vä	0615		Passar ej med bord	<input type="checkbox"/> 1492901
	Armstöd hemi kpl hö	0645		Passar ej med bord	<input type="checkbox"/> 1492900
	Utan armstöd vänster	0620			<input type="checkbox"/>
Utan armstöd höger	0650			<input type="checkbox"/>	

BILD	BENÄMNING	KOD	SB	OBSERVERA	ARTNR
	TILLBEHÖR ARMSTÖD Dyna f sidoskydd m överdrag	0695		Passar ej armstöd / sidostöd, alltid för hö och vä	<input type="checkbox"/> SP1563943
	TILLBEHÖR SITS Inkontinensöverdrag Svart SB34	0710		För Flosshape dynor	<input type="checkbox"/> 1510636
	Bendelare m fäste st	0720		Passar ej glidsits, centralplacerad fotplatta	<input type="checkbox"/> SP1663114
	Vinkelmätare sits	0725			<input type="checkbox"/> SP1561584

	NACKSTÖD/HUVUDSTÖD Huvudstöd m sidostöd Pro Överdrag f huvudstöd m sidostöd	0730 0740		Justerbart i sidled	<input type="checkbox"/> SP60122729 <input type="checkbox"/> 1518516
	Huvudstöd m käckstöd Pro	0750		Justerbart i sidled	<input type="checkbox"/> SP1666582
	Nackstöd Pro	0770			<input type="checkbox"/> SP60122046
	Rattvredsats	0790		2 st handvred för nack/huvudstöd	<input type="checkbox"/> 1445693

	BÅLSTÖD FÖR FAST OCH STÅLLBAR RYGG inkl fäste Bålstöd multijusterbar dyna Bålstöd multi inkl fäste Flex2 Bålstöd multi inkl fäste Flex2	0800 0810		Passar både hö/vä	<input type="checkbox"/> SP1448692 <input type="checkbox"/> SP1448692
	Bålstöd förhöjt multijusterbar dyna Bålstöd förhöjt multi kpl inkl fäste vä Bålstöd förhöjt multi kpl inkl fäste hö	0820 0830			<input type="checkbox"/> SP1484447 <input type="checkbox"/> SP1484448
	Bålstöd std dyna Bålstöd std Minor inkl fäste hö/vä Bålstöd std Minor inkl fäste hö/vä	0840 0850		Passar både hö/vä	<input type="checkbox"/> SP1551850 <input type="checkbox"/> SP1551850
	Bålstöd Swing away Bålstöd swing away 2025 m fäste Minor vä Bålstöd swing away 2025 m fäste Minor hö	0880 0890			<input type="checkbox"/> SP1681980 <input type="checkbox"/> SP1681981














	TILLBEHÖR RYGGSTÖD Bålstödsfäste Azalea Max	0900		Om bålstöd beställs separat	<input type="checkbox"/> SP1653541
	Bålstöd bas m kardborre st	0905			<input type="checkbox"/> SP1602253
	Vinkelmätare rygg	0915			<input type="checkbox"/> SP1563954
	Ryggkilar, par	0920			<input type="checkbox"/> SP1513037

BILD	BENÄMNING	KOD	SB	OBSERVERA	ARTNR
	TILLBEHÖR BENSTÖD Förlängare t fotp 172/197mm inkl skruv st (passar hö o vä)	0930 0940		Passar enbart fotplatta VS för VS benstöd 2019	<input type="checkbox"/> SP60128964
	Polstring fotplatta 172mm	0941		Passar enbart fotplatta VS för VS benstöd 2019	<input type="checkbox"/> SP1650355
	Polstring Fotplatta delad	0941		Ej för fotplatta från 2019 och vinkelfast fotplatta	<input type="checkbox"/> SP1533946
	Polstring L 25cm f hel fotplatta 31+10 sb39	0941			<input type="checkbox"/> SP1563959
	Vadmatta	0942			<input type="checkbox"/> SP1563951
	Vadband justerbart	0945		Passar ej VS benstödsöverdelar	<input type="checkbox"/> SP1433580

LÄNKHJUL					
	Länkhjul 140x40 mm mass svart u axel	0982		Länkhjulsgaffel f vald sh tillkommer	<input type="checkbox"/> SP1663537
	Länkhjul 150x30 massivt svart u axel	0992		Länkhjulsgaffel f vald sh tillkommer	<input type="checkbox"/> SP1659704
	Länkhjul 175x45 mass svart u axel	0997		Länkhjulsgaffel f vald sh tillkommer	<input type="checkbox"/> SP1663538

DRIVHJUL VÄRDARBROMSADE 16 TUM					
	Drivhjul 16 tum mass svart vb m bromshand par	1047			<input type="checkbox"/> SP1656801

DRIVHJUL STANDARD 22 TUM					
		1055 1074			
	Drivhjul 22x1.3/8 tum luft svart alu drivring	1082		Passar ej SH 45, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109188
	Drivhjul 22x1.3/8 tum luft svart plastad drivring			Passar ej SH 45, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109189
	Drivhjul 22x1.3/8 tum luft svart rostfri drivring			Passar ej SH 45, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109190
	Drivhjul 22x1 tum luft HP svart alu drivring	1086		Passar ej SH 45, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109194
	Drivhjul 22x1 tum luft HP svart plastad drivring			Passar ej SH 45, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109195
	Drivhjul 22x1 tum luft HP svart rostfri drivring			Passar ej SH 45, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109196
	Drivhjul 22x1.3/8 tum massiv svart PU alu drivring	1092		Passar ej SH 45, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109197
	Drivhjul 22x1.3/8 tum massiv svart PU plastad drivring			Passar ej SH 45, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109198
Drivhjul 22x1.3/8 tum massiv svart PU rostfri drivring			Passar ej SH 45, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109199	


DRIVHJUL STANDARD 24 TUM					
		1062 1074			
	Drivhjul 24x1.3/8 tum luft svart alu drivring	1082		Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109176
	Drivhjul 24x1.3/8 tum luft svart plastad drivring			Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109177
	Drivhjul 24x1.3/8 tum luft svart rostfri drivring			Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109178
	Drivhjul 24x1 tum luft HP svart alu drivring	1086		Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109182
	Drivhjul 24x1 tum luft HP svart plastad drivring			Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109183
	Drivhjul 24x1 tum luft HP svart rostfri drivring			Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109184
	Drivhjul 24x1.3/8 tum massiv svart PU alu drivring	1092		Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109185
	Drivhjul 24x1.3/8 tum massiv svart PU plastad drivring			Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109186
Drivhjul 24x1.3/8 tum massiv svart PU rostfri drivring			Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109187	

BILD	BENÄMNING	KOD	SB	OBSERVERA	ARTNR
	DRIVHJUL VÄRDARBROMSADE 22 TUM	1055			
		1076			
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB luft svart alu drivring	1082		Passar ej SH 45, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60108741
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB luft svart plastad drivring			Passar ej SH 45, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60108742
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB luft svart rostfri drivring			Passar ej SH 45, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60108743
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB pkt fri svart alu drivring	1084		Passar ej SH 45, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60108744
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB pkt fri svart plastad drivring			Passar ej SH 45, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60108745
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB pkt fri svart rostfri drivring			Passar ej SH 45, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60108746
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB massiv PU svart alu drivring	1092		Passar ej SH 45, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60108750
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB massiv PU svart plastad drivring			Passar ej SH 45, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60108751
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB massiv PU svart rostfri drivring			Passar ej SH 45, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60108752
	DRIVHJUL VÄRDARBROMSADE 24 TUM	1062			
		1076			
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB luft svart alu drivring	1082		Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60108729
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB luft svart plastad drivring			Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60108730
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB luft svart rostfri drivring			Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60108731
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB pkt fri svart alu drivring	1084		Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60108732
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB pkt fri svart plastad drivring			Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60108733
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB pkt fri svart rostfri drivring			Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60108734
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB massiv PU svart alu drivring	1092		Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60108738
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB massiv PU svart plastad drivring			Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60108739
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB massiv PU svart rostfri drivring			Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60108740

TILLBEHÖR DRIVHJUL					
	Ekerskydd 22 tum neutral	1160		Passar ej 16 tum hjul	<input type="checkbox"/> 5102800
	Ekerskydd 24 tum neutral	1160		Passar ej 16 tum hjul	<input type="checkbox"/> 5102807



BROMSAR					
 	Broms brukarman u fäste vä	1170		Bild 1	<input type="checkbox"/> SP1588568
	Broms brukarman u fäste hö	1170		Bild 1	<input type="checkbox"/> SP1588567
	Broms brukarmanövrerad 16 tum Assist par	1170		Bild 2	<input type="checkbox"/> 1444335
	Bromssats vb kpl			Passar 22-24 tum VB hjul till Azalea familjen	<input type="checkbox"/> 1536757

BILD	BENÄMNING	KOD	SB	OBSERVERA	ARTNR
	TILLBEHÖR Midjebälte m plastspänne	1200			<input type="checkbox"/> SP1672778
	Transportfäste f Azalea fram	1225			<input checked="" type="checkbox"/> SP1591222
	Bord kpl Small (Monteringssats bord medföljer)	1230		Passar ej armstöd H/S låg, armstöd/sidostöd, hemi armstöd	<input type="checkbox"/> SP1567517
	Bord m dyna small kpl (Monteringssats bord medföljer)	1231		Passar ej armstöd H/S låg, armstöd/sidostöd, hemi armstöd	<input type="checkbox"/> SP1580887
	Hemibord m armstöd kpl vä	1232		Kom ihåg att välja armstöd på motsatt sida.	<input type="checkbox"/> SP1588322
	Hemibord m armstöd kpl hö	1233			<input type="checkbox"/> SP1588321
	Bord swingaway Minor m sarg u fäste	1240		Passar ej låssats bord, armstöd/sidostöd Tillkommer	<input type="checkbox"/> 1511916
	Monteringssats bord swingaway Minor				<input type="checkbox"/> 1509850
	Stoppning bord Small	1235			<input type="checkbox"/> SP1570746
	Stoppning hemibord hö/vä	1235			<input type="checkbox"/> SP1602247-TR26
	Låssats bord 2014	1250		Passar monteringsats bord SP1570745	<input type="checkbox"/> SP1572460
	Monteringssats bord	1260		Väljs enbart då bord beställs separat, ej för swingaway	<input type="checkbox"/> SP1570745
	Kryckkäppskällare Flex3	1280			<input type="checkbox"/> SP1560811
	Rattvredssats Azalea	1290		Handvred för rygg, sits arm-benstöd 10st	<input type="checkbox"/> 1484457
	Handvred f arm/benstöd smal dyna sats	1295		För Armstöd smal dyna	<input type="checkbox"/> SP1605347
	Handvred f arm/benstöd bred dyna sats	1295		För Armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP1605335
	Övre fäste för sele	1300		Nack / huvudstöd krävs för montering	<input type="checkbox"/> SP1559963
	Fäste positioneringsbälte par	1310			<input type="checkbox"/> SP1563952
	Droppställning kpl	1320		Nack / huvudstöd krävs för montering	<input type="checkbox"/> 1440897
	Tippskydd Azalea			Ingår alltid som std, par	<input checked="" type="checkbox"/> SP1439933