



Rea Dahlia 30° / Dahlia Assist 30°

Brukare

Kontaktperson

Telefon

Ordernummer

Max brukarvikt 135 kg



BILD	BENÄMNING	KOD	SB	OBSERVERA!	ARTNR
	MODELL				
	Ingår alltid som standard till Dahlia: Tippskydd, länkhjulsgaffel beroende på val av länkhjul, drivhjulinfästningar, armstödsfästen, sitstilt upp till 30°				
	Dahlia Assist 30° med 16 tum vårdarbromsade hjul	0020		16" drivhjul, vårdarbroms. Chassifärg svart, tilt/ryggfällning, tippskydd	<input type="checkbox"/>
	Dahlia 30° med 20, 22 eller 24 tum drivhjul med eller utan vårdarbroms	0030		20", 22" alt 24" drivhjul. Chassifärg svart, tilt/ryggfällning, tippskydd	<input type="checkbox"/>
	Enarmsdrift			Enbart SH 43 med 22" hjul eller SH 45 med 24" hjul	
	Höger	0042			<input type="checkbox"/>
	Vänster	0044			<input type="checkbox"/>
	Drivhjul 22x1 tum luft svart f enarmsdrift inkl axel 260-370mm sb 39 sats		39	För sitthöjd 43cm	<input type="checkbox"/> SP1668393
	Drivhjul 22x1 tum luft svart f enarmsdrift inkl axel 330-440mm sb 44 o 49 sats		44 / 49	För sitthöjd 43cm	<input type="checkbox"/> SP1668394
	Drivhjul 22x1.3/8 tum massiv svart PU f enarmsdrift inkl axel 260-370mm sb 39 sats		39	För sitthöjd 43cm	<input type="checkbox"/> SP1668395
	Drivhjul 22x1.3/8 tum massiv svart PU f enarmsdrift inkl axel 330-440mm sb 44 o 49 sats		44 / 49	För sitthöjd 43cm	<input type="checkbox"/> SP1668396
	Drivhjul 24x1 tum luft svart f enarmsdrift inkl axel 260-370mm sb 39 sats		39	För sitthöjd 45cm	<input type="checkbox"/> SP1668389
	Drivhjul 24x1 tum luft svart f enarmsdrift inkl axel 330-440mm sb 44 o 49 sats		44 / 49	För sitthöjd 45cm	<input type="checkbox"/> SP1668390
	Drivhjul 24x1.3/8 tum massiv svart PU f enarmsdrift inkl axel 260-370mm sb 39 sats		39	För sitthöjd 45cm	<input type="checkbox"/> SP1668391
	Drivhjul 24x1.3/8 tum massiv svart PU f enarmsdrift inkl axel 330-440mm sb 44 o 49 sats		44 / 49	För sitthöjd 45cm	<input type="checkbox"/> SP1668392
	SITTBREDD				
	DAHLIA 30° SB 39	0050	39		<input type="checkbox"/> 1564098
	DAHLIA 30° SB 44	0060	44		<input type="checkbox"/> 1564099
	DAHLIA 30° SB 49	0060	49		<input type="checkbox"/> 1564100
	Förinställd breddning av sits med:	0080	5+	Måste väljas vid beställning av distanser för bredning av ryggstöd +5cm	<input type="checkbox"/>
		0090	10+		<input type="checkbox"/>
	SITTHÖJD				
	33 cm	0120		Med 16" och 20" drivhjul	<input type="checkbox"/>
	35 cm	0130		Med 16", 20" och 22" drivhjul	<input type="checkbox"/>
	38 cm	0140		Med 20" drivhjul	<input type="checkbox"/>
	40 cm	0150		Med 20" och 22" drivhjul	<input type="checkbox"/>
	43 cm	0160		Med 22" och 24" drivhjul	<input type="checkbox"/>
	45 cm	0170		Med 16" och 24" drivhjul	<input type="checkbox"/>
	48 cm	0180		Med 16" drivhjul	<input type="checkbox"/>
	50 cm	0190		Med 20" drivhjul	<input type="checkbox"/>
	Sitsvinkel				
	Negativ sitsvinkel -1gr (standard är +0 gr)	0240			<input type="checkbox"/>
	SITTDYNA				
	Floshape plysch	0272			
	Sittdyna Floshape 405x535 plysch		39		<input type="checkbox"/> 1508055-TR35
	Sittdyna Floshape 455x535 plysch		44		<input type="checkbox"/> 1508057-TR35
	Sittdyna Floshape 505x535 plysch		49		<input type="checkbox"/> 1508059-TR35
	Sittdyna Floshape PU tyg	0270			
	Sittdyna Floshape 405x535 PU tyg		39		<input type="checkbox"/> 1508055-TR26
	Sittdyna Floshape 455x535 PU tyg		44		<input type="checkbox"/> 1508057-TR26
	Sittdyna Floshape 505x535 PU tyg		49		<input type="checkbox"/> 1508059-TR26
	Sittdyna Floshape spacer	0274			
	Sittdyna Floshape 405x535 spacer		39		<input type="checkbox"/> SP1508055-TR36
	Sittdyna Floshape 455x535 spacer		44		<input type="checkbox"/> SP1508057-TR36
	Sittdyna Floshape 505x535 spacer		49		<input type="checkbox"/> SP1508059-TR36

BILD	BENÄMNING	SB	OBSERVERA!	ARTNR
	Vicair Adjuster O2 inkl överdrag	0310		
	Sittdyna Vicair Adjuster O2 inkl standard överdrag 40x53x10	39		<input type="checkbox"/> OAD10/CC/4053
	Sittdyna Vicair Adjuster O2 inkl standard överdrag 45x53x10	44		<input type="checkbox"/> OAD10/CC/4553
	Sittdyna Vicair Adjuster O2 inkl standard överdrag 50x53x10	49		<input type="checkbox"/> OAD10/CC/5053
	Utan sittdyna	0320		<input type="checkbox"/>
	RYGG			
	Distanser för breddning av ryggstöd +5cm	0370	Kräver 5 cm förinställd breddning av sittsbredd, en stl. större ryggdyna/överdrag	<input type="checkbox"/> SP1571009
	RYGGSTÖD	0360		
	Fast Flex3	0430	Passar ej ryggöverdrag polstrat, breddning av rygg +5cm av sb 49	
	För Laguna/Passad/Vicair ryggdyna	39		<input type="checkbox"/> SP1573298
		44		<input type="checkbox"/> SP1573299
		49		<input type="checkbox"/> SP1573300
	Fast Flex3	0430	Passar ej ryggöverdrag polstrat, breddning av rygg +5cm av sb 49	
	För Mistral ryggdyna	39		<input type="checkbox"/> SP1572919
		44		<input type="checkbox"/> SP1572920
		49		<input type="checkbox"/> SP1572937
	Ställbar Flex 3	0440	Passar ej matta sits/rygg	<input type="checkbox"/> SP1572938
		39	Passar ej matta sits/rygg	<input type="checkbox"/> SP1572943
		44	Passar ej matta sits/rygg	<input type="checkbox"/> SP1572944
		49	Passar ej matta sits/rygg	
	Ryggstöd Laguna 2	0420	För SB 49 +5cm breddning av ryggstöd	<input type="checkbox"/> SP1572582
	Ryggrör raka u ryggstöd sb 39	0450	För MatrX eller annat ryggsystem.	<input type="checkbox"/> SP1572462
	Ryggrör raka u ryggstöd sb 49	0450	För MatrX eller annat ryggsystem.	<input type="checkbox"/> SP1572463
	Ryggrör raka u ryggstöd sb 49	0450	För MatrX eller annat ryggsystem.	<input type="checkbox"/> SP1572530
	RYGGDYNA			
	Ryggöverdrag polstrat plysch	0490		
	Ryggöverdrag polstrat 475x540 plysch sb39	39	Passar ej fast ryggstöd	<input type="checkbox"/> SP1589929-TR35
	Ryggöverdrag polstrat 525x540 plysch sb44	44	Passar ej fast ryggstöd	<input type="checkbox"/> SP1589930-TR35
	Ryggöverdrag polstrat 575x540 plysch sb49	49/54	Passar ej fast ryggstöd	<input type="checkbox"/> SP1589941-TR35
	Ryggöverdrag polstrat PU tyg			
	Ryggöverdrag polstrat 475x540 PU tyg sb39	39	Passar ej fast ryggstöd	<input type="checkbox"/> SP1589929-TR26
	Ryggöverdrag polstrat 525x540 PU tyg sb44	44	Passar ej fast ryggstöd	<input type="checkbox"/> SP1589930-TR26
	Ryggöverdrag polstrat 575x540 PU tyg sb49	49/54	Passar ej fast ryggstöd	<input type="checkbox"/> SP1589941-TR26
	Ryggöverdrag polstrat spacer			
	Ryggöverdrag polstrat 475x540 spacer sb39	39	Passar ej fast ryggstöd	<input type="checkbox"/> SP1589929-TR36
	Ryggöverdrag polstrat 525x540 spacer sb44	44	Passar ej fast ryggstöd	<input type="checkbox"/> SP1589930-TR36
	Ryggöverdrag polstrat 575x540 spacer sb49	49/54	Passar ej fast ryggstöd	<input type="checkbox"/> SP1589941-TR36
	Ryggdyna Laguna plysch	0500		
	Ryggdyna Laguna 372x550 plysch sb39	39		<input type="checkbox"/> SP1427118-TR35
	Ryggdyna Laguna 402x550 plysch sb44	44		<input type="checkbox"/> SP1427119-TR35
	Ryggdyna Laguna 452x550 plysch sb49	49		<input type="checkbox"/> SP1427120-TR35
	Ryggdyna Laguna 495x550 plysch sb54	54		<input type="checkbox"/> SP1427121-TR35
	Ryggdyna Laguna PU tyg			
	Ryggdyna Laguna 372x550 PU tyg sb39	39		<input type="checkbox"/> SP1427118-TR26
	Ryggdyna Laguna 402x550 PU tyg sb44	44		<input type="checkbox"/> SP1427119-TR26
	Ryggdyna Laguna 452x550 PU tyg sb49	49		<input type="checkbox"/> SP1427120-TR26
	Ryggdyna Laguna 495x550 PU tyg sb54	54		<input type="checkbox"/> SP1427121-TR26
	Ryggdyna Laguna spacer			
	Ryggdyna Laguna 372x550 spacer sb39	39		<input type="checkbox"/> SP1427118-TR36
	Ryggdyna Laguna 402x550 spacer sb44	44		<input type="checkbox"/> SP1427119-TR36
	Ryggdyna Laguna 452x550 spacer sb49	49		<input type="checkbox"/> SP1427120-TR36
	Ryggdyna Laguna 495x550 spacer sb54	54		<input type="checkbox"/> SP1427121-TR36
	Ryggdyna Mistral 2 plysch	0510		
	Ryggdyna Mistral 2 355x510 plysch sb39	39		<input type="checkbox"/> SP1431668-TR35
	Ryggdyna Mistral 2 405x510 plysch sb44	44		<input type="checkbox"/> SP1424651-TR35
	Ryggdyna Mistral 2 455x510 plysch sb49	49		<input type="checkbox"/> SP1424652-TR35
	Ryggdyna Mistral 2 PU tyg			
	Ryggdyna Mistral 2 355x510 PU tyg sb39	39		<input type="checkbox"/> SP1431668-TR26
	Ryggdyna Mistral 2 455x510 PU tyg sb44	44		<input type="checkbox"/> SP1424651-TR26
	Ryggdyna Mistral 2 505x510 PU tyg sb49	49		<input type="checkbox"/> SP1424652-TR26









BILD	BENÄMNING		SB	OBSERVERA!	ARTNR	
	Ryggdyna Passad 2 plysch Ryggdyna Passad 440x550 plysch sb39 Ryggdyna Passad 470x550 plysch sb44 Ryggdyna Passad 520x550 plysch sb49 Ryggdyna Passad 580x550 plysch sb54	0520	39 44 49 54		<input type="checkbox"/> SP1429271-TR35 <input type="checkbox"/> SP1424647-TR35 <input type="checkbox"/> SP1424649-TR35 <input type="checkbox"/> SP1429278-TR35	
	Ryggdyna Passad 2 PU tyg Ryggdyna Passad 440x550 PU tyg sb39 Ryggdyna Passad 470x550 PU tyg sb44 Ryggdyna Passad 520x550 PU tyg sb49 Ryggdyna Passad 580x550 PU tyg sb54		39 44 49 54		<input type="checkbox"/> SP1429271-TR26 <input type="checkbox"/> SP1424647-TR26 <input type="checkbox"/> SP1424649-TR26 <input type="checkbox"/> SP1429278-TR26	
	Ryggdyna Passad 2 spacer Ryggdyna Passad 440x550 spacer sb39 Ryggdyna Passad 470x550 spacer sb44 Ryggdyna Passad 520x550 spacer sb49 Ryggdyna Passad 580x550 spacer sb54		39 44 49 54		<input type="checkbox"/> SP1429271-TR36 <input type="checkbox"/> SP1424647-TR36 <input type="checkbox"/> SP1424649-TR36 <input type="checkbox"/> SP1429278-TR36	
		Ryggdyna Vicair Multifunctional O2 inkl överdrag Ryggdyna Vicair Multifunctional O2 inkl överdrag 40-54 Ryggdyna Vicair Multifunctional O2 inkl överdrag 45-54 Ryggdyna Vicair Multifunctional O2 inkl överdrag 50-54	0540	39 44 49	Beställs separat Beställs separat Beställs separat	<input type="checkbox"/> OMFB/CC/4054 <input type="checkbox"/> OMFB/CC/4554 <input type="checkbox"/> OMFB/CC/5054
		Utan ryggdyna	0550			<input type="checkbox"/>
		KÖRHANDTAG				
		Körbygel VS 39 Flex3 Körbygel VS 44 Flex3 Körbygel VS 49 Flex3	0580	39 44 49		<input type="checkbox"/> SP1563967 <input type="checkbox"/> SP1564551 <input type="checkbox"/> SP1564552
		Körhandtag Flex 3, kpl, par	0590		För både Flex 3 fast- och ställbarrygg	<input type="checkbox"/> SP1572734
		Körhandtagsbygel H/S fast kpl 39 Körhandtagsbygel H/S fast kpl 44 Körhandtagsbygel H/S fast kpl 49 Körhandtagsbygel H/S fast kpl 49+5cm	0600	39 44 49 54	För SB 49+5cm	<input type="checkbox"/> SP1571966 <input type="checkbox"/> SP1571967 <input type="checkbox"/> SP1571968 <input type="checkbox"/> SP1572787
		Körhandtagsbygel H/S f nackstöd fast kpl 39 Körhandtagsbygel H/S f nackstöd fast kpl 44 Körhandtagsbygel H/S f nackstöd fast kpl 49 Körhandtagsbygel H/S f nackstöd fast kpl 49+5vm		39 44 49 54	Enbart när man väljer ryggör utan ryggstöd Enbart när man väljer ryggör utan ryggstöd Enbart när man väljer ryggör utan ryggstöd Enbart när man väljer ryggör utan ryggstöd	<input type="checkbox"/> SP1572531 <input type="checkbox"/> SP1572574 <input type="checkbox"/> SP1252575 <input type="checkbox"/> SP1572576
	JUSTERING RYGG/SITSENHET					
		Kolvsats f sits inkl vajer f Dahlia 30 tät	0620			<input checked="" type="checkbox"/> SP1605264
	Tilt brukarman m fast armstödsstolpe m Rio (avbildad)	0630		Endast 10gr tilt, endast höger, ej sh 35cm	<input type="checkbox"/> SP1587506	
	Tilt brukarman m fast armstödsstolpe m Ducktail			Endast 10gr tilt, endast höger, ej sh 35cm	<input type="checkbox"/> SP1587505	
	Tilt brukarman m std armstödsstolpe m Rio	0632		Endast 10gr tilt, endast höger	<input type="checkbox"/> SP1587504	
	Tilt brukarman m std armstödsstolpe m Ducktail			Endast 10gr tilt, endast höger Vänster monterad special, kontakta kundservice	<input type="checkbox"/> SP1587503	
	Elektrisk sits o rygg tilt f Dahlia 30 u laddkabel 2023-07 =>	0637		Ej till sitthöjderna 33, 35 och 38cm, laddkabel medföljer vid beställning med rullstol	<input type="checkbox"/> SP1673229	
	Kolvsats f rygg inkl vajer t Dahlia 30/45 tät	0640			<input checked="" type="checkbox"/> SP1605263	
	Vantskruv, fast ryggvinkel	0660		Justering av ryggvinkel med vantskruv	<input type="checkbox"/> SP1570962	
















BILD	BENÄMNING	SB	OBSERVERA!	ARTNR	
	BENSTÖDSALTERNATIV Centralplacerad fotplatta	0670	Passar ej bendelare, fotplatteförlängare, SH 33, 35, 38, 40cm	<input type="checkbox"/> 1484821	
	Benstödsinfästning sb 39cm Benstödsinfästning sb 44cm Benstödsinfästning sb 49cm	0680	Standard om inget annat väljs Standard om inget annat väljs Standard om inget annat väljs	<input type="checkbox"/> 1449888-0509 <input type="checkbox"/> 1449889-0509 <input type="checkbox"/> 1449890-0509	
	Benstödsinfästning hög +5cm sb 39cm Benstödsinfästning hög +5cm sb 44cm Benstödsinfästning hög +5cm sb 49cm	0690	5cm högre benstödsinfästninginfästning 5cm högre benstödsinfästninginfästning 5cm högre benstödsinfästninginfästning	<input type="checkbox"/> SP1574112 <input type="checkbox"/> SP1574113 <input type="checkbox"/> SP1574114	
	Benstödsinfästning m 10gr vink f sb 39cm Benstödsinfästning m 10gr vink f sb 44cm Benstödsinfästning m 10gr vink f sb 49cm	0692	När man vill ha 90° i knävinkel för vs eller 80° benstöd	<input type="checkbox"/> SP1656850 <input type="checkbox"/> SP1656851 <input type="checkbox"/> SP1656852	
BENSTÖDSÖVERDEL					
	Benstöd vs m fäste f vadvadstöd 2020	0700	Passar ej vadband	<input type="checkbox"/> SP60122669	
	Benstöd vs m fäste f vadvadstöd hö 2020	0750	Passar ej vadband	<input type="checkbox"/> SP60122670	
	Benstöd vf 80gr hö/vä svart 2019	0710	Passar både hö/vä	<input type="checkbox"/> SP1574349-0646	
	Benstöd vf 80gr hö/vä svart 2019	0760	Passar både hö/vä	<input type="checkbox"/> SP1574349-0646	
	Benstöd vf 90gr hö/vä svart 2019	0720	Passar både hö/vä	<input type="checkbox"/> SP1650918-0646	
	Benstöd vf 90gr hö/vä svart 2019	0770	Passar både hö/vä	<input type="checkbox"/> SP1650918-0646	
	Benstöd amputation vä	0730		<input type="checkbox"/> 1442991	
	Benstöd amputation hö	0780		<input type="checkbox"/> 1442990	
	Utan benstödsöverdel vänster	0740		<input type="checkbox"/>	
	Utan benstödsöverdel höger	0790		<input type="checkbox"/>	
VADSTÖD					
	Vadstöd 145mm u fäste vä 2019	0700	39	Passar ej fasta benstödsöverdelar	<input type="checkbox"/> SP1605831
	Vadstöd 145mm u fäste hö 2019	0750	39	Passar ej fasta benstödsöverdelar	<input type="checkbox"/> SP1603256
	Vadstöd 170mm u fäste vä 2019	0700	44	Passar ej fasta benstödsöverdelar	<input type="checkbox"/> SP1605832
	Vadstöd 170mm u fäste hö 2019	0750	44	Passar ej fasta benstödsöverdelar	<input type="checkbox"/> SP1605829
	Vadstöd 195mm u fäste vä 2019	0700	49	Passar ej fasta benstödsöverdelar	<input type="checkbox"/> SP1605833
	Vadstöd 195mm u fäste hö 2019	0750	49	Passar ej fasta benstödsöverdelar	<input type="checkbox"/> SP1605834
FOTSTÖD HELT					
	Kort rör = 24cm Långt rör = 36cm				
	Fotplatta hel 31+10cm f 90gr benstöd korta rör	0805	39	Passar ej hälband	<input type="checkbox"/> 1493268
	Fotplatta hel 36+10cm f 90gr benstöd korta rör		44	Passar ej hälband	<input type="checkbox"/> 1493270
	Fotplatta hel 41+10cm f 90gr benstöd korta rör		49	Passar ej hälband	<input type="checkbox"/> 1495822
	Fotplatta hel 31+10cm f 90gr benstöd långa rör		39	Passar ej hälband	<input type="checkbox"/> 1493358
	Fotplatta hel 36+10cm f 90gr benstöd långa rör		44	Passar ej hälband	<input type="checkbox"/> 1493377
	Fotplatta hel 41+10cm f 90gr benstöd långa rör		49	Passar ej hälband	<input type="checkbox"/> 1495826
FOTPLATTA DELADE VÄNSTER					
FOTPLATTA VS FÖR VS BENSTÖD 2019					
	Kort rör = 24cm				
	Fotplatta vs 172mm m rör f vs benstöd vä	0825	39		<input type="checkbox"/> SP1603263
	Fotplatta vs 172mm m rör f vs benstöd hö	0845	39		<input type="checkbox"/> SP1603259
	Fotplatta vs 197mm m rör f vs benstöd vä	0825	44		<input type="checkbox"/> SP1603264
	Fotplatta vs 197mm m rör f vs benstöd hö	0845	44		<input type="checkbox"/> SP1603260
	Fotplatta vs 222mm m rör f vs benstöd vä	0825	49		<input type="checkbox"/> SP1603265
	Fotplatta vs 222mm m rör f vs benstöd hö	0845	49		<input type="checkbox"/> SP1603261
FOTPLATTA VS m KORT RÖR FÖR BENSTÖD VF 80GR					
	Långt rör = 36cm				
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benstöd kort rör vä	0825	39	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta, polstring	<input type="checkbox"/> 1429163
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benstöd kort rör hö	0845	39	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta, polstring	<input type="checkbox"/> 1429164
	Fotplatta vs 19+1cm f 80gr/vs benstöd kort rör vä	0825	44	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta, polstring	<input type="checkbox"/> 1429165
	Fotplatta vs 19+1cm f 80gr/vs benstöd kort rör hö	0845	44	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta, polstring	<input type="checkbox"/> 1429166
	Fotplatta vs 18+3cm f 80gr/vs benstöd kort rör vä	0825	49	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta, polstring	<input type="checkbox"/> 1429167
	Fotplatta vs 18+3cm f 80gr/vs benstöd kort rör hö	0845	49	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta, polstring	<input type="checkbox"/> 1429168
FOTPLATTA VS m LÅNGT RÖR FÖR BENSTÖD VF 80GR					
	Kort rör = 24cm				
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benstöd långt rör vä	0825	39	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta, polstring	<input type="checkbox"/> 1429175
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benstöd långt rör hö	0845	39	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta, polstring	<input type="checkbox"/> 1429176
	Fotplatta vs 19+1cm f 80gr/vs benstöd långt rör vä	0825	44	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta, polstring	<input type="checkbox"/> 1429177
	Fotplatta vs 19+1cm f 80gr/vs benstöd långt rör hö	0845	44	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta, polstring	<input type="checkbox"/> 1429178
	Fotplatta vs 18+3cm f 80gr/vs benstöd långt rör vä	0825	49	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta, polstring	<input type="checkbox"/> 1429179
	Fotplatta vs 18+3cm f 80gr/vs benstöd långt rör hö	0845	49	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta, polstring	<input type="checkbox"/> 1429180
FOTSTÖD m KORT RÖR FÖR BENSTÖD VF 90GR					
	Kort rör = 24cm				
	Fotplatta vs 14+5cm f 90gr benstöd kort rör hö	0825	39	Ej VS benstöd, VF 80gr, förlängare fotplatta, polstring	<input type="checkbox"/> 1446133
	Fotplatta vs 14+5cm f 90gr benstöd kort rör vä	0845	39	Ej VS benstöd, VF 80gr, förlängare fotplatta, polstring	<input type="checkbox"/> 1446132
	Fotplatta vs 17+5cm f 90gr benstöd kort rör hö	0825	44	Ej VS benstöd, VF 80gr, förlängare fotplatta, polstring	<input type="checkbox"/> 1446135
	Fotplatta vs 17+5cm f 90gr benstöd kort rör vä	0845	44	Ej VS benstöd, VF 80gr, förlängare fotplatta, polstring	<input type="checkbox"/> 1446134
	Fotplatta vs 19+5cm f 90gr benstöd kort rör hö	0825	49	Ej VS benstöd, VF 80gr, förlängare fotplatta, polstring	<input type="checkbox"/> 1446160
	Fotplatta vs 19+5cm f 90gr benstöd kort rör vä	0845	49	Ej VS benstöd, VF 80gr, förlängare fotplatta, polstring	<input type="checkbox"/> 1446159

BILD	BENÄMNING	SB	OBSERVERA!	ARTNR	
	FOTSTÖD TILLBEHÖR Hälband m pinne L 640mm f sb 34-49 st		Ingår alltid vid beställning av kpl rullstol med benstöd och delade fotstöd.	<input checked="" type="checkbox"/> SP1672696	
	ARMSTÖD Armstöd Rio lång dyna 38cm vä Dahlia Armstöd Rio lång dyna 38cm hö Dahlia Armstöd smal dyna vä Dahlia Armstöd smal dyna hö Dahlia Armstöd smal dyna hög höjd vä Armstöd smal dyna hög höjd hö Armstöd bred dyna vä Dahlia Armstöd bred dyna hö Dahlia Armstöd Skålad dyna Dahlia vä Armstöd Skålad dyna Dahlia hö Armstöd hemi vridbart vä Dahlia Armstöd hemi vridbart hö Dahlia Utan armstöd vänster Utan armstöd höger	0900 0960 0910 0970 0915 0975 0920 0980 0925 0985 0930 0990 0950 1010		Ej kombination m bord Ej kombination m bord	<input type="checkbox"/> SP1570787 <input type="checkbox"/> SP1570865 <input type="checkbox"/> SP1570788 <input type="checkbox"/> SP1570866 <input type="checkbox"/> SP1584620 <input type="checkbox"/> SP1584621 <input type="checkbox"/> SP1570789 <input type="checkbox"/> SP1570867 <input type="checkbox"/> SP60126944 <input type="checkbox"/> SP60126943 <input type="checkbox"/> SP1570825 <input type="checkbox"/> SP1570868 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	ARMSTÖD TILLBEHÖR Dyna f sidoskydd m överdrag Dyna f sidoskydd m överdrag	1020 1020	Passar ej armstöd / sidostöd	<input type="checkbox"/> SP1563943 <input type="checkbox"/> SP1563943	
	Armstödsöverdrag Rio långt plysch hö/vä Armstödsöverdrag Rio långt plysch hö/vä	1025 1025		<input type="checkbox"/> SP1574609 <input type="checkbox"/> SP1574609	

	SITS TILLBEHÖR Inkontinensöverdrag Svart SB39 Inkontinensöverdrag Svart SB44 Inkontinensöverdrag Svart SB49	1030	39 44 49	För Flosshape dynor För Flosshape dynor För Flosshape dynor	<input type="checkbox"/> 5253078-TR26 <input type="checkbox"/> 5253079-TR26 <input type="checkbox"/> 5253080-TR26
	Bendelare inkl fäste	1040		Passar ej sitsplattor multijusterbar, centralplacerad fotplatta	<input type="checkbox"/> SP1449897
	Multijusterbar sitsplatta kit passar alla sb	1050		Passar ej bendelare	<input type="checkbox"/> SP1574225
	Sitsplatta förhöjare 2cm sb39 Sitsplatta förhöjare 2cm sb44 Sitsplatta förhöjare 2cm sb49	1060	39 44 49	Förhöjer sitsplattan 2cm, passar ej bendelare	<input type="checkbox"/> SP1570896 <input type="checkbox"/> SP1572855 <input type="checkbox"/> SP1572856
	Vinkelmätare rygg Vinkelmätare sits	1300 1070			<input type="checkbox"/> SP1561584 <input type="checkbox"/> SP1563954
	Låsdetalj för rygg/tilt par			Ingår alltid	<input checked="" type="checkbox"/> SP1654988















	NACKSTÖD/HUVUDSTÖD Huvudstöd m sidostöd Pro Överdrag f huvudstöd m sidostöd	1080 1090			<input type="checkbox"/> SP60122729 <input type="checkbox"/> 1518516
	Huvudstöd m käkstöd Pro	1100			<input type="checkbox"/> SP1666582
	Nackstöd Pro	1110			<input type="checkbox"/> SP60122046
	Rattvredsats f huvudstöd	1130			<input type="checkbox"/> 1445693

BILD	BENÄMNING	SB	OBSERVERA!	ARTNR
	BÅLSTÖD FÖR FAST RYGG FLEX3 fäste SP1543574 tillkommer automatiskt Bålstöd multijusterbar dyna Bålstöd multi Flex3 fast Bålstöd multi Flex3 fast	1140 1150	Passar både hö/vä	<input type="checkbox"/> SP1555690 <input type="checkbox"/> SP1555690
	Bålstöd förhöjt multijusterbar dyna Bålstöd förhöjt multi Flex3 fast vä Bålstöd förhöjt multi Flex3 fast hö	1160 1170		<input type="checkbox"/> SP1555692 <input type="checkbox"/> SP1555691
	Bålstöd std dyna Bålstöd standard Flex3 fast Bålstöd standard Flex3 fast	1180 1190	Passar både hö/vä	<input type="checkbox"/> SP1552698 <input type="checkbox"/> SP1552698
	Bålstöd Swing away std dyna Bålstöd Swing away standard Flex 3 ställbar vä Bålstöd Swing away standard Flex 3 ställbar hö	1220 1230		<input type="checkbox"/> SP1551853 <input type="checkbox"/> SP1551866
	Bålstöd swing away multijusterbar dyna Bålstöd Swing away multi Flex3 ställbar vä Bålstöd Swing away multi Flex3 ställbar hö	1240 1250		<input type="checkbox"/> SP1529225 <input type="checkbox"/> SP1529224

	BÅLSTÖD FÖR STÄLLBAR RYGG FLEX3 fäste SP1554143 tillkommer automatiskt Bålstöd multijusterbar dyna Bålstöd multi Flex3 ställbar Bålstöd multi Flex3 ställbar	1140 1150	Passar både hö/vä	<input type="checkbox"/> SP1561727 <input type="checkbox"/> SP1561727
	Bålstöd förhöjt multijusterbar dyna Bålstöd förhöjt multi Flex3 fast vä Bålstöd förhöjt multi Flex3 fast hö	1160 1170		<input type="checkbox"/> SP1562920 <input type="checkbox"/> SP1562919
	Bålstöd std dyna Bålstöd standard Flex3 fast Bålstöd standard Flex3 fast	1180 1190		<input type="checkbox"/> SP1561728 <input type="checkbox"/> SP1561728
	Bålstöd Swing away std dyna Bålstöd Swing away standard Flex 3 ställbar vä Bålstöd Swing away standard Flex 3 ställbar hö	1220 1230		<input type="checkbox"/> SP1551853 <input type="checkbox"/> SP1551866
	Bålstöd swing away multijusterbar dyna Bålstöd Swing away multi Flex3 ställbar vä Bålstöd Swing away multi Flex3 ställbar hö	1240 1250		<input type="checkbox"/> SP1529225 <input type="checkbox"/> SP1529224











	RYGGSTÖD TILLBEHÖR Fäste bålstöd Flex3 fast Fäste bålstöd Flex3 ställbar kpl	1260 1260	För fast rygg, om bålstöd beställs separat För ställbar rygg, om bålstöd beställs separat	<input type="checkbox"/> SP1543574 <input type="checkbox"/> SP1554143
	Bålstöd bas m kardborre st	1265	Passar bara ställbar Flex 3 rygg	<input type="checkbox"/> SP1602253
	Ryggkilar, par	1280		<input type="checkbox"/> SP1513037

BILD	BENÄMNING	SB		OBSERVERA	ARTNR
	FÖTSTÖD TILLBEHÖR				
	Förlängare t fotp 172/197mm inkl skruv st VÄ	1310	39, 44	Passar endast vinkelställbar fotplatta 2019	<input type="checkbox"/> SP60128964
	Förlängare t fotp 172/197mm inkl skruv st HÖ	1320	39, 44		<input type="checkbox"/> SP60128964
	Förlängare f fotp 222/247mm inkl skruv st VÄ	1310	49		<input type="checkbox"/> SP60128965
Förlängare f fotp 222/247mm inkl skruv st HÖ	1320	49	<input type="checkbox"/> SP60128965		
	Vadband	1330		Passar ej VS benstödsöverdelar	<input type="checkbox"/> 1429214
	Polstring fotplatta 172mm Polstring fotplatta 197mm Polstring fotplatta 222mm	1340		Passar endast vinkelställbar fotplatta 2019	<input type="checkbox"/> SP1650355 <input type="checkbox"/> SP1650356 <input type="checkbox"/> SP1650357
	Polstring L 25cm f hel fotplatta 31+10 sb39 Polstring L 30cm f hel fotplatta 36+10 sb44 Polstring L 35cm f hel fotplatta 41+10 sb49	1340	39 44 49		<input type="checkbox"/> SP1563959 <input type="checkbox"/> SP1563962 <input type="checkbox"/> SP1563963
	Vadmatta	1350			<input type="checkbox"/> SP1563951
	Färgade stripes till chassi				
	Färg kit blå	1360			<input type="checkbox"/> SP1570887
	Färg kit silver	13701			<input type="checkbox"/> SP1570888
	Färg kit röd	1380			<input type="checkbox"/> SP1570889
	Färg kit champagne	1390			<input type="checkbox"/> SP1570890
	Färg kit petroleum grön	1400			<input type="checkbox"/> SP1570891
	Utan färg stripes	1405			<input type="checkbox"/>
	Gaffelfästning				
	Länkhjulsinfästning par Dahlia	1410		Enbart Sh 50	<input type="checkbox"/> SP1571101
	Länkhjulsinfästning hög f Dahlia 30 sh 50	1410			<input type="checkbox"/> 1574864
	Länkhjulsinfästning QR låg sh par Dahlia	1420			<input type="checkbox"/> SP1580879
	Länkhjulsinfästning QR hög sh par Dahlia	1420			<input type="checkbox"/> SP1572001




	LÄNKHJUL				
	Länkhjul 100x30mm mass svart u axel	1435		Passar SH: 33 länkhjulsgaffel tillkommer	<input type="checkbox"/> SP1663536
	Länkhjul 125x27mm mass svart u axel	1440		Passar SH: 35cm länkhjulsgaffel tillkommer	<input type="checkbox"/> 1491228
	Länkhjul 140x40mm mass svart u axel	1455		Passar SH: 38, 40, 43 och 45cm, länkhjulsgaffel tillkommer	<input type="checkbox"/> SP1663537
	Länkhjul 150x30mm mass svart u axel	1475		Passar SH: 38, 40, 43 och 45cm	<input type="checkbox"/> SP1659704
	Länkhjul 200x30 mass svart u axel	1495		Passar SH: 45, 48 och 50cm, länkhjulsgaffel tillkommer	<input type="checkbox"/> SP1659705
	Länkhjul 200x45 mass svart u axel	1515		Passar SH: 45, 48 och 50cm, länkhjulsgaffel tillkommer	<input type="checkbox"/> SP1659706
	DRIVHJULSBALANSERING				
	Standard	1534		Mest stabila balanseringen, drivhjul längst bak	<input type="checkbox"/>
	Aktiv	1538		Mest aktiva balanseringen, drivhjul längst fram som möjligt	<input type="checkbox"/>
	DRIVHJUL 16 TUM				
	Drivhjul 16 tum VB massiva svarta par Dahlia	1545		Passar SH 33, 35, 45, 48cm	<input type="checkbox"/> SP1656802
	DRIVHJUL 20 TUM	1555			
	MODELL	1584			
	Drivhjul 20x1.3/8 tum luft svart alu drivring	1605		Passar SH 33, 35, 38, 40, 50cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60110640
	Drivhjul 20x1.3/8 tum luft svart plastad drivring	1605		Passar SH 33, 35, 38, 40, 50cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60110641
	DRIVHJUL 22 TUM	1565			
	MODELL	1584			
	Drivhjul 22x1.3/8 tum luft svart alu drivring	1605		Passar SH 35, 40, 43cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109188
	Drivhjul 22x1.3/8 tum luft svart plastad drivring			Passar SH 35, 40, 43cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109189
	Drivhjul 22x1.3/8 tum luft svart rostfri drivring			Passar SH 35, 40, 43cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109190
	Drivhjul 22x1.3/8 tum massiv svart PU alu drivring	1625		Passar SH 35, 40, 43cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109197
	Drivhjul 22x1.3/8 tum massiv svart PU plastad drivring			Passar SH 35, 40, 43cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109198
	Drivhjul 22x1.3/8 tum massiv svart PU rostfri drivring			Passar SH 35, 40, 43cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109199
	Drivhjul 22x1 tum luft HP svart alu drivring			Passar SH 35, 40, 43cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109194
	Drivhjul 22x1 tum luft HP svart plastad drivring			Passar SH 35, 40, 43cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109195
	Drivhjul 22x1 tum luft HP svart rostfri drivring			Passar SH 35, 40, 43cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109196





















BILD	BENÄMNING		SB	OBSERVERA	ARTNR
	DRIVHJUL 24 TUM	1575			
	MODELL	1584			
	Drivhjul 24 tum pkt lågprofil rostfri drivring	1590		Passar SH 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> 1536542
	Drivhjul 24x1.3/8 tum luft svart alu drivring	1605		Passar SH 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109176
	Drivhjul 24x1.3/8 tum luft svart plastad drivring			Passar SH 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109177
	Drivhjul 24x1.3/8 tum luft svart rostfri drivring			Passar SH 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109178
	Drivhjul 24x1.3/8 tum massiv svart PU alu drivring	1625		Passar SH 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109185
	Drivhjul 24x1.3/8 tum massiv svart PU plastad drivring			Passar SH 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109186
	Drivhjul 24x1.3/8 tum massiv svart PU rostfri drivring			Passar SH 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109187
	Drivhjul 24x1 tum luft HP svart alu drivring	1640		Passar SH 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109182
Drivhjul 24x1 tum luft HP svart plastad drivring			Passar SH 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109183	
Drivhjul 24x1 tum luft HP svart rostfri drivring			Passar SH 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109184	
	DRIVHJUL 22 TUM VÅRDARBROMSADE	1565			
	MODELL	1586			
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB luft svart alu drivring	1605		Passar SH 35, 40, 43cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60108741
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB luft svart plastad drivring			Passar SH 35, 40, 43cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60108742
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB luft svart rostfri drivring			Passar SH 35, 40, 43cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60108743
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB massiv PU svart alu drivring	1625		Passar SH 35, 40, 43cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60108750
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB massiv PU svart plastad drivring			Passar SH 35, 40, 43cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60108751
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB massiv PU svart rostfri drivring			Passar SH 35, 40, 43cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60108752
	DRIVHJUL 24 TUM VÅRDARBROMSADE	1575			
	MODELL	1586			
	Drivhjul 24 tum VB pkt lågprofil rostfri drivring	1590		Passar SH 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> 1536613
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB luft svart alu drivring	1605		Passar SH 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60108729
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB luft svart plastad drivring			Passar SH 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60108730
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB luft svart rostfri drivring			Passar SH 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60108731
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB massiv PU svart alu drivring	1625		Passar SH 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60108738
Drivhjul 24x1.3/8 tum VB massiv PU svart plastad drivring			Passar SH 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60108739	
Drivhjul 24x1.3/8 tum VB massiv PU svart rostfri drivring			Passar SH 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60108740	
	TILLBEHÖR DRIVHJUL				
	Ekerskydd 20 tum neutral	1710		Passar ej 16 tum hjul	<input type="checkbox"/> 5102795
	Ekerskydd 22 tum neutral	1710		Passar ej 16 tum hjul	<input type="checkbox"/> 5102800
	Ekerskydd 24 tum neutral	1710		Passar ej 16 tum hjul	<input type="checkbox"/> 5102807
	BROMSAR				
	Broms brukarman u fäste vä	1720			<input type="checkbox"/> SP1588568
	Broms brukarman u fäste hö				<input type="checkbox"/> SP1588567
	Broms brukarmanövrerad kpl par 16tum Dahlia			För SH 45 och 48cm	<input type="checkbox"/> SP1580614
	Broms enarm kpl vä	1725			<input type="checkbox"/> SP1575308
Broms enarm kpl hö	1727			<input type="checkbox"/> SP1575309	
	Trumbroms kpl 20-24 par	1728		MÅSTE VÄLJAS MED VÅRDARBROMSADE DRIVHJUL 22 eller 24tum	<input type="checkbox"/> SP1570973

BILD	BENÄMNING	SB	OBSERVERA	ARTNR
	TILLBEHÖR Midjebälte med billås	1730		<input type="checkbox"/> SP1672778
	Bord (Monteringsatts bord medföljer) Bord kpl Medium Bord kpl Large Bord kpl X-large	1750	39 44 49	Passar ej armstöd hemi <input type="checkbox"/> SP1567518 <input type="checkbox"/> SP1567519 <input type="checkbox"/> SP1568862
	Bord m dyna (Monteringsatts bord medföljer) Bord m dyna medium kpl Bord m dyna large kpl Bord m dyna x-large kpl	1755	39 44 49	Passar ej armstöd hemi <input type="checkbox"/> SP1580888 <input type="checkbox"/> SP1580889 <input type="checkbox"/> SP1580890
	Bord Swing away stl S u dyna Bord Swing away stl M u dyna Bord Swing away stl S m dyna Bord Swing away stl M m dyna	1770 1770 1775 1775	39,44 49 39, 44 49	1449518 Monteringsatts bord tillkommer, passar ej armstöd Hemi o Skålad <input type="checkbox"/> SP1586424 1449518 Monteringsatts bord tillkommer, passar ej armstöd Hemi o Skålad <input type="checkbox"/> SP1586425 1449518 Monteringsatts bord tillkommer, passar ej armstöd Hemi o Skålad <input type="checkbox"/> SP1584394 1449518 Monteringsatts bord tillkommer, passar ej armstöd Hemi o Skålad <input type="checkbox"/> SP1584395
	Monteringsatts bord	1790		Väljs enbart då bord beställs separat, ej f swingaway <input type="checkbox"/> SP1570745
	Hemibord m armstöd kpl vä Hemibord m armstöd kpl hö	1756 1757		Kom ihåg att välja armstöd på motsatt sida. <input type="checkbox"/> SP1588345 <input type="checkbox"/> SP1588344
	Stoppning hemibord hö/vä	1760		<input type="checkbox"/> SP1602247-TR26
	Stoppning bord Medium Stoppning bord Large Stoppning bord X-large	1760	39 44 49	<input type="checkbox"/> SP1571269 <input type="checkbox"/> SP1571270 <input type="checkbox"/> SP1571271
	Låssats bord 2014	1780		Passar monteringsatts bord SP1570745 <input type="checkbox"/> SP1572460
	Rattvredssats Azalea	1840		För rygg, sits arm-benstöd 10st <input type="checkbox"/> SP1484457
	Fäste för po.bälte på sits fast par	1850		<input type="checkbox"/> SP1570882
	Infästning övre för selar	1860		Nack / huvudstöd krävs för montering <input type="checkbox"/> 1559963
	Tramprör	1870		<input type="checkbox"/> SP1573173
	Tätningsskit	1880		STANDARD ingår alltid <input checked="" type="checkbox"/> SP1563953
	Transportfäste Dahlia kpl	1890		STANDARD ingår alltid <input checked="" type="checkbox"/> SP1570883
	Tillbehörshylla kpl Dahlia	1900		<input type="checkbox"/> SP1574838
	Tippskydd extra låga Tippskydd kort par Tippskydd lång par Tippskydd extra långa par			För sitthöjd 33 För sitthöjd 35-40 För sitthöjd 43-48 För sitthöjd 50 Tippskydd ingår alltid <input checked="" type="checkbox"/> SP1572603 SP1572604 SP1572605 SP1605955
	Droppställning	1920		Nack / huvudstöd krävs för montering <input type="checkbox"/> 1440897