

Orderguide Spirea 24tum

Invacare® SPIREA⁴NG

Aluminium ram Slate Grey med kryssfällning.
Ställbar rygg i höjd och vinkel, sits, armstöd benstöd, fotplatta.
Brukarvikt 135kg.



Instruktioner	
◆	Standard ej valbart
□	Valbart

Kod		Beskrivning				Kommentar			
RULLSTOL									
CKA0013	●	SPIREA 4 NG							
GRUNDMODELL									
CKA0026	●	Base model SPIREA 4 NG							
FRAMDRIVNING									
CKA0100	●	Rullstol m 24 tum drivhjul							
SITS									
		Sittbredd	Sittdjup			Sittdjup			
			Sits 0290 ställbar i djup Artikelnummer			Sits 0295 stoppad, sittdyna behövs ej Artikelnummer			
CKA0120	□	380mm	□	400-450mm	1437580	□	400mm	1428864	
						□	500mm	1428870	
CKA0130	□	405mm	□	400-450mm	1437571	□	400mm	1428865	
						□	450mm	1428871	
CKA0140	□	430mm	□	400-450mm	1437582	□	400mm	1428866	
			□	450-500mm	1548717	□	450mm	1428872	
CKA0150	□	455mm	□	400-450mm	1437583	□	400mm	1428867	
			□	450-500mm	1548718	□	450mm	1428873	
CKA0160	□	480mm	□	400-450mm	1438384	□	400mm	1428868	
			□	450-500mm	1548719	□	450mm	1428874	
CKA0162	□	505mm	□	400-450mm	1437585	□	400mm	1428869	
			□	450-500mm	1548720	□	450mm	1428875	
SITTHÖJD									
CKA0220	□	485mm							
CKA0230	□	460mm							
CKA0240	□	435mm							
CKA0250	□	410mm							
RYGGSTÖD									
CKA0331	□	Rygg vinkelställbar höjd 350-480mm							från -6° till +15°
CKA0332	□	Rygg vinkelställbar höjd 420-550mm							från -6° till +15°
KÖRHANDTAG									
CKA0305	□	Körhandtag bakom påliggande f VB							Alltid om man vill använda nackstöd och/eller drivhjul med vådarbroms
CKA0306	□	Körhandtag bakom påliggande							Enbart för brukarbroms, ej för nackstöd
CKA0307	□	Körhandtag bakom påliggande förhöjda 100mm							Ej för nackstöd
RYGGKLÄDSEL									
CKA0360	□	Rygglädsel Fast Stoppad ej justerbar i form							
CKA0376	□	Ryggoöverdrag Jemima justerbar i form 7 band							
BENSTÖD									
HÖGER									
CKA0390	□	Benstöd 80° vinkelfast hö							Svarta
CKA0400	□	Benstöd vinkelställbart inkk vaddyna hö							Bara med vinkelställbara fotplattor
CKA0420	□	Benstöd amputation hö							
CKA0425	□	Benstöd 90° vinkelfast hö							Svarta
VÄNSTER									
CKA0440	□	Benstöd 80° vinkelfast vä							Svarta
CKA0450	□	Benstöd vinkelställbart inkl vaddyna vä							Bara med vinkelställbara fotplattor
CKA0470	□	Benstöd amputation vä							
CKA0460	□	Benstöd 90° vinkelfast vä							Svarta
FOTPLATTA									
HÖGER									
CKA0480	□	Fotplatta vinkelfast ink hälband hö							Ej med benstöd 90°
CKA0490	□	Fotplatta vinkelställbar inkl hälband hö							
CKA0491	□	Fotplatta hel vinkelställbar							
VÄNSTER									
CKA0500	□	Fotplatta vinkelfast ink hälband vä							Ej med benstöd 90°
CKA0510	□	Fotplatta vinkelställbar inkl hälband vä							

ARMSTÖD			
HÖGER			
CKA0520	☐	Armstöd Rio kort dyna 280mm höjdjusterbar hö	
CKA0530	☐	Armstöd Rio lång 380mm dyna höjdjusterbar hö	
VÄNSTER			
CKA0580	☐	Armstöd Rio kort dyna 280mm höjdjusterbar vä	
CKA0590	☐	Armstöd Rio lång 380mm dyna höjdjusterbar vä	
SITTDYNA			
CKA0693	☐	Sittdyna MatrX Libra	
SITTDJUP PÅ SITTDYNA			
CKA0701	☐	För sittdjup 400mm	
CKA0702	☐	För sittdjup 450mm	
CKA0703	☐	För sittdjup 500mm	
TILLVAL			
CKA0716	☐	Huvudstöd Pro	Inkl körhandtag m fäste för nackstöd
CKA0721	☐	Bålstöd Bas par	Enbart med rygg CKA0370
CKA0760	☐	Vadband	
CKA0772	☐	Handvred f benstöd	
CKA0778	☐	Stoppning armstöd	
CKA0779	☐	Handvred f armstöd Rio	
FÄRG			
CKA0801	☒	SLATE GREY (RAL7024 FINE TEXTURE)	
LÄNKHJUL			
CKA0895	☒	Länkhjul 150 X 30mm (6 X 1.1/4) svart massivt	
LÄNKHJULSGAFFEL			
CKA0931	☒	Länkhjulinfästning justerbar Spirea4	
DRIVHJUL			
STORLEK DRIVHJUL			
CKA0948	☒	24tum / 600 MM	
DRIVHJUL kompletta med däck och drivring			
CKA0962	☐	Utan vårdarboms	
	☐	Drivhjul 24x1.3/8tum däck massivt svart driv rostfri 6 fästen	SP1681824
	☐	Drivhjul 24x1.3/8 tum massiv svart alu drivr m 6 fästen	SP1681822
	☐	Drivhjul 24x1.3/8tum däck massivt svart driv plastad 6 fästen	SP1681823
CKA0963	☐	Med vårdarbroms	
	☐	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB massiv PU svart rostfri drivring	SP60108740 Ej med sitthöjd 410 eller 435mm
	☐	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB massiv PU svart alu drivring	SP60108738 Ej med sitthöjd 410 eller 435mm
	☐	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB massiv PU svart plastad drivring	SP60108739 Ej med sitthöjd 410 eller 435mm
DRIVHJULSAXEL			
CKA1050	☒	QR axel	
BALANSERING			
CKA1060	☒	Drivhjuls position Standard (2pos) 35mm framför ryggrör	
CAMBER			
CKA1077	☐	0° Camber	Vårdarbroms enbart 0° camber
CKA1078	☐	2° Camber	Enbart för drivhjul utan vårdarbroms
TILLVAL CHASSI			
CKA1111	☐	Ekerskydd transparenta 24tum	
BROMS			
CKA1120	☐	Broms tryck f att låsa	
CKA1130	☐	Vårdarbroms inkl broms tryck för att låsa	Ej med sitthöjd 410 och 435mm
TILLVAL SÄKERHET			
CKA1175	☒	Transportfästen	
CKA1190	☐	Midjebälte	
CKA1200	☒	Tippskydd m tramprör REA	
CKA1220	☐	Bromsspaksförlängare	
TILLVAL ÖVRIGT			
CKA1240	☐	Kryckkäpphållare	