




## XLT Swing


Brukare \_\_\_\_\_  
 Kontaktperson \_\_\_\_\_  
 Telefon \_\_\_\_\_  
 Ordernummer \_\_\_\_\_


Max brukarvikt 135 kg


MODELL		SB	PASSAR EJ:	ARTNR
Drivhjul standard	0020			<input type="checkbox"/>
Drivhjul vårdarbromsade	0030		Ryggstöd fast höjd 20cm Ryggstöd insvängd Ryggstativ Matrx Körhandtag fasta / fallbara / bakomliggande korta Enarmsdrift Sitthöjd bak 47cm Drivhjul standard / 25" / 26" / Sport / Spider / Spinergy Drivhjulsinfästning förlängd Cambervinkel 3gr.	<input type="checkbox"/>
Enarmsdrift vänster OBS! Endast med 24" drivhjul massiva alt. luftpumpade däck aluminium drivringar.	0040		SB 33cm Vårdarbroms Drivhjulsinfästning Sitthöjd bak 38 / 39 / 47cm Ekerskydd Kryckkäppshållare Tjppskydd förlängt Broms enarm hö Cambervinkel 3gr.	<input type="checkbox"/>
Enarmsdrift höger OBS! Endast med 24" drivhjul massiva alt. luftpumpade däck aluminium drivringar.	0050		SB 33cm Vårdarbroms Drivhjulsinfästning Sitthöjd bak 38 / 39 / 47cm Ekerskydd Kryckkäppshållare Tjppskydd förlängt Broms enarm vä Cambervinkel 3gr.	<input type="checkbox"/>


SITTDJUP / SITTBREDD		SB	PASSAR EJ:	ARTNR
XLT Swing sittdjup 40cm	0055	33	Underbenslängd 26-28cm Ryggstöd insvängd Ryggstativ Matrx benst. vs / vf 90gr Bord Fotplatta hel / vinkelfast benst. amputation Broms enarm Enarmsbroms Broms active.	<input type="checkbox"/>
XLT Swing sittdjup 45cm	0055	33	Underbenslängd 26-28cm Ryggstöd insvängd Ryggstativ Matrx benst. vs / vf 90gr Bord Fotplatta hel / vinkelfast benst. amputation Enarmsdrift Broms enarm.	<input type="checkbox"/>
XLT Swing sittdjup 40cm	0060	35 5	Underbenslängd 26-28cm benst. vf 90gr Fotplatta hel / vinkelfast benst. amputation Broms enarm Broms active.	<input type="checkbox"/>
XLT Swing sittdjup 45cm	0060	35 5	Underbenslängd 26-28cm benst. vf 90gr Fotplatta hel / vinkelfast benst. amputation Broms enarm.	<input type="checkbox"/>
XLT Swing sittdjup 50cm	0060	35 5	Underbenslängd 26-28cm benst. vf 90gr Fotplatta hel / vinkelfast benst. amputation Broms enarm.	<input type="checkbox"/>
XLT Swing sittdjup 40cm	0070	38	Broms active.	<input type="checkbox"/>
XLT Swing sittdjup 45cm		38		<input type="checkbox"/>
XLT Swing sittdjup 50cm		38		<input type="checkbox"/>
XLT Swing sittdjup 40cm	0080	40 5	Broms active.	<input type="checkbox"/>
XLT Swing sittdjup 45cm		40 5		<input type="checkbox"/>
XLT Swing sittdjup 50cm		40 5		<input type="checkbox"/>
XLT Swing sittdjup 40cm	0090	43	Broms active.	<input type="checkbox"/>
XLT Swing sittdjup 45cm		43		<input type="checkbox"/>
XLT Swing sittdjup 50cm		43		<input type="checkbox"/>
XLT Swing sittdjup 40cm	0100	45 5	Broms active.	<input type="checkbox"/>
XLT Swing sittdjup 45cm		45 5		<input type="checkbox"/>
XLT Swing sittdjup 50cm		45 5		<input type="checkbox"/>
XLT Swing sittdjup 40cm	0110	48	Broms active.	<input type="checkbox"/>
XLT Swing sittdjup 45cm		48		<input type="checkbox"/>
XLT Swing sittdjup 50cm		48		<input type="checkbox"/>
XLT Swing sittdjup 40cm	0120	50 5	Broms active.	<input type="checkbox"/>
XLT Swing sittdjup 45cm		50 5		<input type="checkbox"/>
XLT Swing sittdjup 50cm		50 5		<input type="checkbox"/>

	SITTHÖJD FRAM		SB	PASSAR EJ:	ARTNR	
	39cm	0170		SH bak 40-47cm Underbenslängd 34-48cm Länkhjul 4"-7".	<input type="checkbox"/>	
	40cm	0180		SH bak 41-47cm Underbenslängd 35-48cm Länkhjul 4"-7".	<input type="checkbox"/>	
	41cm	0190		SH bak 42-47cm Underbenslängd 36-48cm Länkhjul 3" / 5"-7".	<input type="checkbox"/>	
	42cm	0200		SH bak 43-47cm Underbenslängd 37-48cm Länkhjul 3" / 5"-7".	<input type="checkbox"/>	
	43cm	0210		SH bak 44-47cm Underbenslängd 38-48cm Länkhjul 5 5"-7".	<input type="checkbox"/>	
	44cm	0220		SH bak 45-47cm Underbenslängd 39-48cm Länkhjul 6" / 7".	<input type="checkbox"/>	
	45cm	0230		SH bak 46-47cm Underbenslängd 40-48cm. Länkhjul 3" / 7".	<input type="checkbox"/>	
	46cm	0240		SH bak 38 47cm Underbenslängd 41-48cm. Endast Länkhjul 5 5"	<input type="checkbox"/>	
	47cm	0250		SH bak 38-39cm Underbenslängd 42-48cm Länkhjul 7".	<input type="checkbox"/>	
	48cm	0260		SH bak 38-39cm Underbenslängd 43-48cm	<input type="checkbox"/>	
	49cm	0270		SH bak 38-40cm Underbenslängd 44-48cm Länkhjul 3" / 5" / 6".	<input type="checkbox"/>	
	50cm	0280		SH bak 38-40cm Underbenslängd 45-48cm Länkhjul 3" / 4".	<input type="checkbox"/>	
	51cm	0290		SH bak 38-42cm Underbenslängd 46-48cm Länkhjul 3" / 4".	<input type="checkbox"/>	
	52cm	0300		SH bak 38-43cm. Länkhjul 3"-5 5".	<input type="checkbox"/>	


	SITTHÖJD BAK		SB	PASSAR EJ:	ARTNR	
	38cm	0310		Drivhjul 24" / 25" / 26" Tippskydd swing away Enarmsdrift.	<input type="checkbox"/>	
	39cm	0320		Drivhjul 24" / 25" / 26" Tippskydd swing away Enarmsdrift.	<input type="checkbox"/>	
	40cm	0330		Drivhjul 26".	<input type="checkbox"/>	
	41cm	0340			<input type="checkbox"/>	
	42cm	0350			<input type="checkbox"/>	
	43cm	0360			<input type="checkbox"/>	
	44cm	0370			<input type="checkbox"/>	
	45cm	0380		Drivhjul 22".	<input type="checkbox"/>	
	46cm	0390		Drivhjul 22".	<input type="checkbox"/>	
	47cm	0400		Drivhjul 22" / 24" / 25" Vårdarbroms Enarmsdrift.	<input type="checkbox"/>	


	UNDERBENSLÄNGD		SB	PASSAR EJ:	ARTNR	
<p>Underbenslängd</p>  <p>Mät underbenslängden (UL) från knävecket till fotplattans ovansida exkl. dynans (SK) höjd.</p>	<b>OBS! Måste vara minst 6cm kortare än sitthöjd fram.</b>					
	26cm	0438		benst. vinkelfast 80gr / Vinkelställbart Sittbredd 33 / 35 5cm.	<input type="checkbox"/>	
	27cm	0439		benst. vinkelfast 80gr / Vinkelställbart Sittbredd 33 / 35 5cm.	<input type="checkbox"/>	
	28cm	0440		benst. vinkelfast 80gr / Vinkelställbart Sittbredd 33 / 35 5cm.	<input type="checkbox"/>	
	29cm	0450			<input type="checkbox"/>	
	30cm	0460			<input type="checkbox"/>	
	31cm	0470			<input type="checkbox"/>	
	32cm	0480			<input type="checkbox"/>	
	33cm	0490			<input type="checkbox"/>	
	34cm	0500			<input type="checkbox"/>	
	35cm	0510			<input type="checkbox"/>	
	36cm	0520			<input type="checkbox"/>	
	37cm	0530		benst. vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/>	
	38cm	0540		benst. vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/>	
	39cm	0550		benst. vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/>	
	40cm	0560			<input type="checkbox"/>	
	41cm	0570			<input type="checkbox"/>	
	42cm	0580			<input type="checkbox"/>	
	43cm	0590			<input type="checkbox"/>	
	44cm	0600			<input type="checkbox"/>	
45cm	0610			<input type="checkbox"/>		
46cm	0620			<input type="checkbox"/>		
47cm	0630		benst. vinkelfast 80 / 90gr.	<input type="checkbox"/>		
48cm	0640		benst. vinkelfast 80 / 90gr.	<input type="checkbox"/>		



	RYGGSTÖD FAST HÖJD vinklat ryggrör 7gr justerbar vinkel + -10gr		SB	PASSAR EJ:	ARTNR							
<p>OBS Om rullstolen skall användas som sittplats i ett fordon måste rygghöjden vara minst 40cm.</p> 	<u>Rygghöjd 20cm</u>	0680										
	Ryggstöd 33/20 fast						33	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1518650		
	Ryggstöd 35.5/20 fast						35 5	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1508716		
	Ryggstöd 38/20 fast						38	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1508720		
	Ryggstöd 40.5/20 fast						40 5	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1508724		
	Ryggstöd 43/20 fast						43	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1508728		
	Ryggstöd 45.5/20 fast						45 5	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1508732		
	Ryggstöd 48/20 fast						48	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1508736		
	Ryggstöd 50.5/20 fast						50 5	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1508740		
	<u>Rygghöjd 25cm</u>											
	Ryggstöd 33/25 fast						33	Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1518651		
	Ryggstöd 35.5/25 fast						35 5	Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1508717		
	Ryggstöd 38/25 fast						38	Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1508721		
	Ryggstöd 40.5/25 fast						40 5	Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1508725		
	Ryggstöd 43/25 fast						43	Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1508729		
	Ryggstöd 45.5/25 fast						45 5	Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1508733		
	Ryggstöd 48/25 fast						48	Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1508737		
	Ryggstöd 50.5/25 fast						50 5	Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1508741		
	<u>Rygghöjd 30cm</u>											
	Ryggstöd 33/30 fast						33	Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1518652		
	Ryggstöd 35.5/30 fast						35 5	Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1508718		
	Ryggstöd 38/30 fast						38	Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1508722		
	Ryggstöd 40.5/30 fast						40 5	Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1508726		
	Ryggstöd 43/30 fast						43	Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1508730		
	Ryggstöd 45.5/30 fast						45 5	Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1508734		
	Ryggstöd 48/30 fast						48	Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1508738		
	Ryggstöd 50.5/30 fast						50 5	Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1508742		
	<u>Rygghöjd 35cm</u>											
	Ryggstöd 33/35 fast						33	Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1518653		
	Ryggstöd 35.5/35 fast						35 5	Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1508719		
	Ryggstöd 38/35 fast						38	Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1508723		
	Ryggstöd 40.5/35 fast						40 5	Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1508727		
	Ryggstöd 43/35 fast						43	Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1508731		
	Ryggstöd 45.5/35 fast						45 5	Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1508735		
	Ryggstöd 48/35 fast						48	Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1508739		
	Ryggstöd 50.5/35 fast						50 5	Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1508743		

	RYGGSTÖD HÖJ- OCH SÄNKBART vinklat ryggrör 7gr justerbar vinkel + -10gr		SB	PASSAR EJ:	ARTNR							
<p>OBS Om rullstolen skall användas som sittplats i ett fordon måste rygghöjden vara minst 40cm.</p> 	<u>Rygghöjd 30 - 32cm</u>	0690										
	Ryggstöd 33/30 h/s						33	<input type="checkbox"/>	1518654			
	Ryggstöd 35.5/30 h/s						35 5	<input type="checkbox"/>	1508744			
	Ryggstöd 38/30 h/s						38	<input type="checkbox"/>	1508748			
	Ryggstöd 40.5/30 h/s						40 5	<input type="checkbox"/>	1511056			
	Ryggstöd 43/30 h/s						43	<input type="checkbox"/>	1511350			
	Ryggstöd 45.5/30 h/s						45 5	<input type="checkbox"/>	1511354			
	Ryggstöd 48/30 h/s						48	<input type="checkbox"/>	1511410			
	Ryggstöd 50.5/30 h/s						50 5	<input type="checkbox"/>	1511415			
	<u>Rygghöjd 35 - 37 - 39cm</u>											
	Ryggstöd 33/35 h/s						33	<input type="checkbox"/>	1518655			
	Ryggstöd 35.5/35 h/s						35 5	<input type="checkbox"/>	1508745			
	Ryggstöd 38/35 h/s						38	<input type="checkbox"/>	1508749			
	Ryggstöd 40.5/35 h/s						40 5	<input type="checkbox"/>	1511057			
	Ryggstöd 43/35 h/s						43	<input type="checkbox"/>	1511351			
	Ryggstöd 45.5/35 h/s						45 5	<input type="checkbox"/>	1511392			
	Ryggstöd 48/35 h/s						48	<input type="checkbox"/>	1511411			
	Ryggstöd 50.5/35 h/s						50 5	<input type="checkbox"/>	1511416			
	<u>Rygghöjd 40 - 42 - 44cm</u>											
	Ryggstöd 33/40 h/s						33	<input type="checkbox"/>	1518656			
	Ryggstöd 35.5/40 h/s						35 5	<input type="checkbox"/>	1508746			
	Ryggstöd 38/40 h/s						38	<input type="checkbox"/>	1508750			
	Ryggstöd 40.5/40 h/s						40 5	<input type="checkbox"/>	1511086			
	Ryggstöd 43/40 h/s						43	<input type="checkbox"/>	1511352			
	Ryggstöd 45.5/40 h/s						45 5	<input type="checkbox"/>	1511393			
	Ryggstöd 48/40 h/s						48	<input type="checkbox"/>	1511412			
	Ryggstöd 50.5/40 h/s						50 5	<input type="checkbox"/>	1511424			
	<u>Rygghöjd 45 - 47 - 49cm</u>											
	Ryggstöd 33/45 h/s						33	<input type="checkbox"/>	1518657			
	Ryggstöd 35.5/45 h/s						35 5	<input type="checkbox"/>	1508747			
	Ryggstöd 38/45 h/s						38	<input type="checkbox"/>	1511055			
	Ryggstöd 40.5/45 h/s						40 5	<input type="checkbox"/>	1511119			
	Ryggstöd 43/45 h/s						43	<input type="checkbox"/>	1511353			
	Ryggstöd 45.5/45 h/s						45 5	<input type="checkbox"/>	1511394			
	Ryggstöd 48/45 h/s						48	<input type="checkbox"/>	1511413			
	Ryggstöd 50.5/45 h/s						50 5	<input type="checkbox"/>	1511425			










RYGGHÖJD för höj- och sänkbar ryggstöd						
Monterat i höjd 30cm	0750				<input type="checkbox"/>	
Monterat i höjd 32cm	0760				<input type="checkbox"/>	
Monterat i höjd 35cm	0770				<input type="checkbox"/>	
Monterat i höjd 37cm	0780				<input type="checkbox"/>	
Monterat i höjd 39cm	0790				<input type="checkbox"/>	
Monterat i höjd 40cm	0800				<input type="checkbox"/>	
Monterat i höjd 42cm	0810				<input type="checkbox"/>	
Monterat i höjd 44cm	0820				<input type="checkbox"/>	
Monterat i höjd 45cm	0830				<input type="checkbox"/>	
Monterat i höjd 47cm	0840				<input type="checkbox"/>	
Monterat i höjd 49cm	0850				<input type="checkbox"/>	


RYGGSTÖD INSVÄNGD 5cm smalare upptill fast höjd 35cm justerbar vinkel + -10gr			SB	PASSAR EJ:		ARTNR
	Ryggstöd insvängd 35.5/35	0695	35 5	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bälstöd.	<input type="checkbox"/>	1516333
	Ryggstöd insvängd 38/35		38	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bälstöd.	<input type="checkbox"/>	1516334
	Ryggstöd insvängd 40.5/35		40 5	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bälstöd.	<input type="checkbox"/>	1516335
	Ryggstöd insvängd 43/35		43	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bälstöd.	<input type="checkbox"/>	1516336
	Ryggstöd insvängd 45.5/35		45 5	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bälstöd.	<input type="checkbox"/>	1516337
	Ryggstöd insvängd 48/35		48	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bälstöd.	<input type="checkbox"/>	1516338
	Ryggstöd insvängd 50.5/35		50 5	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bälstöd.	<input type="checkbox"/>	1516339

RYGGSTATIV MATRIX för montering av fasta ryggstöd fast höjd 40cm justerbar vinkel + -10gr			SB	PASSAR EJ:		ARTNR
 <p>Mått: Ovankant-tvärgående rör: 27cm Nederkant - tvärg. rör:10cm</p>	Ryggstativ MatrX 35.5/40cm	0699	35 5	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bälstöd.	<input type="checkbox"/>	1539457
	Ryggstativ MatrX 38/40cm		38	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bälstöd.	<input type="checkbox"/>	1539458
	Ryggstativ MatrX 40.5/40cm		40 5	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bälstöd.	<input type="checkbox"/>	1539459
	Ryggstativ MatrX 43/40cm		43	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bälstöd.	<input type="checkbox"/>	1539460
	Ryggstativ MatrX 45.5/40cm		45 5	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bälstöd.	<input type="checkbox"/>	1539461
	Ryggstativ MatrX 48/40cm		48	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bälstöd.	<input type="checkbox"/>	1539462
	Ryggstativ MatrX 50.5/40cm		50 5	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bälstöd.	<input type="checkbox"/>	1539463


RYGGKLÄDSEL för ryggstöd fast / höj- och sänkbar			SB	PASSAR EJ:		ARTNR	
  	<u>Rygghöjd 20 - 29cm</u>	0680/ 0690					
	Ryggklädsel 33 rh 20 - 29cm		33	Ryggstöd insvängd.	<input type="checkbox"/>	1518668	
	Ryggklädsel 35.5 rh 20 - 29cm		35 5	Ryggstöd insvängd.	<input type="checkbox"/>	1512549	
	Ryggklädsel 38 rh 20 - 29cm		38	Ryggstöd insvängd.	<input type="checkbox"/>	1512593	
	Ryggklädsel 40.5 rh 20 - 29cm		40 5	Ryggstöd insvängd.	<input type="checkbox"/>	1512606	
	Ryggklädsel 43 rh 20 - 29cm		43	Ryggstöd insvängd.	<input type="checkbox"/>	1512630	
	Ryggklädsel 45.5 rh 20 - 29cm		45 5	Ryggstöd insvängd.	<input type="checkbox"/>	1512633	
	Ryggklädsel 48 rh 20 - 29cm		48	Ryggstöd insvängd.	<input type="checkbox"/>	1512654	
	Ryggklädsel 50.5 rh 20 - 29cm		50 5	Ryggstöd insvängd.	<input type="checkbox"/>	1512657	
	<u>Rygghöjd 30 - 39cm</u>	0680/ 0690					
	Ryggklädsel 33 rh 30 - 39cm		33	Ryggstöd insvängd.	<input type="checkbox"/>	1518669	
	Ryggklädsel 35.5 rh 30 - 39cm		35 5	Ryggstöd insvängd.	<input type="checkbox"/>	1512562	
	Ryggklädsel 38 rh 30 - 39cm		38	Ryggstöd insvängd.	<input type="checkbox"/>	1512604	
	Ryggklädsel 40.5 rh 30 - 39cm		40 5	Ryggstöd insvängd.	<input type="checkbox"/>	1512628	
	Ryggklädsel 43 rh 30 - 39cm		43	Ryggstöd insvängd.	<input type="checkbox"/>	1512631	
	Ryggklädsel 45.5 rh 30 - 39cm		45 5	Ryggstöd insvängd.	<input type="checkbox"/>	1512634	
	Ryggklädsel 48 rh 30 - 39cm		48	Ryggstöd insvängd.	<input type="checkbox"/>	1512655	
	Ryggklädsel 50.5 rh 30 - 39cm		50 5	Ryggstöd insvängd.	<input type="checkbox"/>	1512658	
	<u>Rygghöjd 40 - 49cm</u>	0680/ 0690					
	Ryggklädsel 33 rh 40 - 49cm		33	Ryggstöd insvängd.	<input type="checkbox"/>	1518670	
Ryggklädsel 35.5 rh 40 - 49cm		35 5	Ryggstöd insvängd.	<input type="checkbox"/>	1512563		
Ryggklädsel 38 rh 40 - 49cm		38	Ryggstöd insvängd.	<input type="checkbox"/>	1512605		
Ryggklädsel 40.5 rh 40 - 49cm		40 5	Ryggstöd insvängd.	<input type="checkbox"/>	1512629		
Ryggklädsel 43 rh 40 - 49cm		43	Ryggstöd insvängd.	<input type="checkbox"/>	1512632		
Ryggklädsel 45.5 rh 40 - 49cm		45 5	Ryggstöd insvängd.	<input type="checkbox"/>	1512653		
Ryggklädsel 48 rh 40 - 49cm		48	Ryggstöd insvängd.	<input type="checkbox"/>	1512656		
Ryggklädsel 50.5 rh 40 - 49cm		50 5	Ryggstöd insvängd.	<input type="checkbox"/>	1512659		


RYGGKLÄDSEL för ryggstöd insvängd fast höjd 35cm			SB	PASSAR EJ:		ARTNR
Ryggklädsel insvängd 35.5/35	0695	35 5	Ryggstöd fast höjd / höj- och sänkbar.	<input type="checkbox"/>	1517360	
Ryggklädsel insvängd 38/35		38	Ryggstöd fast höjd / höj- och sänkbar.	<input type="checkbox"/>	1517361	
Ryggklädsel insvängd 40.5/35		40 5	Ryggstöd fast höjd / höj- och sänkbar.	<input type="checkbox"/>	1517362	
Ryggklädsel insvängd 43/35		43	Ryggstöd fast höjd / höj- och sänkbar.	<input type="checkbox"/>	1517363	
Ryggklädsel insvängd 45.5/35		45 5	Ryggstöd fast höjd / höj- och sänkbar.	<input type="checkbox"/>	1517364	
Ryggklädsel insvängd 48/35		48	Ryggstöd fast höjd / höj- och sänkbar.	<input type="checkbox"/>	1517365	
Ryggklädsel insvängd 50.5/35		50	Ryggstöd fast höjd / höj- och sänkbar.	<input type="checkbox"/>	1517366	


	Utan ryggklädsel	0699			<input type="checkbox"/>		
	<b>KÖRHANDTAG FASTA</b> Körhandtag fast par	0860	SB	PASSAR EJ: Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/>	ARTNR 1511455	
	<b>KÖRHANDTAG FÄLLBARA</b> Körhandtag fällbara par	0870	SB	PASSAR EJ: Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/>	ARTNR 1511472	
	<b>KÖRHANDTAG BAKOMLIGGANDE</b> höj- och sänkbara Körhandtag korta bakomliggande h/s par	0880	SB	PASSAR EJ: Ryggstöd fast höjd 20cm Ryggstöd inbockad Ryggstativ MatrX Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/>	ARTNR 1512795	
	Körhandtag långa bakomliggande h/s par OBS! Välj dessa ihop med vårdarbroms.	0890		Ryggstöd fast höjd 20cm Ryggstöd inbockad Ryggstativ MatrX.	<input type="checkbox"/>	1512797	
	Korta: 146mm Långa: 216mm						
	<b>KÖRHANDTAGSBYGEL</b> OBS! Används för montering av huvud/nackstöd! Körhandtagsbygel m fäste f nackstöd sb 33cm		SB	PASSAR EJ:	<input type="checkbox"/>	ARTNR 1512900	
	Körhandtagsbygel m fäste f nackstöd sb 35 5cm		35 5	Ryggstöd fast höjd 20cm Ryggstöd inbockad Ryggstativ MatrX.	<input type="checkbox"/>	1530539	
	Körhandtagsbygel m fäste f nackstöd sb 38cm		38	Ryggstöd fast höjd 20cm Ryggstöd inbockad Ryggstativ MatrX.	<input type="checkbox"/>	1435750	
	Körhandtagsbygel m fäste f nackstöd sb 40 5cm		40 5	Ryggstöd fast höjd 20cm Ryggstöd inbockad Ryggstativ MatrX.	<input type="checkbox"/>	1483920	
	Körhandtagsbygel m fäste f nackstöd sb 43cm		43	Ryggstöd fast höjd 20cm Ryggstöd inbockad Ryggstativ MatrX.	<input type="checkbox"/>	1435751	
	Körhandtagsbygel m fäste f nackstöd sb 45 5cm		45 5	Ryggstöd fast höjd 20cm Ryggstöd inbockad Ryggstativ MatrX.	<input type="checkbox"/>	1483921	
	Körhandtagsbygel m fäste f nackstöd sb 48cm		48	Ryggstöd fast höjd 20cm Ryggstöd inbockad Ryggstativ MatrX.	<input type="checkbox"/>	1435752	
	Körhandtagsbygel m fäste f nackstöd sb 50 5cm		50 5	Ryggstöd fast höjd 20cm Ryggstöd inbockad Ryggstativ MatrX.	<input type="checkbox"/>	1483922	
	<b>NACKSTÖD</b> Nackstöd	0900	SB	PASSAR EJ: Ryggstöd fast höjd 20cm Ryggstöd inbockad Ryggstativ MatrX.	<input type="checkbox"/>	ARTNR 1508848	
	Överdrag f nackstöd				<input type="checkbox"/>	1518517	
	<b>HUVUDSTÖD MED SIDOSTÖD</b> sidojusterbart Huvudstöd m sidostöd	0910	SB	PASSAR EJ: Ryggstöd fast höjd 20cm Ryggstöd inbockad Ryggstativ MatrX.	<input type="checkbox"/>	ARTNR 1446559	
	Överdrag f huvudstöd m sidostöd				<input type="checkbox"/>	1518516	
	<b>HUVUDSTÖD MED KÄKSTÖD</b> sidojusterbart Huvudstöd sidojusterbart med käckstöd	0920	SB	PASSAR EJ: Ryggstöd fast höjd 20cm Ryggstöd inbockad Ryggstativ MatrX.	<input type="checkbox"/>	ARTNR SP1446560	
	Utan körhandtag	0930			<input type="checkbox"/>		
	<b>SITSKLÄDSEL</b> sittdjupet är justerbart -4cm <u>Sittdjup 40cm</u> Sitsklädsel 33/40	0940	SB	PASSAR EJ:	<input type="checkbox"/>	ARTNR 1518674	
	Sitsklädsel 35.5/40		35 5		<input type="checkbox"/>	1512243	
	Sitsklädsel 38/40		38		<input type="checkbox"/>	1512244	
	Sitsklädsel 40.5/40		40 5		<input type="checkbox"/>	1512301	
	Sitsklädsel 43/40		43		<input type="checkbox"/>	1512389	
	Sitsklädsel 45.5/40		45 5		<input type="checkbox"/>	1512393	
	Sitsklädsel 48/40		48		<input type="checkbox"/>	1512496	
	Sitsklädsel 50.5/40		50 5		<input type="checkbox"/>	1512497	
	<u>Sittdjup 45cm</u> Sitsklädsel 33/45		33		<input type="checkbox"/>	1518675	
	Sitsklädsel 35.5/45		35 5		<input type="checkbox"/>	1512498	
	Sitsklädsel 38/45		38		<input type="checkbox"/>	1512499	
	Sitsklädsel 40.5/45		40 5		<input type="checkbox"/>	1512500	
	Sitsklädsel 43/45		43		<input type="checkbox"/>	1512501	
	Sitsklädsel 45.5/45		45 5		<input type="checkbox"/>	1512502	
	Sitsklädsel 48/45		48		<input type="checkbox"/>	1512503	
	Sitsklädsel 50.5/45		50 5		<input type="checkbox"/>	1512504	
	<u>Sittdjup 50cm</u> Sitsklädsel 35.5/50		35 5		<input type="checkbox"/>	1512505	
	Sitsklädsel 38/50		38		<input type="checkbox"/>	1512506	
	Sitsklädsel 40.5/50		40 5		<input type="checkbox"/>	1512507	
	Sitsklädsel 43/50		43		<input type="checkbox"/>	1512529	
	Sitsklädsel 45.5/50		45 5		<input type="checkbox"/>	1512530	
	Sitsklädsel 48/50		48		<input type="checkbox"/>	1512547	
	Sitsklädsel 50.5/50		50 5		<input type="checkbox"/>	1512548	


SITTDYNA med tyg svart Jemima		SB	PASSAR EJ:	ARTNR
	<u>Sittdiup 40cm</u>			
	Sittdyna 34/40 Jemima	0960	33	<input type="checkbox"/> 5226506-TR18
	Sittdyna 36/40 Jemima		35 5	<input type="checkbox"/> 5104255-TR18
	Sittdyna 38/40 Jemima		38	<input type="checkbox"/> 5104317-TR18
	Sittdyna 41/40 Jemima		40 5	<input type="checkbox"/> 5103179-TR18
	Sittdyna 43/40 Jemima		43	<input type="checkbox"/> 5104262-TR18
	Sittdyna 46/40 Jemima		45 5	<input type="checkbox"/> 5103180-TR18
	Sittdyna 48/40 Jemima		48	<input type="checkbox"/> 5226509-TR18
	Sittdyna 50/40 Jemima		50 5	<input type="checkbox"/> 5104269-TR18
	<u>Sittdiup 45cm</u>	0960		
	Sittdyna 34/45 Jemima		33	<input type="checkbox"/> 5226507-TR18
	Sittdyna 36/45 Jemima		35 5	<input type="checkbox"/> 5104257-TR18
	Sittdyna 38/45 Jemima		38	<input type="checkbox"/> 5104319-TR18
	Sittdyna 41/45 Jemima		40 5	<input type="checkbox"/> 5104259-TR18
	Sittdyna 43/45 Jemima		43	<input type="checkbox"/> 5104264-TR18
	Sittdyna 46/45 Jemima		45 5	<input type="checkbox"/> 5104266-TR18
	Sittdyna 48/45 Jemima		48	<input type="checkbox"/> 5226510-TR18
	Sittdyna 50/45 Jemima		50 5	<input type="checkbox"/> 5104271-TR18
	<u>Sittdiup 50cm</u>	0960		
	Sittdyna 36/50 Jemima		35 5	<input type="checkbox"/> 1512809
	Sittdyna 38/50 Jemima		38	<input type="checkbox"/> 1495830
	Sittdyna 41/50 Jemima		40 5	<input type="checkbox"/> 1495831
	Sittdyna 43/50 Jemima		43	<input type="checkbox"/> 1495832
	Sittdyna 46/50 Jemima		45 5	<input type="checkbox"/> 1495833
	Sittdyna 48/50 Jemima		48	<input type="checkbox"/> 1495834
	Sittdyna 50/50 Jemima		50 5	<input type="checkbox"/> 1495835

Utan sittdyna	0990			<input type="checkbox"/>
---------------	------	--	--	--------------------------


Benstöd VINKELFAST 80GR överdel		SB	PASSAR EJ:	ARTNR
	Benstöd vf 80gr hö/vä svart vä	1010	Vadstöd Underbenslängd 26-28 / 47-48cm.	<input type="checkbox"/> 1493055-0509
	Benstöd vf 80gr hö/vä svart hö	1050	Vadstöd Underbenslängd 26-28 / 47-48cm.	<input type="checkbox"/> 1493055-0509


Benstöd VINKELFAST 90GR överdel		SB	PASSAR EJ:	ARTNR
	Benstöd vf 90gr hö/vä svart vä	1020	Vadstöd Fotplatteförlängare Länkhjul 7" Underbenslängd 37-39 / 47-48cm.	<input type="checkbox"/> 1493056-0509
	Benstöd vf 90gr hö/vä svart hö	1060	Vadstöd Fotplatteförlängare Länkhjul 7" Underbenslängd 37-39 / 47-48cm.	<input type="checkbox"/> 1493056-0509


Benstöd VINKELSTÄLLBART överdel		SB	PASSAR EJ:	ARTNR
	Benstöd vs aktiv u vadstöd vä	1000	Underbenslängd 26-28cm Hel fotplatta.	<input type="checkbox"/> 1508945
	Benstöd vs aktiv u vadstöd hö	1040	Underbenslängd 26-28cm Hel fotplatta.	<input type="checkbox"/> 1508948



VADSTÖD för vinkelställbart benstöd		SB	PASSAR EJ:	ARTNR
	Vadstöd tunn dyna 10x17 vä	35 5	benstöd fast vinkel 80 / 90gr.	<input type="checkbox"/> 1518616
	Vadstöd tunn dyna 10x17 hö	35 5	Benstöd fast vinkel 80 / 90gr.	<input type="checkbox"/> 1518616
	Vadstöd tunn dyna 11x17 vä	38	Benstöd fast vinkel 80 / 90gr.	<input type="checkbox"/> 1518617
	Vadstöd tunn dyna 11x17 hö	38	Benstöd fast vinkel 80 / 90gr.	<input type="checkbox"/> 1518617
	Vadstöd tunn dyna 12x17 vä	40 5-43	Benstöd fast vinkel 80 / 90gr.	<input type="checkbox"/> 1518531
	Vadstöd tunn dyna 12x17 hö	40 5-43	Benstöd fast vinkel 80 / 90gr.	<input type="checkbox"/> 1518531
	Vadstöd tunn dyna 15x17 vä	45 5-48	Benstöd fast vinkel 80 / 90gr.	<input type="checkbox"/> 1518532
	Vadstöd tunn dyna 15x17 hö	45 5-48	Benstöd fast vinkel 80 / 90gr.	<input type="checkbox"/> 1518532
	Vadstöd tunn dyna 22x17 vä	50 5	Benstöd fast vinkel 80 / 90gr.	<input type="checkbox"/> 1518533
	Vadstöd tunn dyna 22x17 hö	50 5	Benstöd fast vinkel 80 / 90gr.	<input type="checkbox"/> 1518533

Utan Benstöd vä	1030			<input type="checkbox"/>
Utan Benstöd hö	1070			<input type="checkbox"/>


	FOTPLATTA VINKELSTÄLLBAR för benstöd vinkelfast 80gr / vinkelställbart		SB	PASSAR EJ:	ARTNR	
Långt rör = 36cm  Kort rör = 24cm  	Fotplatta vs 13cm f 80gr/vs benst. kort rör vä	1120	33-35 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/>	1485430
	Fotplatta vs 13cm f 80gr/vs benst. långt rör vä		33-35 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/>	1485428
	Fotplatta vs 13cm f 80gr/vs benst. kort rör hö	1140	33-35 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/>	1485524
	Fotplatta vs 13cm f 80gr/vs benst. långt rör hö		33-35 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/>	1485429
	Fotplatta vs 15cm f 80gr/vs benst. kort rör vä	1120	38-40 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/>	1429159
	Fotplatta vs 15cm f 80gr/vs benst. långt rör vä		38-40 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/>	1429171
	Fotplatta vs 15cm f 80gr/vs benst. kort rör hö	1140	38-40 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/>	1429160
	Fotplatta vs 15cm f 80gr/vs benst. långt rör hö		38-40 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/>	1429172
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benst. kort rör vä	1120	43-45 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/>	1429163
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benst. långt rör vä		43-45 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/>	1429175
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benst. kort rör hö	1140	43-45 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/>	1429164
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benst. långt rör hö		43-45 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/>	1429176
	Fotplatta vs 18+3cm f 80gr/vs benst. kort rör vä	1120	48	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/>	1429167
	Fotplatta vs 18+3cm f 80gr/vs benst. långt rör vä		48	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/>	1429179
	Fotplatta vs 18+3cm f 80gr/vs benst. kort rör hö	1140	48	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/>	1429168
	Fotplatta vs 18+3cm f 80gr/vs benst. långt rör hö		48	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/>	1429180
	Fotplatta vs 19+3cm f 80gr/vs benst. kort rör vä	1120	50 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/>	1429169
	Fotplatta vs 19+3cm f 80gr/vs benst. långt rör vä		50 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/>	1429170
	Fotplatta vs 19+3cm f 80gr/vs benst. kort rör hö	1140	50 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/>	1429181
	Fotplatta vs 19+3cm f 80gr/vs benst. långt rör hö		50 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/>	1429182


	FOTPLATTA VINKELSTÄLLBAR för benst. vinkelfast 90gr		SB	PASSAR EJ:	ARTNR	
Långt rör = 36cm  Kort rör = 24cm  	Fotplatta vs 12+5 f 90gr benst. kort rör vä	1120	38-40 5	Benstöd vinkelfast 80gr / Vinkelställbart.	<input type="checkbox"/>	1446130
	Fotplatta vs 12+5 f 90gr benst. långt rör vä		38-40 5	Benstöd vinkelfast 80gr / Vinkelställbart.	<input type="checkbox"/>	1446136
	Fotplatta vs 12+5 f 90gr benst. kort rör hö	1140	38-40 5	Benstöd vinkelfast 80gr / Vinkelställbart.	<input type="checkbox"/>	1446131
	Fotplatta vs 12+5 f 90gr benst. långt rör hö		38-40 5	Benstöd vinkelfast 80gr / Vinkelställbart.	<input type="checkbox"/>	1446137
	Fotplatta vs 14+5 f 90gr benst. kort rör vä	1120	43-45 5	Benstöd vinkelfast 80gr / Vinkelställbart.	<input type="checkbox"/>	1446132
	Fotplatta vs 14+5 f 90gr benst. långt rör vä		43-45 5	Benstöd vinkelfast 80gr / Vinkelställbart.	<input type="checkbox"/>	1446138
	Fotplatta vs 14+5 f 90gr benst. kort rör hö	1140	43-45 5	Benstöd vinkelfast 80gr / Vinkelställbart.	<input type="checkbox"/>	1446133
	Fotplatta vs 14+5 f 90gr benst. långt rör hö		43-45 5	Benstöd vinkelfast 80gr / Vinkelställbart.	<input type="checkbox"/>	1446139
	Fotplatta vs 17+5 f 90gr benst. kort rör vä	1120	48-50 5	Benstöd vinkelfast 80gr / Vinkelställbart.	<input type="checkbox"/>	1446134
	Fotplatta vs 17+5 f 90gr benst. långt rör vä		48-50 5	Benstöd vinkelfast 80gr / Vinkelställbart.	<input type="checkbox"/>	1446140
	Fotplatta vs 17+5 f 90gr benst. kort rör hö	1140	48-50 5	Benstöd vinkelfast 80gr / Vinkelställbart.	<input type="checkbox"/>	1446135
	Fotplatta vs 17+5 f 90gr benst. långt rör hö		48-50 5	Benstöd vinkelfast 80gr / Vinkelställbart.	<input type="checkbox"/>	1446141

		SB		PASSAR EJ:	ARTNR
<b>FOTPLATTA VINKELFAST</b> för benst. vinkelfast 80gr / vinkelställbart					
Långt rör = 36cm	Fotplatta vf 19cm f 80gr/vs benst. kort rör vä	1110	38-40 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/> 1428357
Kort rör = 24cm	Fotplatta vf 19cm f 80gr/vs benst. långt rör vä		38-40 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/> 1428359
	Fotplatta vf 19cm f 80gr/vs benst. kort rör hö	1130	38-40 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/> 1428358
	Fotplatta vf 19cm f 80gr/vs benst. långt rör hö		38-40 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/> 1428360
	Fotplatta vf 21cm f 80gr/vs benst. kort rör vä	1110	43-45 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/> 1428361
	Fotplatta vf 21cm f 80gr/vs benst. långt rör vä		43-45 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/> 1428363
	Fotplatta vf 21cm f 80gr/vs benst. kort rör hö	1130	43-45 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/> 1428362
	Fotplatta vf 21cm f 80gr/vs benst. långt rör hö		43-45 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/> 1428364
	Fotplatta vf 24cm f 80gr/vs benst. kort rör vä	1110	48-50 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/> 1428365
	Fotplatta vf 24cm f 80gr/vs benst. långt rör vä		48-50 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/> 1428367
	Fotplatta vf 24cm f 80gr/vs benst. kort rör hö	1130	48-50 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/> 1428366
	Fotplatta vf 24cm f 80gr/vs benst. långt rör hö		48-50 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/> SP1428368














		SB		PASSAR EJ:	ARTNR
<b>FOTPLATTA HEL</b> vinkel- och djupjusterbar inkl. vadbånd för benst. vinkelfast 80gr					
Långt rör = 36cm	Fotplatta hel 32+2 f 80gr benst. korta rör	1100	38	Hälband benst. vinkelfast 90gr / vinkelställbart	<input type="checkbox"/> 1496945
Kort rör = 24cm	Fotplatta hel 32+2 f 80gr benst. långt rör		38	Hälband benst. vinkelfast 90gr / vinkelställbart	<input type="checkbox"/> 1496954
  	Fotplatta hel 34+2 f 80gr benst. korta rör		40 5	Hälband benst. vinkelfast 90gr / vinkelställbart	<input type="checkbox"/> 1496946
	Fotplatta hel 34+2 f 80gr benst. långt rör		40 5	Hälband benst. vinkelfast 90gr / vinkelställbart	<input type="checkbox"/> 1496955
	Fotplatta hel 37+2 f 80gr benst. korta rör		43	Hälband benst. vinkelfast 90gr / vinkelställbart	<input type="checkbox"/> 1496947
	Fotplatta hel 37+2 f 80gr benst. långt rör		43	Hälband benst. vinkelfast 90gr / vinkelställbart	<input type="checkbox"/> 1496982
	Fotplatta hel 39+2 f 80gr benst. korta rör		45 5	Hälband benst. vinkelfast 90gr / vinkelställbart	<input type="checkbox"/> 1496948
	Fotplatta hel 39+2 f 80gr benst. långt rör		45 5	Hälband benst. vinkelfast 90gr / vinkelställbart	<input type="checkbox"/> 1497004
	Fotplatta hel 42+2 f 80gr benst. korta rör		48	Hälband benst. vinkelfast 90gr / vinkelställbart	<input type="checkbox"/> 1496949
	Fotplatta hel 42+2 f 80gr benst. långt rör		48	Hälband benst. vinkelfast 90gr / vinkelställbart	<input type="checkbox"/> 1497005
	Fotplatta hel 45+2 f 80gr benst. korta rör		50 5	Hälband benst. vinkelfast 90gr / vinkelställbart	<input type="checkbox"/> 1496953
	Fotplatta hel 45+2 f 80gr benst. långt rör		50 5	Hälband benst. vinkelfast 90gr / vinkelställbart	<input type="checkbox"/> 1497006

		SB		PASSAR EJ:	ARTNR
<b>FOTPLATTA HEL</b> vinkel- och djupjusterbar inkl. vadbånd för benst. vinkelfast 90gr					
Långt rör = 36cm	Fotplatta hel 23+10cm f 90gr benst. korta rör	1100	38	Hälband benst. vinkelfast 80gr / vinkelställbart	<input type="checkbox"/> 1491247
Kort rör = 24cm	Fotplatta hel 23+10cm f 90gr benst. långt rör		38	Hälband benst. vinkelfast 80gr / vinkelställbart	<input type="checkbox"/> 1493349
	Fotplatta hel 26+10cm f 90gr benst. korta rör		40 5	Hälband benst. vinkelfast 80gr / vinkelställbart	<input type="checkbox"/> 1491248
	Fotplatta hel 26+10cm f 90gr benst. långt rör		40 5	Hälband benst. vinkelfast 80gr / vinkelställbart	<input type="checkbox"/> 1493350
	Fotplatta hel 28+10cm f 90gr benst. korta rör		43	Hälband benst. vinkelfast 80gr / vinkelställbart	<input type="checkbox"/> 1493267
	Fotplatta hel 28+10cm f 90gr benst. långt rör		43	Hälband benst. vinkelfast 80gr / vinkelställbart	<input type="checkbox"/> 1493351
	Fotplatta hel 31+10cm f 90gr benst. korta rör		45 5	Hälband benst. vinkelfast 80gr / vinkelställbart	<input type="checkbox"/> 1493268
	Fotplatta hel 31+10cm f 90gr benst. långt rör		45 5	Hälband benst. vinkelfast 80gr / vinkelställbart	<input type="checkbox"/> 1493358
	Fotplatta hel 33+10cm f 90gr benst. korta rör		48	Hälband benst. vinkelfast 80gr / vinkelställbart	<input type="checkbox"/> 1493269
	Fotplatta hel 33+10cm f 90gr benst. långt rör		48	Hälband benst. vinkelfast 80gr / vinkelställbart	<input type="checkbox"/> 1493359
	Fotplatta hel 36+10cm f 90gr benst. korta rör		50 5	Hälband benst. vinkelfast 80gr / vinkelställbart	<input type="checkbox"/> 1493270
	Fotplatta hel 36+10cm f 90gr benst. långt rör		50 5	Hälband benst. vinkelfast 80gr / vinkelställbart	<input type="checkbox"/> 1493377







		SB		PASSAR EJ:	ARTNR
<b>HÄLBAND</b>					
	Hälband med fästpinne par	1340		Fotplatta hel.	<input type="checkbox"/> 5321579

		SB		PASSAR EJ:	ARTNR
<b>VADBAND</b>					
	Ingår vid beställning av hel fotplatta				
	Vadbånd justerbart	1351			<input type="checkbox"/> 1433580











	<b>benst. AMPUTATION</b>		<b>SB</b>	<b>PASSAR EJ:</b>	<b>ARTNR</b>	
	Benstöd amputation sb 39-43cm vä	1360	38-43		<input type="checkbox"/>	1429192-0509
	Benstöd amputation sb 39-43cm hö	1370	38-43		<input type="checkbox"/>	1429191-0509
	Benstöd amputation sb 45.5-50.5cm vä	1360	45 5-50 5		<input type="checkbox"/>	1429211-0509
	Benstöd amputation sb 45.5-50.5cm hö	1370	45 5-50 5		<input type="checkbox"/>	1429212-0509
	<b>SIDOSKYDD</b>		<b>SB</b>	<b>PASSAR EJ:</b>	<b>ARTNR</b>	
	Sidoskydd vä	1150		Bord.	<input type="checkbox"/>	1491238
	Sidoskydd hö	1230		Bord.	<input type="checkbox"/>	1491237
	<b>DÄCKSKYDD</b>		<b>SB</b>	<b>PASSAR EJ:</b>	<b>ARTNR</b>	
	Däckskydd hög vä	1160		Drivhjulinfästning förlängd Bålstöd vä Bord.	<input type="checkbox"/>	1512845
	Däckskydd hög hö	1240		Drivhjulinfästning förlängd Bålstöd hö Bord.	<input type="checkbox"/>	1512844
	Däckskydd låg vä	1160		Drivhjulinfästning förlängd Bålstöd vä Bord.	<input type="checkbox"/>	1512847
	Däckskydd låg hö	1240		Drivhjulinfästning förlängd Bålstöd hö Bord.	<input type="checkbox"/>	1512846
	<b>Välja däckskydd</b>					
	Drivhjul	SH bak	Välj			
			Däckskydd			
		SHr (cm)				
	22"	38-39				
	24"+25"	40-44	Hög			
	26"	41-46				
	22"	40-45				
	24"+25"	45-48	Låg			
	26"	47-49				
	<b>ARMSTÖD RIO</b>		<b>SB</b>	<b>PASSAR EJ:</b>	<b>ARTNR</b>	
	Armstöd Rio kort dyna 28cm vä	1170		Bord.	<input type="checkbox"/>	1435461
	Armstöd Rio lång dyna 38cm vä	1180			<input type="checkbox"/>	1435487
	Armstöd Rio kort dyna 28cm hö	1250		Bord.	<input type="checkbox"/>	1435460
	Armstöd Rio lång dyna 38cm hö	1260			<input type="checkbox"/>	1435486
	<b>ARMSTÖD FLIP-UP</b>		<b>SB</b>	<b>PASSAR EJ:</b>	<b>ARTNR</b>	
	Armstöd Flip-Up kort dyna 28cm inkl. fäste vä	1190		Bålstöd vä Armstödslåsning Bord.	<input type="checkbox"/>	1435459 + 1512698
	Armstöd Flip-Up lång dyna 38cm inkl. fäste vä	1200		Bålstöd vä Armstödslåsning.	<input type="checkbox"/>	1435489 + 1512698
	Armstöd Flip-Up kort dyna 28cm inkl. fäste hö	1270		Bålstöd hö Armstödslåsning Bord.	<input type="checkbox"/>	1435458 + 1512698
	Armstöd Flip-Up lång dyna 38cm inkl. fäste hö	1280		Bålstöd hö Armstödslåsning.	<input type="checkbox"/>	1435488 + 1512698
	<b>ARMSTÖD HEMI vridbart</b>		<b>SB</b>	<b>PASSAR EJ:</b>	<b>ARTNR</b>	
	Armstöd hemi vä	1210		Bord.	<input type="checkbox"/>	1492901
	Armstöd hemi hö	1290		Bord.	<input type="checkbox"/>	1492900
	Utan armstöd vä	1300			<input type="checkbox"/>	
	Utan armstöd hö	1300			<input type="checkbox"/>	
	<b>RYGGKILAR</b>		<b>SB</b>	<b>PASSAR EJ:</b>	<b>ARTNR</b>	
	Ryggkilar par	1310			<input type="checkbox"/>	SP1513037
	<b>BÅLSTÖD STANDARD DYNA</b>		<b>SB</b>	<b>PASSAR EJ:</b>	<b>ARTNR</b>	
	Bålstöd standard dyna sw inkl fäste vä	1320		Ryggstöd fast höjd Ryggstativ MatrX Ryggstöd inbockad Armstöd Flip-Up / Däckskydd på samma sida.	<input type="checkbox"/>	1552739
	Bålstöd standard dyna sw inkl fäste hö	1330		Ryggstöd fast höjd Ryggstativ MatrX Ryggstöd inbockad Armstöd Flip-Up / Däckskydd på samma sida.	<input type="checkbox"/>	1552740
	<b>BÅLSTÖD MULTIJUSTERBAR DYNA</b>		<b>SB</b>	<b>PASSAR EJ:</b>	<b>ARTNR</b>	
	Bålstöd multi vä inkl fäste	1335		Ryggstöd fast höjd Ryggstativ MatrX Ryggstöd inbockad Armstöd Flip-Up / Däckskydd på samma sida.	<input type="checkbox"/>	1530502
	Bålstöd multi hö inkl fäste	1336		Ryggstöd fast höjd Ryggstativ MatrX Ryggstöd inbockad Armstöd Flip-Up / Däckskydd på samma sida.	<input type="checkbox"/>	1530501
	<b>RAMFÄRG</b>		<b>SB</b>	<b>PASSAR EJ:</b>	<b>ARTNR</b>	
	Anthracite Svart	1380			<input type="checkbox"/>	
	Pärlgrå	1390			<input type="checkbox"/>	
	Blå	1400			<input type="checkbox"/>	
	Röd	1410			<input type="checkbox"/>	
Orange	1420				<input type="checkbox"/>	
				<b>För information om val av sitthöjd fram och bak i kombination med olika länk- och drivhjul - se Sitthöjdstabellen på sid 13-15.</b>		



LÄNKHJUL INKL. GAFFEL		SB	PASSAR EJ:	ARTNR	
Länkhjulsinfästning par kpl OBS! Ingår alltid.	1430			<input checked="" type="checkbox"/> 1512242	
Länkhjul 75x24mm (3") massivt gaffel 75 smal	1440			<input type="checkbox"/> 1512762	
Länkhjul 75x24mm (3") massivt gaffel 110 smal				<input type="checkbox"/> 1512763	
Länkhjul 75x24mm (3") massivt gaffel 150 smal				<input type="checkbox"/> 1512764	
Länkhjul 100x27mm (4") massivt gaffel 75 smal	1450			<input type="checkbox"/> 1512765	
Länkhjul 100x27mm (4") massivt gaffel 110 smal				<input type="checkbox"/> 1512766	
Länkhjul 100x27mm (4") massivt gaffel 150 smal				<input type="checkbox"/> 1512767	
Länkhjul 125x27mm (5") massivt gaffel 110 smal	1460			<input type="checkbox"/> 1512768	
Länkhjul 125x27mm (5") massivt gaffel 150 smal				<input type="checkbox"/> 1512769	
Länkhjul 140x40mm (5 5") massivt gaffel 110 bred	1470			<input type="checkbox"/> 1512770	
Länkhjul 140x40mm (5 5") massivt gaffel 150 bred				<input type="checkbox"/> 1512771	
Länkhjul 150x30mm (6") massivt gaffel 110 smal	1485			<input type="checkbox"/> 1555788	
Länkhjul 150x30mm (6") massivt gaffel 150 smal				<input type="checkbox"/> 1555789	
Länkhjul 150x30mm (6") mass. mjukt gaffel 110 smal	1490			<input type="checkbox"/> 1512774	
Länkhjul 150x30mm (6") mass. mjukt gaffel 150 smal				<input type="checkbox"/> 1512775	
Länkhjul 150x32mm (6") luftp gaffel 110 smal	1500			<input type="checkbox"/> 1512776	
Länkhjul 150x32mm (6") luftp gaffel 150 smal				<input type="checkbox"/> 1512777	
Länkhjul 175x45mm (7") luftp gaffel 110 bred	1510		benst. vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/> 1512780	
Länkhjul 175x45mm (7") luftp gaffel 150 bred			benst. vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/> 1512781	
Länkhjul 175x45mm (7") massivt gaffel 110 bred	1520		benst. vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/> 1512778	
Länkhjul 175x45mm (7") massivt gaffel 150 bred			benst. vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/> 1512779	



Drivhjul	DRIVHJUL med		SB	PASSAR EJ:	ARTNR	
	Luftpumpat 1" lågprofil/finmönstrat högtryck däck					
	Drivhjul Sport 24" luft lp högtryck alu drivring	1560		Enarmsdrift Vårdarbroms Ekerskydd.	<input type="checkbox"/> 1483924	
	Drivhjul Sport 24" luft Marathon Ev högtr alu drivr.	1570		Enarmsdrift Vårdarbroms Ekerskydd.	<input type="checkbox"/> 1532186	
Sport	Drivhjul 24" luft lågprofil rostfri drivring	1571		Enarmsdrift Vårdarbroms Ekerskydd.	<input type="checkbox"/> 1531063	
	Drivhjul 25" luft lågprofil högtryck alu drivring	1590		Enarmsdrift Vårdarbroms Ekerskydd.	<input type="checkbox"/> 1508583	
Luft lågprofil	Drivhjul 26" luft lågprofil högtryck alu drivring	1600		Enarmsdrift Vårdarbroms Ekerskydd.	<input type="checkbox"/> 1508584	
	Drivhjul Spinerger 24" luft Marathon Ev högtr titan drivr.	1585		Enarmsdrift Vårdarbroms Ekerskydd.	<input type="checkbox"/> 1497787	
Spinerger	Drivhjul Spider 24" luft lp högtr alu drivring	1580		Enarmsdrift Vårdarbroms Ekerskydd.	<input type="checkbox"/> 5750796	
Däck						
						
Lågprofil						
Marathon Ev.						




För information om val av sitthöjd fram och bak i kombination med olika länk- och drivhjul - se Sitthöjdstabellen på sid 13-15.



Däck	DRIVHJUL STANDARD 24"	SB	PASSAR EJ:	ARTNR	
 Finmönstrat	<u>24" x 1 3/8" luftpumpat finmönstrat</u>				
	Drivhjul 24" luft finmön alu drivring		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1524029	
	Drivhjul 24" luft finmön plastad drivring		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1524163	
	Drivhjul 24" luft finmön rostfri drivring		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1530763	
	Drivhjul 24" luft finmönstrat geléplast drivring		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1531462	
	Drivhjul 24" luft finmönstrat black grip drivring		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1531538	
	 Grovmönstrat	<u>24" x 1 3/8" luftpumpat grovmönstrat</u>			
		Drivhjul 24" luft grovmön alu drivring		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1524030
		Drivhjul 24" luft grovmön plastad drivring		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1524186
		Drivhjul 24" luft grovmön rostfri drivring		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1530764
		Drivhjul 24" luft grovmönstrat geléplast drivring		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1531508
		Drivhjul 24" luft grovmönstrat black grip drivring		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1531563
 Massivt	<u>24" x 1 3/8" massivt finmönstrat</u>				
	Drivhjul 24" mass finmön alu drivring		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1524050	
	Drivhjul 24" mass finmön plastad drivring		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1524188	
	Drivhjul 24" mass finmön rostfri drivring		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1530762	
	Drivhjul 24" mass finmön geléplast drivring		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1531531	
	Drivhjul 24" mass finmön black grip drivring		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1531564	
 Punkteringsfritt	<u>24" x 1 3/8" punkteringsfritt grovmönstrat</u>				
	Drivhjul 24" pkt grovmön alu drivring		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1524150	
	Drivhjul 24" pkt grovmön plastad drivring		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1524189	
	Drivhjul 24" pkt grovmön rostfri drivring		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1531129	
	Drivhjul 24" pkt grovmön geléplast drivring		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1531532	
	Drivhjul 24" pkt grovmön black grip drivring		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1531565	
 Marathon Evolution	<u>24" x 1" luftpumpat Marathon Evolution</u>				
	Drivhjul 24" luft Marathon Ev högtr alu drivring		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1532143	
	Drivhjul 24" luft Marathon Ev högtr plastad drivring		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1532183	
	Drivhjul 24" luft Marathon Ev högtr rostfri drivring		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1532144	
	Drivhjul 24" luft Marathon Ev högtr geléplast drivr.		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1532184	
	Drivhjul 24" luft Marathon Ev högtr black grip drivr.		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1532185	
<b>Däck</b>	<b>DRIVHJUL STANDARD 22"</b>	<b>SB</b>	<b>PASSAR EJ:</b>	<b>ARTNR</b>	
 Luft finmönstrat Grovmönstrat	<u>22" x 1 3/8" luftpumpat finmönstrat</u>				
	Drivhjul 22" luft finmön alu drivring		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1523948	
	Drivhjul 22" luft finmön plastad drivring		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1524023	
	 Massivt Punkteringsfritt	<u>22" x 1 3/8" luftpumpat grovmönstrat</u>			
		Drivhjul 22" luft grovmön alu drivring		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1523949
		Drivhjul 22" luft grovmön plastad drivring		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1524024
		<u>22" x 1 3/8" massivt finmönstrat</u>			
		Drivhjul 22" mass finmön alu drivring		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1524021
		Drivhjul 22" mass finmön plastad drivring		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1524027
		<u>22" x 1 3/8" punkteringsfritt grovmönstrat</u>			
		Drivhjul 22" pkt grovmönstrat alu drivring		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1524022
		Drivhjul 22" pkt grovmönstrat plastad drivring		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1524028


För information om val av sitthöjd fram och bak i kombination med olika länk- och drivhjul - se Sitthöjdstabellen på sid 13-15.


	DRIVHJUL FÖR VÅRDARBROMS (VB) 24"	SB	PASSAR EJ:	ARTNR		
<p>Däck</p>  <p>Luft finnönstrat Grovönstrat</p>  <p>Massivt Punkteringsfritt</p>	<b>24" x 13/8" luftpumpat finnönstrat</b> Drivhjul 24" VB luft finnönstrat alu drivring Drivhjul 24" VB luft finnönstrat plastad drivring Drivhjul 24" VB luft finnönstrat rostfri drivring <b>24" x 13/8" luftpumpat grovönstrat</b> Drivhjul 24" VB luft grovönstrat alu drivring Drivhjul 24" VB luft grovönstrat plastad drivring Drivhjul 24" VB luft grovönstrat rostfri drivring <b>24" x 13/8" massivt finnönstrat</b> Drivhjul 24" VB massivt finnönstrat alu drivring Drivhjul 24" VB massivt finnönstrat plastad drivring Drivhjul 24" VB massivt finnönstrat rostfri drivring <b>24" x 13/8" punkteringsfritt grovönstrat</b> Drivhjul 24" VB pkt grovönstrat alu drivring Drivhjul 24" VB pkt grovönstrat plastad drivring Drivhjul 24" VB pkt grovönstrat rostfri drivring		Enarmsdrift. Enarmsdrift. Enarmsdrift. Enarmsdrift. Enarmsdrift. Enarmsdrift. Enarmsdrift. Enarmsdrift. Enarmsdrift. Enarmsdrift. Enarmsdrift. Enarmsdrift. Enarmsdrift.	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; color: red; font-size: small;">             För information om val av sitthöjd fram och bak i kombination med olika länk- och drivhjul - se Sitthöjdstabellen på sid 13-15.           </div>	<input type="checkbox"/> 1524436 <input type="checkbox"/> 1524513 <input type="checkbox"/> 1531064 <input type="checkbox"/> 1524437 <input type="checkbox"/> 1524514 <input type="checkbox"/> 1531080 <input type="checkbox"/> 1524447 <input type="checkbox"/> 1524515 <input type="checkbox"/> 1531127 <input type="checkbox"/> 1524512 <input type="checkbox"/> 1524516 <input type="checkbox"/> 1531128	


	DRIVHJUL FÖR VÅRDARBROMS (VB) 22"	SB	PASSAR EJ:	ARTNR		
<p>Däck</p>  <p>Luft finnönstrat Grovönstrat</p>  <p>Massivt Punkteringsfritt</p>	<b>22" x 13/8" luftpumpat grovönstrat</b> Drivhjul 22" VB luft grovönstrat alu drivring Drivhjul 22" VB luft grovönstrat plastad drivring <b>22" x 13/8" luftpumpat finnönstrat</b> Drivhjul 22" VB luft finnönstrat alu drivring Drivhjul 22" VB luft finnönstrat plastad drivring <b>22" x 13/8" massivt finnönstrat</b> Drivhjul 22" VB massivt finnönstrat alu drivring Drivhjul 22" VB massivt finnönstrat plastad drivring <b>22" x 13/8" punkteringsfritt grovönstrat</b> Drivhjul 22" VB pkt grovönstrat alu drivring Drivhjul 22" VB pkt grovönstrat plastad drivring		Enarmsdrift. Enarmsdrift. Enarmsdrift. Enarmsdrift. Enarmsdrift. Enarmsdrift. Enarmsdrift. Enarmsdrift. Enarmsdrift.	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; color: red; font-size: small;">             För information om val av sitthöjd fram och bak i kombination med olika länk- och drivhjul - se Sitthöjdstabellen på sid 13-15.           </div>	<input type="checkbox"/> 1524290 <input type="checkbox"/> 1524361 <input type="checkbox"/> 1524289 <input type="checkbox"/> 1524337 <input type="checkbox"/> 1524291 <input type="checkbox"/> 1524388 <input type="checkbox"/> 1524292 <input type="checkbox"/> 1524435	
















	DRIVHJULSINFÄSTNING	SB	PASSAR EJ:	ARTNR	
  	<b>Drivhjulinfästning 3gr par</b> (3gr cambervinkel) <b>Drivhjulinfästning par</b> (0gr cambervinkel) <b>Drivhjulinfästning förlängd par</b> (0gr cambervinkel)	1730 1760 1730 1750 1740 1750	Vårdarbroms Enarmsdrift. Enarmsdrift. Broms Active Tippskydd Swing away Däckskydd Vårdarbroms. Enarmsdrift.	<input type="checkbox"/> SP1511930 <input type="checkbox"/> SP1511869 <input type="checkbox"/> SP1512236	

	ENARMSDRIFT 0gr camber alu drivring	SB	PASSAR EJ:	ARTNR	
  <p>Däck: Luftpumpat Massivt</p>	<b>Enarmsdrift 24 tum luft 35.5-40.5</b> luftpumpade grovönstrade däck <b>Enarmsdrift 24 tum luft 43-48</b> luftpumpade grovönstrade däck <b>Enarmsdrift 24 tum luft 50.5</b> luftpumpade grovönstrade däck <b>Enarmsdrift 24 tum mass 35.5-40.5</b> massiva finnönstrade däck <b>Enarmsdrift 24 tum mass 43-48</b> massiva finnönstrade däck <b>Enarmsdrift 24 tum mass 50.5</b> massiva finnönstrade däck	35 5- 40 5 43-48 50 5 35 5 - 40 5 43-48 50 5	Vårdarbroms Drivhjulinfästning Ekerskydd Kryckkäppshållare SH bak 38 /39 / 47cm. Vårdarbroms Drivhjulinfästning Ekerskydd Kryckkäppshållare SH bak 38 /39 / 47cm. Vårdarbroms Drivhjulinfästning Ekerskydd Kryckkäppshållare SH bak 38 /39 / 47cm. Vårdarbroms Drivhjulinfästning Ekerskydd Kryckkäppshållare SH bak 38 /39 / 47cm. Vårdarbroms Drivhjulinfästning Ekerskydd Kryckkäppshållare SH bak 38 /39 / 47cm. Vårdarbroms Drivhjulinfästning Ekerskydd Kryckkäppshållare SH bak 38 /39 / 47cm.	<input type="checkbox"/> 1512860 <input type="checkbox"/> 1512861 <input type="checkbox"/> 1512862 <input type="checkbox"/> 1512863 <input type="checkbox"/> 1512864 <input type="checkbox"/> 1512865	





	EKERSKYDD	SB	PASSAR EJ:	ARTNR	
	<b>Ekerskydd 22 tum neutral</b> <b>Ekerskydd 24 tum neutral</b>	1770	Enarmsdrift Drivhjul Sport / Spinerger / Spider. Enarmsdrift Drivhjul Sport / Spinerger / Spider.	<input type="checkbox"/> 5102800 <input type="checkbox"/> 5102807	

	BROMS STANDARD	SB	PASSAR EJ:	ARTNR	
	<b>Broms standard m fäste par</b>	1780		<input type="checkbox"/> 1512662	

	BROMS ACTIVE	SB	PASSAR EJ:	ARTNR	
	<b>Broms active par</b>	1800	Bromsspaksförlängare Sittbredd 33cm Sittdjup 40cm.	<input type="checkbox"/> 1512665	

	<b>BROMS ENARM inkl. fällbar bromsopaksförlängare</b> Broms enarms f vä kpl m fäste Broms enarms f hö kpl m fäste	1810 1820	38-50 5 38-50 5	<b>PASSAR EJ:</b> Enarmsdrift hö. Enarmsdrift vä.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ARTNR 1512669 1512670	
	<b>BROMSPAKSFÖRLÄNGARE</b> Bromsarm förlängd vä Bromsarm förlängd hö	1840 1850		<b>PASSAR EJ:</b> Broms active. Broms active.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ARTNR 5203340 5203340	
	<b>VÅRDARBOMS</b> Bromssats VB kpl par			<b>PASSAR EJ:</b> Ryggstöd fast höjd 20cm Ryggstöd insvängd Ryggstativ Matrx Körhandtag fasta / fällbara / bakomliggande korta Enarmsdrift Sitthöjd bak 47cm Drivhjul standard / 25" / 26" / Sport / Spider / Spinergy Drivhjulinfästning förlängt Cambervinkel 3gr.	<input type="checkbox"/>	ARTNR SP1536467	
	<b>BÄLTE</b> Midjebälte m billäs OBS! Krävs om rullstolen skall användas som sittplats i ett fordon.	1830		<b>PASSAR EJ:</b>	<input type="checkbox"/>	ARTNR 1551066	
	<b>ARMSTÖDSLÄSNING</b> Armstödslåsning	1860		<b>PASSAR EJ:</b> Armstöd Flip-Up.	<input type="checkbox"/>	ARTNR 1560734	
	<b>TIPPSKYDD SWING AWAY</b> Tippskydd swing away vä Tippskydd swing away hö Tippskydd enarmsdrift vä Tippskydd enarmsdrift hö	1870 1880		<b>PASSAR EJ:</b> Kryckkäppshållare vä Enarmsdrift Sitthöjd bak 38-39cm. Kryckkäppshållare hö Enarmsdrift Sitthöjd bak 38-39cm. Kryckkäppshållare. Kryckkäppshållare.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ARTNR SP1512715 SP1512716 1512853 1512854	
	<b>TIPPSKYDD FÖRLÄNGD inkl. tramprör</b> Tippskydd förlängd vä Tippskydd förlängd hö	1871 1881		<b>PASSAR EJ:</b> Tramprör Enarmsdrift. Tramprör Enarmsdrift.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ARTNR 1518488 1518488	
	Utan tippskydd				<input type="checkbox"/>		
	<b>REFLEXER</b> Reflexsats	1890		<b>PASSAR EJ:</b>	<input type="checkbox"/>	ARTNR 5206640	
	<b>Bord (Monteringssats bord medföljer)</b> Bord kpl Small Bord kpl Medium Bord kpl Large	1900	35 5-38 40 5-43 45 5-50 5	<b>PASSAR EJ:</b> Sidoskydd Däckskydd Armstöd med kort dyna / hemi. Sidoskydd Däckskydd Armstöd med kort dyna / hemi. Sidoskydd Däckskydd Armstöd med kort dyna / hemi.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ARTNR SP1567517 SP1567518 SP1567519	
	<b>STOPPNING FÖR BORD</b> Stoppning bord small Stoppning bord medium Stoppning bord large	1901	35 5-38 40 5-43 45 5-48	<b>PASSAR EJ:</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ARTNR SP1570746 SP1571269 SP1571270	
	<b>LÅSSATS FÖR BORD</b> Låssats bord 2014	1910		<b>PASSAR EJ:</b>	<input type="checkbox"/>	ARTNR SP1572460	
	<b>MONTERINGSSATS FÖR BORD</b> OBS! Endast vid beställning av fäste UTAN bord Monteringssats bord	1920		<b>PASSAR EJ:</b>	<input type="checkbox"/>	ARTNR SP1570745	
	<b>PUMP</b> Pump	1930		<b>PASSAR EJ:</b>	<input type="checkbox"/>	ARTNR 5750729	
	<b>KRYCKKÄPPSHÅLLARE</b> Kryckkäppshållare vä Kryckkäppshållare hö	1940 1950		<b>PASSAR EJ:</b> Enarmsdrift Tippskydd Swing-away vä. Enarmsdrift Tippskydd Swing-away hö.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ARTNR 5106390 5106390	
	<b>TRAMPRÖR</b> Tramprör rakt vä Tramprör rakt hö	1960 1970		<b>PASSAR EJ:</b> Tippskydd förlängd. Tippskydd förlängd.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ARTNR 1493346 1493346	

OBS! TILLBEHÖREN NEDAN LEVERERAS SEPARAT OCH KOMMER INTE ATT VARA MONTERADE PÅ RULLSTOLEN

	<b>RATTVREDSSATS FÖR NACK- / HUVUDSTÖD</b> Rattvredsats f huvud/nackstöd		<b>SB</b>	<b>PASSAR EJ:</b>	<input type="checkbox"/> ARTNR 1445693	
	<b>ARMSTÖDSÖVERDRAG</b> Armstödsöverdrag Rio kort plysch hö/vä st Armstödsöverdrag Rio kort plysch hö/vä st Armstödsöverdrag Rio lång plysch hö/vä st Armstödsöverdrag Rio lång plysch hö/vä st		<b>SB</b>	<b>PASSAR EJ:</b>	<input type="checkbox"/> SP1574539 <input type="checkbox"/> SP1574539 <input type="checkbox"/> SP1574609 <input type="checkbox"/> SP1574609	
	<b>FOTPLATTEFÖRLÄNGARE</b> Fotplatteförlängare 15cm f 14-15cm bred fotpl. par Fotplatteförlängare 17cm f 17-19cm bred fotpl. par		<b>SB</b> 38-40 5 43-50 5	<b>PASSAR EJ:</b> Fotplatta vinkelfast Fotplatta f benst. 90gr. Fotplatta vinkelfast Fotplatta f benst. 90gr.	<input type="checkbox"/> SP5255297 <input type="checkbox"/> SP5255299	
	<b>POLSTRING FOTPLATTA</b> Polstring fotplatta vs l=170 vä Polstring fotplatta vs l=170 hö		<b>SB</b>	<b>PASSAR EJ:</b> Fotplatta vinkelfast Fotplatta f benst. 90gr. Fotplatta vinkelfast Fotplatta f benst. 90gr.	<input type="checkbox"/> SP1563946 <input type="checkbox"/> SP1563946	

### XLT SWING

SHf	SHr							L=75	L=110	L=150	mm	
	1	2	3	4	5	6	7	*				
<b>22"</b>												
39					39	38				2		75 (3")
40				40	39	38				1		75 (3")
41			41	40	39	38				2		100 (4")
42			41-42	40	39	38				1		100 (4")
43		43	41-42	40	39	38				2		75 (3")
43		43	41-42	40	39	38				4		125 (5")
43		43	41-42	40	39	38				3		100 (4")
43		43	41-42	40	39	38				1		125 (5")
44		43	41-42	40	39	38				4		140 (5,5")
44		43	41-42	40	39	38				1		75 (3")
44		43	41-42	40	39	38				3		125 (5")
44		43	41-42	40	39	38				2		100 (4")
45	44	43	41-42	40	39	38		* D1-2 (SD40)		3		140 (5,5")
45	44	43	41-42	40	39	38				1		100 (4")
45	44	43	41-42	40	39	38				2		125 (5")
45	44	43	41-42	40	39	38		* D1-4 (SD40)		3		150 (6")
46	44	43	41-42	40	39					2		140 (5,5")
47	44	43	41-42	40	39					1		125 (5")
47	44	43	41-42	40	39			* D1-2 (SD40)		2		150 (6")
47	44	43	41-42	40	39						2	75 (3")
47	44	43	41-42	40	39						3	100 (4")
47	44	43	41-42	40	39						4	125 (5")
47	44	43	41-42	40				* D1-2 (SD40)		1		140 (5,5")
48	44	43	41-42	40				* D1-2 (SD40)			4	140 (5,5")
48	44	43	41-42	40				* D1-3 (SD40)		1		150 (6")
48	44	43	41-42	40				* D1-6 (SD40)		2		180 (7")
48	44	43	41-42	40							1	75 (3")
48	44	43	41-42	40							2	100 (4")
48	44	43	41-42	40							3	125 (5")
48	44	43	41-42	40				* D1-2 (SD40)		4		150 (6")
49	44	43	41-42								3	140 (5,5")
49	44	43	41-42					* C1-2, D1-6 (SD40) + D1-2 (SD45)		1		180 (7")
49	44	43	41-42								1	100 (4")
50	44	43	41-42								2	125 (5")
50	44	43	41-42					* D1-2 (SD40)			3	150 (6")
50	44	43	41-42					* D1-6 (SD40)			4	180 (7")
50	44	43									2	140 (5,5")
51	44	43									1	125 (5")
51	44	43									2	150 (6")
51	44	43						* C1, D1-6 (SD40) + D1			3	180 (7")
51	44										1	140 (5,5")
52	44							* D1-6 (SD40)			1	150 (6")
52	44							* D1-6 (SD40)			2	180 (7")

\* = Not applicable  
SD = seat depth

ALISTING

SHf	SHr						L=75	L=110	L=150	mm
	1	2	3	4	5	6				
<b>24"/25" Low profile</b>										
40						40		2		75 (3")
41					41	40		1		75 (3")
41					41	40		2		100 (4")
42					41-42	40		1		100 (4")
43				43	41-42	40		2		75 (3")
43				43	41-42	40		4		125 (5")
43				43	41-42	40		3		100 (4")
43				43	41-42	40		1		125 (5")
44			44	43	41-42	40	* D4-6 (SD40)	4		140 (5,5")
44			44	43	41-42	40		1		75 (3")
44			44	43	41-42	40		3		125 (5")
44			44	43	41-42	40		2		100 (4")
45		45	44	43	41-42	40	* D3-6 (SD40)	3		140 (5,5")
45		45	44	43	41-42	40		1		100 (4")
45		45	44	43	41-42	40		2		125 (5")
45		45	44	43	41-42	40	* D1-6 (SD40)	3		150 (6")
46	46	45	44	43	41-42	40	* D2-5 (SD40)	2		140 (5,5")
47	46	45	44	43	41-42	40	* D1 (SD40)	1		125 (5")
47	46	45	44	43	41-42	40	* D2-6 (SD40)	2		150 (6")
47	46	45	44	43	41-42	40			2	75 (3")
47	46	45	44	43	41-42	40			3	100 (4")
47	46	45	44	43	41-42	40			4	125 (5")
47	46	45	44	43	41-42	40	* D1-5 (SD40)	1		140 (5,5")
48	46	45	44	43	41-42	40	* D1-4 (SD40)		4	140 (5,5")
48	46	45	44	43	41-42	40		1		150 (6")
48	46	45	44	43	41-42	40		2		180 (7")
48	46	45	44	43	41-42	40			1	75 (3")
48	46	45	44	43	41-42	40			2	100 (4")
48	46	45	44	43	41-42	40			3	125 (5")
48	46	45	44	43	41-42	40	* D1-6 (SD40)		4	150 (6")
49	46	45	44	43	41-42		* D1-4 (SD40)		3	140 (5,5")
49	46	45	44	43	41-42			1		180 (7")
49	46	45	44	43	41-42				1	100 (4")
50	46	45	44	43	41-42				2	125 (5")
50	46	45	44	43	41-42		* D1-6 (SD40)		3	150 (6")
50	46	45	44	43			* C1-7,D1-6 (SD40) + D1-6 (SD45)		4	180 (7")
50	46	45	44	43			* D1-3 (SD40)		2	140 (5,5")
51	46	45	44	43					1	125 (5")
51	46	45	44	43			* D1-6 (SD40)		2	150 (6")
51	46	45	44	43			* C1-6,D1-6 (SD40) + D1-6 (SD45)		3	180 (7")
51	46	45	44				* D1-3 (SD40)		1	140 (5,5")
52	46	45	44				* D1-6 (SD40)		1	150 (6")
52	46	45	44				* C1-6,D1-6 (SD40) + D1-6 (SD45)		2	180 (7")

INVACARE® XLT

\* = Not applicable  
SD =seat depth



### XLT SWING

SHf	SHr						L=75	L=110	L=150	mm
	1	2	3	4	5	6				
<b>26" Low profile</b>										
41					41		1			75 (3")
41					41		2			100 (4")
42					42	41	1			100 (4")
43					42-43	41		2		75 (3")
43					42-43	41		4		125 (5")
43					42-43	41		3		100 (4")
43					42-43	41		1		125 (5")
44				44	42-43	41		4		140 (5.5")
44					42-43	41		1		75 (3")
44				44	42-43	41		3		125 (5")
44				44	42-43	41		2		100 (4")
45				45	44	42-43	41	3		140 (5.5")
45				45	44	42-43	41	1		100 (4")
45				45	44	42-43	41	2		125 (5")
45				45	44	42-43	41	3		150 (6")
46		46	45	44	42-43	41		2		140 (5.5")
47	47	46	45	44	42-43	41		1		125 (5")
47	47	46	45	44	42-43	41		2		150 (6")
47	47	46	45	44	42-43	41			2	75 (3")
47	47	46	45	44	42-43	41			3	100 (4")
47	47	46	45	44	42-43	41			4	125 (5")
47	47	46	45	44	42-43	41		1		140 (5.5")
48	47	46	45	44	42-43	41			4	140 (5.5")
48	47	46	45	44	42-43	41		1		150 (6")
48	47	46	45	44	42-43	41		2		180 (7")
48	47	46	45	44	42-43	41			1	75 (3")
48	47	46	45	44	42-43	41			2	100 (4")
48	47	46	45	44	42-43	41			3	125 (5")
48	47	46	45	44	42-43	41			4	150 (6")
49	47	46	45	44	42-43	41			3	140 (5.5")
49	47	46	45	44	42-43	41		1		180 (7")
49	47	46	45	44	42-43	41			1	100 (4")
50	47	46	45	44	42-43	41			2	125 (5")
50	47	46	45	44	42-43	41			3	150 (6")
50	47	46	45	44	42-43	41			4	180 (7")
50	47	46	45	44	42-43				2	140 (5.5")
51	47	46	45	44	42-43				1	125 (5")
51	47	46	45	44	42-43				2	150 (6")
51	47	46	45	44	42-43				3	180 (7")
51	47	46	45	44					1	140 (5.5")
52	47	46	45	44					1	150 (6")
52	47	46	45	44					2	180 (7")

\* = Not applicable  
SD =seat depth