

NordBed™ Sängtillbehör



För olika behov



Invacare NordBed familjen erbjuder ett stort urval av tillbehör som ger dig möjligheten att anpassa sängen både när det gäller design och smak. Detta tillåter anpassning till den personliga miljön med sängtillbehör som skräddarsyr sängen efter individuella behov.

I denna borschy kan du även se vilka vilka sänggavlar och sänggrindar som passar olika sängar.

Sänggavlar

Moderna och hemlika för olika smak och behov. Tillgängliga i ett urval av träfinish och ett par färger. Alla gavlar är enkla att ta bort utan verktyg.



Una

Används tillsammans med integrerade sänggrindar, delade sänggrindar eller trälångsidor



Una / Una Low

Används tillsammans med trälångsidor



Nora

Används tillsammans med integrerade sänggrindar, delade sänggrindar eller trälångsidor



Astrid

Borttagbar mittpanel. Används tillsammans med integrerade sänggrindar, delade sänggrindar eller trälångsidor



Nanna

Används tillsammans med trälångsidor och sänggrind Ane



Runa

Används tillsammans med trälångsidor och sänggrind Ane

Sänggavel	Bok	Ek	Umbra	Bok/ljusblå	Ljusblå	Vit
Una	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nora	✓	✓	✓			
Astrid	✓	✓	✓			
Nanna	✓	✓	✓			
Runa	✓	✓	✓		✓	✓

Trälångsidor

Vårt urval av trälångsidor möjliggör anpassning av sängen till olika hemmiljöer



Trälångsida

Passar till sänggavlarna Una, Astrid och Nora



Trälångsida

Passar till sänggavel Runa och sänggrindar Ane



Trälångsida

Passar till sänggavel Nanna och sänggrindar Ane

Sänggrindar

Sänggrindar kan användas av olika anledningar; av säkerhetsskäl för att brukaren inte ska falla ur sängen, vid lägesändring i säng, som stöd vid förflyttning i och ur säng o.s.v.

Sänggrindarna från Invacare kan användas till alla dessa behov utan att äventyra vårdpersonalens arbetsmiljö.



Freya

Integrerad sänggrind i trä 200 cm, 210 cm och 220 cm



Embla

Integrerad sänggrind i aluminium 200 cm



Embla förlängningsbar

Integrerad steglöst justerbar sänggrind i aluminium 200-220 cm



Torill Kort

Inställningsbar i 3 olika höjder



Torill Lång

Inställningsbar i 3 olika höjder



Ane

3/4 lång sänggrind i stål

Sänggrindar



Ane

3/4 lång sänggrind i stål för tjocka madrasser



Freya grindförhöjning

Monterbar förhöjningsribba som höjer Freja sänggrind med + 6 cm eller + 10 cm. För säker användning av tjocka madrasser



Embla grindförhöjning

Monterbar förhöjningsribba som höjer Embla sänggrind med + 6 cm eller + 10 cm, integrerat förlängningsbar 200 - 220 cm

Sänggrind	Una	Nora	Astrid	Nanna	Runa
Freya	✓	✓	✓		
Embla	✓	✓	✓		
Torill	✓*	✓*	✓*		
Ane				✓	✓

* Används med sänggavlar som inte har glidskenor för integrerade sänggrindar

Grindskydd

Våra grindskydd uppfyller olika behov; de polstrade används för att förhindra att brukaren skadar sig på sidorna av sängen och de i nät förhindrar att brukaren stoppar ut armar eller ben i öppningarna samtidigt som de är möjliga att se igenom.

Alla grindskydd kan sitta kvar på grindarna när de sänks.

Alla grindskydd kan enkelt tas bort och tvättas i 90 grader.



Grindskydd polstrat

Att användas tillsammans med Freya och Embla sänggrindar



Grindskydd polstrat

Att användas tillsammans med Freya och Embla sänggrindar med grindförhöjning



Grindskydd nät

Att användas tillsammans med Freya och Embla sänggrindar



Grindskydd polstrat

Att användas tillsammans med Ane sänggrindar

Förflyttningshjälpmedel

Vårt urval av stabila stöd- och vändhandtag och tillbehör för mobilisering främjar brukarens oberoende genom att underlätta självständig förflyttning i och ur säng.



Stöd- och vändhandtag

H40 x B30 cm



Stöd- och vändhandtag

H40 x B90 cm



Stödhandtag svängbart

Det svängbara stödhandtaget gör det smidigt för benen att passera innan det fälls ut. Används enskilt eller i par



Uppresningsstöd

Underlättar förflyttning till och från säng



Sit-up stöd

Underlättar för brukaren att komma upp helt i sittande position samt som extra hjälp att komma ur sängen



Lyftbåge

Handtaget kan ställas in både i höjd- och längdled

Övriga tillbehör



Torill sänggrind förlängningsats



Täcksidor

För montering på sänggramen när sängen förlängts




Hållare för manöverdosa



Avståndsstöd

Skyddar väggar och eluttag från ofrivillig skada. Kan placeras på sänggramens kort- eller långsida



Förlängningsats +10 cm

Tillgänglig för NordBed Essential

Övriga tillbehör

Ett urval av manöverdosor för olika behov finns tillgängliga för NordBed familjen



Manöverdosa till Optimo och Ultra

Med anti-trendelenburg / med eller utan trendelenburg



Manöverdosa till Optimo och Ultra

Med anti-trendelenburg / med eller utan trendelenburg och belysning under sängen



LCD Manöverdosa

Med RememberMe™ funktion (Optimo och Ultra)



Manöverdosa till Essential

Standardmanöverdosa



Manöverdosa till Essential

Med anti-trendelenburg och valbar trendelenburg



LED lampa

Attraktiv, modern design, låg strömförbrukning (4W). Kan monteras i hornhylsan på alla Invacare sängar. Tillverkad i aluminium

Optimo & Ultra Madrasshöjd cm	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Freya (200 cm, 210 cm and 220 cm)																							
Embla/Embla förlängd																							
Freya/Embla med grindförhöjare + 6 cm																							
Freya/Embla med grindförhöjare + 10 cm																							
Ane																							
Ane Hög																							
Torill Lång/Torill Kort																							

Essential Madrasshöjd cm	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Freya (200 cm, 210 cm and 220 cm)																							
Embla/Embla förlängd																							
Freya/Embla med grindförhöjning + 6 cm																							
Freya/Embla med grindförhöjning + 10 cm																							
Ane																							
Ane Hög																							
Torill Lång/Torill Kort																							

Kundservice: 08-761 70 90
 Fax 08-761 81 08
 sweden@invacare.com
 www.invacare.se

Invacare AB
 Box 66 - 163 91 Spånga
 Sweden

