

AQUATEC®

Duschpallar, duschstolar





Aquatec **Dot**

- Platsar i alla duschar
- Lätt att demontera, idealisk att ta med på resa
- Ytan har struktur för att ge halkskydd
- Stora doppskor gör pallen stabil






Aquatec **Disk on Dot**

- På bara några sekunder får du en duschpall med roterande sits genom att kombinera **Disk** med duschpallen **Dot** och en adapter
- Max brukarvikt: 125 kg

Tekniska data

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, www.invacare.se

	Aquatec Dot höjjusterbar
Duschpall 1-pack	1564679
Duschpall 2-pack	1564759
Snurrsits blå, passar DOT höjjusterbar	1575269
Snurrsits grå, passar DOT höjjusterbar	1562350
Adapter disk-on-Dot höjjusterbar	1575271
Sittbredd	34 cm
Sittdjup	21 cm
Sitthöjd	40 - 55 cm
Total bredd	36,5 cm
Totalt djup	36,5 cm
Total höjd	40 - 55 cm
Max brukarvikt	135 kg
Vikt	1,65 kg
Färg	Grå





Invacare **I-Fit 9780E**

- Höjddjusterbar från 380 mm till 550 mm
- Stor ergonomiskt formad sits för ökad komfort
- Lätt att rengöra
- Låg vikt och enkel att transportera
- Snygg design
- Hygienurtag
- Levereras i 2-pack



Invacare **I-Fit 9781E**


- Med avtagbart ryggstöd
- Höjddjusterbar från 380 mm till 550 mm
- Ergonomiskt formad sits med ryggstöd för extra komfort
- Lätt att rengöra
- Låg vikt och enkel att transportera
- Levereras i 2-pack

Tekniska data


Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, www.invacare.se

Artikelnummer	Invacare I-Fit	Invacare I-Fit
Duschpall, 2-pack	9780E	
Duschstol, 2-pack		9781E
Mått		
Sittbredd	340 mm	340 mm
Sittdjup	370 mm	370 mm
Sitthöjd	380-550 mm	380-550 mm
Totalbredd	500 mm	500 mm
Totaldjup	430 mm	430 mm
Totalhöjd	380-550 mm	760-930 mm
Övrig info		
Vikt	3,7 kg	4,5 kg
Max brukarvikt	180 kg	180 kg
Färg	Vit	Vit

Invacare **I-Fit 9780E**



Invacare **I-Fit 9781E**





Aquatec **Sansibar**


- Platsbesparande: monteras på väggen och fälls upp när den inte används
- Rejält hygienurtag underlättar intimhygien
- Individuellt höjjusterbara stödben för ökad stabilitet
- Justerbara fötter utjämnar och ger stabilitet på ojämna golv

Tekniska data

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, www.invacare.se

Artikelnummer	Aquatec Sansibar
Väggmonterad duschstol	9.10.101
Mått	
Sittbredd	400 mm (A)
Sittdjup	410 mm (B)
Sitthöjd	460-530 mm (C)
Totalbredd	400 mm (D)
Totaldjup	460 mm (E)
Totalhöjd	530-600 mm (F)
Gradering, höjjustering	25 mm
Djup, hopfällid	110 mm
Höjd, hopfällid	540-610 mm
Mer info	
Vikt	2,6 kg
Max brukarvikt	130 kg
Färg	Vit

Aquatec **Sansibar**





Aquatec *Galaxy*


- Hopfällbar, höjjusterbar duschstol, tar liten plats
- Ergonomisk sits, kan erhållas med eller utan hygienurtag
- Mjukt ryggstöd ger ytterligare stöd

Tekniska data

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, www.invacare.se

Artikelnummer	Aquatec <i>Galaxy</i>
Duschstol med ryggstöd och armstöd och hygienurtag	1470805
Duschstol med ryggstöd och armstöd och hel sits	1470806
Mått	
Sittbredd	400 mm (A)
Sittdjup	345 mm (B)
Sitthöjd	470 - 620 mm (C)
Totalbredd	580 mm (D)
Totaldjup	460 mm (E)
Totalhöjd utan belastning	840 - 990 mm (F)
Lägsta höjd vid belastning	-
Höjjustering, gradering	25 mm
Höjd till armstöd	630 - 780 mm (G)
Bredd mellan armstöd	510 mm (H)
Bredd, hygienurtag	130 mm
Djup, hygienurtag	140 mm
Övrig info	
Vikt	7.5 kg
Max brukarvikt	100 kg
Färg	Vit

Aquatec *Galaxy*



Aquatec Pico

- Enkel att anpassa från pall till stol
- Fyra olika konfigurationer
- Struktur på sits för bra halkskydd
- Sits med hygienurtag som kan vändas bakåt eller framåt efter behov
- Höjdjusterbara ben
- Stora doppskor ger trygghet
- Enkel montering, inga verktyg behövs
- max brukarvikt 160 kg



Pico

Pico med armstöd

Pico med ryggstöd



Tekniska data

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, www.invacare.se

Artikelnummer	Aquatec Pico
Duschpall	9.20.001
Duschpall med armstöd	9.21.001
Duschstol med ryggstöd	9.23.001
Duschstol komplett	9.22.001
Ryggstöd separat	16469
Armstöd separat, par	16468

Mått	
Sittbredd	430 mm (A)
Sittdjup	420 mm (B)
Sitthöjd	425 - 575 mm (C)
Totalbredd	575 mm (D)
Totaldjup	520 mm (E)
Totalhöjd	825 - 975 mm (F)
Höjd till armstöd	605 - 755 mm (G)
Bredd mellan armstöden	430 mm (H)
Bredd, hygienurtag	180 mm
Djup, hygienurtag	145 mm
Höjdjustering, gradering	25 mm

Övrig info	
Vikt, duschpall	3,0 kg
Vikt, duschpall med armstöd	4,1 kg
Vikt, duschstol med ryggstöd	4,0 kg
Vikt, duschstol komplett	4,8 kg
Max brukarvikt	160 kg!
Färg	Vit



Kundservice: 08-761 70 90 | Invacare AB
Fax 08-761 81 08 | Box 66 - 163 91 Spånga
sweden@invacare.com | Sweden
www.invacare.se

INVACARE
Yes, you can.®

