

 **TOP END**[®]



Invacare[®] Top End[®] Pro[™] -2 All Sport

Invacare[®] Top End[®] Pro[™] -2 All Sport handlar helt om sport. Oavsett om du vill spela: basket, tennis, bordtennis, badminton, innebandy eller någon annan sport som spelas på en bana så är Top End Pro-2 rullstolen att börja med. Pro-2 All Sport erbjuds i tre sittbredder med massor av justeringar, vilket är perfekt för nybörjare och klubbar som vill erbjuda en basstol att prova med. Get in the game!

Invacare Top End Pro-2 All Sport val och funktioner

- Tre sittbredder att välja, 14", 16" or 18"
- Stabil och vridstyv ram i aluminium
- Justerbart sittdjup:
För sittbredd 14", 16" och 18" kan
sittdjupet justeras till 13", 15" eller 17"
- Rygghöjd justerbar från 11" till 14"
- Sittshöjden justerbar både i fram- och bakkant
- Fotbågen är justerbar i höjd
- Balanspunkt justerbar i fasta steg
- Tippskydd (singel) justerbar/avtagbar
- Camber: 15°
- 25" High performance drivhjul med QR-axel,
högtrycksdäck (clincher) och drivring i
aluminium
- Rygg ställbar i höjd och vinkel, ej fällbar
- Ryggklädsel justerbar (kardborre)
- Sidoskydd i aluminium
- Sittdyna
- Positionsbälte
- Ramskydd fram
- Brukarvikt 113kg

Invacare Top End Pro-2 All Sport

14" Sittbredd
White Snow "Junior
Varsity"
Art: P2ASW

14"





16"

**Invacare Top End
Pro-2 All Sport**

**16" Sittbredd Simple
Red "Varsity"
Art: P2ASR**



18"

**Invacare Top End
Pro-2 All Sport**

**18" Sittbredd Simple
Blue "Adult"
Art: P2ASB**



1. Fotbåge
2. Justerbart sittdjup: 13" - 17"
3. Tippskydd, avtagbart
4. Justerbar sitthöjd
5. Tillval för basket, skyddsvinge

Kundservice: 08-761 70 90

Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66 - 163 91 Spånga
Sweden

 **TOP END**®

© 2021 Invacare International GmbH. Alla rättigheter är reserverade för Invacare. All information i denna broschyr stämmer vid tryckningstillfället. Invacare förbehåller sig rätten att ändra produktinformation utan föregående meddelande. SE - 04/2021

Top End
www.topendwheelchair.com Sports and Recreation Products
4501 63rd Circle North Pinellas Park, Florida 33781-5914