

Comet® Ultra

Upplev friheten



En premium-scooter med högre viktkapacitet

för en bekväm och trygg körupplevelse utan kompromisser



Yes, you can.

Känn skillnaden

Våra scootrar har utvecklats tillsammans med extern kompetens inom området för medicintekniska produkter, för att på bästa sätt kunna erbjuda en hög standard gällande kvalitet, säkerhet och komfort

På Invacare lägger vi stor vikt vid utveckling och har lång erfarenhet av att skapa flexibla hjälpmedel. Vi är stolta över våra scootrar, som gör vardagen enklare. Att känna trygghet, självständighet och förtroende för din scooter är viktigt.

Därför har vi noggrant utformat varje detalj – från ergonomiska styrreglage till bekväma och justerbara säten – för att göra din resa så smidig och bekväm som möjligt.

Kvalitet



Hög kvalitet med stor omtanke om varje detalj.

Säkerhet



Uppfyller de senaste europeiska standarderna för medicintekniska produkter.

Komfort



Flexibel och justerbar design för varaktig komfort.



Ta kontroll med Comet® Ultra

Comet® Ultra är idealisk för personer med en större kroppsbyggnad och erbjuder en säker, komortabel och kraftfull körupplevelse – utan att kompromissa med stil eller funktion.

Fullproppad med de senaste säkerhetsfunktionerna och köregenskaperna som återfinns i hela Comet®-familjen, tar Comet® Ultra dig

snabbt och effektivt till din destination, med fullständig komfort och kontroll.

Hastighet
upp till
10 km/h

Körsträcka
upp till
49 km
på en laddning

Brukarvikt
upp till
220 kg



Ökad prestanda

- Lättstyrd och kursstabil, vilket underlättar att hålla en rak kurs även vid höga hastigheter.
- Högpresterande fjädringssystem som säkerställer en stabil och behaglig körupplevelse på ojämnt underlag.
- Ergonomisk styrning som ger ökad kontroll
- Utvecklad för att ta sig fram på alla typer av underlag
- Stänkskydd



Automatisk hastighets- reducering

sänker hastigheten
i svängar för ökad
säkerhet



Säkerhet i fokus

- Automatisk hastighetsreducering då man svänger
- 2-stegs frikoppling, för att förhindra frirullning
- Bromsljus och blinkers
- Effektiv belysning för att både se och synas



Byggd med fokus på komfort

- Komfortabel och vadderad sits av hög kvalitet
- Justerbar styrpelare
- Ställbar sitshöjd
- Uppfällbara armstöd och 360° vridbar sits för enkel på- och avstigning



Justerbar styrpelare

För att ge bättre
kontroll och ökad
komfort



Högpresterande fjädringssystem



Förstärkt sittstolpe



Höjd- och breddjusterbart förstärkt armstöd



Anpassa din scooter

Skräddarsy Comet® Ultra efter dina önskemål och behov. Vänd på sidan för att se ett urval av de tillbehör som finns tillgängliga.

Tillbehör

Man kan skräddarsy sin Comet® Ultra scooter tack vare vårt breda tillbehörsprogram. Besök vår hemsida på www.invacare.se för mer information.



Korg bak



Backspiegel
Hö/Vä



Extra Stötfångare
fram & bak



Telefonhållare



Kryck/
käpphållare



Höftbälte



Dryckeshållare



Utbytbara
färgpaneler

Tekniska data

För mer information om denna produkt exempelvis manualer och tillbehör, finner du på vår hemsida, www.invacare.se



Sittbredd ▼

660 mm



Sittdjup ▼

535 mm



Sitthöjd ▼

Min. 440 mm
Max. 510 mm



Ryggstödshöjd ▼

515 mm



Hjulbas ▼

665 - 685 mm



Totallängd ▼

1450 mm



Vikt ▼

148 kg



Tyngsta del ▼

63kg



Max brukarvikt ▼

220 kg



Batterikapacitet ▼

2x12V 75Ah (C20) AGM
2x12V 74Ah (C20) GEL



Svängdiameter ▼

2750 mm



Max hindertagning ▼

100 mm



Markfrigång ▼

100 mm



Max säker lutning ▼

10°



Motoreffekt ▼

650 W / 1800 W¹



Körsträcka ▼

49 km



Hastighet ▼

10 km/h

¹ Max effekt

Färg*



Marmorvit



Alium blå



Svart vinyl

*Scooterfärgerna kan variera något.

Klädsel

Kundservice: 08-761 70 90
Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66 – 163 91 Spånga
Sweden

