



DOLOMITE

Futura



Universalrollatorn



Yes, you can.®

Rollatorn *Dolomite Futura* är utvecklad för att kunna möta de allra flesta rollatoranvändares behov av funktionsanpassning. Därför har den till exempel handtag som kan ställas in i rätt höjd eller vinkel för att passa olika handställningar.

Rollatorn finns i hela fyra olika sitthöjder och den har ett av marknadens största tillbehörsprogram.

Med *Dolomite Futura* är möjligheterna till personlig anpassning näst intill obegränsade.



Steglös handtagsinställning

Lättjusterade handtag som kan ställas in i exakt rätt höjd för olika handställningar och i exakt rätt vinkel för att följa kroppens naturliga rörelsemönster.

Gångutrymme

Stort gångutrymme innanför rollatorramen är ett signum för *Dolomite*. Den uppfällbara sitsen ger generöst med gångutrymme och gör det lättare att nå och komma åt saker framför användaren. Bakhjul i gafflar ger mesta möjliga utrymme mellan hjulen och snäva yttermått. Strukturad sits med anti-slip-funktion, rundad bakkant och generös sittyta gör att användaren kan sitta säkert och bekvämt under lång tid.

Användarvänliga bromsar

Långa bromshandtag ger bra hävkraft och gör det lätt att bromsa även för svaga händer. Kort slaglängd till parkeringsläge (där användaren inte behöver släppa handen från handtaget) vilket minskar risken för att brukaren förlorar balansen.



Egenskaper och tillbehör



Bricka

Har fyra stabila fötter. Kan flyttas lastad från rollator till bord. Max lastvikt på brickan är 5 kg.
Art.nr 70311



Korg med handtag

Art.nr 12530-15 **Futura 600, 520**
Art.nr 12582-15 **Futura 680**
Max last: 9 kg
Art.nr 12538-15 **Futura 450**
Max last: 7 kg.



Kryckhållare

Gör kryckan lättåtkomlig utan att vara i vägen.
Art.nr 12606



Ryggband

Ett bekvämt och tryggt stöd att luta sig mot. Monteras i körhandtagen och följer därmed med i höjdjusteringen.
Art.nr 12600

Egenskaper och tillbehör



Steghjälp

"Pedal" som förenklar att komma över trottoarkanter eller liknande. Monteras på höger sida. Art.nr 12560-21



Hängbag

Praktisk väska som skyddar tillhörigheten. Kan kombineras med syrgashållare. Art.nr 12523



Enhandsbroms

Gör det möjligt att aktivera bromsarna med en hand. Ange höjdmodell vid beställning. Art.nr 12507-R (höger)
Art.nr 12507-L (vänster)



Bromsförstärkare

Ger extra bromskraft för svag hand. Art.nr 12651



Mjukgrepp

Ett mjukare alternativ till de anatomiska handtagen. Art.nr 12593 (par) 15cm lång



Släpbroms

En trygghet som förhindrar att rollatorn rullar ifrån brukaren. Perfekt vid gångträning och enhandslösningar. Art.nr 13041-21 (par)



Adapt-handtag

Kan anpassas till valfri handställning. Art.nr 12613 (par). Ange höjdmodell vid beställning.

HP-handtag

För anpassning till enhands- /strokepatienter. HP-handtag höger, enhandsbroms vänster, art nr 12611-R
HP-handtag vänster, enhandsbroms höger, art nr 12611-L
Ange höjdmodell vid beställning.



Syrgastubhållare

Centrerar syrgastuben i rollatorn och ger därmed bra manövrerbarhet trots tyngd. Passar alla tuber. Art.nr 12682-25 (Passar ej FUTURA 450)



Hjulskydd

Förebygger att kläder fastnar och skyddar mot smuts. Art.nr 12544 (par)



Tvärgrepp

Futura 600 monterat tvärgrepp: 12070-43-21 CBR hö
12070-43-21 CBL vä
Egen montering 1559174 Komp hö
1559175 Komp vä



Skruv istället för ratt

Ersätter körhandtagsratt för att säkerställa att inställningen ej kan ändras. Art.nr 1531387

Fyra höjdmodeller



FUTURA 450

Art no. 12074-43-21



FUTURA 520

Art no. 12072-43-21



FUTURA 600

Art no. 12070-43-21



FUTURA 680

Art no. 12076-43-21

Tekniska data

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, www.invacare.se

	Bredd yttre mått	Djup	Bredd mellan bakhjulen	Total höjd	Sitshöjd	Bredd mellan handtag	Vikt
Futura 450	600 mm	590 mm	460 mm	640 - 790 mm	475 mm	420 mm	7.6 kg
Futura 520	600 mm	660 mm	470 mm	710 - 850 mm	545 mm	420 mm	7.8 kg
Futura 600	600 mm	700 mm	470 mm	790 - 930 mm	620 mm	420 mm	8 kg
Futura 680	640 mm	780 mm	500 mm	860 - 1015 mm	705 mm	420 mm	8.23 kg

Hjuldiameter



200 mm

Max brukarvikt



150 kg



Futura 450, 520, 600, 680

Färg

RAL 7021



Artikelnummer

Futura 450	12074-43-21
Futura 520	12072-43 21
Futura 600	12070-43-21
Futura 680	12076-43-21

Kundservice: 08-761 70 90
Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66 - 163 91 Spånga
Sweden



Yes, you can.®

