

Küschall[®] CHAMPION



UNLIMIT YOUR WORLD

Vi på Kuschall tror att allt är möjligt så länge du ges rätt förutsättningar. Kuschall Champion erbjuder dig möjlighet till anpassning efter dina behov för maximal prestanda. Full kraft, full frihet, **Unlimit your world.**

KÜSCHALL CHAMPION

Kuschall Champion är den unika rullstolen som ger dig körupplevelsen av en fast ram men med fördelarna från en ihopfällbar ram. Det är den ultimata hybridrullstolen, en kombination av modern design och beprövad teknik. Alternativet SK (Swiss Knife) gör din Kuschall Champion superkompakt, i storlek för att rymmas i en ryggsäck, den perfekta resekompisen för dina äventyr.

HYDROFORMNING

Styrka, lätthet och styvhet. Den hydroformade ramen på Kuschall Champion förbättrar inte bara din körprestanda utan förenklar också vid förflyttning. Ett ergonomiska grepp på ramen vid knävinkeln gör det enklare.

HYDROFORMAD RAM

- Ger en vridstyvare och starkare ram som leder till förbättrade köregenskaper.

BROMS ACTIVE LIGHT

- Den nya bromsen helt gjord i aluminium med låg vikt (vikt 164gr), i en minimalistisk design och enkel funktion.

SUPERKOMPAKT

- Tillvalet SK (Swiss Knife) gör att man kan vika in fronten under sitsen, storleken betyder allt.



Küschall® CHAMPION

CARBOLIFE DRIVRINGAR

- De innovativa Carbolife-drivringarna gör det möjligt för dig att få ett bättre grepp och stöd för handen, allt för bättre framdrivning.

VIK & FÄLL IHOP

- Vik ihop enkelt, rullstolen fälls ihop och ryggstödet fälls ner i endast en rörelse.

ANPASSA BALANSPUNKTEN

- Med endast en enhet blir det enkelt att anpassa rullstolens balanspunkt och bakre sitshöjd till användarens önskemål och behov.

LÄNKHJULSHUS

- Innovativ och intuitiv justering av länkhjul och länkhjulsgaffel

EGENSKAPER

UNIK

Genom att anpassa och flytta den unika ihopfällningsmekanismen på Champion kan du konfigurera rullstolen enkelt till användarens behov. På en enhet kan balanspunkten justeras i 9 lägen och sitsens höjd i 5 positioner.



HYBRID

Den unika ihopfällningsmekanismen är anledning till varför Champion har en överlägsen körprestanda jämfört med andra fällbara rullstolar. Med en modern och innovativt konstruerad ram är resultatet en hybridrullstol: ihopfällbar men med vridstyvheten och stabilitet som en rullstol med fast ram.

SUPER KOMPAKT

Fäll enkelt ihop rullstolen med den unika ihopfällningsmekanismen vid resor eller förvaring när utrymmet kräver det. Champion blir superkompakt med tillvalet SK (Swiss knife), som gör att man kan vika in fronten under sitsen. Litet blir mindre.



HYDRO-FORMAD RAM

Med den nydesignade hydroformade ramen så har Kuschall skapat ett ergonomiskt grepp idealiskt vid förflyttningar, både i rullstolen men också till och från rullstolen.

STYLING


1 RAMFÄRG



Pure White



Anthracite Grey



Space Black



Azure Blue



Carmine Red

2 DEKAL



3 DEKALFÄRG



Black



Red



Light Grey



Gold



Red



Blue

















Dark Grey



Black

TEKNISK DATA

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| SITTBREDD 360 - 480 mm I steg om 20 mm  | SITTDJUP 340 - 480 mm I steg om 20 mm  | UNDERBENS- LÄNGD 320 - 500 MM STEGLÖST INSTÄLLBART  | RYGGHÖJD 300 - 465 mm I steg om 15 mm  | RYGGVINKEL 76° / 80.5° / 85° / 89.5° / 94°  |
| SITTHÖJD Fram: 450 - 540 mm Bak: 390 - 490 mm  | RAMVINKEL 75° / 90° Rak eller insvängd  | BALANSLÄGEN/ COG 9 positions  | CAMBER 0° / 1° / 3°  | TOTALLÄNGD 75° approx. 930 mm 90° approx. 830 mm  |
| TOTALBREDD SB + 160 - 240 mm  | TOTALBREDD IHOPFÄLLD Ca: 280 - 340 mm  | TOTALVIKT Ca: 9.2 kg  | TRANSPORT- VIKT Ca: 6.7 kg  | BRUKARVIKT 120 kg  |

Alla angivna mått och vikter är baserade på sittbredd 400 mm och sittdjup 400 mm i den lättaste och mest kompakta konfigurationen. Vikt och mått kan ändras med olika konfigurationerna. För mer information, se bruksanvisning på vår webbplats.



UNLIMIT YOUR WORLD

Kundservice: 08-761 70 90
Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66 – 163 91 Spånga
Sweden