

**G-Trac<sup>®</sup>**



Ytterligare ett stort framsteg



Invacare® introducerar en ny spännande teknik till våra elrullstolar - **G-Trac**®. Tillsammans med **LiNX**-elektroniken på Invacares modeller **Storm**®4, **TDX**® SP2 och **Bora**® tar **G-Trac** köregenskaperna till en ny nivå. **G-Trac** fungerar som en kompass och ger utmärkt kursstabilitet oavsett terräng. Vare sig du kör utomhus vid hög hastighet eller inomhus med låg hastighet ger **G-Trac**-funktionen brukaren utmärkt manövrerbarhet för en bekväm och säker körupplevelse.

### **G-Trac - kör som på räls**

Allt som oftast kan rullstolsbrukare hindras av olika saker som kommer i deras väg, exempelvis trottoarkanter, sluttande terräng eller halt underlag.

För att hålla kursen krävs då att brukaren kompenserar riktningen själv, vilket kan vara tröttsamt i längden. **G-Trac** hjälper brukaren att hålla kursen och följa en rakare väg med mycket färre korrigeringar, utan pendlande. Med **G-Trac** kan brukaren styra sin omgivning - inte tvärtom! **G-Trac** är särskilt användbar i kombination med alternativa styrningar såsom sug- och blåsstyrning, tavelstyrning eller huvudstyrning.

### **G-Trac - hastighet och säkerhet**

Då man kör i hög hastighet eller svänger tvärt kan detta innebära att rullstolen kan börja snurra eller sladda. **G-Trac** känner av dessa oönskade rörelser på ett tidigt stadium och justerar hastigheten i tid till en nivå som försäkrar att rullstolen håller kursen och garanterar brukarens säkerhet, på samma sätt som ESP-funktionen gör på en modern bil.

Rullstolsbrukare tycker oftast att hastigheten reduceras för mycket då man exempelvis svänger runt ett hörn eller vid snabba manövrar. **G-Trac** analyserar körparametrarna och minskar endast hastigheten så mycket som är absolut nödvändigt. Detta gör att brukaren får en behagligare körupplevelse.

**G-Trac** kommer att lägga mer körglädje till din Invacare elrullstol och hjälper dig på vägen för en bekväm och njutbar körupplevelse. Följande modeller kan kombineras med **G-Trac**:



Invacare® **Storm**®4 &  
**Storm**®4 X-plore



Invacare® **TDX**® SP2<sup>NB</sup>



Invacare® **TDX**® SP2



Invacare® **Bora**®



Invacare® **Kite**®


Kundservice: 08-761 70 90  
Fax 08-761 81 08  
sweden@invacare.com  
www.invacare.se

Invacare AB  
Box 66 - 163 91 Spånga  
Sweden

### **G-Trac håller kursen - även vid låg hastighet**

**G-Trac** hjälper till att upprätthålla både fart och riktning oberoende av underlag även i mycket låga hastigheter.

Utan  
**G-Trac**®



Yes, you can.®