

# Maxxcare Heel Pro Evolution

För optimal hälavlastning och positionering



**Komfort och tryckavlastning**

För optimal positionering och avlastning



**Yes, you can.®**

# Maxxcare

## Maxxcare Heel Pro Evolution är en

hälavlastare som erbjuder fulländad komfort och effektiv tryckavlastning i hälområdet för patienter med hög risk att utveckla trycksår.

För patienter med trycksår på hälarna kan Maxxcare vara ett effektivt komplement till behandlingen, eftersom den unika designen ger optimal tryckavlastning av hälarna, som rekommenderas i 2019 Europeiska riktlinjer (EPUAP 2019).

### Reducering av tryck och skjuvning på hälarna

Det är mycket viktigt i den kliniska planeringen och praxis att hålla fokus på minskning av trycket och skjuvkrafter på patientens hälar. Den bakre prominenta delen av hälen är orsaken till ökat tryck, även när man tillämpar ett tryckavlastande stöd (EPUAP 2019).

### Baserad på Vicair® teknologi!

Maxxcare är utvecklad av Vicair, känd för deras unikt designade tryckavlastningsdynor som innehåller den unika Vicair® Smartcell. Maxxcare erbjuder optimal omfördelning av tryck och positionering. Maxxcare består av ett extremt tålig lågfriktionsmaterial och ett mjuk material på insidan samt 4 inslutna luftceller.





## Perfekt form och tryckfördelning

Maxxcare är enkelt och bekvämt, och kan användas av brukare i vilken position som helst. Hälavlastaren kan användas i liggande, sittande och gående kortare sträckor.

- ✓ Är lämplig att använda förebyggande för brukare med ökad risk för trycksår på häl och/eller ankel orsakat av tryck eller skjuvkrafter.
- ✓ Kan användas både i förebyggande av trycksår samt som hjälpmedel vid redan utvecklade trycksår.
- ✓ Minskar smärta under längre perioder av sängläge.
- ✓ Hjälper till att förhindra droppfot.
- ✓ Underhållsfri produkt som kan tvättas i maskin 60 grader.
- ✓ En produkt på marknaden som ger 100 % avlastning av hälen.



› **Maxxcare** finns i tre storlekar för att tillgodose de flesta fot- och fotleddimensioner. Brukare med vristdimension mer än 43 cm rekommenderas att använda storleken XL.



› **Maxxcare** är försedd med ett kardborrlås som kan anpassas individuellt för att uppnå optimal placering.

› **Maxxcare** tillåter ett antal steg till och från sittplats eller säng. Med sin halkskyddande yta på undersidan är det dessutom säkrare att förflytta sig.



Tekniska data ▼



Vikt ▼

0,1 kg



Rengöring ▼

60°C



Torktumling ▼

Får ej torktumlas



3 storlekar ▼

**Small** 060004S  
**Standard** 060001ST  
**XL** 060003XL



Garanti ▼

1 år

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida,  
[www.invacare.se](http://www.invacare.se)



**Kundservice: 08-761 70 90**  
Fax 08-761 81 08  
[sweden@invacare.com](mailto:sweden@invacare.com)  
[www.invacare.se](http://www.invacare.se)

Invacare AB  
Box 66 – 163 91 Spånga  
Sweden

