



Reservdelslista
September 2025
sweden@invacare.com

**TILLBEHÖR och RESERVDELAR till
Azalea / Azalea Assist
(för fullständig lista se Elektronisk reservdelskatalog)**

BILD	BENÄMNING	SB	OBSERVERA	ARTNR
	Är inget mått skrivet passar artikel till alla SB			
	SITS			
	Sitsplatta inkl karb och skruv sb39	39	För sittdjup 43-50cm	☐ 1508135
	Sitsplatta inkl kardb och skruv sb44	44		☐ 1508136
	Sitsplatta inkl kardb och skruv sb49	49		☐ 1508137
	Sitsplatta inkl kardb och skruv f Tall sb39	39	Enbart med Tall sd 48-55cm, ej 90gr benstöd	☐ 1508138
	Sitsplatta inkl kardb och skruv f Tall sb44	44	Enbart med Tall sd 48-55cm, ej 90gr benstöd	☐ 1508139
	Sitsplatta inkl kardb och skruv f Tall sb49	49	Enbart med Tall sd 48-55cm, ej 90gr benstöd	☐ 1508140
Ingår i Tallkit (för sh 50cm): Sittplatta Benstödsinfästning Gafflar Tippskydd Chassiförlängning Drivhulsinfästning Länkhjul beställs separat vid behov, 200x45 el 175x45mm	Tall-kit för 24tum drivhjul till sitthöjd 50cm			
	Tallkit t sh50cm f Azalea m drivhjul 24tum sb 39	39	Länkhjul 200x45mm el 175x45mm ingår ej utan	☐ 1508017
	Tallkit t sh50cm f Azalea m drivhjul 24tum sb 44	44	måste väljas separat	☐ 1508018
	Tallkit t sh50cm f Azalea m drivhjul 24tum sb 49	49		☐ 1508019
	Tall-kit för 16tum drivhjul till sitthöjd 50cm			
	Tallkit t sh50cm f Azalea m drivhjul 16tum sb 39	39	Länkhjul 200x45mm el 175x45mm ingår ej utan	☐ 1508020
	Tallkit t sh50cm f Azalea m drivhjul 16tum sb 44	44	måste väljas separat	☐ 1508021
	Tallkit t sh50cm f Azalea m drivhjul 16tum sb 49	49		☐ 1508022
	Sänksats för 16tum drivhjul till sitthöjd 40cm			
	Drivhjulsplattor f 16 tum sh 40cm		Enbart när man har 16tum drivhjul	☐ SP1508785
	Har man drivhjul i storlek 24tum ändrar man drivjulsplacering och till drivhjul i storlek 22tum.		Se sitthöjdstabell för placering av drivhjulet. För artikelnummer på drivhjul scrolla nedåt till Drivhjul	
	Vi rekommenderar följande länkhjul och gaffel vid SH 40cm oavsett modell av drivhjul		Se sitthöjdstabell för placering av länkhjul i gaffeln	
	Gaffel H 110mm B 40mm m axel st		2 st, axel till länkhjulet ingår	☐ SP60128985
	Länkhjul 150x30 massivt svart u axel		2 st	☐ SP1659704
	SITTDYNA			
	Sittdyna Floshape plysch			
	Sittdyna Floshape 405x535 plysch	39		☐ 1508055-TR35
	Sittdyna Floshape 455x535 plysch	44		☐ 1508057-TR35
	Sittdyna Floshape 505x535 plysch	49		☐ 1508059-TR35
	Sittdyna Floshape PU tyg			
	Sittdyna Floshape 405x535 PU tyg	39		☐ 1508055-TR26
	Sittdyna Floshape 455x535 PU tyg	44		☐ 1508057-TR26
	Sittdyna Floshape 505x535 PU tyg	49		☐ 1508059-TR26
	Sittdyna Floshape spacer			
	Sittdyna Floshape 405x535 spacer	39		☐ SP1508055-TR36
	Sittdyna Floshape 455x535 spacer	44		☐ SP1508057-TR36
	Sittdyna Floshape 505x535 spacer	49		☐ SP1508059-TR36
	Vicair Adjuster O2 inkl överdrag			
	Sittdyna Vicair Adjuster O2 inkl standard överdrag 40x53x10	39		☐ OAD10/CC/4053
	Sittdyna Vicair Adjuster O2 inkl standard överdrag 45x53x10	44		☐ OAD10/CC/4553
	Sittdyna Vicair Adjuster O2 inkl standard överdrag 50x53x10	49		☐ OAD10/CC/5053

BILD	BENÄMNING	SB	OBSERVERA	ARTNR
	RYGGSTÖD			
	Ryggstöd fast Flex3 Laguna sats För Laguna/Passad/Vicair ryggdyna		Passar ej ryggöverdrag polstrat	☐ SP1562142
	Ryggstöd fast Flex3 Mistral2 sats För Mistral ryggdyna		Passar ej ryggöverdrag polstrat	☐ SP1562143
	Rygggram Flex3 ställbar inkl ryggstomme kardborre 39	39		☐ SP1579675
	Rygggram Flex3 ställbar inkl ryggstomme kardborre 44	44		☐ SP1579692
	Rygggram Flex3 ställbar inkl ryggstomme kardborre 49	49		☐ SP1579693
RYGGDYNA				
  	Ryggöverdrag polstrat plysch Ryggöverdrag polstrat 475x540 plysch sb39 Ryggöverdrag polstrat 525x540 plysch sb44 Ryggöverdrag polstrat 575x540 plysch sb49	39 44 49	Passar ej fast ryggstöd Passar ej fast ryggstöd Passar ej fast ryggstöd	☐ SP1589929-TR35 ☐ SP1589930-TR35 ☐ SP1589941-TR35
	Ryggöverdrag polstrat PU tyg Ryggöverdrag polstrat 475x540 PU tyg sb39 Ryggöverdrag polstrat 525x540 PU tyg sb44 Ryggöverdrag polstrat 575x540 PU tyg sb49	39 44 49	Passar ej fast ryggstöd Passar ej fast ryggstöd Passar ej fast ryggstöd	☐ SP1589929-TR26 ☐ SP1589930-TR26 ☐ SP1589941-TR26
	Ryggöverdrag polstrat spacer Ryggöverdrag polstrat 475x540 spacer sb39 Ryggöverdrag polstrat 525x540 spacer sb44 Ryggöverdrag polstrat 575x540 spacer sb49	39 44 49	Passar ej fast ryggstöd Passar ej fast ryggstöd Passar ej fast ryggstöd	☐ SP1589929-TR36 ☐ SP1589930-TR36 ☐ SP1589931-TR36
  	Ryggdyna Laguna svart plysch Ryggdyna Laguna 372x550 plysch sb39 Ryggdyna Laguna 402x550 plysch sb44 Ryggdyna Laguna 452x550 plysch sb49	39 44 49		☐ SP1427118-TR35 ☐ SP1427119-TR35 ☐ SP1427120-TR35
	Ryggdyna Laguna svart PU tyg Ryggdyna Laguna 372x550 PU tyg sb39 Ryggdyna Laguna 402x550 PU tyg sb44 Ryggdyna Laguna 452x550 PU tyg sb49	39 44 49		☐ SP1427118-TR26 ☐ SP1427119-TR26 ☐ SP1427120-TR26
	Ryggdyna Laguna svart spacer Ryggdyna Laguna 372x550 spacer sb39 Ryggdyna Laguna 402x550 spacer sb44 Ryggdyna Laguna 452x550 spacer sb49	39 44 49		☐ SP1427118-TR36 ☐ SP1427119-TR36 ☐ SP1427120-TR36
 	Ryggdyna Mistral 2 plysch Ryggdyna Mistral 2 355x510 plysch sb39 Ryggdyna Mistral 2 405x510 plysch sb44 Ryggdyna Mistral 2 455x510 plysch sb49	39 44 49		☐ SP1431668-TR35 ☐ SP1424651-TR35 ☐ SP1424652-TR35
	Ryggdyna Mistral 2 PU tyg Ryggdyna Mistral 2 355x510 PU tyg sb39 Ryggdyna Mistral 2 455x510 PU tyg sb44 Ryggdyna Mistral 2 505x510 PU tyg sb49	39 44 49		☐ SP1431668-TR26 ☐ SP1424651-TR26 ☐ SP1424652-TR26
 	Ryggdyna Passad 2 plysch Ryggdyna Passad 440x550 plysch sb39 Ryggdyna Passad 470x550 plysch sb44 Ryggdyna Passad 520x550 plysch sb49	39 44 49		☐ SP1429271-TR35 ☐ SP1424647-TR35 ☐ SP1424649-TR35
	Ryggdyna Passad 2 PU tyg Ryggdyna Passad 440x550 PU tyg sb39 Ryggdyna Passad 470x550 PU tyg sb44 Ryggdyna Passad 520x550 PU tyg sb49	39 44 49		☐ SP1429271-TR26 ☐ SP1424647-TR26 ☐ SP1424649-TR26
	Ryggdyna Passad 2 spacer Ryggdyna Passad 440x550 spacer sb39 Ryggdyna Passad 470x550 spacer sb44 Ryggdyna Passad 520x550 spacer sb49	39 44 49		☐ SP1429271-TR36 ☐ SP1424647-TR36 ☐ SP1424649-TR36







BILD	BENÄMNING	SB	OBSERVERA		ARTNR
	Ryggdyna Passad2 hög PU tyg				
	Ryggdyna Passad hög 440x650 PU tyg sb39	39	Utgående	☐	SP1444275-TR26
	Ryggdyna Passad hög 470x650 PU tyg sb44	44	Utgående	☐	SP1444276-TR26
	Ryggdyna Passad hög 520x650 PU tyg sb49	49	Utgående	☐	SP1444277-TR26
	Ryggdyna Vicair Multifunctional O2				
	Ryggdyna Vicair Multifunctional O2 inkl överdrag 40-54	39		☐	OMFB/CC/4054
	Ryggdyna Vicair Multifunctional O2 inkl överdrag 45-54	44		☐	OMFB/CC/4554
	Ryggdyna Vicair Multifunctional O2 inkl överdrag 50-54	49		☐	OMFB/CC/5054
	KÖRHANDTAG				
	Körhandtagsbygel H/S fast kpl 39	39		☐	SP1571966
	Körhandtagsbygel H/S fast kpl 44	44		☐	SP1571967
	Körhandtagsbygel H/S fast kpl 49	49		☐	SP1571968
	Körbygel VS 39 Flex3	39		☐	SP1563967
	Körbygel VS 44 Flex3	44		☐	SP1564551
	Körbygel VS 49 Flex3	49		☐	SP1564552
	JUSTERING RYGG/SITSENHET				
	Kolvsats f rygg o sits kpl t Azalea tät		Gaskolv, vajer och grepp x2 ingår	☐	SP1605256
	Elektrisk sits o rygg tilt f Azalea u laddkabel 2023-07 =>		Laddkabel ingår ej	☐	SP1673221
	Nätkabel f EU			☐	SP1578459
  	Låsdetalj för rygg/tilt par			☐	SP1654988
	Låsdetalj f rygg/tilt 20st			☐	SP1659980
	Dekal broms			☐	1536764
	Dekal sitstil-ryggtilt			☐	1536373
	BENSTÖDSALTERNATIV				
	Centralplacerad fotplatta		Ej för SH 40cm	☐	1484821
  	Benstödsinfästning sb 39cm		Standard	☐	1449888-0509
	Benstödsinfästning sb 44cm		Standard	☐	1449889-0509
	Benstödsinfästning sb 49cm		Standard	☐	1449890-0509
	Benstödsinfästning hög +5cm sb 39cm		5cm högre benstödsinfästning	☐	SP1574112
	Benstödsinfästning hög +5cm sb 44cm		5cm högre benstödsinfästning	☐	SP1574113
	Benstödsinfästning hög +5cm sb 49cm		5cm högre benstödsinfästning	☐	SP1574114
	Benstödsinfästning m 10gr vink f sb 39cm		För 90° knävinkel, ej länkhjul större än 150mm	☐	SP1656850
	Benstödsinfästning m 10gr vink f sb 44cm		För 90° knävinkel, ej länkhjul större än 150mm	☐	SP1656851
	Benstödsinfästning m 10gr vink f sb 49cm		För 90° knävinkel, ej länkhjul större än 150mm	☐	SP1656852
  	BENSTÖDSÖVERDEL				
	Benstöd vs m fäste f vadvstöd vä 2020			☐	SP60122669
	Benstöd vs m fäste f vadvstöd hö 2020			☐	SP60122670
	Benstöd vf 80gr hö/vä svart 2019		Passar både hö/vä	☐	SP1574349-0646
	Benstöd vf 90gr hö/vä svart 2019		Passar både hö/vä	☐	SP1650918-0646
	Benstöd amputation vä		Ej med enstödsinfästning m 10gr vink	☐	1442991
	Benstöd amputation hö		Ej med enstödsinfästning m 10gr vink	☐	1442990

BILD	BENÄMNING	SB	OBSERVERA	ARTNR
	VADSTÖD			
	Vadstöd 145mm u fäste vä 2019	39		☐ SP1605831
	Vadstöd 145mm u fäste hö 2019	39		☐ SP1603256
	Vadstöd 170mm u fäste vä 2019	44		☐ SP1605832
	Vadstöd 170mm u fäste hö 2019	44		☐ SP1605829
	Vadstöd 195mm u fäste vä 2019	49		☐ SP1605833
	Vadstöd 195mm u fäste hö 2019	49		☐ SP1605834
 	FOTPLATTA HEL VINKEL & DJUPSTÄLLBAR FÖR BENSTÖD VINKELSTÄLLBAR & 90GR			
	Fotplatta hel 31+10cm f 90gr benstöd korta rör	39	Kort rör = 24cm	☐ 1493268
	Fotplatta hel 36+10cm f 90gr benstöd korta rör	44		☐ 1493270
	Fotplatta hel 41+10cm f 90gr benstöd korta rör	49		☐ 1495822
	Fotplatta hel 31+10cm f 90gr benstöd långa rör	39	Långt rör = 36cm, ej sitthöjd 40	☐ 1493358
	Fotplatta hel 36+10cm f 90gr benstöd långa rör	44		☐ 1493377
	Fotplatta hel 41+10cm f 90gr benstöd långa rör	49		☐ 1495826
	Fotlåda kpl 39	39	Passar ej SH 40cm	☐ SP1571749
	Fotlåda kpl 44	44	Passar ej SH 40cm	☐ SP1571750
	Fotlåda kpl 49	49	Passar ej SH 40cm	☐ SP1571751
			Fotlådan har korta fotrör, 24cm	
	FOTPLATTOR DELADE			
	FOTPLATTA VS FÖR VS BENSTÖD 2020			
	Fotplatta vs 172mm m rör f vs benstöd vä	39		☐ SP1603263
	Fotplatta vs 172mm m rör f vs benstöd hö	39		☐ SP1603259
	Fotplatta vs 197mm m rör f vs benstöd vä	44		☐ SP1603264
	Fotplatta vs 197mm m rör f vs benstöd hö	44		☐ SP1603260
	Fotplatta vs 222mm m rör f vs benstöd vä	49		☐ SP1603265
	Fotplatta vs 222mm m rör f vs benstöd hö	49		☐ SP1603261
	FOTPLATTA VS m KORT RÖR FÖR BENSTÖD VF 80GR			
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benstöd kort rör vä	39		☐ 1429163
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benstöd kort rör hö	39		☐ 1429164
	Fotplatta vs 19+1cm f 80gr/vs benstöd kort rör vä	44		☐ 1429165
	Fotplatta vs 19+1cm f 80gr/vs benstöd kort rör hö	44		☐ 1429166
	Fotplatta vs 18+3cm f 80gr/vs benstöd kort rör vä	49		☐ 1429167
	Fotplatta vs 18+3cm f 80gr/vs benstöd kort rör hö	49		☐ 1429168
	FOTPLATTA VS m LÅNGT RÖR FÖR BENSTÖD VF 80GR			
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benstöd långt rör vä	39		☐ 1429175
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benstöd långt rör hö	39		☐ 1429176
	Fotplatta vs 19+1cm f 80gr/vs benstöd långt rör vä	44		☐ 1429177
	Fotplatta vs 19+1cm f 80gr/vs benstöd långt rör hö	44		☐ 1429178
	Fotplatta vs 18+3cm f 80gr/vs benstöd långt rör vä	49		☐ 1429179
	Fotplatta vs 18+3cm f 80gr/vs benstöd långt rör hö	49		☐ 1429180
	FOTPLATTA VS m KORT RÖR FÖR BENSTÖD VF 90GR			
	Fotplatta vs 14+5cm f 90gr benstöd kort rör vä	39		☐ 1446132
	Fotplatta vs 14+5cm f 90gr benstöd kort rör hö	39		☐ 1446133
	Fotplatta vs 17+5cm f 90gr benstöd kort rör vä	44		☐ 1446134
	Fotplatta vs 17+5cm f 90gr benstöd kort rör hö	44		☐ 1446135
	Fotplatta vs 19+5cm f 90gr benstöd kort rör vä	49		☐ 1446159
	Fotplatta vs 19+5cm f 90gr benstöd kort rör hö	49		☐ 1446160
	FOTSTÖD TILLBEHÖR			
	Hälband m pinne L 640mm f sb 34-49 st	34-49cm		☐ SP1672696


BILD	BENÄMNING	SB	OBSERVERA	ARTNR	
      	ARMSTÖD Armstöd smal dyna vä Armstöd smal dyna hö			☐ SP1517368 ☐ SP1517367	
	Armstöd extra smal dyna vä Armstöd extra smal dyna hö			☐ SP1652418 ☐ SP1652418	
	Armstöd bred dyna vä Armstöd bred dyna hö		Med 22" el 24" drivhjul risk med konflikt armstöd Med 22" el 24" drivhjul risk med konflikt armstöd	☐ 1427167 ☐ 1427168	
	Armstöd Skålad vä Armstöd Skålad hö			☐ SP60126946 ☐ SP60126947	
	Armstöd/Sidostöd hö/vä Armstöd/Sidostöd hö/vä		Passar endast Bord swing away Passar endast Bord swing away	☐ SP1492547 ☐ SP1492547	
	Armstöd smal dyna låg höjd vä Armstöd smal dyna låg höjd hö		Låg = - 6cm, passar ej med bord Låg = - 6cm, passar ej med bord	☐ SP1563966 ☐ SP1563965	
	Armstöd hemi kpl vä Armstöd hemi kpl hö		Passar ej med bord Passar ej med bord	☐ 1492901 ☐ 1492900	
TILLBEHÖR ARMSTÖD					
	Dyna f sidoskydd m överdrag		Passar ej armstöd / sidostöd, för hö el vä	☐ SP1563943	
TILLBEHÖR SITS					
	Inkontinensöverdrag Dartex Svart SB39	39	För Floshape dynor	☐ 5253078-TR26	
	Inkontinensöverdrag Dartex Svart SB44	44	För Floshape dynor	☐ 5253079-TR26	
	Inkontinensöverdrag Dartex Svart SB49	49	För Floshape dynor	☐ 5253080-TR26	
	Bendelare m fäste st		Passar ej centralplacerad fotplatta	☐ SP1663114	
	Sitsplatta förhöjare 2cm sb39	39		☐ SP1570896	
	Sitsplatta förhöjare 2cm sb44	44		☐ SP1572855	
	Sitsplatta förhöjare 2cm sb49	49		☐ SP1572856	
	Vinkelmätare sits			☐ SP1561584	
	Vinkelmätare rygg			☐ SP1563954	

NACKSTÖD/HUVUDSTÖD					
	Huvudstöd m sidostöd Pro		Justerbart i sidled	☐ SP60122729	
	Överdrag f huvudstöd m sidostöd			☐ 1518516	
	Huvudstöd m käckstöd Pro		Justerbart i sidled	☐ SP1666582	
	Nackstöd Pro			☐ SP60122046	
	Överdrag nackstöd			☐ SP1518517	
	Rattvredsats		2 st handvred för nack/huvudstöd	☐ 1445693	

BILD	BENÄMNING	SB	OBSERVERA	ARTNR
	BÅLSTÖD FÖR STÄLLBAR RYGG FLEX3 inkl fäste			
	Bålstöd multijusterbar dyna Bålstöd multi inkl fäste Flex3 ställbar Bålstöd multi inkl fäste Flex3 ställbar		Passar både hö/vä	☐ SP1561729 ☐ SP1561729
	Bålstöd förhöjt multijusterbar dyna Bålstöd förhöjt multi vä Flex3 ställbar inkl fäste Bålstöd förhöjt multi hö Flex3 ställbar inkl fäste			☐ SP1562960 ☐ SP1562961
	Bålstöd std dyna Bålstöd standard inkl fäste Flex3 ställbar Bålstöd standard inkl fäste Flex3 ställbar			☐ SP1561730 ☐ SP1561730
	Bålstöd förhöjt std dyna Bålstöd förhöjt standard vä Flex3 ställbar inkl fäste Bålstöd förhöjt standard hö Flex3 ställbar inkl fäste			☐ SP1562962 ☐ SP1562963
	Bålstöd Swing away std dyna Bålstöd Swing away standard inkl fäste Flex3 ställbar vä Bålstöd Swing away standard inkl fäste Flex3 ställbar hö			☐ SP1561641 ☐ SP1561642
	Bålstöd swing away multijusterbar dyna Bålstöd Swing away multi inkl fäste Flex3 ställbar vä Bålstöd Swing away multi inkl fäste Flex3 ställbar hö			☐ SP1561651 ☐ SP1531652

BILD	BÅLSTÖD FÖR FAST RYGG FLEX3 inkl fäste	SB	OBSERVERA	ARTNR
	Bålstöd multijusterbar dyna Bålstöd multi inkl fäste Flex3 fast Bålstöd multi inkl fäste Flex3 fast		Passar både hö/vä	☐ SP1552726 ☐ SP1552726
	Bålstöd förhöjt multijusterbar dyna Bålstöd förhöjt multi inkl fäste Flex3 fast vä Bålstöd förhöjt multi inkl fäste Flex3 fast hö			☐ SP1552728 ☐ SP1552729
	Bålstöd std dyna Bålstöd standard inkl fäste Flex3 fast Bålstöd standard inkl fäste Flex3 fast		Passar både hö/vä	☐ SP1557672 ☐ SP1557672
	Bålstöd förhöjt std dyna Bålstöd förhöjt standard inkl fäste Flex3 fast vä Bålstöd förhöjt standard inkl fäste Flex3 fast hö			☐ SP1552680 ☐ SP1552681
	Bålstöd Swing away std dyna Bålstöd Swing away standard inkl fäste Flex3 fast vä Bålstöd Swing away standard inkl fäste Flex3 fast hö			☐ SP1557673 ☐ SP1557674
	Bålstöd swing away multijusterbar dyna Bålstöd swing away multi inkl fäste Flex3 fast vä Bålstöd Swing away multi inkl fäste Flex3 fast hö			☐ SP1557675 ☐ SP1557676
 SP1543574 SP1554143	TILLBEHÖR RYGGSTÖD Fäste bålstöd Flex3 fast Fäste bålstöd Flex3 ställbar kpl		För fast rygg För ställbar rygg	☐ SP1543574 ☐ SP1554143
	Bålstöd bas m kardborre st			☐ SP1602253
	Svankstödsdyna		Passar bara ställbar Flex 3 rygg	☐ 5252527
	Ryggkilar, par			☐ SP1513037

BILD	BENÄMNING	SB	OBSERVERA	ARTNR	
	TILLBEHÖR BENSTÖD				
	Förlängare t fotp 172/197mm inkl skruv st (passar hö o vä)	39/44	Passar enbart fotplatta VS för VS benstöd 2019	☐	SP60128964
	Förlängare f fotp 222/247mm inkl skruv st (passar hö o vä)	49	Passar enbart fotplatta VS för VS benstöd 2019	☐	SP60128965
	Polstring fotplatta 172mm	39	Passar enbart fotplatta VS för VS benstöd 2019	☐	SP1650355
	Polstring fotplatta 197mm	44	Passar enbart fotplatta VS för VS benstöd 2019	☐	SP1650356
	Polstring fotplatta 222mm	49	Passar enbart fotplatta VS för VS benstöd 2019	☐	SP1650357
	Fotplatteförlängare 17cm f 17-19cm bred fotpl par		Passar ej VF fotstöd, 90gr fotstöd, centralplacerad fotplatta, VS fotstöd 2019	☐	SP5255299
	Polstring Fotplatta delad	39, 44, 49	Ej för fotplatta från 2019 och vinkelfast fotplatta	☐	SP1533946
	Polstring hel fotplatta 272	39		☐	SP1563959
	Polstring hel fotplatta 322	44		☐	SP1563962
	Polstring hel fotplatta 372	49		☐	SP1563963
	Vadmatta			☐	SP1563951
	Vadband justerbart	34, 39,44,49	Passar ej VS benstödsöverdelar	☐	SP1433580

BILD	BENÄMNING	SB	OBSERVERA	ARTNR	
	TILLBEHÖR CHASSI				
	Ramförlängning Azalea par kpl		Förlänger ramen +5cm, enbart ramförlängning passar ej med 90gr benstöd. Ingår i Azalea Tall / Azalea Assist Tall	☐	1484535


	LÄNKHJUL				
	Länkhjul 140x40 mass svart u axel		För sh 40cm och 45cm (gaffelbredd 60mm)	☐	SP1663537
	Länkhjul 150x30 mass svart u axel		För sh 40cm och 45cm (gaffelbred 40mm)	☐	SP1659704
	Länkhjul 175x45 mass svart u axel		För sh 45cm och 50cm (gaffelbredd 60mm)	☐	SP1663538
	Länkhjul 200x30 mass svart u axel		För sh 45cm och 50cm (gaffelbredd 60mm)	☐	SP1659705
	Länkhjul 200x45 mass svart u axel		För sh 45cm och 50cm (gaffelbredd 60mm)	☐	SP1659706
	LÄNKHJULSGAFFLAR				
	Gaffel H 110mm B 40mm m axel st		Endast för länkhjul 150x30	☐	SP60128985
	Gaffel H 110mm B 60mm m axel st		För länkhjul 140x40, 175x45, 200x30 o 200x45	☐	SP60128984
	Gaffel H 150mm B 40mm m axel st		Endast för länkhjul 150x30	☐	SP60128977
	Gaffel H 150mm B 60mm m axel st		För länkhjul 140x40, 175x45, 200x30 o 200x45	☐	SP60128983
	Axel länkhjul f gaffel B40 par			☐	SP1570168
	Axel länkhjul f gaffel B60 par			☐	1561355
	DRIVHJUL VÅRDARBROMSADE 16 TUM				
	Drivhjul 16 tum mass svart vb m bromshand par		Komplett m hjul, broms, vajer, bromshandtag	☐	SP1656801
	DRIVHJUL 22 TUM				
	MODELL				
	Drivhjul 22x1.3/8 tum luft svart alu drivring			☐	SP60109188
	Drivhjul 22x1.3/8 tum luft svart plastad drivring			☐	SP60109189
	Drivhjul 22x1.3/8 tum luft svart rostfri drivring			☐	SP60109190
	Drivhjul 22x1.3/8 tum massiv svart PU alu drivring			☐	SP60109197
	Drivhjul 22x1.3/8 tum massiv svart PU plastad drivring			☐	SP60109198
	Drivhjul 22x1.3/8 tum massiv svart PU rostfri drivring			☐	SP60109199
	Drivhjul 22 tum pkt lågprofil rostfri drivring LP/PKTFRI			☐	1536541
	DRIVHJUL 24 TUM				
	MODELL				
	Drivhjul 24x1.3/8 tum luft svart alu drivring			☐	SP60109176
	Drivhjul 24x1.3/8 tum luft svart plastad drivring			☐	SP60109177
	Drivhjul 24x1.3/8 tum luft svart rostfri drivring			☐	SP60109178
	Drivhjul 24x1.3/8 tum massiv svart PU alu drivring			☐	SP60109185
	Drivhjul 24x1.3/8 tum massiv svart PU plastad drivring			☐	SP60109186
	Drivhjul 24x1.3/8 tum massiv svart PU rostfri drivring			☐	SP60109187
	Drivhjul 24 tum pkt lågprofil rostfri drivring			☐	1536542





BILD	BENÄMNING	SB	OBSERVERA	ARTNR
  Bild 1 Bild 2	DRIVHJUL VÅRDARBROMSADE 22 TUM MODELL Drivhjul 22x1.3/8 tum VB luft svart alu drivring Drivhjul 22x1.3/8 tum VB luft svart plastad drivring Drivhjul 22x1.3/8 tum VB luft svart rostfri drivring Drivhjul 22x1.3/8 tum VB massiv PU svart alu drivring Drivhjul 22x1.3/8 tum VB massiv PU svart plastad drivring Drivhjul 22x1.3/8 tum VB massiv PU svart rostfri drivring Drivhjul 22 tum VB pkt lågprofil rostfri drivring			☐ SP60108741 ☐ SP60108742 ☐ SP60108743 ☐ SP60108750 ☐ SP60108751 ☐ SP60108752 ☐ 1536612
	DRIVHJUL VÅRDARBROMSADE 24 TUM MODELL Drivhjul 24x1.3/8 tum VB luft svart alu drivring Drivhjul 24x1.3/8 tum VB luft svart plastad drivring Drivhjul 24x1.3/8 tum VB luft svart rostfri drivring Drivhjul 24x1.3/8 tum VB massiv PU svart alu drivring Drivhjul 24x1.3/8 tum VB massiv PU svart plastad drivring Drivhjul 24x1.3/8 tum VB massiv PU svart rostfri drivring			☐ SP60108729 ☐ SP60108730 ☐ SP60108731 ☐ SP60108738 ☐ SP60108739 ☐ SP60108740 ☐ 1536613
	TILLBEHÖR DRIVHJUL Ekerskydd 22 tum neutral Ekerskydd 24 tum neutral			☐ 5102800 ☐ 5102807
	BROMSAR Broms brukarman u fäste vä Broms brukarman u fäste hö Broms brukarmanövrerad 16 tum, par		Passar Azalea/Azalea Tall BILD 1 Passar Azalea Assist/Assist Tall BILD 2	☐ SP1588553 ☐ SP1588552 ☐ 1444335
	Bromssats vb kpl		Passar 22-24 tum VB hjul till hela Azalea familjen innehåller vajer, bromshandtag och broms (par)	☐ 1536757
	Broms enarm kpl vä Broms enarm kpl hö		Passar 22-24 tum hjul Passar 22-24 tum hjul	☐ SP1575308 ☐ SP1575309
	Bromsfäste kpl Azalea st		För broms brukamanövrerad till 22 eller 24tum	☐ 1491317
	TILLBEHÖR Midjebälte m plastspänne			☐ SP1672778
	Transportfäste f Azalea fram			☐ SP1591222
	Bord inkl mont.sats Bord kpl medium inkl monteringsats Bord kpl large inkl monteringsats Bord kpl x-large inkl monteringsats	39 44 49	Passar ej armstöd H/S låg, armstöd/sidostöd, hemi armstöd	☐ SP1570748 ☐ SP1570749 ☐ SP1570775
    	Bord m armstödsdyna inkl mont.sats Bord m dyna medium kpl inkl mont sats Bord m dyna large kpl inkl mont sats Bord m dyna xlarge kpl inkl mont sats	39 44 49	Passar ej armstöd H/S låg, armstöd/sidostöd, hemi armstöd	☐ SP1580892 ☐ SP1580893 ☐ SP1580894
	Hemibord m armstöd kpl vä Hemibord m armstöd kpl hö			☐ SP1588322 ☐ SP1588321
	Bord Swing away stl S u dyna Bord Swing away stl M u dyna Monteringssats bord sw/a std f Azalea Dahlia	39, 44 49	Enbart för bord swing away måste väljas med bord	☐ SP1586424 ☐ SP1586425 ☐ SP1449218
	Bord Swing away stl S m dyna Bord Swing away stl M m dyna Monteringssats bord sw/a std f Azalea Dahlia	39, 44 49	Enbart för bord swing away måste väljas med bord	☐ SP1584394 ☐ SP1584395 ☐ SP1449218

BILD	BENÄMNING	SB	OBSERVERA	ARTNR	
	Stoppning bord Medium Stoppning bord Large Stoppning bord X-large	39 44 49		☐ SP1571269 ☐ SP1571270 ☐ SP1571271	
	Stoppning hemibord hö/vä			☐	SP1602247-TR26
	Låssats bord 2014		Passar monteringsats bord SP1570745	☐	SP1572460
	Monteringsats bord			☐	SP1570745
	Monteringsats bord sw/a std f Azalea Dahlia		Passar ej Armstöd/Sidostöd	☐	SP1449218
	Monteringsats bord sw/a f Armstöd/Sidostöd		Passar enbart Armstöd/Sidostöd	☐	1449839
	Kryckkäppskållare Flex3			☐	SP1560811
	Rattvredssats Azalea		Handvred för rygg, sits arm-benstöd 10st	☐	SP1484457
	Handvred f arm/benstöd smal dyna sats Handvred f arm/benstöd bred dyna sats		För Armstöd smal dyna För Armstöd bred dyna	☐ SP1605335 ☐ SP1605347	
	Övre fäste för sele		Nack / huvudstöd krävs för montering	☐	SP1559963
	Fäste positioneringsbälte par			☐	SP1563952
	Droppställning kpl		Nack / huvudstöd krävs för montering	☐	1440897
	Tippskydd Azalea st Tippskydd Azalea hög st			☐ SP1439933 ☐ 1508008	