



Soprano



Storhjulingen som är
nätt och följsam!



Dolomite **Soprano** är en lätt utomhusrollator med betydligt "tyngre" egenskaper än konkurrenterna. Här finns den låga vikten, just över 10 kg, i kombination med en maximal brukarvikt på hela 160 kg! Här finns den enkla anpassningen tack vare tydliga, säkra funktioner. Här finns den smidiga hanteringen eftersom den går att fälla ihop och står i hopfällt läge och här finns det hållbara vajerlösa bromssystemet.

Dolomite **Soprano** är rollatorn som är nätt och följsam!



Egenskaper och Tillval



Tar dig dit du vill

Lättkörd tack vare stora, lätta och massiva hjul. Goda köregenskaper även på ojämnt underlag och den stabila ramen som klarar ända upp till 160 kg ger alla rörelsefrihet att ta sig överallt.

Rejät lastutrymme

Soprano hjulen är stora för att lätt kunna köra över kullersten.

Vajerlös, integrerad broms

Inga utstickande vajrar som kan fastna. Lättskött och enkelt.

Välj bland ett brett utbud av tillbehör

Korgen klarar en maxlast på 12 kg). Övriga tillbehören finns i reservdelskatalogen, du hittar dit via en länk på vår hemsida www.invacare.se, välkommen!

Står i hopfällt läge

Gör rollatorn enkel att parkera på liten yta. Idealisk för teaterbesök eller vid förvaring i hemmet. Rollatorn kan även fällas till ett transportläge, och är då lätt att hantera eftersom den stannar i hopfällt läge.

Tekniska data

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, www.invacare.se

| Bredd yttre mått | Djup | Bredd mellan hjulen | Total höjd | Sitshöjd | Bredd mellan handtag | Hjuldiameter | Produktvikt |
|------------------|--------|---------------------|--------------|----------|----------------------|--------------|-------------|
| 655 mm | 750 mm | 545 mm | 790 - 990 mm | 620 mm | 440 mm | 260 mm | 10,8 kg |

Dolomite Soprano

Max brukarvikt



160 kg

Bredd ihopfälld



330 mm

Dolomite Soprano

Färg

RAL 1035



Artikelnummer

Soprano

12030-44-21

Kundservice: 08-761 70 90
 Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
 Box 66 - 163 91 Spånga
 Sweden



Yes, you can.®

