



Step Up



Optimera rehabiliteringen



Dolomite **Step Up** är ett modernt plattformsstöd. Gjord för att ge rehabilitering till flera patienter varje dag. Justera till optimal ergonomisk ställning genom ett par enkla handgrepp - snabbt och lätt!

Dolomite **Step Up** kan köpas i tre olika varianter, manuellt, hydrauliskt eller med motor. Det behövs heller inga verktyg för att montera tillbehören.



Gjord för gåträning

Baskarmen är utformad för att ge ökat gångutrymme. Den upphöjda främre delen av ramen gör det möjligt att ta längre steg. Utrymmet på bredden är generöst.

Ergonomisk anpassning av armstödet

Armstödsdynorna är i mjukt material för bästa tryckavlastning. Monteras säkert med mikrofilm. Kan snabbt och enkelt tas bort för rengöring eller byte.

Hantering och rengöring

Armstödsdynorna är mjuka för att ge tryckavlastning. Säkert fastsatta med mjuk kardborre. Vid rengöring går de snabbt och enkelt att ta av. **Step Up** är väl genomtänkt för användning vid överflyttning. När överflyttning sker från sängen hjälper den bakre delen av ramen till att förenkla vändning under sängen, tack vare att den är lång. Den generösa ramstorleken och breddjusteringen hjälper även till vid förflyttning från rullstol.

Egenskaper och tillval



Genom att släppa på mittenspaken, kan båda armstöden justeras i bredd samtidigt. Armstödet stannar i 25° vinkel från axeln - ett idealiskt läge för att behålla styrkan i övre delen av kroppen.



Underarmsstöd

Stödjer underarmen, kan enkelt monteras under armstödsdynan.
Art. nr 1531448



Praktisk korg

Håller dina tillhörigheter inom räckhåll.
Art. nr 1531390



Bricka

för små saker. Max belastning för korg och bricka är 5 kg.
Art. nr 1531391



Handbromssats/ enhandsbroms

För användare som kan använda bromsen.
Handbroms, båda Art. nr 1537656, **Enhandsbroms**
Art. nr Höger 1539513
Art. nr Vänster 1531450



Hållare för syrgastub

Säker montering av syrgastub på gästödet.
Max belastning för syrgastub hållare är 11 kg.
Art. nr 1531406



Ståplatta

För upprätt hållning.
Passar till **Step Up** med hjulbasen monterad i 70 cm bredd.
Art. nr 1531449



IV holder

StepUp har droppställning som ett tillbehör. Max belastning för droppställningen är 4 kg.



Klotgrepp

När användaren har svårt att greppa/stänga handen.
Art nr 1539515.



Länkhjul med riktningspär

Underlättar fokuseringen på promenaden istället för på riktningen.
Gör att du kan koncentrera dig på promenaden. Kommer med fyra bromsade hjul som standard.
Art. nr 1531408



Sele för gångträning i StepUp

En enklare sele till **Step Up** med justeringsmöjligheter för att, om möjligt, kunna tidigarelägga gångträning i rehabiliteringen.
Montering utan verktyg.
Artnr: 1536846

Övrigt

Det finns möjlighet att beställa små hjul på 100 mm i diameter till StepUp. Hjulen är som standard 125 mm i diameter.

Modeller



Step Up Manuell

Dra ut sprinten, flytta till önskat läge.

Step Up Hydraulisk

Enkel att manövrera. Tryck ner spaken för att justera till önskad höjd.

Step Up Elektrisk

Använd handkontrollen för att justera till önskad höjd. Handkontrollen fästes enkelt på ramen och är lätt att nå för användaren.

Tekniska data

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, www.invacare.se

	Bredd mellan hjulen	Bredd yttre mått	Höjjustering intervall	Bredd mellan armstöd, inre mått	Bredd mellan armstöden, yttre mått	Total längd	Total vikt
Step Up Manuell	580/670/760 mm	700/790/880 mm	870 - 1320 mm	340 - 470 mm	620 - 750 mm	890 mm	16 kg
Step Up Hydraulisk	580/670/760 mm	700/790/880 mm	870 - 1320 mm	340 - 470 mm	620 - 750 mm	890 mm	18 kg
Step Up Elektrisk	580/670/760 mm	700/790/880 mm	870 - 1320 mm	340 - 470 mm	620 - 750 mm	890 mm	23 kg

	Max brukarvikt	Hjuldiameter	Höjd mellan ram och golv
Step Up Manuell	150 kg	125 mm	215 mm
Step Up Hydraulisk	150 kg	125 mm	215 mm
Step Up Elektrisk	150 kg	125 mm	215 mm



Färg

RAL 1035



Artikelnummer

Step Up Manuell	1521677
Step Up Hydraulisk	1521678
Step Up Elektrisk	1521679

Kundservice: 08-761 70 90
 Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
 Box 66 - 163 91 Spånga
 Sweden



Yes, you can.®

