

AQUATEC®

Ocean Ergo

TILLBEHÖRSBROSCHYR



Yes, you can.®

Tillbehör

Sitsar och ryggstöd ▼



Mjuksits standard

- ▶ Med hygienurtag. Mått hygienurtag: 34 x 26 cm AP1603142



Lock till mjuksits standard

- ▶ Passar endast mjuksits standard med hygienurtag AP1603143



Mjuksits standard med litet hål

- ▶ Med litet hål, för små vuxna och ungdomar. AP1603145 Mått hygienurtag: 22,5 x 15 cm



Lock till mjuksits standard med litet hål

- ▶ Passar endast mjuksits standard med litet hål AP1603152



Extra mjuk mjuksits

- ▶ Extra mjuk, strukturerad yta Mått hygienurtag: Mått 33 x 21,5 cm 1531259, (Ocean2 & Ocean Vip/E-Vip) Mjuksits, extra mjuk Ergo AP6012131 (Passar Ergo fam)



Ställbar sits

- ▶ Mjuksits som är öppen och förhöjd/ vridbar. Mått: Hålbredd 22 cm. 1544469



Mjuksits, heltäckande

- ▶ Hel sits med ergonomisk positionering. Dynans bredd 47 cm. AP1603154



XL-rygg

- ▶ Breddad rygg (Bredd; +8 cm). Eftermonteringskit till Ocean Ergo, artnr; AP1604015 breddad rygg med stag, utan ryggband, utan armstöd. Ryggklädsel ställbar till Ocean Ergo XL; AP1603577



Rygg, hård

- ▶ Ryggen är enkel att sprita av och ett bra alternativ för t ex sjukhus; 1575299. Liten kudde med krokar till hård rygg; 13675



Breddningssats

- ▶ Breddar avståndet mellan armstöden med 40 mm på varje sida. 1470086



Mjukrygg med sidostöd utan krokar ▲

- ▶ Överdraget kan tvättas i 60 grader. 1558769



Komfortrygg ▲

- ▶ För ökad komfort. Lätt att rengöra. AP1604136 Ocean Ergo AP1604016 Ocean Ergo XL AP1603606 Ocean Ergo Dual Vip

Positionering ▼



Bålstöd

- ▶ För stabil positionering. Kan justeras i höjd för ökad stabilitet. 1535077



Stag till huvud- / nackstöd multijusterbart

- ▶ Justerbar i höjd, djup och vinkel åt sidorna. 1531613



Ergonomiska huvud- och nackstöd

- ▶ Ger ökat stöd för huvud och nacke. På bilden nackstöd. 1531608 Ergonomiskt nackstöd. 1531465 Ergonomiskt huvudstöd



Vinkelställbart benstöd med fotplatta

- ▶ Vadderat stöd, vinkelställbart i höjd och längd med fotplatta. AP1643543 Hö. AP1643572 Vä. Tippskydd fram rekommenderas



Amputations- och vadstöd

- ▶ Vinkelställbart ampstöd med dyna som kan justeras i djup och vinkel. AP1643573 Hö. AP1643574 Vä. Tippskydd fram rekommenderas



Mjukt stänkskydd

- ▶ Kläm fast mellan sits och mjuksits. Det hänger ner under sitsen och förhindrar stänk. 1627829

Säkerhet ▼



Barriär

- ▶ För extra trygghet. Mjuk yta. Lätt att montera. 10167-10, 54 cm. 1470078 XL, 62 cm



Bröst- och höftbälte

- ▶ För stabil positionering. Justerbara i längd. Enkel montering. Tvättas i maskin i 60°. 1470081 Brösthälte. 1470082 Höftbälte



Armstödslåsning

- ▶ Låser armstödet i upp- eller nedfällt läge. 1470077



Tippskydd, fram och bak

- ▶ För ökad säkerhet. AP1601986 Ocean Ergo-familjen (fram). AP1603992 Ocean Vip/Dual (fram och bak)

För toalettbesöket ▼



Stänkskydd

- ▶ Placeras enkelt i standardsitsens hygienurtag. AP1603155



Bäcken

- ▶ Ergonomiskt handtag för stabil hantering. Måtskala på insida av bäcken. 10230 bäcken med lock.
- ▶ Gejder AP1602078

Justeringar

Alla Ocean Ergo-modeller kan justeras för att passa många olika behov.

Armstöd

- ▶ De ergonomiska uppfällbara armstöden kan monteras i fler höjder än tidigare.

Fotstöd

- ▶ De sidofällbara benstöden kan justeras i fler höjder än tidigare. Möjlighet till festsättning av benstöden utan verktyg.

Sitthöjd

- ▶ Sitthöjden kan enkelt justeras mellan 475 mm och 600 mm.

- ▶ Inga verktyg behövs.

Fotstöd

- ▶ Vinkelställbara fotstöd som kan fällas upp. Hälkappan är fäst med en gummiskruv.

- ▶ Inga verktyg behövs.



Den flexibla serien med dusch- och toalettstolar erbjuder lösningar för den personliga hygienen för ett brett spektrum av fysiska förhållanden, från en vanlig upprätt duschstol till modeller med möjlighet att tilta och vinkla ryggstödet.

Ocean Ergo familjen



Ocean 24'' Ergo XL ▲

Självmanövrerad
XL-modell med
24" drivhjul. Max
vikt 180 kg.

Ocean Ergo XL ▲

XL-modell
med max vikt
180 kg.

Ocean VIP Ergo ▲

För personer
med extra behov
av positionering.
Max vikt 150 kg.

Ocean Ergo ▲

Standard-
modellen för
dusch och
toalett. Max vikt
150 kg.

Ocean Dual VIP Ergo ▲

För personer
med komplexa
sitt- och posi-
tioneringsbehov.
Max vikt 150 kg.

Ocean 24'' Ergo ▲

Självmanövrerad
med 24" drivhjul.
Maxvikt 150 kg.

Kompatibilitet

- ✓ - Kompatibel
- ✗ - Ej kompatibel
- - Inkluderad

De flesta tillbehör är kompatibla med alla Ocean Ergo-modeller.

	Artikel- nummer	Ocean Ergo	Ocean 24" Ergo	Ocean Ergo XL	Ocean 24" Ergo XL	Ocean VIP Ergo	Ocean Dual VIP Ergo
Mjuksits standard	AP1603142	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lock till mjuksits standard	AP1603143	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mjuksits standard med litet hål	AP1603145	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lock till mjuksits standard med litet hål	AP1603152	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stänkskydd	AP1603155	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mjuksits, heltäckande	AP1603154	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Extra mjuk mjuksits	1531259	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ställbar sits	1544469	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Barriär	10167-10	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Barriär XL	1470078	✗	✗	✓	✓	✗	✗
Bröstsälte	1470081	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Höftbälte	1470082	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Armstödslåsning	1470077	✓	✓	✓	✓	✓	✓
XL-rygg kit utan ryggklädsel	AP1604015	✓	✓	-	-	✗	✗
Rygg, hård	1575299	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Mjukrygg med sidostöd	1558769	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Breddningssats	1470086	✓	✓	✗	✗	✓	✓
24"drivhjul (par)	16379	✓	-	✗	-	✗	✗
Amputations- och vadstöd höger	AP1643573	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Amputations- och vadstöd vänster	AP1643574	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vinkelställbart benstöd med fotplatta höger	AP1643543	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vinkelställbart benstöd med fotplatta vänster	AP1643572	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bålstöd	1535077	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stag till huvud- / nackstöd multijusterbart	1531613	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Ergonomiska huvudstöd	1531465	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Ergonomiska nackstöd	1531608	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Bäcken	10230	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gejder	AP1602078	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tippskydd, fram och bak Ero VIP-familjen	AP1603992	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Tippskydd fram Ocean Ergo-familjen	AP1601986	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Komfortrygg VIP Ergo-familjen	AP1603606	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Komfortrygg Ocean Ergo-familjen	AP1604136	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Komfortrygg Ocean Ergo XL-familjen	AP1604016	✗	✗	✓	✓	✗	✗

Kundservice: 08-761 70 90
 Fax 08-761 81 08
 sweden@invacare.com
 www.invacare.se

Invacare AB
 Box 66 - 163 91 Spånga
 Sweden

