

AQUATEC®

Tillbehör Ocean





Mjuksits

Med hygienurtag
Mått hygienurtag: 31,5 x 18 cm
16341 för **Ocean / Ocean XL / Ocean E-vip / Ocean 2 / Ocean 2XL**
1470075 för **Ocean Vip / Ocean Vip XL / Ocean Dual Vip**



Lock till mjuksits

Passar endast mjuksits med hygienurtag
16343 till alla modeller i **Ocean**-serien



Mjuksits

Med ovalt hål
Mått hygienurtag: 22,5 x 15 cm
16342 till alla modeller i **Ocean**-serien



Mjuksits, heltäckande

Hel sits
1526032 till alla modeller i **Ocean**-serien



Extra mjuk mjuksits

Extra mjuk, strukturerad yta
Mått hygienurtag: 33 x 21,5 cm
1531259 till **Ocean 2 / Ocean 2 XL / Ocean Vip / Ocean Vip XL / Ocean Dual Vip / Ocean E-vip**



Ställbar sits

Mjuksits som är öppen och förhöjd/ vridbar.
1544469 till **Ocean 2 / Ocean Vip / Ocean Dual Vip**



Stänkskydd

Placeras enkelt i mjuksitsens hygienurtag
16511 till alla modeller i **Ocean**-serien Passar ej i kombination med ovalt hål, extra mjuk mjuksits.



XL-rygg

Ger breddade armstöd. Eftermonteringskit till **Ocean 2**. Kompletterat med armstöd och ryggband.
1534979 endast till **Ocean 2** (fram till serienr SN14551780)
1558847 Ryggstöd med armstöd, ryggband och stag under sits (från serienr SN14551781)
Ryggmått **Ocean2 XL**: 55cm



Breddningssats

Breddar avståndet mellan armstöden med 40 mm på varje sida. Eftermonteringskit till **Ocean Vip / Ocean Dual Vip** och **Ocean E-vip** (passar ej **Ocean 2** med breddad rygg).
1470086 Breddningssats (par)



Bröst- och höftbälte

För stabil positionering. Justerbara i längd. Enkel montering. Tvättas i maskin i 60°. Till alla modeller i Ocean-serien.

1470081 Brösthälte, grå

Mått 98 - 110 cm. Fäste ingår.

1470082 Höftpositioneringsbälte, grå

Mått 98-110 cm. Fäste ingår.

1522314 Bröstkämma, fäste för bröstbälte, även för att fästa ryggbandet

1522315 Höftkemma, fäste för höftbälte



Armstödslåsning

Låser armstödet i upp- eller nedfällt läge.

1470077 för **Ocean 2 / Ocean 2 XL / Ocean Vip / Ocean Dual Vip och Ocean E-vip**

16597 par, endast till Ocean



Drivhjul 24"

Inkl bromsar och avtagbara axlar.

16379 till **Ocean, Ocean XL/ Ocean 2**



Amputations- och vadstöd

Vinkelställbart ampstöd med dyna som kan justeras i djup och vinkel.

AP1643572 vänster till **Ocean2 / Ocean2 XL / Ocean Vip / Ocean Vip XL / Ocean Dual Vip / Ocean E-vip**

AP1643543 höger till **Ocean2 / Ocean2 XL / Ocean Vip / Ocean Vip XL / Ocean Dual Vip / Ocean E-vip**



Fotstödsdel

Fotstödsdel till amputations-och vadstöd.

1563156 Fotstödsdel till amputationsstöd/vadstöd vänster

1563300 Fotstödsdel till amputationsstöd/vadstöd höger




Benstöd vinkelställbart

Det vinkelställbara bestödet med vadstöd passar på alla Ocean-stolar. Vi rekommenderar att använda tippstöd fram.

AP1643572 Benstöd VS m fotplatta vä

AP1643543 Benstöd VS m fotplatta hö



Gejder

16335 till **Ocean, Ocean XL**
1470076 till **Ocean Vip / Ocean Vip XL / Ocean Dual Vip**
1471233 till **Ocean E-vip**
1527985 till **Ocean 2, Ocean 2 XL**



Tippstöd bak, par

1470833 till **Ocean Vip / Ocean Dual Vip**



Tippskydd fram

1535936 till **Ocean Vip / Ocean Dual Vip**
Tippskydd fram, par
1553395 till **Ocean / Ocean 2**



Huvud- / nackstöd

1531465 Huvudstöd till **Ocean VIP / Ocean Vip XL / Ocean Dual Vip** och **Ocean E-vip**

1531608 Nackstöd till **Ocean Vip / Ocean Vip XL / Ocean Dual Vip** och **Ocean E-vip**.



Stag till huvud- / nackstöd

1531613 multijusterbart stag till **Ocean Vip / Ocean Dual VIP / Ocean E-Vip**
Justerbar i höjd, djup och vinkel åt sidorna.



Mjukrygg med sidostöd u krokar

Kan tvättas i 60 grader.
1558769 till alla modeller i Oceanserien.



Bålstöd

1535077 till alla modeller i Oceanserien.



Vicair Liberty Hygiendyna

LTC3 dyna med hygienurtag och sugproppar, passar **Ocean, Ocean2, Ocean 2XL, Ocean2 24"** hjul.

LTC/2 dyna med hygienurtag
Mått: 50x45 cm
Passar hela **Ocean**-serien.



Bäcken

Med handtag och lock

10230 till alla modeller i **Ocean**-serien.

Längd: 460 mm

1541289 Lock till bäcken



Barriär

För extra trygghet. Mjuk yta.
Lätt att montera.

10167-10 till alla modeller i **Ocean**-serien.

Längd: 540 mm

1470078 XL-barriär till alla **Ocean XL**-modeller.

Längd 620 mm.



Otto Bock nackstödsstag med fäste

Används med nackstödsdyna.

1563144 Passar på **Ocean Vip / Ocean Dual Vip / Ocean E-Vip / Ocean / Ocean 2**



Rygg, hård

Hård rygg passar till **Ocean**-serien, dock inte till **Ocean 2 XL** med breddad rygg.

Ryggen är enkel att sprita av och ett bra alternativ för t ex sjukhus.

1575299 Hård rygg till alla modeller i **Ocean**-serien, utom **Ocean 2 XL**.

13675 Kudde till hård rygg



Vadmatta

Kan tvättas i 60°.

1531819 Vadmatta till **Ocean**-serien

Tekniska data

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, www.invacare.se

Art nr	Beskrivning	Aquatec Ocean	Aquatec Ocean XL	Aquatec Ocean VIP	Aquatec Ocean VIP XL	Aquatec Ocean Dual Vip	Aquatec Ocean E-Vip
1452500	Huvud/nackstöd, normal			x	x	x	x
1452497	Huvud/nackstöd, kombination			x	x	x	x
1452510	Skålat armstöd, delat	x	x	x	x	x	x
1452511	Skålat armstöd, helt	x	x	x	x	x	x
1534982	Fäste för skålat armstöd universal	x	x	x	x	x	x
1452524	Handstöd, flat, höger/vänster	x	x	x	x	x	x
1452512	Armstöd med sidopanel	x	x	x	x	x	x
1452513	Armstöd, komfort, långt	x	x	x	x	x	x
1452514	Armstöd, komfort, kort	x	x	x	x	x	x
1452507	Bålstöd, höger/vänster, Large	x	x	x	x	x	x
1452508	Bålstöd, höger/vänster, Medium	x	x	x	x	x	x
1452504	Bålstödsfäste, höger	x	x	x	x	x	x
1452503	Bålstödsfäste, vänster	x	x	x	x	x	x
1452506	Bålstödsklämma höger/vänster	x	x	x	x	x	x
1563144	Nackstödsstag med fäste	x	x	x	x	x	x

Tel: +46 8 761 70 90
Fax: +46 8 761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66
163 91 Spånga

