

XLT



Alla möjligheter - helt enkelt!



Invacare XLT är en idealisk aktiv fastramstol för daglig användning. Designad för att justeras perfekt efter användarens individuella behov. **XLT** erbjuder ett brett sortiment av tillbehör och möjliggör, samt till och med förbättrar, självständigheten och rörligheten.

Den bästa passformen

Invacare XLT är designad med den individuella användaren i åtanke. Uppmått, konstruerad och anpassad för att passa varje användares specifika behov, är **XLT** den idealiska rullstolen för att återfå, behålla och förbättra både rörlighet och självständighet. Komplexa rullstolslösningar och reservdelar är historia med **XLT**.

Stabilitet, styvhet och säkerhet för ett aktivt liv

XLT är tillverkad enbart i titan vilket ger användaren stabilitet och styvhet utan att kompromissa med vikten. Kombinationen med ett brett tillbehörssortiment, inställningar och möjligheter ger användaren fördelar hos en stol som erbjuder den säkerhet och det stöd som behövs när man är ute i det aktiva livet.



Svensk kvalitet

Invacare Rea® har inte kompromissat när det gäller **XLT**. **XLT** är designad och tillverkad av Reafabriken i Sverige, vilket ger användaren fördelar av en stark tradition av kvalitet.

Egenskaper och Tillbehör



Armstöd

Stort sortiment av armstöd för bästa support.



Tippskydd

Tippskyddet kan enkelt svängas undan med foten. Tippskyddet är vinklat utåt för att ge mer utrymme åt fötterna för vårdaren/anhöriga.



Drivhjul

Black Marathon Evolution Plus däck för design.



XLT Swing

För enklare överflyttning och manövrerbarhet så väl som komfort.



Länkhjulsupphängning

för stabilitet och prestanda.



Titan fotbåge

för att förbättra komfort så väl som lätthet.



Däck

① massiva,
② grovmönstrade luft,
③ finmönstrade luft,
④ låg profil (24"x11/8),
⑤ punkteringsfria,
⑥ black marathon (ej på bild)



Länkhjul

① 75 x 24 hård (3"),
② 100 x 27 HM (4")
③ 125 x 27 HM (5"),

④ 140 x 37 mjuk (5,5")
⑤ 150 x 27 HM (6"),
⑥ 150 x 30 mjuk (6"),

⑦ 150 x 32 luft (6"),
⑧ 180 x 40 luft (7"),
⑨ 180 x 40 mjuk (7")

Tekniska data


Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, www.invacare.se

| | Sittbredd | Sittdjup | Sitthöjd | Ryggstödshöjd | Benstödslängd | Sitsvinkel | Intervall ryggstödsvinkel |
|---|--------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------------------|
| <i>Invacare</i> XLT Active 75° | 355 - 480 mm | 400 / 450 / 500 | 400 - 520 mm | 200 - 490 mm | 380 - 505 mm | 0 - 14° | ± 10° |
| <i>Invacare</i> XLT Dynamic 90° | 355 - 480 mm | 400 / 450 / 500 | 400 - 500 mm | 200 - 490 mm | 355 - 485 mm | 0 - 14° | ± 10° |
| <i>Invacare</i> XLT Swing | 330 - 505 mm | 400 / 450 / 500 | 390 - 520 mm | 200 - 490 mm | 280 - 510 mm | 0 - 14° | ± 10° |

i steg om 15 mm 40 mm just.

| | Hjulbas | Totalhöjd | Totallängd inkl fotplatta | Vikt | Max brukarvikt | Transportvikt | Krocktestad |
|---|-------------|---------------|---------------------------|---------|----------------|---------------|-------------|
| <i>Invacare</i> XLT Active 75° | SB + 200 mm | 610 - 1050 mm | 830 - 1030 mm | 9.8 kg | 135 kg | 6 kg | ISO 7176-19 |
| <i>Invacare</i> XLT Dynamic 90° | SB + 200 mm | 610 - 1050 mm | 730 - 880 mm | 9.8 kg | 135 kg | 6 kg | |
| <i>Invacare</i> XLT Swing | SB + 200 mm | 610 - 1050 mm | 820 - 1230 mm | 11.3 kg | 135 kg | 6 kg | |

Ramfärger



* Special

Klädsel



Kundservice: 08-761 70 90 | Invacare AB
 Fax 08-761 81 08 | Box 66 - 163 91 Spånga
 sweden@invacare.com | Sweden
 www.invacare.se

