

ESPRIT Action®

UPPTÄCK. UTFORSKA. UPPLEV.



Hopfällbar och lätt elrullstol

Med innovativ gyro-teknik



Yes, you can.®

Avancerad ny design.

Vår Esprit Action® har gått framåt med teknisk precision.

Varje del av dess nya design har gjorts med progressiva framsteg.

Ett omfattande designuppdateringsprogram har gjort skillnad. Den nya Esprit Action® är lätt, fällbar och använder integrerade drivhjul producerade av Alber,

på ett mycket anpassningsbart aluminiumchassi från vårt populära Action®-sortiment. Resultatet är oövervinnerligt. Det är äntligen dags att njuta av Esprit Action®s frihet och sanna anda.



Passar enkelt in i en bil



Godkänd för lutande plan på upp till 6°



I hopfällbar med avtagbara delar



Framkomlighet i trånga utrymmen

Med ny innovativ gyroteknik, och kompakt hjulbas ges förbättrad manövrerbarhet i trånga utrymmen vilket ökar framkomligheten avsevärt. Bakhjulets placering ger bättre grepp och en mindre svängradie.



Hanterar enkelt sluttningar

Sluttningar på upp till 6 ° övervinns enkelt, behagligt och stabilt. Den nya gyrotekniken minskar accelerationen i enlighet med sluttningens lutning.



*Tyngsta del isärtagbar

14" Alber-
tillverkade
hjul



Bättre körprestanda

14" bakhjul, luftpumpade däck, både bak och fram ger en smidig och bekväm känsla. Den nya designen av bakhjul finns också med en ny version, 8 km/h, för ökad utomhus-prestanda.





Lättare att transportera

Esprit är utformad med en Action® lättviktsram med avtagbara drivhjul och batteri.

Action® rullstolsram kan enkelt fällas ihop för att underlätta transport. Enkel att ta isär om behov finns, samtidigt som den är krocktestad att sitta i under färd i ett anpassat fordon.



Korskompatibilitet

Korskompatibilitet med Action®-sortimentet möjliggör snabba anpassningar. Esprit Action® kan anpassas efter specifika behov snabbt och kostnadseffektivt.



8km/h

Hastighetsalternativ

Tillbehör



Manöverboxfäste; lättvikt & undanfällbart



Premium tipskydd med uppställningsfunktion. Underlättar då man behöver ta av hjulen, exempelvis då den ska placeras i en bil.



Bekvämlighet och stöd

Optimal positionering uppnås genom väl anpassade, konfigurerbara alternativ och tillbehör. Rullstolen kan diskret finjusteras för att möta ett stort urval av behov.

Upptäck.

En ny design

Utforska.

Nya möjligheter

Upplev.

Ännu bättre prestanda

Vi presenterar nästa generation av **Esprit Action**®. En spännande ny design med en innovativ kombination av teknik, prestanda och väl genomtänkta uppdateringar.





ESPRIT Action®






















Junior

Esprit Action® Junior gör det möjligt för barn att njuta av en aktiv och självständig livsstil. Den nya Esprit Action® junior uppmuntrar barnen att vara glada, aktiva och fyllas av självförtroende.

Oavsett om det är att anknäta till vänner inomhus eller träffas och leka utomhus så ges varje barn möjlighet att delta aktivt tack vare sin Esprit Action®. Frånare estetik och ett urval av färgkombinationer, gör att barn använder sin rullstol, Esprit Action®, utan begränsningar. Fler möjligheter, större glädje.

Tekniska data

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, såsom t.ex. manualer finns på vår hemsida, www.invacare.se

	Sittbredd	Sittdjup	Sitthöjd	Ryggsstöds-höjd	Benstöds-längd	Sitsvinkel	Intervall rygg-stödsvinkel
Esprit Action®	 380 - 605 mm	 400 - 500 mm	 460 alt. 485 mm	 390 - 510 mm	 340 - 470 mm	 3°	 0° - 30°
Esprit Action® Junior	305 - 380 mm	325 - 375 mm	460 alt. 485 mm	390 - 510 mm	200 - 330 mm	3°	0° - 30°
	Hjulbas	Totalhöjd	Totallängd inkl. benstöd	Totallängd exkl. benstöd	Totalvikt	Max brukarvikt	Batterikapacitet
Esprit Action®	 Sittbredd + 180 mm	 945 - 1000 mm	 980 - 1115 mm	 640 - 970 mm	 40.4 - 45 kg ¹	 125 kg	 36 V / 7.65 Ah
Esprit Action® Junior	Sittbredd + 180 mm	945 - 1000 mm	925 - 1075 mm	640 - 970 mm	40.4 - 45 kg ¹	80 kg	36 V / 7.65 Ah
	Svängdiameter	Max hindertagning	Max säker lutning dynamisk	Motorkapacitet	Körsträcka	Hastighet	Armstöd breddjustering
Esprit Action®	 1430 - 1960 mm	 30 mm	 6°	 6 km/h: 2 x 110 W 8 km/h: 2 x 150 W	 15km	 6 km/h alt. 8 km/h	 +50 mm
Esprit Action® Junior	1430 - 1960 mm	30 mm	6°	6 km/h: 2 x 110 W 8 km/h: 2 x 150 W	15km	6 km/h alt. 8 km/h	+50 mm

¹Vikt på den tyngsta delen är ramen på 15 kg

Ramfärg

Esprit Action®



Skiffergrå



Kornblå

Esprit Action® & Junior



Antracit svart



Hypnotis lila

Esprit Action® Junior



Medelhavsblå

Färgaccenter



Lime



Svart

Telefon: 08-761 70 90
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66 - 163 91 Spånga
Sweden



Yes, you can.®