

Küschall®
COMPACT



UNLIMIT YOUR WORLD

Vi på Kuschall tror att allt är möjligt så länge du ges rätt förutsättningar. Kuschall Compact erbjuder dig möjlighet till anpassning efter dina behov för maximal prestanda. Full kraft, all frihet, **Unlimit your world.**

KÜSCHALL COMPACT

Kuschall Compact är den absoluta standarden för tillförlitlighet och högklassig kvalitet. En Compact finns med swingaway benstöd eller fast benstöd med fotstöd. Oavsett vilka behov du behöver så finns en Compact för dig och din livsstil.

HYDROFORM- NING

Med den hydroformade ramen har Compact blivit starkare och mera vridstyv samtidigt som den blivit 500gram lättare än föregångaren.

HYDROFORMAD RAM

- Hydroformad ram och benstöd för bättre vridstyvhet och viktreducering upp till 500gram.

BENSTÖD

- Välj benstöd efter dina behov. Fasta eller swingaway benstöd i 80° eller 70° vinkel.

FOTSTÖD

- Fotplattor finns i två varianter, fasta av plast eller vinkelställbara i carbon.





Küschall® COMPACT

IHOPFÄLLNINGSSYSTEM

- Ett ihopfällningssystem som kräver minimal kraft för att fälla ihop. Konstruerat för stabilitet och mesta vridstyvhet och köregenskaper.

LÄNKHJULSHUS

- Ett enkelt och intuitivt länkhjulshus för de bästa köregenskaperna.

LÄNKHJULSGAFFEL

- En ny och ren design och med integrerade lager som avsevärt reducerar ansamling av smuts, allt för mindre underhåll.

EGENSKAPER

TEKNIK

En stabil ihopfällningsmekanism, ett chassi som är mycket vridstyvt för minsta möjliga energi förlust vid framförandet av rullstolen. Lätt för användaren att själv fälla ihop. Det är alla exempel på lösningar för att skapa den bästa ihopgällbara aktivrullstolen.



FUNKTION

Funktioner och fördelar med en Compact inkludera benstöd i 70° respektive 80° vinkel. Ett flertal sittbredder och sittdjup. Ett fällbart ryggstöd gör Compact liten, lätt och kompakt, perfekt vid transport och förvaring. Givetvis krocktestad.

KOMFORT

Med ett stort utbud av val och tillbehör så kan man lätt anpassa rullstolen efter sina behov. Insvängd ram, sitthöjd från 36cm för att sparka sig fram, nackstöd, ryggsystem är bara några exempel val man kan göra.



LÅG VIKT GENOM HYDROFORMNING

En helt ny och starkare ram som genom hydroformningen blivit 500g lättare än föregångare.

STYLING

1 RAMFÄRG



Pure White



Anthracite Grey



Space Black



Carmine Red



Azure Blue

2 DEKAL



3 DEKALFÄRG



Red



Black



Light Grey



Gold



Red



Blue



Dark Grey



Black

TEKNISK DATA

SITTBREDD

280 – 500 mm
i steg om 20 mm



SITTDJUP

320 – 500 mm
i steg om 20 mm



UNDERBENS- LÄNGD

200 – 510 mm
i steg om 10 mm



RYGGHÖJD

300 – 510 mm
i steg om 15 mm



RYGGVINKEL

82°/86°/90°/
94°/98°/102°



SITTHÖJD

Fram: 370 – 530 mm
Bak: 370 – 500 mm
i steg om 10 mm



RAMVINKEL

70° / 80°
Rak eller insvängd



TOTALBREDD

SB + 160 mm



TOTALBREDD IHOPFÄLLD

ca. 290 mm



TOTALLÄNGD

70°: ca. 870 – 1220 mm
80°: ca. 850 – 1200 mm



CAMBER

0° / 3°



TOTALVIKT

ca. 10.5 kg (swing away)
ca. 9.6 kg (fast ram)



TRANSPORTVIKT

ca. 7.8 kg (swing away)
ca. 6.7 kg (fast ram)



BRUKARVIKT

130 kg



KROCKTESTAD

Godkänd/uppfyller
ISO 7176-19



Alla angivna mått och vikter är baserade på sittbredd 400 mm och sittdjup 400 mm i den lättaste och mest kompakta konfigurationen. Vikt och mått kan ändras med olika konfigurationerna. För mer information, se bruksanvisning på vår webbplats



/ UNLIMIT YOUR WORLD

Kundservice: 08-761 70 90
Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66 – 163 91 Spånga
Sweden