

Aquatec® / Invacare® | Duschpallar, duschstolar



Aquatec **Dot**

- Platsar i alla duschar
- Lätt att demontera, idealisk att ta med på resa
- Ytan har struktur för att ge halkskydd
- Stora doppskor gör pallen stabil




Aquatec **Disk på Dot**

- På bara några sekunder får du en duschpall med roterande sits genom att kombinera **Disk** med duschpallen **Dot** och en adapter
- Max brukarvikt: 125 kg

Tekniska data

Artikelnummer	Aquatec Dot
Duschpall rund, sitthöjd 500 mm	10200-32
Duschstol rund, sitthöjd 550 mm	10201-32
Mått	
Sittbredd	400 mm (A)
Sittdjup	400 mm (A)
Sitthöjd	500 / 550 mm (B)
Totalbredd	460 mm (C)
Totaldjup	460 mm (C)
Totalhöjd	500 / 550 mm (B)
Mer info	
Vikt	2.5 kg
Max brukarvikt	125 kg
Färg	Vit
Tillbehör	
Disk , blå	4.02.002
Adapter till Disk på Dot	15326AQT



AQUATEC®



Yes, you can.®



Invacare I-Fit

- Höjdjusterbar från 380 mm till 550 mm
- Stor ergonomiskt formad sits för ökad komfort
- Lätt att rengöra
- Låg vikt och enkel att transportera
- Snygg design
- Hygienurtag
- Levereras i 2-pack

Invacare I-Fit

- Med avtagbart ryggstöd
- Höjdjusterbar från 380 mm till 550 mm
- Ergonomiskt formad sits med ryggstöd för extra komfort
- Lätt att rengöra
- Låg vikt och enkel att transportera
- Levereras i 2-pack


Tekniska data

Artikelnummer	Invacare I-Fit	Invacare I-Fit
Duschpall	9780E	
Duschstol		9781E


Mått		
Sittbredd	340 mm	340 mm
Sittdjup	370 mm	370 mm
Sitthöjd	380-550 mm	380-550 mm
Totalbredd	500 mm	500 mm
Totaldjup	430 mm	430 mm
Totalhöjd	380-550 mm	760-930 mm

Övrig info		
Vikt	3,7 kg	4,5 kg
Max brukarvikt	180 kg	180 kg
Färg	Vit	Vit

Invacare I-Fit 9780E



Invacare I-Fit 9781E



Aquatec Sansibar

- Platsbesparande: monteras på väggen och fälls upp när den inte används
- Rejält hygienurtag underlättar intimhygien
- Individuellt höjdjusterbara stödben för ökad stabilitet
- Justerbara fötter utjämnar och ger stabilitet på ojämna golv

Tekniska data


Artikelnummer	Aquatec Sansibar
Väggmonterad duschstol	9.10.101

Mått	
Sittbredd	400 mm (A)
Sittdjup	410 mm (B)
Sitthöjd	460-530 ¹ mm (C)
Totalbredd	400 mm (D)
Totaldjup	460 mm (E)
Totalhöjd	530-600 mm (F)
Gradering, höjdjustering	25 mm
Djup, hopfälld	110 mm
Höjd, hopfälld	540-610 mm

Mer info	
Vikt	2,6 kg
Max brukarvikt	130 kg
Färg	Vit

1/ 3. Höjdadapter tillval

Aquatec Sansibar





Aquatec Tellus

- Stabil, stapelbarduschpall (**Tellus/Pluto**)
- Ergonomisk sittyta med hel sits eller sits med hygienurtag
- Höjddjusterbara, rostfria ben
- Tillbehör: kan förses med ryggstöd



Aquatec Pluto

- Ergonomisk sits, kan erhållas med eller utan hygienurtag
- Höjddjusterbara, rostfria ben
- Ledad doppsko (FlexiFoot) kompenserar ojämnheter i golvet (**Tellus/Pluto**)
- Tillbehör: kan förses med ryggstöd
- Med armstöd och fast chassi



Aquatec Galaxy

- Hopfällbar, höjddjusterbar duschstol, tar liten plats
- Ergonomisk sits, kan erhållas med eller utan hygienurtag
- Mjukt ryggstöd ger ytterligare stöd


Tekniska data

Artikelnummer	Aquatec Tellus	Aquatec Pluto	Aquatec Galaxy
Duschpall med hel sits 1-pack	1470796		
Duschpall med hel sits 5-pack	1470797		
Duschpall med hygienurtag 1-pack	1470798		
Duschpall med hygienurtag 5-pack	1470799		
Tillbehör: ryggstöd, kan eftermonteras	1470800	1470800	
Duschpall med armstöd och hygienurtag 1-pack		1470801	
Duschpall med armstöd och hygienurtag 5-pack		1470804	
Duschpall med armstöd och hel sits 1-pack		1470802	
Duschpall med armstöd och hel sits 5-pack		1470803	
Duschstol med ryggstöd och armstöd och hygienurtag			1470805
Duschstol med ryggstöd och armstöd och hel sits			1470806


Mått	Aquatec Tellus	Aquatec Pluto	Aquatec Galaxy
Sittbredd	400 mm (A)	400 mm (A)	400 mm (A)
Sittdjup	345 mm (B)	345 mm (B)	345 mm (B)
Sitthöjd	460 - 610 mm (C)	460 - 610 mm (C)	470 - 620 mm (C)
Totalbredd	550 mm (D)	550 mm (D)	580 mm (D)
Totaldjup	510 mm (E)	510 mm (E)	460 mm (E)
Totalhöjd utan belastning	460 - 610 mm (C)	630 - 780 mm (F)	840 - 990 mm (F)
Lägsta höjd vid belastning	450 mm	450 mm	-
Höjddjustering, gradering	25 mm	25 mm	25 mm
Höjd till armstöd	-	-	630 - 780 mm (G)
Bredd mellan armstöd	-	490 mm (G)	510 mm (H)
Bredd, hygienurtag	-	130 mm	130 mm
Djup, hygienurtag	-	140 mm	140 mm

Övrig info	Aquatec Tellus	Aquatec Pluto	Aquatec Galaxy
Vikt	3.8 kg	4.5 kg	7.5 kg
Max brukarvikt	130 kg	130 kg	100 kg
Färg	Vit	Vit	Vit


Aquatec Tellus



Aquatec Pluto



Aquatec Galaxy





Aquatec **Pico**

- Enkel att anpassa från pall till stol
- Fyra olika konfigurationer
- Struktur på sits för bra halskydd
- Sits med hygienurtag som kan vändas bakåt eller framåt efter behov
- Höjdjusterbara ben
- Stora doppskor ger trygghet
- Enkel montering, inga verktyg behövs
- max brukarvikt 160 kg

Egenskaper och tillbehör



Pico



Pico med armstöd



Pico med ryggstöd



Tekniska data

Artikelnummer	Aquatec Pico
Duschpall	9.20.001
Duschpall med armstöd	9.21.001
Duschstol med ryggstöd	9.23.001
Duschstol komplett	9.22.001
Ryggstöd separat	16469
Armstöd separat, par	16468

Mått	
Sittbredd	430 mm (A)
Sittdjup	420 mm (B)
Sitthöjd	425 - 575 mm (C)
Totalbredd	575 mm (D)
Totaldjup	520 mm (E)
Totalhöjd	825 - 975 mm (F)
Höjd till armstöd	605 - 755 mm (G)
Bredd mellan armstöden	430 mm (H)
Bredd, hygienurtag	180 mm
Djup, hygienurtag	145 mm
Höjdjustering, gradering	25 mm

Övrig info	
Vikt, duschpall	3,0 kg
Vikt, duschpall med armstöd	4,1 kg
Vikt, duschstol med ryggstöd	4,0 kg
Vikt, duschstol komplett	4,8 kg
Max brukarvikt	160 kg!
Färg	Vit

Aquatec **Pico**



Invacare AB
 Box 66 – 163 91 Spånga - Sverige
 Kundservice: 08-761 70 90
 Fax 08-761 81 08
 sweden@invacare.com
 www.invacare.se

© 2013 Invacare International Särll.
 Alla rättigheter är reserverade för Invacare.

All information i denna broschyr stämmer vid tryckningstillfället. Invacare förbehåller sig rätten att ändra produktinformation utan föregående meddelande.

Duschpall, duschstol - SE - 01/2013



Yes, you can.®